

APH 409

Cavo di rete Crossover
per collegamento diretto a PC, lungh. 5 m (tipo 9).



- Categoria cavo Cat.6
- Colore: Argento trasparente
- Utilizzato per il collegamento diretto di macchine Miele
- Utilizzato per il collegamento di rete di sterilizzatori Melag

Codice EAN: 4002514940601 / Numero di materiale: 07951500 /
Vecchio numero di materiale: 68815805D

Classe appart. prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Termodisinfettori	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Sterilizzatori da banco	•
Sterilizzatori di grandi dimensioni	•
Appartenenza degli apparecchi	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PS 1201 B	•
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PS 1202 B	•
PS 5662 V	•
PS 5666 V	•
PS 5669 V	•
PS 5962 H	•
PS 5966 H	•
PS 5968 H	•
PS 5969 H	•
Categoria prodotto	
Tracciabilità processi/dati di funzionamento/dati di comunicazione	•
Caratteristiche del prodotto	
Colore	Grigio
Campo di applicazione	
Trattamento di pipette/fiale	•
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Trattamento di portaoggetti	•
Trattamento di butirrogetti	•
Trattamento di bottiglie per infusione/farmacia	•
Trattamento di strumenti anestetici	•

APH 409

Cavo di rete Crossover
per collegamento diretto a PC, lungh. 5 m (tipo 9).



Codice EAN: 4002514940601 / Numero di materiale: 07951500 /
Vecchio numero di materiale: 68815805D

Trattamento di strumenti MIC	•
Trattamento di strumenti oftalmici	•
Trattamento di strumenti robotici	•
Trattamento di strumenti ginecologici	•
Trattamento di strumenti otorinolaringoiatrici	•
Trattamento di strumenti odontoiatrici	•
Trattamento di zoccoli da sala operatoria	•
Trattamento di bacinelle	•
Trattamento di bacinelle reniformi	•
Trattamento di biberon	•
Trattamento di strumenti da sala operatoria	•
Trattamento di container	•
Disinfezione di materassi	•
Trattamento di strumenti a corpo cavo	•
Trattamento di strumenti ortopedici da sala operatoria	•
Trattamento di chiodi/punte per trapano endomidollari	•
Trattamento di tray/vassoi	•
Trattamento di cestini	•
Trattamento di cilindri graduati	•
Trattamento di contenitori, ad es. contenitori di calce sodata	•
Trattamento di utensili vari	•
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	0
Misura esterna, larghezza netta in mm	0
Misura esterna, profondità netta in mm	0
Misura esterna, altezza lorda in mm	55
Misura esterna, larghezza lorda in mm	180
Misura esterna, profondità lorda in mm	250
Peso netto in kg	0,13
Peso lordo in kg	0,14