

A 857

Přestavná sada

k použití laboratorních vozíků přístrojů G 7827/28 & PG 8527/28 v PG 86xx.



- Použití stávajících mycích košů Miele v PG 86xx
- Pro všechny mycí koše G 7827, G 7828, PG 8527 a PG 8528

EAN: 4002516201946 / Číslo materiálu: 11235960 / Číslo starého materiálu: 69685700D

<b>Produktové zařazení</b>	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Přestavná sada	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava pipet/ampulí	•
Příprava laboratorního skla	•
Příprava různých pomůcek	•
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	0
Vnější rozměr, šířka netto v mm	0
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	0
Vnější rozměr, výška brutto v mm	60
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	110
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	405
Hmotnost netto v kg	0,33
Hmotnost brutto v kg	0,43