

Clever gespült

Reproduzierbare Ergebnisse
von Anfang an.

Laborglas ist die Grundlage jedes Experiments – und hochsensibel. Unsichtbare Rückstände beeinflussen Ergebnisse, gefährden die Sicherheit und erhöhen den Aufwand im Laboralltag.



Manuelle Reinigung

- ⊖ hoher Zeitaufwand
- ⊖ abhängig von Erfahrung und Sorgfalt
- ⊖ Rückstände oft unsichtbar
- ⊖ keine reproduzierbaren Ergebnisse
- ⊖ keine Validierung möglich
- ⊖ erhöhtes Risiko durch direkten Chemikalienkontakt



Geschirrspüler

- ⊖ nicht für Laborglas entwickelt (Programme, Temperatur, Wasserdruck)
- ⊖ unzureichende Reinigung komplexer Glasformen
- ⊖ Rückstände bleiben unbemerkt
- ⊖ Ergebnisse nicht zuverlässig
- ⊖ erhöhtes Risiko für Glasbruch



Laborspüler

- ⊕ zuverlässige, materialschonende Reinigung – unabhängig von Form & Größe
- ⊕ reproduzierbare, validierbare Prozesse
- ⊕ sichere Rückstands Entfernung
- ⊕ Zeitersparnis durch standardisierte Abläufe

Miele



Miele



Nichts ersetzt einen
persönlichen Kontakt.

Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen die beste Lösung für Ihre individuellen Anforderungen zu finden.

Telefon +43 (0) 50 800 600
vertrieb-professional@miele.at



Oder online unter
www.miele-professional.at/schule-uni

Von Anfang an clever.
Jahr für Jahr zuverlässige,
hygienische Lösungen.

Denn kluge Köpfe brauchen Systeme, auf die sie sich verlassen können. 360PRO sorgt mit ganzheitlichen Lösungen für die Laborglasreinigung für sichere und reibungslose Abläufe. Schnell, zuverlässig, intuitiv.
Profitieren Sie jetzt von bis zu 1.000 € netto Aktionsvorteil.

Miele Professional. Immer Besser.



Mehr entdecken auf
www.miele-professional.at/schule-uni

360 PRO[®]

360PRO für Schulen und Universitäten



ExploreLine PLW 8604 & ExpertLine PLW 8683

Kompakte Einstiegslösung

Vom ersten Einstieg in das naturwissenschaftliche Arbeiten bis zum anspruchsvollen Forschungsprojekt bieten unsere Laborspüler passgenaue Lösungen für die Anforderungen in Schulen und Universitäten. Die ExploreLine bietet als kompakte Einstiegslösung alles, was Schullabore für eine sichere und effiziente Glasreinigung benötigen. Für höhere Anforderungen bietet die leistungsstarke ExpertLine mehr Flexibilität, Prozesssicherheit und eine komfortable Bedienung über das Farb-Touch-Display.

Intuitive Bedienkonzepte, vordefinierte Laborprogramme und automatische Dosiersysteme gewährleisten reproduzierbare Ergebnisse und höchste Reinigungsqualität. Hohe Temperaturen, das flexible Zubehörsystem EasyLoad und schnelle Programme ermöglichen die effiziente Reinigung unterschiedlichster Laborgläser. Das entlastet Lehrpersonal und vereinfacht Arbeitsabläufe. Für einen reibungslosen Laborbetrieb – zuverlässig, wirtschaftlich und perfekt abgestimmt auf jede Bildungsinstitution.

6 schlaue Gründe für 360PRO.

Wir begleiten Sie von der ersten Beratung bis zum verlässlichen After-Sales-Service. So gewinnen Sie Zeit für das was wirklich zählt – Ihre Schüler und Studenten.

01

Flexibel

Mit verschiedenen Gerätegrößen und unserem modularen EasyLoad-System erhält jede Bildungsstätte eine maßgeschneiderte Lösung.

02

Sicher

Unsere Lösung bietet einen sicheren Reinigungsprozess, da die Ergebnisse validierbar und dokumentierbar sind.

03

Effizient

Automatisierte Abläufe und einfache Bedienung nehmen Lehrkräften, Laboranten und Tutoren viel Arbeit ab. Das spart Zeit und reduziert Fehlerquellen.

04

Wirtschaftlich

Unsere Laborspüler reinigen gründlich, aber material- und ressourcenschonend. Das bedeutet: weniger Glasbruch, längere Lebensdauer und weniger Budget für Ersatzbeschaffungen.

05

Zuverlässig

Langlebige Technik, langfristige Ersatzteilverfügbarkeit und Servicekonzepte für einen reibungslosen Lehrbetrieb ohne unnötige Unterbrechungen.

06

Schnell

Unsere Laborspüler bieten hohe Beladungskapazitäten und schnelle Prozesse, sodass das Laborglas schnell wieder verfügbar ist.



Erfahren Sie mehr über 360PRO für Schul- und Universitätslabore
www.miele-professional.at/schule-uni

Startklar fürs Labor

Profitieren Sie jetzt beim Kauf eines ExploreLine oder ExpertLine Laborspülers zusammen mit dem Korbset A 205/1 und erhalten Sie bis zu 1.000 € netto Aktionsvorteil.



PLW 8604

ExploreLine Laborspülmaschine

Der PLW 8604 ExploreLine ist die kompakte Einstiegslösung für den Bildungsbereich.

- Intuitive und schnelle Touch-Bedienung
- 2 Beladungsebenen
- 6 vordefinierte Laborprogramme
- Maximale Reinigungstemperatur: 70°C
- Max. Anzahl an EasyLoad Injektormodulen: 2
- Pulverdosisierung



PLW 8683

ExpertLine Laborspülmaschine

ExpertLine Laborspüler bieten hohe Flexibilität, exzellente Reinigungsergebnisse bei gleichzeitigem Nutzerkomfort.


- Intuitive und schnelle Bedienung auf Farb-Touch-Display
- 2 Beladungsebenen
- 19 vordefinierte Laborprogramme
- Maximale Reinigungstemperatur: 93°C
- Max. Anzahl an EasyLoad Injektormodulen: 4
- EcoDry Trocknung
- Automatische Flüssigdosisierung



Korbset A 205/1

Ideal für die Beladung von Standard Laborglas

- 1× Oberkorb A 101
- 2× Einsatz AK 12/1
- 1× Unterkorb A 150
- 1× EasyLoad Injektormodul A 300/3, bestückt mit 8 Injektordüsen
- 1× EasyLoad Injektormodul A 301/5, bestückt mit 18 Injektordüsen




* Aktionszeitraum: 01.09.2026 – 31.03.2027 bzw. solange der Vorrat reicht. Die Aktion umfasst die Laborspüler mit den Modellen PLW 8604 (Mat.-Nr. 12795840) oder PLW 8683 [LD DC5 LAN] (Mat.-Nr. 12782260) und dem Komponentenset A 205/1 (Mat.-Nr. 11165790). Die Höhe des Aktionsvorteils ist abhängig vom gekauften Aktionspaket bestehend aus Gerät und Komponenten-Set und ist als Nettobetrag bei den Paketen ausgewiesen. Die Aktion ist nicht mit anderen Aktionen, Sonderfinanzierungsangeboten oder Sonderkonditionen kombinierbar. Der Sofortrabatt wird auf den Nettokaufpreis gewährt; die gesetzliche Umsatzsteuer wird auf den entsprechend reduzierten Nettokaufpreis berechnet. Der Rabatt wird unmittelbar auf der Rechnung berücksichtigt. Dies ist eine Aktion der Miele Gesellschaft m.b.H.


Klassenbester für Laborglas




1 Höchstwerte an Ersparnissen mit PLW 8604 im Vergleich zu manueller Reinigung, Heizung: 8,5 kW (3N AC 400 V 50 Hz), Anschluss an Kaltwasser und vollentsalztes Wasser (15 °C). Andere technische Rahmenbedingungen können abweichende Werte zur Folge haben.



63%¹ weniger Wasserverbrauch



59%¹ Zeitersparnis



Bis zu **60 Laborgläser** in nur 24 Minuten reinigen

150%¹ mehr Durchsatz pro Charge

Anforderungen im Labor, die unsere Laborspüler erfüllen



reproduzierbare Ergebnisse



validierbare Prozesse



Schutz von Personen



planbare Abläufe