

Miele



Von den Hygiene- Experten.

Für die Dental-
Experten.

ExpertLine – unsere neue Produktlinie
für die zuverlässige Aufbereitung Ihrer Instrumente.



Miele



Für eine Vielzahl von
**zahnärztlichen
Instrumenten**

15.000
getestete Betriebsstunden



Glastür & Kammerbeleuchtung*



Infektionskontrolle mit verlässlicher Qualität

Die neuen Geräte der ExpertLine erreichen dank ihres Designs und ihrer vielseitigen Programme ein Höchstmaß an Hygiene.

**So wird Sicherheit
zur Praxis.
In jeder Praxis.
Mit ExpertLine.**

Ersatzteile erhältlich bis zu

15 Jahre

nach Einstellung der Maschinenproduktion.



Nachhaltig

durch intelligente Ressourcennutzung
und individualisierbare Programme.

Intuitive und schnelle  **Touch-Bedienung**



**Passende
Trocknungsoptionen
je Anwendungsfall**

Von der AutoOpen Funktion bis
zur DryPlus-Heißlufttrocknung
bietet unser Experte verschiedene
Optionen.

Digitale Vernetzung dank



**Miele MOVE
Connect**

**Hervorragende und effektive Reinigungs- und Desinfektionsleistung
bei hohen Kapazitäten**

Der Spüldruck wird auf die jeweiligen Reinigungsanforderungen angepasst –
von der Entfernung von hartnäckigen Anschmutzungen, hin zur gleichmäßigen
Benetzung des Spülguts.



Mehr zur ExpertLine
[www.miele.at/
pro/pwd86-dent](http://www.miele.at/pro/pwd86-dent)

* modellabhängig

Effizienz für jedes Team.

Entdecken Sie die Effizienz der Instrumentenaufbereitung mit ExpertLine und verbessern Sie die Hygiene in Ihrer Praxis.

Intuitive Bedienung

Das intuitive Farb-Touch-Display sorgt für schnellen Zugriff auf favorisierte Programme. Dabei können individuelle Einstellungen vorgenommen werden und der Programmstatus wird gut sichtbar und leicht verständlich angezeigt.

Bestens unterstützt

Bei Bedarf unterstützen How-to-Sequenzen, die im Display gezeigt werden, um beispielsweise Filter zu wechseln oder Teile zu reinigen. Das reduziert Ausfallzeiten und sorgt für reibungslose Abläufe.

Smarte Reinigung und Desinfektion

Die große Kammer mit 2 Spülebenen arbeitet in perfekter Synergie mit Einsätzen, die für alle Arten von Dental-Instrumenten ausgelegt sind. Die ExpertLine fasst 44 Hohlkörperinstrumente + Instrumentensets* für bis zu 160 Patienten in einer einzigen Charge.

Der spaltfreie Spülraum sorgt für ein hygienisches Innenleben, da sich Schmutz nicht ablagern kann. Verschiedene Sensoren kontrollieren die einwandfreie Funktion von Sprüharmen und des Spüldrucks. Mehrstufige Filter für mehr Sicherheit und vieles mehr – Expertise bis in jedes kleinste Detail bietet ExpertLine.

Durchblick behalten

Dank der Kammerbeleuchtung und modellabhängigen Glastür lässt sich der Reinigungs- und Desinfektionsprozess noch leichter überwachen und Spülgut schnell und komfortabel beladen.






Allgemeine Zahnmedizin



Implantologie und MKG



Kieferorthopädie



Flexibilität für alle Teams.

Das modulare Korbkonzept bietet volle Flexibilität, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. Speziell für verschiedene Disziplinen entwickelte Einsätze und Körbe ermöglichen die gründliche Desinfektion aller Arten von Instrumenten. Auch für die Trocknung bietet ExpertLine verschiedene Möglichkeiten, von der AutoOpen-Funktion bis zur DryPlus-Heißlufttrocknung.

Eine nachhaltige Ergänzung für Ihr Team.

Die innovative Pumpe mit variabler Geschwindigkeit ermöglicht sowohl Wasser- als auch Energieeinsparungen, indem sie den Wasserdruck in jeder Phase des Reinigungszyklus an den variablen Bedarf anpasst.

Sparsame und auf den jeweiligen Anwendungsfall ausgelegte Programme, kurze Laufzeiten und ressourcenschonende Technologien – all dies führt zu einem geringen Verbrauch von Wasser, Strom und Prozesschemikalien und schont somit die Umwelt.

Ein internationaler und digitaler Zugewinn.

Die einfache Sprachauswahl macht die Modelle der ExpertLine zu Ihrem internationalen Experten im Team. Für reibungslose Abläufe unterstützen How-to-Sequenzen, die im Display gezeigt werden.

Dank der Verbindung mit Miele MOVE Connect können Maschinendaten jederzeit von jedem Ort eingesehen und Arbeitsläufe optimiert werden. Außerdem haben Sie Zugang zu Maschinen-Updates und erhalten Auswertungen zum Reinigungsprozess. Für eine direkte Serviceunterstützung gibt es zudem eine Schnittstelle zum Kundendienst, die wichtige Informationen übermittelt, um Zeit und Aufwand zu sparen. Über Miele MOVE MedDent+ erhalten Sie Zugang zu einer erweiterten Prozessdokumentation.



Lernen Sie die Hygiene-Experten kennen.

Alle Experten bieten eine maximale Effizienz durch hohe Kapazitäten und ressourcensparende Reinigungsleistung mit folgenden Highlights:



Großes, intuitives
Farb-Touch-Display




Flüssigdosierung mit Füllstands-
erkennung



Umfassendes
Programmpaket



Volle Konnektivität: WLAN und LAN
als Standard



Kammerbeleuchtung für
noch komfortableres Beladen



Vollständige Dokumentation und Chargen-
freigabe direkt auf dem Display



ExpertLine PWD 8682 DT mit EcoDry Trocknung und Glastüroption

Unsere EcoDry Trocknung verfügt über die AutoOpen-Funktion, wodurch nach Programmende Restfeuchte entweichen kann, Instrumente schneller abkühlen und somit die Entladung zeitnah erfolgen kann. Die Glastürvariante ermöglicht Ihnen zudem eine leichte Überwachung des Reinigungs- und Desinfektionsprozesses.



ExpertLine PWD 8692 DT mit DryPlus-Heißlufttrocknung für beste Trocknungsergebnisse

Unsere DryPlus-Heißlufttrocknung sorgt für beste Trocknungsergebnisse auch bei Hohlkörperinstrumenten. Auch hier gewährleistet die AutoOpen-Funktion ein besseres Entweichen der Restfeuchte und somit ein schnelleres Abkühlen der Dentalinstrumente.



Mehr zur ExpertLine
www.miele.at/pro/pwd86-dent




Miele 360PRO.

Die ganzheitliche Systemlösung.

Präzision ist eine Verantwortung. Die uns antreibt.

Wir wissen, dass Hygiene im zahnmedizinischen Bereich eine wichtige Rolle spielt. Um Sie bestmöglich zu unterstützen, bieten wir 360PRO. Unser ganzheitliches System mit perfekt aufeinander abgestimmten Lösungen aus einer Hand. Von der Beratung bis zur Nachhaltigkeit, vom Komponenten bis zur Vernetzung, vom Reinigungsmittel bis zur Wartung, einschließlich des optimalen Geräts: Wir sind für Sie da, damit Sie sich ganz auf Ihre Patienten konzentrieren können.



Mehr zu
Miele 360PRO Dental
www.miele.at/pro/dental



Nachhaltiger Anspruch, ausgezeichnetes Design.

Gut für Ihr Team. Noch besser für den Planeten.

„Immer Besser“ ist seit 1899 unsere Philosophie. Sie treibt uns an morgen besser zu sein, als wir es gestern waren. Sie motiviert uns jeden Tag bessere, intelligentere Geräte zu entwickeln. Auch ExpertLine setzt neue Maßstäbe im Bereich Nachhaltigkeit. So werden beispielsweise dank 15 Jahren Ersatzteilverfügbarkeit Betriebskosten gesenkt und der ökologische Fußabdruck verkleinert oder durch 15.000 getestete Betriebsstunden eine extreme Langlebigkeit erreicht. Neu ausgestattet mit einer digitalen Bedienungsanleitung als abfallfreie Alternative.

Die Miele ExpertLine ist stolzer Gewinner des iF Design Award 2024.

„Wir freuen uns über die erneuten Auszeichnungen, die unseren Premiumanspruch an Ästhetik und Design nach außen sichtbar unterstreichen.“

Andreas Enslin, Vice President Miele Design Center



Damit Sie rundum geschützt sind.

Unser Service heißt PROtect und vereint umfassende Serviceleistungen, maximale Budgetkontrolle und eine reibungslose Ersatzteilversorgung. Wir beraten Sie transparent und branchenspezifisch, koordinieren Termine und garantieren die Verfügbarkeit passender Ersatzteile – auch 15 Jahre nach Serienauslauf.



Mehr zu PROtect
www.miele.at/pro/protect



Miele

Nichts ersetzt einen **persönlichen Kontakt.**

Kontaktieren Sie uns oder Ihren Fachhandelspartner gerne, um noch mehr über die ExpertLine zu erfahren – ganz einfach per Telefon oder über das Kontaktformular auf unserer Webseite.

Telefon: +43 (0) 50 800 600



Mehr zur Miele ExpertLine
www.miele.at/pro/pwd86-dent