

Miele

Laveurs de verrerie et d'instruments professionnels

LABORATOIRE, MÉDICAL, DENTAIRE

Ligne Explore
Ligne Expert
SlimLine
Ligne Performance





Ligne Explore

Ligne Expert

SlimLine

Ligne Performance

PLW 8505	PG 8504	PG 8583	PG 8593	PG 8583CD	PG 8536
60cm / 151L	60cm/145L	60cm/145L		90cm /145L	90cm/145L
AC 115V	3AC 208V	3AC 208V Label ACT.		3AC 208V Label ACT.	3AC 208V
Universités, Gouvernements	Universités, Gouvernements	Sciences de la vie, Pharma, Industriel		Sciences de la vie, Pharma, Industriel	Sciences de la vie, soins de santé, Industriel
Financement \$	Financement \$	Financement \$\$		Financement \$\$	Financement \$\$
Nettoyage avec bras de lavage Nettoyage à injection Dosage des produits liquides	Nettoyage avec bras de lavage Nettoyage à injection Dosage des produits liquides	Nettoyage avec bras de lavage Nettoyage à injection Dosage des produits liquides Séchage Eco Séchage Plus		Nettoyage avec bras de lavage Nettoyage à injection Dosage des produits liquides Séchage Plus	Nettoyage avec bras de lavage Nettoyage à injection Dosage des produits liquides Séchage Plus
		Variantes possibles		Variantes possibles	
		PG 8582	PG 8592		
		60cm/145L			
		2AC 208V			
		Chirurgie plastique, vétérinaire, fertilité, ophtalmologie			
		Financement \$\$\$			
		Nettoyage avec bras de lavage Nettoyage à injection			
		Dosage des produits liquides Séchage Eco Séchage Plus			
		PG 8581	PG 8591		
		60cm / 145L			
		2AC 208V 240V			
		Dentaire			
		Financement \$\$			
		Nettoyage avec bras de lavage Nettoyage à injection			
		Dosage des produits liquides Séchage Eco Séchage Plus			

PLW 6111	PLW 7111
65cm/210L	65cm/241L
3AC 208V	3AC 208V, 480V
Projets, Sciences de la vie, Pharma, Industriel	Projets, Sciences de la vie, Pharma, Industriel
Financement \$\$	Financement \$\$
Nettoyage avec bras de lavage Nettoyage à injection Dosage des produits liquides	Nettoyage avec de lavage Nettoyage à injection Dosage des produits liquides
Variantes possibles	Variantes possibles

PLW 8615	PLW 8616	PLW 8617
90cm / 351L		115cm / 351L
3AC 208V Label ACT. (8515)		3AC 208V
Projets, Sciences de la vie, Pharma, Industriel		Projets, Sciences de la vie, Pharma, Industriel
Financement \$\$\$		Financement \$\$\$
Nettoyage avec bras de lavage Nettoyage à injection Dosage des produits liquides		Nettoyage avec bras de lavage Nettoyage à injection Dosage des produits liquides
Variantes possibles		Variantes possibles

Produits Chimiques ProCare

Les agents de nettoyage sont un facteur critique dans le processus de nettoyage. Les produits chimiques Miele ProCare assurent un lavage, une neutralisation et un rinçage puissants et s'intègrent parfaitement aux programmes de lavage et de séchage de nos laveurs de laboratoire et laveurs-désinfecteurs.

Éliminez efficacement les huiles et désactivez les germes pendant le retraitement, tout en traitant votre verrerie et vos verreries de laboratoire et vos instruments de la manière la plus douce possible.



Une performance de nettoyage fiable

L'ingénierie de classe mondiale et l'interface utilisateur simple des laveurs de laboratoire et des laveurs-désinfecteurs Miele sont inégalées. Avec des éléments qui permettent d'économiser les ressources, comme une pompe chauffante à vitesse variable et des boutons préprogrammés pour une variété de cycles de lavage, ces laveurs sont idéaux pour une gamme d'applications, y compris les établissements d'enseignement, les laboratoires universitaires et les entreprises biopharmaceutiques. Ne lavez plus à la main - il est temps d'obtenir des résultats de nettoyage fiables à un prix imbattable !

Votre partenaire en matière de développement durable


Chez Miele, le développement durable est la force motrice de chaque produit que nous créons. Nos ingénieurs utilisent des techniques de fabrication de pointe pour créer des machines durables à partir de matériaux facilement recyclables, ce qui permet de produire les machines les plus propres et les plus efficaces du marché. Miele est fière d'être la partenaire de My Green Lab et de soutenir son incroyable engagement à créer une culture de la durabilité dans le domaine scientifique. Les appareils Miele PG 8583, PG 8593, PG 8583 CD et PLW 8615 ont officiellement reçu la très convoitée certification label ACT., qui représente la norme en matière de développement durable dans les laboratoires.

Solutions de Service Miele

Nous vous proposons différentes offres de service périodique pour répondre à vos exigences. Vous planifiez ainsi vos coûts à l'avance, réduisez le risque de panne et gardez une grande disponibilité de vos installations. Nous vous apportons un conseil transparent et spécifique à votre secteur, nous coordonnons les rendez-vous et garantissons la disponibilité des pièces de rechange adaptées, même 15 ans après l'arrêt de la production en série. Notre réseau de services étendu protège vos appareils et votre entreprise, au profit de votre tranquillité.



SIMPLELOAD



Miele Inc, Princeton, NJ

P | 800.991.9380

**E | prosales@mieleusa.com
mieleusa.com/professional**

Miele Ltée, Vaughan, ON

P | 888.325.3957

**E | professional@miele.ca
mieleprofessional.ca**