

Miele

SimpleLoad – Chargement rapide et optimisation de la capacité de la cuve.

Miele Professional. Immer Besser.



Nouveauté :
SimpleLoad

Miele réinvente le chargement avec SimpleLoad.

- Nouveau système d'injecteurs pour tous les modules à injection ainsi que de nombreux autres supports de chargement
- Utilisation optimale de la hauteur de chargement disponible
- Mise en place particulièrement rapide et facile de la charge
- Nettoyage interne efficace de verreries de différentes formes et tailles
- Maintien ferme et préservation maximale des matériaux lors du lavage

Illustration: Module avec cadre de support



SimpleLoad est synonyme d'efficacité et de confort avec le système :

- Nouveaux injecteurs (3 diamètres, 6 longueurs)
- Nouveaux supports et fixations en plastique
- Nouveaux modules à injection (8, 18 ou 32 injecteurs)
- Nouveau cadre de support (pour 8, 18 ou 32 positions d'injecteurs)
- Disponible pour PG 8504, PG 8583, PG 8583 CD et PG 8593

L'utilisation des nouveaux injecteurs et supports sans cadre de support est possible dans la quasi-totalité des supports de chargement de laboratoire Miele.



Les nouveaux injecteurs garantissent un nettoyage interne efficace, même sur les pièces qui reposent sur les pointes des injecteurs.

Le nouveau support de faible hauteur entoure la barre d'injecteurs du module ou panier et réduit les mouvements latéraux de la charge.



Le nouveau cadre de support offre une stabilité supplémentaire. Il est installé sur le module à injection concerné en cas de besoin et maintient même les pièces de verrerie de laboratoire les plus imposantes dans une position verticale qui préserve les matériaux.

SIMPLELOAD