


## Chaque élément à sa place : Une hygiène de haut niveau pour les gobelets à médicaments et des couvercles

**Miele Professional. Immer Besser.**



Une hygiène  
fiable avec des  
accessoires  
professionnels

### **APFD 401 complément**

- Pour la prise en charge de 60 gobelets à médicaments
- Pour la prise en charge de 10 APFD 402
- Équipé de 10 rangées avec un écartement des supports de 36 mm

No.mat. 10869810  
No.art. 67540101D

### **APFD 402 complément**

- Pour le rangement de 8 couvercles de gobelet à médicaments
- Pour des couvercles de 28 à 35 mm de diamètre
- À utiliser dans le complément APFD 401

No.mat. 10869850  
No.art. 67540201D

Les gobelets et couvercles réutilisables pour médicaments en plastique augmentent les niveaux de durabilité dans les hôpitaux et les maisons de soins et de repos. Les nouveaux compléments de Miele Professional permettent d'obtenir des résultats parfaits : Ils maintiennent de manière fiable les articles légers, en veillant à ce qu'ils soient exposés aux jets d'eau pendant tout le cycle du programme. Cela garantit une hygiène parfaite et simplifie le travail.

**Valeur ajoutée dans tous les domaines :** Profitez avec les produits de nettoyage ProCare Shine non seulement d'une hygiène améliorée mais aussi de processus de lavage particulièrement efficaces et d'une compatibilité éprouvée avec les machines.

Info: 888.325.3957  
[professional@miele.ca](mailto:professional@miele.ca)