

Miele

Concept de
système
360°

Qualité à tous les niveaux :
Nos solutions à 360° pour votre cabinet dentaire

Miele Professional. Immer Besser.





SALLE DE REPOS


VERRES, VAISSELLE
ET COUVERTS




SERVICE

CONSEIL PAR VOTRE
REVENDEUR OU DÉPÔT DENTAIRE





► **BUANDERIE**
VÊTEMENTS PROFESSIONNELS



► **SALLE DE TRAITEMENT**
INSTRUMENTS DE TRANSFERT ET
AUTRES INSTRUMENTS
DENTAIRE
TRAITEMENT DE L'EAU,
TRAÇABILITÉ ET SYSTÈMES DE
CONTRÔLE



Contribuez à un sourire éclatant.

Tout dentiste aspire à donner à chacun de ses patients un sourire éclatant qui respire la santé. Depuis près de 60 ans, Miele y contribue grâce à une étroite collaboration avec des dentistes et des fabricants d'instruments. Une coopération tout en confiance et riche en innovations dont les résultats peuvent convaincre d'emblée en usage professionnel.

Miele s'est forgée une excellente réputation dans la technique médicale avec des matériaux de grande qualité et une technique avancée et s'est imposée grâce à la légendaire qualité Miele. La qualité du service après-vente Miele a également été récompensée à plusieurs reprises. Dans la pratique quotidienne, les laveurs-désinfecteurs et stérilisateurs Miele Professional se démarquent par leur performance. Des variantes d'équipement nombreuses de même que des procédés orientés sur la pratique permettent d'obtenir des résultats parfaits et un rendement élevé. Nos processus de traitement assurent que des instruments indispensables soient de nouveau rapide-

ment utilisables. Le traitement s'effectue sans endommager le matériau de sorte que la valeur de l'instrument est préservée.

Les appareils Miele Professional sont des spécialistes en matière de rentabilité : rapidité et efficacité sont ici les maîtres-mots. Ils sont de surcroît exempts de maintenance et présentent une grande longévité. La valeur de l'investissement est maintenue à long terme. La consommation efficace et économe en eau et en produits chimiques contribue pour beaucoup à une pratique quotidienne durable et à la réduction de vos coûts d'exploitation. Tous ces avantages perpétuent le concept de développement durable Miele, lequel, dans votre cabinet aussi, peut apporter une précieuse contribution à l'amélioration de la rentabilité et à la préservation de l'environnement.

Nous vous souhaitons une bonne lecture et de nouvelles inspirations pour la conception de votre cabinet.


Markus Miele

Dr Markus Miele
Gérant-associé
Miele & Cie. KG

Reinhard Zinkann

Dr Reinhard Zinkann
Gérant-associé
Miele & Cie. KG

Qualité de service extrême de la mise en service au pack complet



Fidèles à la philosophie “Immer Besser” (Toujours mieux), nous accordons chez Miele une importance cruciale à la garantie des normes de qualité et de production les plus élevées. Cet aspect se reflète clairement à tous les niveaux du processus, de la livraison des produits en passant par la maintenance, jusqu’à la réparation des appareils.

Avec plus de 20 techniciens professionnels en produits médicaux sur l’ensemble du territoire suisse, le service après-vente est rapidement sur place et fournit une aide efficace. Dès le jour de la livraison, l’équipe d’experts apporte son aide pour une mise en service optimale des appareils. Par ailleurs, des maintenances et des contrôles réguliers ainsi qu’un entretien professionnel garantissent une sécurité de fonctionnement maximale et la performance des appareils.

Avec la maintenance, la réparation et le contrôle de performance prescrit, le pack de services complet Miele englobe les trois catégories de services, offrant un pack intégral tout compris. Grâce à la qualité des produits Miele “Made in Germany”, les clients bénéficient d’une longue durée de vie de leurs appareils et d’une disponibilité des pièces de rechange allant jusqu’à 15 ans – et ce, même si les appareils ont été retirés de la gamme.



Service à 360°

Service après-vente, service clientèle, montage, mise en service, maintenance, réparations, pièces de rechange

- + **Mise en service** Nos techniciens Miele spécialisés en appareils médicaux mettent votre appareil en service gratuitement après l’installation et forment vos collaborateurs à son utilisation.
- + **Maintenance** Dans le cadre de la maintenance, les pièces d’usures sont remplacées pour prévenir les éventuelles pannes. En outre, le contrôle et la maintenance à intervalles réguliers des appareils contribuent à la longévité de l’investissement.
- + **Entretien** Le contrat d’entretien Miele Professional comprend la maintenance régulière ainsi que le coût des autres réparations potentielles.
- + **Contrôle de fonctionnement** Lors du contrôle de fonctionnement, les processus sont contrôlés afin de s’assurer des performances de nettoyage, de désinfection et de stérilisation.

Nos solutions à 360° pour votre cabinet dentaire

Profitez de nos solutions systèmes globales à tous les niveaux de votre cabinet dentaire. En utilisant les laveurs-désinfecteurs et stériliseurs performants de Miele, vous optimisez non seulement votre cycle de traitement des instruments et vos dépenses administratives,

mais grâce à nos conseils adaptés à vos besoins, vous augmentez aussi la rentabilité

de votre cabinet avec des appareils efficaces aussi bien pour les locaux de service que les cuisines réservées au personnel. Parlez-en à votre revendeur. Sans compter que vous bénéficiez également de notre offre de services. Les techniciens Miele en produits médicaux proposent un service après-vente sur place dans un délai de 24 heures. Un système global. Une solution unique.

Pour une interaction optimale

Grâce à System4Dent de Miele Professional votre cabinet bénéficie d'une solution système intégrant quatre niveaux. Appareils puissants, produits chimiques sur mesure, logiciels modernes et qualité de service optimisent le circuit d'instruments et vous offrent des économies précieuses de temps et d'argent.

System4Dent pour le traitement professionnel des instruments répond aux exigences les plus élevées en matière de cycle de traitement d'instruments sans points faibles.

+ **Nettoyage, désinfection, stérilisation**

Laveurs-désinfecteurs innovants dotés d'un équipement pouvant être sélectionné individuellement et petits stériliseurs performants pour un traitement rapide et sûr de tous les instruments

+ **Produits chimiques**

Produits chimiques sur mesure pour un nettoyage complet et en douceur de tous les instruments

+ **Systèmes de contrôle et documentation de traçabilité**

Systèmes de contrôle de routine intelligents et logiciel de traçabilité pour des cycles et des résultats de processus documentés à tout moment, sans faille

+ **Service**

L'excellence Miele se reflète également dans le conseil, le financement, le service après-vente et l'entretien

”

Des fabricants d'instruments renommés recommandent les systèmes Miele Professional pour le traitement de leurs instruments. Vous optez pour l'excellence en matière de performance et de qualité. Des appareils de qualité qui satisfont chaque jour à toutes les exigences, permettant à nos utilisateurs professionnels d'accorder toute leur confiance en notre marque : 97 % de nos clients* rachèteraient un appareil de Miele Professional.



ENTRE DE **BONNES MAINS**



Cabinet dentaire “Praxis am See” de Münster. Trois dentistes exercent dans ce cabinet dentaire spécialisé en chirurgie et implantologie. Au cours d’une journée de travail normale, l’équipe du cabinet, dont deux médecins au minimum, traite en moyenne 60 patients. Les instruments médicaux servent à tous les instants.

» Chez Miele, le conseil et le SAV sont d'un excellent niveau.

Le docteur Jan Tetsch est un dentiste spécialisé en chirurgie buccale, établi à Münster depuis 1999.

Une hygiène irréprochable constitue-t-elle un défi important dans votre cabinet ?

DR. TETSCH Bien sûr, car chaque traitement requiert au minimum la mise à disposition d'un jeu initial composé de quatre instruments, auquel s'ajoutent d'autres instruments selon le type de traitement. Chacun de ces outils doit être nettoyé, désinfecté et stérilisé selon un procédé validé après usage. Un défi quotidien. L'équipe du cabinet applique les normes les plus strictes en matière d'hygiène.

Aspect essentiel : l'efficacité des processus garantit la protection et la sécurité des soignants et des patients.

Pourquoi faites-vous confiance aux produits Miele ?

DR TETSCH Lors du travail quotidien au cabinet, l'efficacité des processus est un critère essentiel à nos yeux, car elle garantit la protection maximale de nos patients mais aussi des collègues chargés du traitement des instruments. La chaîne d'hygiène doit être respectée sans faille et les sources d'infection réduites à 0.

Quel rôle joue le rapport temps/coût dans l'acquisition des appareils ?

DR TETSCH Outre le facteur sécurité, le temps est un critère déterminant. Si

les machines permettent de gérer le temps de travail du personnel avec une efficacité maximale, les coûts d'investissement en équipement se font à peine sentir. À cela s'ajoutent des aspects tels que l'aisance d'utilisation et le confort. Miele donne l'impression que ses développements technologiques sont essentiellement inspirés de la pratique. Par ailleurs, le conseil et le SAV sont d'un excellent niveau.

Êtes-vous satisfait de la situation actuelle de votre cabinet ?

DR. TETSCH Tout à fait. Toute blessure survenue pendant le travail doit être consignée dans un registre des accidents et blessures du travail. Les faits parlent d'eux-mêmes : le nôtre est vide parce que les processus sont adaptés, nous misons sur la formation du personnel et disposons d'appareils parfaitement intégrés dans le quotidien de notre cabinet. Je suis comblé.






Des auxiliaires **performants** :
nos **laveurs-désinfecteurs**



Miele propose un laveur-désinfecteur d'une capacité optimale pour chaque installation et la quantité d'instruments correspondante.

Laveurs-désinfecteurs à valeur ajoutée



SALLE DE TRAITEMENT
THERMODÉSINFECTION

Dans le traitement des instruments, les laveurs-désinfecteurs se distinguent par une forte valeur ajoutée : de meilleures performances de nettoyage, une sécurité des processus améliorée et plus de confort. À cet effet, Miele Professional propose un laveur-désinfecteur d'une capacité optimale quelle que soit la situation d'installation et le nombre d'instruments correspondant.


Les laveurs-désinfecteurs Miele Professional savent convaincre par leur performance, leur efficacité et leur sécurité pour le nettoyage, la désinfection et le séchage des instruments dentaires. La possibilité de combiner de manière flexible les paniers et les compléments permet un rendement élevé. L'action conjuguée de la mécanique de lavage, des capteurs et du programme Vario TD Dental qui a fait ses preuves garantit des résultats de traitement hors pair. Le dispositif de séchage actif DryPlus à filtre HEPA est la solution exclusive pour le séchage d'instruments médicaux même complexes.

Le laveur-désinfecteur polyvalent PG 8581 a sa place dans n'importe quel cabinet en quête d'une solution à usage universel pour traiter les instruments usuels. Miele Professional est aussi rentable pour les petits cabinets : l'appareil à pose

libre PWD 8531, qualifié également de "compact", peut être installé sur n'importe quel plan de travail en raison de sa taille peu encombrante.


Le laveur-désinfecteur ergonomique PWD 8532 offre, quant à lui, un généreux espace de rangement et une hauteur de travail confortable. Le chargement et le déchargement sont aisés et ne nécessitent pas de se baisser. Le modèle exclusif PG 8591 remplit les exigences les plus élevées en matière d'équipement associé à une puissance, une efficacité et une sécurité de process éprouvées.

Tous les laveurs-désinfecteurs sont conçus pour garantir une efficacité maximale. Ils concilient des résultats de traitement irréprochables et une consommation économe en ressources précieuses et en produits chimiques.



Instruments à corps creux

Pièces à main et contre-angles, turbines dentaires, aspirateurs de salive, pointes de détartrage et autres instruments



Instruments sans corps creux

Miroirs, sondes, pincettes, pinces, porte-empreinte, instruments rotatifs ou autres systèmes à plateau complets et instruments divers



Polyvalents et flexibles – exactement ce qu'il faut pour chaque instrument



En complément : PG 8591 avec panier A 105/1.

Adapté à chaque besoin



SALLE DE TRAITEMENT
PANIERS, COMPLÉMENTS, TRAITEMENT DE
L'EAU ET PRODUITS CHIMIQUES


Miele Professional propose une variété de paniers, de compléments et de produits chimiques adaptés pour un traitement complet et un rendement élevé sans risque de dommages pour les matériaux des instruments.

Les paniers et compléments pour laveurs-désinfecteurs Miele Professional sont conçus pour loger de manière flexible et efficace les instruments à corps creux et d'autres instruments de cabinet dentaire. Dans les appareils de la série PG 85, jusqu'à 44 pièces à main et contre-angles, turbines dentaires ou aspirateurs à salive peuvent être posés sur des buses et nettoyés efficacement aussi de l'intérieur pendant le traitement. Ils peuvent également accueillir des kits d'instruments composés d'un miroir, d'une pincette et d'une sonde pour plus de 100 patients. Vous profitez ainsi du plus grand rendement possible à l'intérieur d'un cycle de nettoyage.

Pour que vos instruments médicaux apparaissent toujours sous leur plus beau jour, il est important d'obtenir des résultats de traitement parfaits et de ne pas endommager leur matériau. Il existe plusieurs variables qui peuvent agir sur


le résultat du nettoyage : les températures, la dureté de l'eau et les pH doivent être adaptés à la nature des différents composants. En fonction des recommandations des fabricants d'instruments, Miele Professional propose différents produits spécifiques pour le traitement des instruments standards et des instruments rotatifs. Tous les agents sont adaptés avec précision aux différentes phases de nettoyage et de désinfection des laveurs-désinfecteurs Miele. Les produits contribuent ainsi à obtenir un nettoyage impeccable et à prendre soin du matériau, à prévenir toute décoloration, formation de taches et dépôts de tartre et à améliorer de surcroît le séchage.

Pour satisfaire les exigences strictes en matière d'hygiène, il est recommandé d'utiliser de l'eau déminéralisée pour le rinçage final. Des accessoires complémentaires pour le traitement de l'eau garantissent la déminéralisation de l'eau pour un traitement de haute qualité.



Instruments à corps creux

Pièces à main et contre-angles, turbines dentaires, aspirateurs de salive, pointes de détartrage et autres instruments



Instruments sans corps creux

Miroirs, sondes, pincettes, pinces, porte-empreinte, instruments rotatifs ou autres systèmes à plateau complets et instruments divers



Traitement de l'eau

Cartouches déminéralisantes, modules de mesure de la conductivité




Systèmes de contrôle et traçabilité – adaptés à vos instruments et à vos cycles de travail



En complément : le système de contrôle ProCare Sure I-PM et la solution basée sur l'application Plug & Play DataDiary

Systèmes de contrôle et traçabilité



SALLE DE TRAITEMENT
SYSTÈMES DE CONTRÔLE ET TRAÇABILITÉ

La confiance, c'est bien, le contrôle, c'est mieux. Les processus de traitement peuvent être entièrement retracés et évalués à l'aide de systèmes de contrôle et de logiciels de documentation, aussi bien sur PC et ordinateur portable que sans fil sur appareils mobiles.

Nos solutions pour le contrôle de routine lors du traitement offre une sécurité de process supplémentaire dans la pratique quotidienne de votre cabinet. Elles permettent d'évaluer rapidement si les objectifs fixés ont été atteints et d'effectuer un contrôle visuel des instruments traités. Les éventuels restes de protéines sont marqués en couleur. Les contrôles de routine réguliers avec ProCare Sure I-PM associés au test rapide de protéines ProCare Protein Check maintient le nettoyage à un niveau de qualité maximal dans le cabinet dentaire.


Un indicateur important en matière de qualité pour la stérilisation sont des contrôles réguliers de performance de même que le test de pénétration de la vapeur suivant EN 867-5. Vous pouvez ainsi être assuré de l'excellence des résultats du traitement.

Parmi les avantages les plus confortables de System4Dent, on compte la communication et le transfert directs des données entre les appareils Miele et une tablette ou un PC, où s'opèrent la commande des appareils ainsi que la documentation du process. Ce, grâce à l'application "DataDiary" et au logiciel "Segosoft Miele Edition". Les protocoles peuvent être visualisés sous forme de PDF ou transférés directement dans le système de gestion des patients, un énorme gain de temps pour le personnel et le maintien de la norme en matière de documentation.



Documentation

Solution basée sur une application
Plug & Play : DataDiary



Systèmes de contrôle




Des instruments stérilisés en toute fiabilité
par la force de la **vapeur d'eau à 134 °C**



Le stérilisateur à vapeur éprouvé Cube se distingue par son utilisation facile et un degré élevé de confort de commande grâce à un design ergonomique. Le Cube X propose en outre des cycles de programme courts avec une technologie de séchage innovante et une gestion individualisée des utilisateurs multiples.

Petits stérilisateurs, une catégorie à part



SALLE DE TRAITEMENT
STÉRILISATION


La stérilisation optimale des instruments dentaires s'opère de manière fiable, contribue à la remise à disposition rapide des instruments et rend les flux de travail efficaces. Le maintien à long terme de la valeur joue également un rôle décisif. Petit cabinet ou grande clinique, Miele a la solution adaptée à toutes les exigences et à chaque besoin.

Pour la protection des patients et du personnel, des normes d'hygiène élevées s'appliquent à la préparation des instruments dentaires dans les cabinets et cliniques dentaires. Outre la désinfection thermique, la stérilisation est un autre facteur essentiel pour assurer la sécurité de l'ensemble du traitement. Grâce à la nouvelle classe de petits stérilisateurs B Miele, Cube et Cube X, tous les instruments sont stérilisés dans le respect des normes. Il s'agit aussi bien de simples objets solides et poreux que d'instruments complexes à corps creux tels que les turbines dentaires ou les pièces à main et contre-angles.

Miele propose deux modèles dans deux tailles de chambre différentes pour répondre aux différents besoins des petits cabinets et des grandes cliniques dentaires. Le modèle performant Cube dispose de toutes les fonctions pour assurer un processus de stérilisation rapide et fiable, alors que le modèle premium Cube X offre de nombreuses options


supplémentaires telles que la fonction EcoDry, le cycle S-Fast et la gestion individualisée des utilisateurs. Le stérilisateur assure ainsi un circuit d'instruments efficace au plus haut niveau technique et économique. L'efficacité des flux de travail et la disponibilité des instruments sont justement des facteurs particulièrement importants dans les cabinets dentaires. Les cycles de programme courts et la technologie de séchage innovante des nouveaux petits stérilisateurs répondent aux normes les plus strictes en matière de rapidité et de rentabilité dans la pratique quotidienne. Cette dernière est rendue d'autant plus facile pour l'équipe par le fait que les grands écrans tactiles en couleur des appareils livrent une structure de menus intuitive.

En outre, la technologie brevetée EcoDry du petit stérilisateur Cube X adapte la durée de séchage au volume du chargement. L'objectif est multiple : réduire les temps de cycle, entraîner des économies d'énergie et prolonger la durée de vie des précieux instruments dentaires.



Instruments à corps creux

Pièces à main et contre-angles, turbines dentaires, aspirateurs de salive, pointes de détartrage et autres instruments



Instruments sans corps creux

Miroirs, sondes, pincettes, pinces, porte-empreinte, instruments rotatifs ou autres systèmes à plateau complets et instruments divers

LA QUALITÉ POUR UN SOURIRE ÉCLATANT



L'académie dentaire de Stockholm compte parmi les cliniques dentaires les plus renommées en Suède dans les domaines de la dentisterie esthétique et de la chirurgie implantaire. Les normes de qualité sont donc élevées. C'est pourquoi le docteur Erik Lennartsson fait confiance aux solutions Miele Professional.



” Grâce aux appareils Miele, nous avons la certitude d’obtenir toujours les meilleurs résultats.

Erik Lennartsson travaille depuis 2013 en tant que spécialiste en chirurgie implantaire à l’académie dentaire de Stockholm.



Quels sont les défis auxquels votre cabinet doit faire face au quotidien ?

DR. LENNARTSSON Nous travaillons dans notre cabinet avec deux équipes et soignons près de 1'000 patients par an. Nos instruments sont donc énormément sollicités. Ils sont nettoyés, désinfectés et stérilisés à maintes reprises. Les résultats du traitement doivent cependant répondre à une parfaite hygiène et aux normes de qualité élevées que nous appliquons en notre qualité de spécialistes.

Est-ce pour cette raison que vous avez choisi des appareils Miele Professional ?

DR. LENNARTSSON Oui, car la qualité légendaire de Miele convainc à tous les niveaux.

Quels appareils utilisez-vous et dans quelle mesure répondent-ils au standard de qualité élevé ?

DR. LENNARTSSON Nous disposons de plusieurs laveurs-désinfecteurs et depuis peu de deux autres stérilisateur Miele Professional. La grande capacité associée à la durée de processus raccourcie nous permet de traiter davantage instruments dans le même temps. Des procédés non agressifs permettent de préserver la valeur de nos instruments et d’obtenir des résultats de nettoyage parfaits sur le plan hygiénique. Cela se ressent au niveau de l’efficacité et de la qualité.

Quels autres avantages offrent les appareils Miele ?

DR. LENNARTSSON Des systèmes de traçabilité innovants nous permet-

tent de surveiller tous les processus et résultats de nettoyage. Un véritable plus en matière de contrôle de la qualité dont mon équipe et moi ne pourrions plus nous passer.

Votre salle de traitement a été récemment rénovée. Comment Miele vous a aidé ?

DR. LENNARTSSON Miele nous a conseillé de manière personnalisée pour la planification et l’organisation de la salle de traitement. Nous avons ainsi pu augmenter nos capacités. La livraison et le montage de tous les appareils se sont effectués sans encombres. Un service complet que nous aimerions reprendre lorsque nous nous agrandirons.




Forme compacte, **puissance élevée** – les **Petits géants**



Exemple pour un lave-linge et un sèche-linge professionnels comme solution de système – avec un encombrement similaire aux machines à usage domestique – issue de la gamme Petits géants.

Sécurité en matière d'hygiène pour les vêtements professionnels



BUANDERIE

Même pour le lavage des vêtements du cabinet, un niveau d'hygiène élevé doit être garanti. Des vêtements professionnels propres sont pour les patients le gage du respect des normes applicables et de la réduction au minimum des risques de contamination. L'entretien efficace du linge par la gamme ProfiLine de Miele y contribue.



Vêtements professionnels

T-Shirt, blouse, pantalon

Dans le cabinet dentaire, les médecins et le personnel veillent à ce que les vêtements de travail soient toujours propres et impeccables sur le plan hygiénique, pas seulement pour donner une bonne première impression aux patients mais aussi en raison des normes d'hygiène élevées. C'est pourquoi une performance de nettoyage et en termes d'hygiène est attendue pour les lave-linge lorsqu'il s'agit de laver et de désinfecter les textiles en toute fiabilité.

La gamme ProfiLine de Miele garantit une logistique simplifiée au sein d'un système interne fermé pour éviter toute contamination des textiles pendant un transport

en circuit ouvert. En outre, des procédés désinfectants spécifiques contribuent au nettoyage conforme des vêtements de travail tout comme les produits de lavage et de soin du linge ProCare Tex, qui se distinguent par le traitement hygiénique des vêtements médicaux. Des programmes de lavage et de séchage efficaces font en sorte que le cabinet dispose rapidement au quotidien de vêtements propres. Le processus de lavage désinfectant est en plus contrôlé en permanence afin de garantir à tout moment des résultats de lavage et de désinfection parfaits sur le plan hygiénique. Dernier avantage et non des moindres, la gamme ProfiLine de Miele se caractérise aussi par un lavage peu onéreux même pour de petites quantités de linge.



La brillance en **17 minutes** seulement,
sans compromis sur l'**hygiène**



Lave-vaisselle de la série ProfiLine de Miele Professional comme appareils à pose libre ou encastrables, intégrables dans le plan de cuisine.

Une vaisselle éclatante de propreté – même pendant la pause



SALLE DE REPOS

En dehors de la salle de traitement, Miele Professional propose également des solutions pour des résultats propres et brillants, par exemple pour laver la vaisselle réservée à votre personnel.

Un niveau d'hygiène élevé ne s'applique pas uniquement au cabinet. Derrière les coulisses aussi, tous les intéressés aspirent à une propreté irréprochable. Au quotidien, le temps manque souvent pour laver à la main la vaisselle réservée au personnel.

Pour que vous et vos collaborateurs puissiez vous concentrer exclusivement sur votre travail, les lave-vaisselle Miele Professional constituent un précieux complément dans la salle de repos. Grâce aux cycles de programme courts des lave-vaisselle ProfiLine, vous obtiendrez rapidement d'excellents résultats. Des processus de lavage optimisés et des produits de nettoyage ProCare Shine spécifiques réduisent au minimum la consommation des précieuses ressources telles que l'eau et l'énergie et améliorent

ainsi la rentabilité de votre cabinet.

Pour garantir la protection de vos collaborateurs, un degré élevé d'hygiène est indispensable. Dans le programme "Hygiène", des températures élevées assurent des résultats optimaux pour le lavage et le rinçage final. La technologie Perfect GlassCare brevetée associée aux détergents ProCare Shine préserve la qualité et l'aspect des verres sur une longue période et de nombreux cycles de lavage.

L'application gratuite Miele permet de démarrer, de commander et de contrôler les appareils et leurs processus de traitement à partir de n'importe quelle pièce. Vous pouvez consulter confortablement le niveau des consommables tels que les détergents ou les liquides de rinçage et les commander en quelques clics si nécessaire.

**Kitchenette**

Verres, vaisselle à café

**Salle de repos**


Vaisselle, couverts



Notre **objectif** : numéro un de la branche en matière de **développement durable**

Miele Professional est un partenaire fiable pour les médecins, patients, fournisseurs et distributeurs spécialisés. La protection de l'environnement et les relations équitables avec les personnes jouent un rôle capital dans toutes les activités.

DURABILITÉ



Durable et efficace

Chez Miele, le développement et la production d'appareils, placés sous le signe du développement durable s'inscrivent depuis longtemps dans la philosophie de l'entreprise. Cela s'applique aussi aux solutions qualitatives, performantes et efficaces du domaine dentaire destinées à être utilisées dans les cabinets dentaires dans des conditions strictes.

Grâce à une coopération étroite avec les dentistes et les fabricants d'instruments et à de longues années d'expérience, Miele est bien placé pour savoir ce qui est important dans la fabrication de produits destinés à la pratique quotidienne. Cela ne concerne pas uniquement la qualité et la performance d'appareils qui répondent à des besoins pratiques dans le but d'obtenir des résultats de nettoyage parfaits pour le respect des normes hygiéniques élevées. Il s'agit aussi de développer des technologies et des processus durables pour traiter efficacement les instruments dentaires et les ressources et en prendre soin. Notre System4Dent global s'inscrit dans ce contexte.

Pour mettre en œuvre le concept de développement durable, nous avons recours dans la production à des matériaux recyclables de haute qualité. Ce, pour prolonger le cycle de vie des appareils

et permettre une réutilisation ultérieure des matières premières. D'autre part, les appareils avec des besoins optimisés en eau et en énergie contribuent à ce que les ressources rares soient utilisées avec efficacité et parcimonie. Effet secondaire positif pour ce qui est de la rentabilité : les coûts d'exploitation courants du cabinet s'en trouvent eux aussi réduits.

Notre partenariat équitable avec les acteurs de toutes les étapes du processus prouve que notre concept de développement durable va bien au-delà de la protection de l'environnement. Nous attachons une grande importance à un partenariat et une coopération de confiance avec nos collaborateurs, nos fournisseurs et nos distributeurs spécialisés. C'est de cette façon seulement que nous pouvons être sûrs que la qualité élevée des produits et des services Miele Professional soit toujours garantie.






Équipe d'experts – **20 techniciens sur** tout le territoire suisse à votre service

Sans soucis :


gamme intégrale de services Miele

De la mise en service au pack complet : Miele vous permet de faire votre choix parmi différents packs de services.



Description des packs de services et des fabricants

Miele propose également les packs de services pour les appareils Steelco. Les techniciens sont spécialement formés et les pièces de rechange nécessaires sont simples à se procurer auprès de Miele. De plus, Miele propose le contrôle du fonctionnement pour d'autres fabricants.



Miele SA
Centre Romand, Sous-Riette 23
1023 Crissier
Téléphone +41 56 417 27 51
Fax +41 56 417 24 69
www.miele.ch/pro/dentaire
professional@miele.ch

Suivez-nous sur LinkedIn :
<https://www.linkedin.com/company/miele-professional/about/>

Service de réparation et de permanence
Tél. : 0848 551 670