

## ProCare Dent

Produits chimiques pour le nettoyage et le traitement des équipements dentaires

Miele Professional. Immer Besser.





# ProCare Dent

Pour assurer un traitement efficace sans altérer dans le cabinet dentaire

**La solution système pour les cabinets et centres dentaires**

Depuis plus de 60 ans, Miele est synonyme de fiabilité et d'innovation dans le domaine de la technique médicale. Avec ProCare Dent, nous vous proposons une solution système perfectionnée pour les cabinets dentaires et les centres de soins dentaires ambulatoires – composée d'un portefeuille complet de produits chimiques parfaitement adaptés aux laveurs-désinfecteurs de Miele Professional. La tâche est complexe : ils doivent éliminer les salissures avec fiabilité et désactiver efficacement les germes sans endommager les ustensiles fragiles, comme les instruments de transfert de grande valeur.

**Préservation des matériaux et polyvalence**

La gamme comprend des détergents en poudre et liquides préservant les matériaux, des agents neutralisants à base organique ou anorganique ainsi qu'un produit de rinçage qui, grâce à sa composition spéciale, permet un séchage rapide et sans taches. Vous avez le choix entre des produits adaptés au traitement en machine des instruments dentaires et des produits chimiques de traitement pour les instruments de transfert et les contre-angles et pièces à main. La gamme est complétée par des accessoires pratiques tels que des bacs collecteurs pour les bidons et le sel régénérant – pour un traitement des instruments sûr, économique et efficace.

**ProCare Dent – optimisé pour vous**

Produit phare de la gamme, le détergent liquide optimisé ProCare Dent 10 MA bénéficie d'une formulation améliorée, qui permet désormais d'éliminer l'étiquetage actuel en tant que substance dangereuse. Le nouveau composant enzymatique offre une qualité supérieure et le maintien du niveau de performance, de sécurité et de fiabilité a d'ores et déjà été vérifié – inutile donc de procéder à une validation lors du changement de produit.

Nos produits chimiques ProCare Dent sont optimisés en continu. Des durées de programme courtes et de faibles quantités de dosage suffisent à éviter les décolorations ainsi que les dépôts calcaires.

**Protéger les ustensiles fragiles à traiter**

Avec ProCare Dent, vous assurez une élimination fiable des salissures tout en préservant les matériaux.



# ProCare Dent

Caractéristiques et domaines d'application



Le multitalent pour le quotidien du cabinet médical

**ProCare Dent 10 MA**

**Détergent liquide, alcalin doux**

- Pour le traitement mécanique des instruments dentaires et de transfert.
- Adapté de manière optimale aux processus et aux cycles de nettoyage des laveurs-désinfecteurs Miele Professional
- Haut degré de préservation des matériaux
- Convient pour les matériaux fragiles
- Nettoyage rapide et en profondeur grâce aux enzymes
- Taille du récipient : 5 litres

N° mat. 12680640



Le spécialiste des salissures tenaces

**ProCare Dent 10 A**

**Détergent liquide, alcalin**

- Pour le traitement mécanique d'instruments dentaires
- Adapté de manière optimale aux processus et aux cycles de nettoyage des laveurs-désinfecteurs Miele Professional
- Haut degré de préservation des matériaux
- Protection contre la corrosion pour les instruments et les plateaux en inox
- Peu de résidus grâce à l'absence de tensio-actifs
- Utilisation sûre, car exempte d'additifs oxydants
- Taille du récipient : 5 litres

N° mat. 12786440



Le professionnel de la poudre pour l'application manuelle

**ProCare Dent 11 A**

**Détergent en poudre, alcalin**

- Pour le traitement mécanique d'instruments dentaires
- Adapté de manière optimale aux processus et aux cycles de nettoyage des laveurs-désinfecteurs Miele Professional
- Haut degré de préservation des matériaux
- Protection contre la corrosion pour les instruments et les plateaux en inox
- Utilisation sûre, car exempte d'additifs oxydants
- Taille des récipients : 1 et 10 kg

N° mat. 12786530 (10 kg)

N° mat. 12786510 (1 kg)



**Une solution adaptée à chaque défi**

Qu'il s'agisse de salissures quotidiennes ou de résidus tenaces, les détergents ProCare Dent offrent une performance de nettoyage maximale tout en préservant les matériaux de manière optimale. Les formules adaptées permettent un traitement en machine sûr dans les laveurs-désinfecteurs Miele Professional et couvrent un large éventail d'applications – des instruments de transfert fragiles aux instruments standard robustes. Liquide ou en poudre, à vous de choisir ce qui convient le mieux au quotidien.



# ProCare Dent

Caractéristiques et domaines d'application



Neutralisation en douceur pour les instruments sensibles

**ProCare Dent 30 C**  
**Agent neutralisant, acide**

- Pour le traitement mécanique des instruments dentaires et de transfert.
- Adapté de manière optimale aux processus et aux cycles de nettoyage des laveurs-désinfecteurs Miele Professional
- Bonne compatibilité avec les matériaux
- Respectueux de l'environnement, car sans phosphates
- Élimine de manière fiable les résidus des étapes de nettoyage précédentes et neutralise la contamination par les résidus d'alcalis
- À base d'acide citrique
- Taille des récipients : 1 et 5 litres

N° mat. 12796300 (5 L)  
N° mat. 12796280 (1 L)



Neutralisation puissante pour les instruments standard

**ProCare Dent 30 P**  
**Agent neutralisant, acide**

- Pour le traitement mécanique d'instruments dentaires
- Adapté de manière optimale aux processus et aux cycles de nettoyage des laveurs-désinfecteurs Miele Professional
- Élimine le ternissement et les salissures solubles dans l'acide
- Élimine de manière fiable les résidus des étapes de nettoyage précédentes et neutralise la contamination par les résidus d'alcalis
- À base d'acide phosphorique
- Taille des récipients : 1 et 5 litres

N° mat. 12796360 (5 L)  
N° mat. 12796350 (1 L)



Séchage rapide, résultats sans résidus

**ProCare Dent 40**  
**Produit de rinçage, acide**

- Pour le traitement mécanique des instruments dentaires et de transfert.
- Adapté de manière optimale aux processus et aux cycles de nettoyage des laveurs-désinfecteurs Miele Professional
- Améliore et accélère la durée du séchage
- Élimine de manière fiable les résidus des étapes de nettoyage précédentes et neutralise la contamination par les résidus d'alcalis
- Taille du récipient : 1 litres

N° mat. 12796390



**Pour une finition sûre après le nettoyage :**

Les produits de neutralisation et de rinçage de ProCare Dent assurent une élimination fiable des résidus de nettoyage et préparent les instruments de manière optimale à la désinfection thermique. Qu'ils soient doux avec l'acide citrique ou puissants avec l'acide phosphorique, les produits sont parfaitement adaptés aux exigences des instruments concernés. Le produit de rinçage complète le processus et assure un séchage rapide et sans taches – pour des résultats hygiéniques et propres qui convainquent.

# Produits complémentaires et accessoires



## Indicateur de processus ProCare Sure I-PM

- Pour le contrôle visuel de routine de processus de nettoyage et de désinfection.
- Sécurité améliorée des utilisations habituelles
- Support en plastique solide pour un positionnement facile
- Documentation complète avec formulaire au format PDF à télécharger
- Utilisation simple grâce à des indicateurs autocollants

N° mat. 11577000



## ProCare Protein Check Protein Check

- Pour la détection et l'évaluation qualitative d'éventuels résidus de protéines
- Test des résidus après nettoyage et désinfection thermique
- Application précise
- Durée d'action courte de trois minutes
- Trois goupilles par unité d'emballage
- Jusqu'à 50 applications par stylo

N° mat. 11626810



## CK/1 DIN 51 Clé pour bidon

- Pour ouvrir facilement les bidons de 5, 10 et 20 litres ProCare
- Permet d'ouvrir aisément les bidons fermés mécaniquement
- Robuste et durable
- Utilisation bilatérale

N° mat. 11851600



## DTD 2 Bac collecteur

- Pour le placement en toute sécurité des bidons de produit ProCare de 5 et 10 litres
- Emplacement pour deux bidons de produit
- L'angle d'inclinaison assure une vidange complète optimale
- À utiliser dans un meuble contigu

N° mat. 10695460



## Sel régénérant Miele

- Sel alimentaire grossier pour régénérer l'adoucisseur interne
- 750 g

N° mat. 91801282



## DV1 DIN51 Robinet de vidange

- Dosage simple, rapide et propre des produits liquides ProCare
- Couvercle vissé DIN 51 pour bidons de produit ProCare de 5 et 10 litres
- Poignée facilement accessible pour une utilisation simple

N° mat. 12594480



## MB1 Verre doseur, 250 ml

- Permet un dosage précis des produits liquide et en poudre
- Échelle imprimée de 250 ml avec paliers de 5 ml
- Verre doseur empilable avec poignée solide

N° mat. 12594330

# ProCare Dent

Que vous exerciez en cabinet individuel ou en centre médical, vous êtes parfaitement équipé avec ProCare Dent et Miele Professional.



## Conseils d'utilisation au quotidien

- **Doser en toute simplicité :** utilisez les aides au dosage adaptées aux produits liquides et en poudre – pour une utilisation sûre et économique.
- **Associer intelligemment :** le détergent, l'agent neutralisant et le produit de rinçage sont parfaitement adaptés les uns aux autres – pour une hygiène et une protection des matériaux maximales.
- **Simplifier la routine :** avec ProCare Protein Check et Sure I-PM, vous gardez le contrôle de la qualité de votre traitement.



## Des appareils adaptés

Nos laveurs-désinfecteurs Miele Professional, comme le PWD 8682 ou le PWD 8531, sont parfaitement adaptés aux produits ProCare Dent. Avec deux ou trois pompes de dosage, nous vous proposons la technique adaptée à vos besoins. Pour le traitement des instruments standard et de transmission et ce, de manière validable, fiable et efficace.



## Une solution adaptée à chaque taille de cabinet

- **Petits cabinets :** des contenants compacts et des options de dosage manuel comme le détergent en poudre ProCare Dent 11 A offrent flexibilité et contrôle.
- **Cabinets de taille moyenne :** les détergents liquides tels que ProCare Dent 10 MA et 10 A permettent un dosage automatisé – idéal pour des procédures standardisées.
- **Grands centres :** avec le portefeuille complet ProCare Dent et les laveurs-désinfecteurs Miele Professional adaptés, il est possible de couvrir efficacement les exigences les plus complexes.



## PROtect : un service à planifier

- **En mission pour vous :** notre équipe de service Miele Professional contrôle régulièrement votre appareil avec à la clé des processus sûrs et une qualité documentée.
- **La validation en toute simplicité :** avec ProCare Dent et les appareils Miele Professional, vous disposez d'une solution qui peut être validée de manière simple et fiable.



Miele SA  
Centre Romand, Sous-Riette 23  
1023 Crissier  
[www.miele.ch/pro/ProCareDent](http://www.miele.ch/pro/ProCareDent)  
[professional@miele.ch](mailto:professional@miele.ch)