

**Miele**



# Par les experts de l'hygiène.

Pour les experts de  
la santé.

ExpertLine – notre nouvelle ligne de produits  
pour traiter vos instruments en toute fiabilité.



**La sécurité,  
en pleine action.  
Dans tous  
les cabinets.**  
Avec ExpertLine.

**Miele**



Pour de nombreux  
**domaines**

**15'000**  
heures de fonctionnement testées



**Porte vitrée et éclairage de cuve\***



**Contrôle des infections avec une qualité garantie**

Grâce à leur design et à leurs programmes polyvalents, les nouveaux appareils de la gamme ExpertLine atteignent un niveau d'hygiène maximal.

Pièces de rechange disponibles jusqu'à

**15 ans**

après l'arrêt de la production des appareils.



**Durabilité**

grâce à une utilisation intelligente  
des ressources et aux programmes  
personnalisables.

**Utilisation tactile**  **intuitive et rapide**



**Options de séchage  
adaptées selon l'application**

De la fonction AutoOpen au  
séchage à l'air chaud DryPlus,  
notre expert propose différentes  
options.

Mise en réseau numérique grâce à



**Miele MOVE  
Connect**

**Performance de lavage et de désinfection exceptionnelle  
pour des capacités élevées**

La pression de lavage est adaptée aux exigences de nettoyage  
respectives – de l'élimination des salissures tenaces au mouillage  
régulier de la charge.



En savoir plus sur  
ExpertLine  
[www.miele.ch/  
pro/pwd86-med](http://www.miele.ch/pro/pwd86-med)

\* en option

# L'efficacité

## pour toutes les équipes.

Découvrez l'efficacité du traitement des instruments avec ExpertLine et améliorez l'hygiène de votre cabinet.

### Commande intuitive

L'écran tactile couleur intuitif permet d'accéder rapidement aux programmes favoris. Il est alors possible de procéder à des réglages individuels et le statut de programme est affiché de manière visible et facilement compréhensible.

### Assistance optimale

Si nécessaire, des séquences tutorielles s'affichant à l'écran vous aident, par exemple, à changer les filtres ou à nettoyer les pièces. Cela permet de réduire les temps d'arrêt et d'assurer le bon déroulement des processus.

### Lavage et désinfection intelligentes

La cuve soudée en continu garantit un intérieur hygiénique, car la saleté ne peut pas s'y déposer. Différents capteurs contrôlent le bon fonctionnement des bras de lavage et de la pression de lavage. Des filtres à plusieurs niveaux pour plus de sécurité et bien plus encore – l'expertise jusque dans les moindres détails, voilà ce que propose ExpertLine.

### Visibilité garantie

Grâce à l'éclairage de chambre et à la porte vitrée en option, il devient encore plus facile de surveiller le processus de lavage et de désinfection et de charger la charge rapidement et confortablement.





Podologie



## La flexibilité pour toutes les équipes.

Le concept de panier modulaire offre une flexibilité totale pour répondre à vos besoins. Des compléments et paniers spécialement conçus pour différentes disciplines médicales permettent une désinfection en profondeur de tous les types d'instruments. La gamme ExpertLine propose également différentes possibilités pour le séchage, de la fonction AutoOpen au séchage à l'air chaud DryPlus.

ORL



Gynécologie



Ophtalmologie



Anesthésie



## Un complément durable pour votre équipe.

Pour nous, "longévité" n'est pas qu'un simple mot. C'est pourquoi la gamme ExpertLine est testée pour **15'000 heures de fonctionnement** et **15 ans de disponibilité des pièces de rechange** garantissent en outre les réparations, même au-delà de l'arrêt de la production en série.

Des programmes économiques et adaptés à chaque cas d'utilisation, des durées d'activité courtes et des technologies durables – tout cela se traduit par une faible consommation d'eau, d'électricité et de produits chimiques, permettant ainsi de préserver l'environnement.

## Un accès numérique dans le monde entier.

La langue pouvant être sélectionnée facilement permet aux modèles de la gamme ExpertLine d'endosser le rôle d'expert international au sein de votre équipe. Les séquences tutorielles qui s'affichent à l'écran assurent le bon déroulement des processus.

Grâce à la connexion avec Miele MOVE Connect, les données des appareils peuvent être consultées à tout moment et de n'importe où, et les cycles de travail sont optimisés. Vous avez également accès aux mises à jour de l'appareil et recevez des évaluations du processus de nettoyage. Pour une assistance SAV directe, il existe en outre une interface avec le service après-vente qui transmet des informations importantes afin d'économiser du temps et des efforts.



# Faites connaissance avec votre expert en hygiène.

Tous les experts offrent une efficacité maximale grâce à des capacités élevées et une performance de nettoyage économe en ressources avec les points forts suivants :



Grand écran tactile couleur intuitif



Dosage liquide avec détection du niveau de remplissage en option



Bloc de programmes complet



Connectivité totale : Wi-Fi en standard, réseau local en option



Éclairage de chambre pour un chargement encore plus confortable



En savoir plus sur ExpertLine  
[www.miele.ch/pro/pwd86-med](http://www.miele.ch/pro/pwd86-med)



## ExpertLine PWD 8682 DT avec séchage EcoDry et option porte vitrée

Notre séchage EcoDry dispose de la fonction AutoOpen, qui permet à l'humidité résiduelle de s'échapper à la fin du programme, aux instruments de refroidir plus rapidement et donc au déchargement de se faire en temps voulu. Le modèle à porte vitrée vous permet en outre de surveiller facilement le processus de lavage et de désinfection.

## ExpertLine PWD 8692 avec séchage à l'air chaud DryPlus pour d'excellents résultats de séchage

Notre séchage à l'air chaud DryPlus assure des résultats de séchage optimaux même pour les instruments creux. La fonction AutoOpen garantit en outre une meilleure évacuation de l'humidité résiduelle et donc un refroidissement plus rapide des instruments médicaux.



## ExpertLine PWD 8682 CD avec espace de rangement supplémentaire pour produits de lavage et option porte vitrée


Outre le séchage à l'air chaud DryPlus et sa fonction AutoOpen, cet appareil offre un espace de rangement confortable pour les produits de lavage dans l'armoire latérale – le modèle à porte vitrée vous permet en outre de surveiller facilement le processus de lavage et de désinfection.

# Miele 360PRO.

La solution système globale.

**La précision est au cœur de notre métier. Elle est notre source d'inspiration.**

Nous savons que l'hygiène joue un rôle important dans le domaine médical. Pour vous assister dans cette mission, nous vous proposons 360PRO, notre système complet comprenant des solutions parfaitement adaptées les unes aux autres, d'une seule et même main. De la planification à la durabilité, des composants à la mise en réseau, des produits de lavage à la maintenance, y compris l'appareil optimal : nous sommes là pour que vous puissiez vous concentrer pleinement sur vos patients.



En savoir plus sur  
Miele 360PRO  
[www.miele.ch/pro/med-dent](http://www.miele.ch/pro/med-dent)



## Durabilité et design primé.

**Avantageux pour votre équipe. Encore meilleur pour la planète.**

“Immer Besser” est notre philosophie depuis 1899. Elle nous incite à être meilleurs demain que nous ne l’étions hier. Elle nous motive à développer chaque jour de meilleurs appareils, plus intelligents. ExpertLine pose également de nouveaux jalons dans le domaine du développement durable. Par exemple, la disponibilité des pièces de rechange pendant 15 ans permet de réduire les coûts d’exploitation et l’empreinte écologique, ou encore d’atteindre une extrême durabilité testée pour 15'000 heures de fonctionnement. Désormais, notre solution s’accompagne d’un mode d’emploi numérique en réponse à la réduction des déchets.

**Miele°ExpertLine remporte avec fierté l’iF Design Award 2024.**

*“Nous nous réjouissons de ces nouvelles récompenses, qui soulignent significativement nos exigences premium en matière d’esthétique et de design”.*

Andreas Enslin, vice-président du Miele Design Center



## Pour une protection intégrale.

Le service Miele PROtect combine des prestations de service complètes, un contrôle maximal de votre budget et un approvisionnement sans faille en pièces de rechange. Nous vous apportons un conseil transparent et spécifique à votre secteur, nous coordonnons les rendez-vous et garantissons la disponibilité des pièces de rechange adaptées, même 15 ans après l’arrêt de la production en série.



En savoir plus sur PROtect  
[www.miele.ch/pro/protect](http://www.miele.ch/pro/protect)





**Miele**

# Rien ne remplace un **contact personnel.**

N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur la gamme ExpertLine – tout simplement par téléphone ou via le formulaire de contact sur notre site Internet.

**Téléphone: 0848 551 670**

**Lu–Ve, 08:00–17:30**



En savoir plus sur Miele ExpertLine  
et sur le formulaire de contact

**[www.miele.ch/  
pro/pwd86-med](http://www.miele.ch/pro/pwd86-med)**