

ProCare Dent

Prodotti chimici per la pulizia e il trattamento di dispositivi odontoiatrici

Miele Professional. Immer Besser.



ProCare Dent

Per un trattamento efficiente e delicato dei materiali per i dispositivi utilizzati negli studi dentistici

La soluzione di sistema per studi e centri odontoiatrici

Da oltre 60 anni Miele è sinonimo di affidabilità e innovazione nella tecnologia medica. Con ProCare Dent, vi offriamo una soluzione di sistema avanzata per gli studi e i centri ambulatoriali odontoiatrici, che consiste in una gamma completa di prodotti chimici progettati appositamente in sinergia con i termodisinfettori Miele Professional. Con tutta la complessità del caso: rimuovere in modo affidabile lo sporco e disattivare efficacemente i germi senza danneggiare i dispositivi delicati da trattare, come gli strumenti di trasmissione di alta qualità.

Trattamento delicato dei materiali e versatilità

La gamma comprende detersivi in polvere e detersivi liquidi per il trattamento delicato dei materiali, neutralizzanti a base organica o inorganica e additivo per il risciacquo finale che consente un’asciugatura rapida e senza macchie, grazie alla sua speciale composizione. È possibile scegliere tra prodotti adatti al trattamento automatizzato degli strumenti dentali e prodotti chimici pensati per strumenti di trasmissione e manipoli e connettori angolari. La gamma è completata da pratici accessori come vaschette raccogli gocce per taniche di prodotti e sale rigeneranti, per un trattamento degli strumenti sicuro, economico ed efficiente.

ProCare Dent – ottimizzato sulle vostre esigenze

Un punto di forza è il detersivo liquido ottimizzato ProCare Dent 10 MA: grazie a una formula migliorata, non rientra più tra le sostanze pericolose. Il nuovo componente enzimatico offre una qualità superiore. L’equivalenza in termini di prestazioni, sicurezza e affidabilità è già stata verificata: non è necessaria una validazione aggiuntiva in caso di cambio di prodotto.

In generale, i prodotti chimici ProCare Dent vengono costantemente ottimizzati per le vostre esigenze. Brevi durate del programma e bassi dosaggi sono sufficienti a evitare scolorimenti e depositi di calcare.

Protezione del materiale da trattare delicato

Con ProCare Dent è possibile garantire una rimozione affidabile dello sporco e allo stesso tempo il trattamento delicato dei materiali.



ProCare Dent

Caratteristiche e ambiti di applicazione



Il tuttofare
per la pratica quotidiana

ProCare Dent 10 MA

Detersivo liquido, leggermente alcalino

- Per il trattamento in macchina di strumenti odontoiatrici e strumenti di trasmissione
- Ottimizzato per i processi e i cicli di pulizia dei termodisinfettori Miele Professional
- Trattamento estremamente delicato dei materiali
- Particolarmente indicato per i materiali delicati
- Pulizia rapida e profonda con enzimi
- Grandezza tanica: 5 litro

N° mat. 12680640



Lo specialista
per i casi difficili

ProCare Dent 10 A

Detersivo liquido, alcalino

- Per il trattamento a macchina di strumenti odontoiatrici
- Ottimizzato per i processi e i cicli di pulizia dei termodisinfettori Miele Professional
- Trattamento estremamente delicato dei materiali
- Protezione dalla corrosione per strumenti e tray in acciaio inossidabile
- Basso contenuto di residui, in quanto senza tensioattivi
- Sicuro da usare perché privo di additivi ossidanti
- Grandezza tanica: 5 litro

N° mat. 12786440



Il professionista in polvere
per il trattamento manuale

ProCare Dent 11 A

Detersivo in polvere, alcalino

- Per il trattamento a macchina di strumenti odontoiatrici
- Ottimizzato per i processi e i cicli di pulizia dei termodisinfettori Miele Professional
- Trattamento estremamente delicato dei materiali
- Protezione dalla corrosione per strumenti e tray in acciaio inossidabile
- Sicuro da usare perché privo di additivi ossidanti
- Dimensioni tanica: 1 kg e 10 kg

N. mat. 12786530 (10 kg)

N. mat. 12786510 (1 kg)



**Per ogni sfida
la soluzione ideale**

Che si tratti di contaminazioni quotidiane o di residui ostinati, i detersivi ProCare Dent offrono le massime prestazioni di pulizia con il trattamento delicato dei materiali. Le formulazioni armonizzate consentono un trattamento automatico sicuro nei termodisinfettori Miele Professional e coprono un'ampia gamma di applicazioni, dai delicati strumenti di trasmissione ai robusti strumenti standard. Detersivo liquido o in polvere: a voi la scelta della soluzione ideale per le esigenze quotidiane dello studio.

ProCare Dent

Caratteristiche e ambiti di applicazione



Neutralizzazione delicata per strumenti delicati

ProCare Dent 30 C
Neutralizzante, acido

- Per il trattamento in macchina di strumenti odontoiatrici e strumenti di trasmissione
- Ottimizzato per i processi e i cicli di pulizia dei termodisinfettori Miele Professional
- Buona compatibilità dei materiali
- Ecologico, senza fosfati
- Rimuove in modo affidabile i residui delle precedenti fasi di pulizia e neutralizza i residui alcalini presenti
- A base di acido citrico
- Dimensioni tanica: 1 l e 5 litri

N° mat. 12796300 (5 L)
N° mat. 12796280 (1 L)



Neutralizzazione potente per strumenti standard

ProCare Dent 30 P
Neutralizzante, acido

- Per il trattamento a macchina di strumenti odontoiatrici
- Ottimizzato per i processi e i cicli di pulizia dei termodisinfettori Miele Professional
- Rimuove le alterazioni cromatiche e le contaminazioni solubili in acidi
- Rimuove in modo affidabile i residui delle precedenti fasi di pulizia e neutralizza i residui alcalini presenti
- A base di acido fosforico
- Dimensioni tanica: 1 l e 5 litri

N° mat. 12796360 (5 L)
N° mat. 12796350 (1 L)



Asciugatura rapida, per risultati senza residui

ProCare Dent 40
Additivo per risciacquo finale, acido

- Per il trattamento in macchina di strumenti odontoiatrici e strumenti di trasmissione
- Ottimizzato per i processi e i cicli di pulizia dei termodisinfettori Miele Professional
- Migliora e accelera l'asciugatura
- Rimuove in modo affidabile i residui delle precedenti fasi di pulizia e neutralizza i residui alcalini presenti
- Grandezza tanica: 1 litro

N° mat. 12796390



Per un finish sicuro dopo la pulizia:

Gli agenti neutralizzanti e gli additivi per il risciacquo finale di ProCare Dent assicurano una rimozione affidabile dei residui di pulizia e preparano in modo ottimale gli strumenti alla disinfezione termica. Delicati con l'acido citrico o potenti con l'acido fosforico, i prodotti sono progettati specificamente per i requisiti dei rispettivi strumenti. L'additivo per il risciacquo finale completa il processo e assicura un'asciugatura rapida e senza macchie, per risultati igienicamente puliti che convincono.

Prodotti e accessori aggiuntivi



Indicatore di processo
ProCare Sure I-PM

- Per il controllo visivo di routine del processo di lavaggio e disinfezione
- Sicurezza aggiuntiva per l'uso di routine
- Robusto supporto in plastica per un posizionamento semplice
- Documentazione completa con modulo scaricabile in formato PDF
- Uso semplice grazie agli indicatori autoadesivi

N° mat. 11577000



ProCare Protein Check
Protein Check

- Per provare e stimare a livello qualitativo gli eventuali residui proteici
- Test per la rilevazione della presenza di residui dopo la pulizia e la disinfezione termica
- Applicazione precisa
- Breve tempo d'azione di 3 minuti
- 3 penne per confezione
- Fino a 50 applicazioni per penna

N° mat. 11626810



CK/1 DIN 51
Chiave per tanica

- Per una facile apertura delle taniche ProCare da 5, 10 e 20 litri
- Consente di aprire comodamente le taniche sigillate meccanicamente
- Stabile e di lunga durata
- Utilizzabile su entrambi i lati

N° mat. 11851600



DTD 2
Vaschetta raccogli gocce

- Per il posizionamento sicuro delle taniche dei prodotti ProCare da 5 e 10 litri
- Può contenere 2 taniche
- L'angolo di inclinazione assicura un ottimale svuotamento dei residui
- Da inserire in un mobile adiacente

N° mat. 10695460



Sale rigenerante Miele

- Sale a grana grossa per la rigenerazione dell'addolcitore interno
- 750 g

N° mat. 91801282



DV1 DIN51
Rubinetti di scarico

- Dosaggio semplice, rapido e pulito dei prodotti liquidi ProCare
- Tappo a vite DIN 51 per le taniche dei prodotti ProCare da 5 e 10 l
- Leva scorrevole per un facile utilizzo

N° mat. 12594480



MB1
Contenitore graduato 250 ml

- Consente il dosaggio preciso di prodotti liquidi e in polvere
- Scala da 250 ml stampata con incrementi di 5
- Contenitore graduato impilabile con manico robusto

N° mat. 12594330

ProCare Dent

Che si tratti di uno studio singolo o di un centro medico, con ProCare Dent e Miele Professional avrete a disposizione la migliore dotazione



Consigli per l'applicazione nella pratica quotidiana

- **Dosaggio facile:** utilizzate gli ausili per il dosaggio di prodotti liquidi e in polvere giusti, per un'applicazione sicura ed economica.
- **Combinazione intelligente:** detergente, neutralizzante e additivo per il risciacquo finale lavorano in sinergia in modo ottimale, per la massima igiene e protezione dei materiali.
- **Routine semplificata:** con ProCare Protein Check e ProCare Sure I-PM, è semplice mantenere il controllo sulla qualità del trattamento.



Gli apparecchi giusti

I nostri termodisinfettori Miele Professional, come PWD 8682 o PWD 8531, sono perfettamente abbinati ai prodotti ProCare Dent. Che si tratti di due o tre pompe di dosaggio, offriamo la tecnologia giusta per le vostre esigenze. Per il trattamento di strumenti standard e strumenti di trasmissione – con convalida, affidabile ed efficiente.



La soluzione giusta per gli studi di ogni dimensione

- **Studi di piccole dimensioni:** le dimensioni compatte dei contenitori e le opzioni di dosaggio manuale, come il detergente in polvere ProCare Dent 11 A, offrono flessibilità e controllo.
- **Studi di medie dimensioni:** i detersivi liquidi come ProCare Dent 10 MA e 10 A consentono il dosaggio automatico, ideale per le procedure standardizzate.
- **Centri di grandi dimensioni:** con l'intera gamma ProCare Dent e i termodisinfettori Miele Professional che lavorano in sinergia, è possibile soddisfare in modo efficiente anche le esigenze più complesse.



PROtect: il servizio da pianificare

- **Siamo qui per voi:** il nostro team Miele Professional Service controlla regolarmente la vostra macchina, per processi affidabili e qualità documentata.
- **Convalida semplice:** con ProCare Dent e gli apparecchi Miele Professional, avrete una soluzione che può essere convalidata in modo semplice e affidabile.



Miele SA
Centre Romand, Sous-Riette 23
1023 Crissier
www.miele.ch/pro/ProCareDent
professional@miele.ch