

**Miele**



# Dagli esperti dell'igiene.

Per gli esperti della  
salute.

ExpertLine: la nostra nuova linea di prodotti  
per il trattamento affidabile dei vostri strumenti.



**Così la sicurezza  
diventa realtà.  
In ogni ambulatorio.  
Con ExpertLine.**

**Miele**

    
Per molteplici  
**settori specialistici**

**15'000**  
ore di funzionamento testate

 **Sportello in vetro e illuminazione camera\***



**Qualità affidabile del controllo delle infezioni**

Il design e i molteplici programmi dei nuovi apparecchi ExpertLine consentono di raggiungere il massimo livello di igiene.

Pezzi di ricambio disponibili fino a

**15 anni**

dopo l'uscita di gamma delle macchine.



**Sostenibile**

grazie allo sfruttamento intelligente delle risorse e ai programmi personalizzabili.

**Comando Touch**  **intuitivo e veloce**



**Opzioni di asciugatura adatte a ogni applicazione**

I nostri esperti propongono diverse opzioni: dalla funzione AutoOpen fino all'asciugatura ad aria calda DryPlus.

Collegamento digitale in rete grazie a



**Miele MOVE  
Connect**

**Prestazioni di lavaggio e disinfezione eccezionali ed efficaci con capacità di carico elevate**

La pressione di lavaggio viene adeguata alle diverse esigenze, dalla rimozione dello sporco più ostinato fino all'irrorazione uniforme degli oggetti da trattare.



Ulteriori informazioni  
su ExpertLine  
[www.miele.ch/  
pro/pwd86-med](http://www.miele.ch/pro/pwd86-med)

\* opzionale

# Efficienza

## per ogni squadra.

Scoprite l'efficienza del trattamento degli strumenti con ExpertLine e migliorate l'igiene del vostro ambulatorio.

### Comandi intuitivi

Il display touch a colori intuitivo consente di accedere rapidamente ai programmi preferiti. Si possono personalizzare le impostazioni e lo stato del programma viene visualizzato in modo chiaro e facilmente comprensibile.

### Supporto ottimale

I tutorial visualizzati a display forniscono assistenza quando necessario, ad esempio per la sostituzione dei filtri o il lavaggio dei componenti. In questo modo si riducono i tempi di inattività e si garantisce la riuscita dei processi.

### Lavaggio e disinfezione intelligenti

La vasca di lavaggio senza fessure impedisce il deposito dello sporco, garantendo così l'igiene interna. Diversi sensori controllano il corretto funzionamento dei bracci irroratori e la pressione di lavaggio. Filtri multistadio per una maggiore sicurezza e molto altro ancora: la competenza di ExpertLine fin nei minimi dettagli.

### Una visione chiara

Grazie all'illuminazione della camera e allo sportello in vetro, il processo di lavaggio e disinfezione può essere monitorato ancora più facilmente e gli oggetti da trattare possono essere introdotti in modo rapido e comodo.





Podologia



## Flessibilità per tutte le squadre.

Il concetto di cesto modulare offre la massima flessibilità e soddisfa tutte le esigenze. Inserti e cesti sviluppati appositamente per le diverse specializzazioni consentono la disinfezione accurata di tutti i tipi di strumenti. ExpertLine offre anche diverse possibilità di asciugatura, dalla funzione AutoOpen fino all'asciugatura ad aria calda DryPlus.

Otorinolaringoiatria



Ginecologia



Oftalmologia



Anestesia



# Un'integrazione sostenibile per la vostra squadra.

La durevolezza è per noi molto importante. Per questo motivo la nostra ExpertLine è testata per **15'000 ore di funzionamento** e la **disponibilità di pezzi di ricambio per 15 anni** consente di effettuare riparazioni anche dopo l'uscita di gamma.

Programmi a basso consumo progettati per ogni tipo di applicazione, brevi durate dei programmi e tecnologie efficienti nell'impiego delle risorse: tutto ciò porta a un basso consumo di acqua, elettricità e prodotti chimici, salvaguardando così l'ambiente.

## Ancora più internazionale e digitale.

La selezione facile della lingua converte i modelli ExpertLine negli esperti internazionali della vostra squadra. I tutorial visualizzati sul display forniscono assistenza per garantire il corretto svolgimento dei processi.

Grazie alla connessione con Miele MOVE Connect, i dati della macchina possono essere visualizzati in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, consentendo così di ottimizzare i cicli di lavoro. Inoltre, è possibile accedere agli aggiornamenti della macchina e ricevere analisi del processo di lavaggio. Per ottenere un supporto diretto, è presente anche un'interfaccia con l'assistenza tecnica che trasmette informazioni importanti al fine di risparmiare tempo e fatica.



# Vi invitiamo a conoscere gli esperti dell'igiene.

Tutti i nostri esperti offrono la massima efficienza grazie a elevate capacità e prestazioni di pulizia attente al risparmio energetico con le seguenti caratteristiche:



Grande display touch a colori intuitivo



Dosaggio liquido con rilevamento del livello di riempimento opzionale



Pacchetto programmi completo



Connettività totale: WLAN come standard, LAN opzionale



Illuminazione camera per operazioni di carico ancora più comode



Ulteriori informazioni su ExpertLine  
[www.miele.ch/pro/pwd86-med](http://www.miele.ch/pro/pwd86-med)



## ExpertLine PWD 8682 con asciugatura EcoDry e sportello in vetro opzionale

La nostra asciugatura EcoDry è dotata della funzione AutoOpen che consente la fuoriuscita dell'umidità residua a fine programma, permettendo un raffreddamento degli strumenti più rapido e quindi operazioni di scarico veloci. La versione con sportello in vetro permette inoltre di controllare facilmente il processo di lavaggio e disinfezione.

## ExpertLine PWD 8692 con asciugatura ad aria calda DryPlus per i migliori risultati di asciugatura

La nostra asciugatura ad aria calda DryPlus garantisce i migliori risultati di asciugatura anche per gli strumenti cavi. Anche in questo caso, la funzione AutoOpen consente una migliore fuoriuscita dell'umidità residua e quindi un raffreddamento più rapido degli strumenti medicali.



## ExpertLine PLW 8682 CD con spazio di conservazione aggiuntivo per detersivi e sportello in vetro opzionale

Oltre all'asciugatura ad aria calda DryPlus unita alla funzione AutoOpen, questa macchina offre un comodo spazio di conservazione aggiuntivo per detersivi nel mobile laterale. La versione con sportello in vetro permette inoltre di controllare facilmente il processo di lavaggio.




# Miele 360PRO.

## La soluzione di sistema completa.

### La precisione è una responsabilità. Che ci ispira.

Conosciamo l'importanza dell'igiene nel settore medico e, per sostenervi al meglio, proponiamo 360PRO. Il nostro sistema completo con soluzioni che si accordano perfettamente tra loro, il tutto da un unico produttore. Dalla pianificazione alla sostenibilità, dai componenti al collegamento in rete, dai detersivi alla manutenzione, compreso l'apparecchio ottimale: siamo al vostro fianco per consentirvi di concentrarvi esclusivamente sui vostri pazienti.



Ulteriori informazioni  
su Miele 360PRO  
[www.miele.ch/pro/med-dent](http://www.miele.ch/pro/med-dent)



## Obiettivo sostenibilità, design eccellente.

### Buono per la vostra squadra. Migliore per il pianeta.

“Immer Besser” è la nostra filosofia fin dal 1899. Ogni mattina ci sprona a essere migliori rispetto al giorno precedente. Ogni giorno ci motiva a sviluppare apparecchi migliori e più intelligenti. Anche ExpertLine detta nuovi standard nel campo della sostenibilità. Grazie alla disponibilità di pezzi di ricambio per 15 anni, ad esempio, si riducono i costi operativi e si minimizza l'impronta ecologica, mentre le 15'000 ore di funzionamento testate garantiscono una durata estremamente lunga. Nuove istruzioni d'uso digitali per un'alternativa senza sprechi.

### ExpertLine di Miele ha vinto l'iF Design Award 2024.

*“Siamo molto soddisfatti di questi nuovi riconoscimenti che sottolineano chiaramente i nostri standard elevati in termini di estetica e design”.*

Andreas Enslin, vicepresidente del Centro Design Miele



## Per una protezione totale.

La nostra assistenza si chiama PROtect e combina servizi completi, massimo controllo del budget e fornitura di ricambi semplice e veloce. Vi forniamo una consulenza trasparente e specifica per il settore, coordiniamo le scadenze e garantiamo la disponibilità di pezzi di ricambio adeguati, anche 15 anni dopo l'uscita di gamma.



Maggiori informazioni su PROtect  
[www.miele.ch/pro/protect](http://www.miele.ch/pro/protect)





**Miele**

# Niente sostituisce il **contatto umano.**

Non esitate a contattarci per ricevere più informazioni su ExpertLine: semplicemente per telefono o tramite il modulo di contatto sul nostro sito web.

**Tel.: 0848 551 670**

**Lun–Ven 08:00–17:30**



Maggiori informazioni su Miele ExpertLine  
e sul modulo di contatto

**[www.miele.ch/  
pro/pwd86-med](http://www.miele.ch/pro/pwd86-med)**