



Miele

Od expertů na hygienu. Pro experty ve zdravotnictví.

ExpertLine — naše nová produktová řada
pro spolehlivou přípravu vašeho instrumentária.

Miele Professional. Immer Besser.

ExpertLine



**Bezpečnosť v praxi.
V každej ordinácii.**
S ExpertLine.



Pro celou řadu
**zubních
instrumentů**

15 000

počet testovaných provozních hodin



Prosklená dvířka a osvětlení komory^{*}



Kontrola bezinfekčnosti se spolehlivou kvalitou

Nové přístroje řady ExpertLine dosahují vysoké míry hygieny díky své konstrukci a mnohostranným programům.

Náhradní díly k dostání až

15 let

po skončení výroby přístrojů.



Udržitelnost

inteligentní využívání zdrojů
a programů s možností indiv. nastavení.

Intuitivní a rychlé dotykové ovládání



**Vhodné možnosti sušení pro
každé použití**

Náš Experti poskytují různé
možnosti od funkce AutoOpen až
po horkovzdušné sušení DryPlus.

Digitální síťové propojení díky



Miele MOVE Connect

Vynikající a efektivní mycí a dezinfekční výkon při vysokých kapacitách

Mycí tlak se přizpůsobí konkrétním požadavkům mytí – od odstranění odolných
nečistot až po rovnoměrné smáčení mytých předmětů.



Více o ExpertLine
[www.miele.cz/
pro/termodezinfektory](http://www.miele.cz/pro/termodezinfektory)

Maximálně účinné pro každý tým.

Objevte efektivní přípravu instrumentária s přístroji ExpertLine a zlepšete hygienu ve své ordinaci.

Intuitivní ovládání

Intuitivní barevný dotykový displej s možností rychlého přístupu k oblíbeným programům. Můžete použít individuální nastavení. Stav programu je jasně a přehledně zobrazen na displeji.

Chytré mytí a dezinfekce

Mycí prostor beze spár zajišťuje vnitřní hygienu, protože se v něm nemohou usazovat nečistoty. Různé senzory kontrolují mycí tlak a bezvadnou funkci ostříkovacích ramen. Vícetupňový filtr pro větší bezpečnost a mnoho dalšího – ExpertLine nabízí odbornost až do nejmenšího detailu.

Nejlepší podpora

V případě potřeby se vám na displeji zobrazí sekvence how to (jak na to), např. pro výměnu filtrů nebo čištění dílů. To zkracuje prostoje a zajišťuje hladký průběh procesů.

Perfektní přehled

Díky osvětlení komory a volitelným proskleným dvířkám se dá ještě snadněji kontrolovat proces mytí a dezinfekce. Plnění před mytím je rychlé a pohodlné.



Start/Stop

Miele



Udržitelné řešení pro váš tým.

Dlouhá životnost pro nás není jen fráze. Proto je také řada ExpertLine testována na **15 000 hodin provozu** a **díky až 15leté dostupnosti** náhradních dílů jsou přístroje opravitelné i dlouho po skončení sériové výroby.

Úsporné a cíleně koncipované programy, jejich krátké doby trvání a technologie šetřící zdroje — to všechno vede k nízké spotřebě vody, el. proudu a čisticích prostředků. Chráníme tak společně životní prostředí.

Všeobecné zubní lékařství



Flexibilita pro všechny.


Koncepce modulárních košů poskytuje plnou flexibilitu pro splnění vašich potřeb. Nástavce a koše speciálně vyvinuté pro široké použití umožňují důkladnou dezinfekci instrumentů všeho druhu.

Také pro sušení poskytuje řada **ExpertLine** různé možnosti, od funkce AutoOpen až po horkovzdušné sušení DryPlus.

Implantologie, orální a maxilofaciální chirurgie



Ortodoncie



Mezinárodní a digitální přínos.

Snadný výběr jazyka dělá z modelů **ExpertLine** vašeho mezinárodního experta v týmu. Sekvence how to, které se zobrazují na displeji, podporují hladké průběhy procesů.

Díky propojení se systémem Miele MOVE Connect můžete kdykoli a odkudkoli sledovat data přístroje a optimalizovat průběh pracovních postupů. Kromě toho máte přístup k veškerým aktualizacím přístroje a dostáváte vyhodnocení procesu mytí. Pro přímou podporu je k dispozici rozhraní propojené se zákaznickým servisem. Sdílíte tak s námi důležité informace, které vedou k úspoře času a nákladů.



Seznamte se s **Experty na hygienu.**

Všichni Experti poskytují maximální účinnost díky vysokým kapacitám a výkonu.

A to není zdaleka vše!



Velký, intuitivní barevný
dotykový displej



Dávkování tekutých prostředků
s volitelným rozpoznáním hladiny náplně



Komplexní balíček programů



Plná konektivita: WiFi ve standardu,
LAN volitelně



Osvětlení komory
pro ještě pohodlnější plnění




[www.miele.cz/
pro/dentalni-technika](http://www.miele.cz/pro/dentalni-technika)





ExpertLine PWD 8682
se sušením EcoDry
a volitelně s prosklenými dvířky

Naše sušení EcoDry disponuje funkcí AutoOpen, takže po skončení programu může uniknout zbytková vlhkost, instrumentárium rychleji vychladne a lze je tak dříve vyjmout. Varianta s prosklenými dvířky vám navíc umožňuje snadnou kontrolu procesu mytí a dezinfekce.



Horní koš A 105/1
 výškově nastavitelný,
 bez injektorových trysek

ExpertLine PWD 8692
s horkovzdušným sušením DryPlus
pro nejlepší výsledky sušení

Naše horkovzdušné sušení DryPlus se postará o nejlepší výsledky sušení i u úzkohrdlého skla. Také zde funkce AutoOpen zajišťuje lepší únik zbytkové vlhkosti a tím rychlejší vychladnutí zubního instrumentária.




Miele 360PRO.

Komplexní systémové řešení.

Dokonalost a přesnost nás motivuje.

Víme, že v oblasti zubního lékařství hraje hygiena zásadní roli. Abychom vás co nejlépe podpořili, nabízíme 360PRO. Náš komplexní systém s dokonale sladěnými řešeními od jednoho výrobce. Od plánování až po udržitelnost, od komponentů až po síťové připojení, od čisticího prostředku až po údržbu, včetně optimálního přístroje: jsme tu pro vás, abyste se mohli plně koncentrovat na svoje pacienty.



Pro vaši plnou ochranu.

Naše služba PROtect spojuje komplexní servisní řešení, maximální kontrolu rozpočtu a bezproblémové dodávky náhradních dílů. Poskytujeme transparentní poradenství pro vaše odvětví, koordinujeme termíny a garantujeme dostupnost vhodných náhradních dílů – i 15 let po skončení sériové výroby.



Více o Miele Professional
www.miele.cz/pro

Usilujeme o udržitelnost a vynikající funkční design.

Skvělé pro váš tým. Ještě lepší pro planetu.

„Immer Besser“ – „Vždy lepší“: to je již od roku 1899 základem naší filozofie. Inspiruje nás k tomu, abychom se ve všem, co děláme, stále zlepšovali. Každý den nás motivuje k vývoji lepších a chytřejších přístrojů. Také **ExpertLine** vytváří nová měřítka v oblasti udržitelnosti. Tak například díky 15leté dostupnosti náhradních dílů jsou sníženy provozní náklady a zmenšena ekologická stopa. Díky testování na 15 000 hodin provozu je zase dosaženo mimořádně dlouhé životnosti. Jako udržitelná alternativa je nyní součástí výbavy digitální návod k obsluze.

Miele ExpertLine je hrdý vítěz soutěže iF Design Award 2024.

„Máme radost, že jsem opět získali toto ocenění, které poukazuje na prvotřídní kvalitu našich výrobků a zdůrazňuje naše špičkové standardy v oblasti estetiky a designu.“

Andreas Enslin, viceprezident Miele Design Center



Nic nenahradí **osobní kontakt.**

Neváhejte nás kontaktovat, abyste se o **ExpertLine** dozvěděli ještě více – jednoduše nám zavolejte nebo použijte kontaktní formulář na webových stránkách.

Telefon: **0800 643 531** nebo **+420 720 853 570**

E-mail: **professional@miele.cz**

Po–Pá: 08:00–17:00 hodin



Více o Miele Zdravotnické technice
a náš kontaktní formulář najdete zde:

**[www.miele.cz/
pro/dentalni-technika](http://www.miele.cz/pro/dentalni-technika)**