



Miele

Vyberte si svého Experta.

A získejte nového
člena týmu.

Analytická čistota vašeho laboratorního skla —
s naší ExpertLine.



Konečně flexibilní člen týmu, který miluje čistotu!

Přesvědčte se o kvalitách
řady ExpertLine.

Pro každý obor
a každou specializaci

15 000
počet testovaných provozních hodin



Prosklená dvířka a osvětlení komory*



**Spolehlivá kvalita
pro nejlepší výsledky**

Naše laboratorní myčky ExpertLine
vám vždy spolehlivě zaručí analyticky
čisté umytí a usušení laboratorního
skla na nejvyšší úrovni.

EASYLOAD
flexibilní, rychlé a vysoce efektivní plnění

Náhradní díly k dostání až

15 let


po skončení výroby přístrojů.



**Udržitel-
nost**

díky optimalizovaným programům

Intuitivní a rychlé  **dotykové ovládání**



**Vhodné možnosti sušení
pro každé použití**

Náš Experti poskytují různé
možnosti od funkce AutoOpen
až po horkovzdušné sušení DryPlus.

Digitální síťové propojení díky



**Miele MOVE
Connect**

Vynikající a efektivní mycí výkon při vysokých kapacitách

Mycí tlak se přizpůsobí konkrétním požadavkům mytí – vysoký tlak umožňuje odstranit odolné nečistoty, zatímco nízký tlak zajišťuje rovnoměrné smáčení laboratorního skla.



Více o řadě
ExpertLine
[www.miele.cz/
pro/expertline-laborator](http://www.miele.cz/pro/expertline-laborator)

Výkonný člen vašeho týmu.

Intuitivní ovládání díky barevnému dotykovému displeji a hospodárný provoz při vysokých kapacitách v malém prostoru.

Intuitivní ovládání

Intuitivní barevný dotykový displej umožňuje rychlý přístup k oblíbeným programům. Můžete použít individuální nastavení. Stav programu je jasně a přehledně zobrazen na displeji.

Efektivní mycí výkon

Pomocí oběhového čerpadla s variabilními otáčkami lze regulovat mycí tlak dle konkrétních požadavků – vysoký tlak umožňuje odstranit odolné nečistoty, zatímco nízký tlak zajišťuje rovnoměrné smáčení laboratorního skla pro úsporu zdrojů. Různé typy senzorů kontrolují mycí tlak a správnou funkci ostřikovacích ramen.

Rychle připraveno k použití

Uvedení přístrojů do provozu bylo optimalizováno tak, aby proběhlo snadno a rychle. Chytré umístění centrálních komponentů zajišťuje u systému ExpertLine bezproblémový servis.

Perfektní přehled

Díky volitelným proskleným dvířkám a osvětlení komory se dá ještě snadněji kontrolovat proces mytí. Plnění laboratorním sklem je rychlé a velmi pohodlné.



Miele



Odolný a udržitelný člen vašeho týmu.

Dlouhá životnost pro nás není jen fráze. Proto je také naše řada ExpertLine testována na **15 000 hodin provozu** a **díky až 15leté dostupnosti náhradních dílů** jsou přístroje opravitelné i dlouho po skončení sériové výroby.

Úsporné a cíleně koncipované programy, jejich krátké doby trvání a technologie šetřící zdroje – to všechno vede k nízké spotřebě vody, el. proudu a čisticích prostředků. Chráníme tak životní prostředí.



Flexibilní člen vašeho týmu.

Aby bylo vyhověno všem požadavkům na mytí laboratorního skla, podporuje vás flexibilní systém příslušenství EasyLoad – díky němu je mytí výrazně rychlejší, snadnější a vysoce účinné.

Pokud jde o sušení, poskytují naši **Expert** možnosti jako AutoOpen a horkovzdušné sušení DryPlus.



Mezinárodní a digitální člen vašeho týmu.

Snadný výběr jazyka dělá z modelů **Expert**Line mezinárodního člena týmu. Sekvence how-to, které se zobrazují na displeji, podporují hladký průběh procesů.

Díky systému Miele MOVE Connect (připravujeme) můžete kdykoli a odkudkoli sledovat data přístroje a optimalizovat průběh pracovních postupů. Kromě toho máte přístup k veškerým aktualizacím přístroje a dostáváte vyhodnocení procesu mytí. Pro přímou podporu je k dispozici rozhraní propojené se zákaznickým servisem. Sdílíte tak s námi důležité informace, které vedou k úspoře času a nákladů.



Vyberte si svého **Experta**.

Všichni naši **Experti** poskytují maximální účinnost díky své kapacitě a výkonu.
Jsou odolní, úsporní a to není zdaleka vše!



Velký, intuitivní barevný
dotykový displej



Dávkování tekutých prostředků s volitelným
rozpoznáním hladiny náplně.



Komplexní balíček programů



Plná konektivita: WiFi ve standardu,
LAN volitelně



Osvětlení komory pro ještě
pohodlnější plnění



Jednoduše naskenujte QR kód
a objevte **ExpertLine**.
www.miele.cz/pro/expertline-laborator





ExpertLine PLW 8683
se sušením EcoDry
a volitelně s prosklenými dvířky

Naše sušení EcoDry disponuje funkcí AutoOpen, takže po skončení programu může uniknout zbytková vlhkost, sklo rychleji vychladne a lze jej tak vyjmout dříve. Varianta s prosklenými dvířky vám navíc umožňuje snadnou kontrolu procesu mytí.

ExpertLine PLW 8693
s horkovzdušným sušením DryPlus
pro nejlepší výsledky sušení

Naše horkovzdušné sušení DryPlus se postará o nejlepší výsledky sušení i u úzkohrdlého skla. Také zde funkce AutoOpen zajišťuje lepší únik zbytkové vlhkosti a tím rychlejší vychladnutí laboratorního skla.



ExpertLine PLW 8683 CD
s úložným prostorem pro čisticí
prostředky a volitelně s prosklenými
dvířky


Tento přístroj nabízí vedle horkovzdušného sušení DryPlus a funkce AutoOpen také komfortní úložný prostor pro čisticí prostředky, který je umístěný v boční skříňce. Varianta s prosklenými dvířky vám navíc umožňuje snadnou kontrolu procesu mytí.

Miele 360PRO.

Řešení na míru pro každou laboratoř.

Dokonalost a přesnost nás motivuje.

Chápeme, že přesnost a preciznost jsou hlavní odpovědnosti laboratoří všech specializací. Abychom vás v tom co nejlépe podpořili, nabízíme 360PRO. Náš ucelený systém s dokonale sladěnými řešeními od jednoho výrobce. Od plánování až po udržitelnost, od příslušenství až po síťové připojení, od čisticích prostředků až po údržbu, včetně optimálních laboratorních myček: jsme tu pro vás, abyste se mohli plně koncentrovat na dokonalé výsledky.



Více o Miele 360PRO

www.miele.cz/pro/360pro-reseni-laboratore



Pro vaši plnou ochranu.

Naše služba PROtect spojuje komplexní servisní řešení, maximální kontrolu rozpočtu a bezproblémové dodávky náhradních dílů. Poskytujeme transparentní poradenství pro vaše odvětví, koordinujeme termíny a garantujeme dostupnost vhodných náhradních dílů – i 15 let po skončení sériové výroby.



Usilujeme o udržitelnost a vynikající funkční design.

Skvělé pro váš tým. Ještě lepší pro planetu.

„Immer Besser“ – „Vždy lepší“: to je již od roku 1899 základem naší filozofie. Inspiruje nás k tomu, abychom se ve všem, co děláme, stále zlepšovali. Každý den nás motivuje k vývoji lepších a chytřejších přístrojů. Také **ExpertLine** vytváří nová měřítka v oblasti udržitelnosti. Tak například díky 15leté dostupnosti náhradních dílů jsou sníženy provozní náklady a zmenšena ekologická stopa. Díky testování na 15 000 hodin provozu je zase dosaženo mimořádně dlouhé životnosti. Jako udržitelná alternativa je nyní součástí výbavy digitální návod k obsluze.

Miele ExpertLine je hrdý vítěz soutěže iF Design Award 2024.

„Máme radost, že jsme opět získali toto ocenění, které poukazuje na prvotřídní kvalitu našich výrobků a zdůrazňuje naše špičkové standardy v oblasti estetiky a designu.“

Andreas Enslin, viceprezident Miele Design Center



Nic nenahradí **osobní kontakt.**

Neváhejte nás kontaktovat, abyste se o novém členu svého týmu dozvěděli ještě více – jednoduše nám zavolejte nebo použijte kontaktní formulář na webových stránkách.

Telefon: **0800 643 531** nebo **+420 720 853 570**

E-mail: **professional@miele.cz**

Po–Pá 08:00–17:00 hodin



Více o Miele **ExpertLine**
a náš kontaktní formulář najdete zde:
www.miele.cz/pro/expertline-laborator