



Miele

Být výkonný je o zručnosti. Ne o ručním mytí.

Účinné a automatické čištění laboratorního skla —
s naší ExploreLine.



Výkon je klíčový pro vaši laboratoř.

Přechodem z ručního na automatické čištění laboratorního skla můžete jen získat. Ušetříte cenný čas a energie. Udělejte další krok ve své laboratoři s naší novou řadou ExploreLine — pro jednoduché, bezpečné, efektivní a šetrné čištění laboratorního skla.



59 % úspora času¹

šetrné čištění až 60 kusů
laboratorního skla za 24 minut

EASYLOAD

flexibilní, rychlé a vysoce efektivní
plnění



Konzistentní, **analyticky dokonalé výsledky**
díky standardizovanému procesu

63 %¹

menší spotřeba vody



Udržitelné

úspora zdrojů a snížení množství
rozbitého skla

Intuitivní a rychlé  **dotykové ovládání**

150 %¹

navýšení kapacity

Snížení pracovní zátěže
čas na jiné úkoly



Zvyšte bezpečnost v laboratoři pro své zaměstnance. Komerční laboratorní myčka
snižuje zdravotní rizika díky sníženému množství vdechovaných aerosolů, nižší expozici
chemikálií a menšímu riziku poranění. Redukujete tak počet pracovních neschopností
svých zaměstnanců vlivem nemocí a nehod.

¹ Srovnání s ručním čištěním, úspory s PLW 8604, vytápění: 8,5 kW (3N AC 400 V 50 Hz), připojení na studenou vodu a demineralizovanou vodu (15 °C).
Jiné technické parametry mohou vést k odlišným hodnotám.

Analytická čistota skla s minimálním úsilím.

Využijte intuitivní ovládání a mnoho dalších funkcí, které vám usnadní každodenní práci v laboratoři.

Jednoduše.

Naše laboratorní myčka ExploreLine se velmi snadno ovládá, a to hlavně díky intuitivnímu menu a přehlednému dotykovému displeji. Máte rychlý přístup k předdefinovaným programům, můžete provádět individuální nastavení a získat potřebné informace o programu a aktuálním stavu čištění. Samotné vkládání čištěného skla je velmi jednoduché a variabilní. Náš flexibilní systém EasyLoad je připraven pomoci s širokou škálou produktů. A to bezpečně, snadno a rychle – dle vašich individuálních požadavků.

Efektivně.

Laboratorní myčka významně usnadňuje pracovní postupy v laboratořích. Můžete vyčistit až 60 kusů laboratorního skla za 24 minut, což v porovnání s ručním čištěním znamená úsporu času až 59 %. Tím zbavíte zátěže zaměstnance, kteří se mohou věnovat jiným úkolům a pracovat efektivněji. Šetrné čištění také prodlužuje životnost drahého skla a laboratorního náčiní, čímž se dlouhodobě chrání vaše investice.

Bezpečně.

Automatizované čištění s naším systémem ExploreLine poskytuje konzistentní, analyticky dokonalé výsledky, a to v každé sekvenci programu. Díky menšímu množství vdechovaných aerosolů, nižší expozici chemických látek a standardizovaným postupům snižujete zdravotní rizika celého týmu. Automatizované čištění je bezpečné pro vaši laboratoř a laboratorní vybavení – množství rozbitého skla je minimalizováno. Samotný materiál je šetrně a pečlivě umýván, což zajišťuje dlouhou životnost vašeho laboratorního skla.

Šetrně.

Programy, které jsou přizpůsobeny na míru čisticím procesům, pomáhají šetřit cenné zdroje. Ve srovnání s ručním mytím spotřebujete o 63 % méně vody. Naše řada ExploreLine vám pomůže vyčistit mnohem více laboratorního skla a vybavení. Navíc ve srovnatelném čase. V dlouhodobém horizontu dochází ke snížení nákladů a energií.

Automatizovaný proces namísto manuálního.

**Laboratorní myčka ExploreLine PLW 8604
je první krok na cestě k automatizovanému mytí
laboratorního skla.**

ExploreLine je účinné a ekonomické řešení pro laboratoře ve školách, na univerzitách i v malých podnicích. Zkrátka všude tam, kde je potřeba jednoduché řešení.

Vaše laboratoř. Vaše volba.


Nabízíme širokou škálu různého příslušenství, nástavců a čisticích prostředků. S ExploreLine můžeme vše přizpůsobit vašim individuálním potřebám.

Od horního po spodní koš, přes různé druhy nástavců, přídržné mřížky, injektorové moduly až po čisticí prostředky ProCare Lab – vyberte si přesně to, co potřebujete. My přizpůsobíme naši nabídku tak, aby vyhovovala vám.



Miele 360PRO.

Řešení na míru
pro každou
laboratoř.



Dokonalost a přesnost nás motivuje.

Chápeme, že přesnost a preciznost jsou hlavní odpovědnosti laboratoří všech velikostí a specializací. Abychom vás co nejlépe podpořili, nabízíme 360PRO. Náš komplexní systém s dokonale sladěnými řešeními od jednoho výrobce. Od plánování až po udržitelnost, od komponentů až po síťové připojení, od čisticích prostředků až po údržbu, včetně asistence při výběru vhodného přístroje: jsme tu pro vás, abyste se mohli plně koncentrovat na perfektní výsledky.



Jednoduše naskenujte QR kód
a objevte 360 PRO.

[www.miele.cz/
pro/360pro-reseni-laboratore](http://www.miele.cz/pro/360pro-reseni-laboratore)



Pro vaši plnou ochranu.

Naše služba PROtect spojuje komplexní servisní řešení, maximální kontrolu rozpočtu a bezproblémové dodávky náhradních dílů. Poskytujeme transparentní poradenství pro vaše odvětví, koordinujeme termíny a garantujeme dostupnost vhodných náhradních dílů – i 15 let po skončení sériové výroby.

ExploreLine

PLW 8604 Laboratorní myčka

Akční SET

Řešení laboratorní myčky pro jednoduché, bezpečné, udržitelné a nákladově efektivní čištění laboratorního skla.



Množství	Číslo materiálu	Položka
1	12795880	PLW 8604 Laboratorní myčka
1	12645590	A 101 Horní koš
1	11239130	A 11/2 Nástavec
1	12666330	A 150 Spodní koš
2	11116950	A 301/5 Injektorový modul 3x6

Vyžaduje se instalace námi nebo autorizovaným smluvním partnerem.




Jednoduše naskenujte QR kód
a objevte ExploreLine.

[www.miele.cz/
pro/exploreline-laborator](http://www.miele.cz/pro/exploreline-laborator)

Příslušenství APLW 214 set LAB



A 101



A 11/2



A 150



2x A 301/5



EASYLOAD

Další varianta příslušenství k přístroji PLW 8604*

- 1x horní koš A 101
- 2x nástavec AK 12/1
- 1x spodní koš A 150
- 1x injektorový modul EasyLoad A 300/3 osazený 8 injektorovými tryskami
- 1x injektorový modul EasyLoad A 301/5 osazený 18 injektorovými tryskami

*Nenabízíme jako akční SET.

Nic nenahradí **osobní kontakt.**

Těšíme se, že společně najdeme nejlepší řešení pro vaše individuální požadavky.

Telefon: **0800 643 531** nebo **+420 720 853 570**

E-mail: professional@miele.cz

Po–Pá 08:00–17:00 hodin



Více o Miele ExploreLine a náš
kontaktní formulář najdete zde:

**[www.miele.cz/
pro/exploreline-laborator](http://www.miele.cz/pro/exploreline-laborator)**