

## Miele DataDiary Release Notes 1.3

Es ist zwingend notwendig, vor Installation bereits aufgezeichnete Protokolle freizugeben oder zu stornieren! Dies vermeidet Datenverluste.

Änderungen:

- Unterstützung von Cube / Cube X Kleinststerilisatoren
- Gleichzeitige Unterstützung von bis zu 9 Maschinen über ein lokales WLAN (XKM-Softwarestand 51.10 oder höher)
- XKM-Update über DataDiary-App auslösen
- Bugfixes und Stabilitätsverbesserungen