

Miele

Unsere 360PRO Lösung für Ihre Gynäkologiepraxis.

Miele Professional. Immer Besser.

**STARKE LÖSUNGEN
AB 149,- € NETTO
FINANZIEREN***

Aktionszeitraum: 01.09. – 31.12.2023



www.miele.de/pro/gyn360pro

Rundum sorglos im gesamten Praxisalltag.

Eine gynäkologische Behandlung erfordert spezielle Instrumente wie Spekula, deren hygienische Aufbereitung anspruchsvoll sein kann. Ihre Patientinnen vertrauen darauf, dass Ihr medizinisches Instrumentarium höchsten hygienischen Standards entspricht. Mit Miele Professional bewältigen Sie diese Herausforderung souverän.

Entdecken Sie 360PRO

Der Einsatz der 360PRO Komplettlösung von Miele Professional gestaltet die hygienische Aufbereitung des gynäkologischen Instrumentariums so einfach wie nie. Die Reinigungs- und Desinfektionsgeräte berücksichtigen in fachgerechten Aufbereitungsprogrammen die materialspezifischen Anforderungen der Instrumente. Mit einem Fassungsvermögen von bis zu 42 Spekula bieten sie zudem einen hohen

Chargendurchlauf – schnelle Wiederverfügbarkeit des medizinischen Instrumentariums ist somit garantiert. Ausgewählte Einsätze sind extra für die Reinigung und Desinfektion von Spekula entwickelt worden. Ergänzt wird ihre Anwendung um die Prozesschemie ProCare Med, mit der das Spülgut materialschonend und gründlich reinigt wird. Umfassende Lösungen zur Dokumentation der Aufbereitungs-

prozesse, z. B. mit DataDiary, lassen im Arbeitsalltag keine Fragen offen. 360PRO bedeutet auch, dass Miele Professional im gesamten Lebenszyklus der Reinigungs- und Desinfektionsgeräte der verlässliche Partner an Ihrer Seite ist: Wir begleiten Sie auch mit unserem Service vom Anschluss und der Inbetriebnahme bis hin zur regelmäßigen Wartung und Instandhaltung der Geräte.

360 PRO



Unser Paket zu attraktiven Konditionen sichern!


Eine Rundum-Lösung, die Sie sich auf jeden Fall leisten können: Sichern Sie sich das Gesamtpaket aus Gerät, Komponenten und umfassendem Service. Die Mietangebote von wahlweise 48 oder 72 Monaten Laufzeit bieten Ihnen für jeden Bedarf die optimale Lösung.

**AB 149,- € NETTO
PRO MONAT***

Rundum sorglos dank Finanzierung von Gerät und Service.


Miele Professional erleichtert Ihnen die Anschaffung hochqualitativer Geräte. Wählen Sie flexibel zwischen den monatlichen Raten von 149,- EUR netto bei 72 Monaten Laufzeit oder 199,- EUR netto bei 48 Monaten Laufzeit, die zu Ihrem Budget und Ihren Anforderungen passen und Ihnen zahlreiche Vorteile bieten.

PG 8582 [WW AD LD] AW



A 102 Oberkorb

Mit eingebautem Sprüharm für optimale Reinigung, höhenverstellbar für flexible Anwendungen




A 151 Unterkorb

Zur Bestückung durch marktübliche DIN-Siebschalen und Einsätze für gynäkologische Instrumente



4 x E 416 Einsatz

Zur Aufnahme von bis zu sechs ein- und zweiteiligen Spekulen



E 379 Einsatz

Zur Aufnahme diverser Utensilien, mit zwei Tragegriffen für Ober- bzw. Unterkorb



Instandhaltungsservice

Beinhaltet Inspektion, Wartung, vorbeugenden Austausch definierter Verschleißteile sowie Kosten aller notwendigen Reparaturen

*Aktion ist gültig für das Modell PG 8582 [WW AD LD] AW zusammen mit den Komponenten A 102 Oberkorb, A 151 Unterkorb, 4x E 416 Einsatz, E 379 Siebkorb sowie den Instandhaltungsvertrag für das Gerät. Die Aktion wird als All-in Mietvertrag wahlweise mit 48 oder 72 Monaten Laufzeit angeboten. Die monatlichen Raten betragen 199,- EUR netto bei 48 Monaten Laufzeit oder 149,- EUR netto bei 72 Monaten Laufzeit. Mietraten in Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, Mietangebot der Grenke AG mit 72 Monaten Laufzeit oder 48 Monaten Laufzeit vorbehaltlich einer positiven Kreditprüfung (Bonitätsprüfung) und unveränderter Zinskondition freibleibend bis zum 31.12.2023. Diese Aktion ist erhältlich bei Miele Professional Deutschland. Die Aktion ist mit keiner anderen Miele Professional Aktion kombinierbar.

Aktionszeitraum: 01.09. – 31.12.2023. Weitere Informationen unter www.miele.de/pro/gyn360pro



www.miele.de/pro/gyn360pro

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG

Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh
Postfach, 33325 Gütersloh

Vertrieb und Service

Telefon 0800 22 44 644
Mo. – Fr. 8:00 – 17:30 Uhr

info@miele-professional.de
www.miele-professional.de

Garantie

Wir leisten Garantie für Maschinen, Geräte und Anlagen, die im gewerblichen Gebrauch Verwendung finden, für die Dauer von 12 Monaten nach Tag der Inbetriebnahme. Ausgeschlossen hiervon sind Verschleißteile und Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind. Abweichend davon leisten wir bei den Cube und Cube X Kleinsterilisatoren 24 Monate Garantie ab Tag der Inbetriebnahme.

Gültigkeitsbereich

Die Preise gelten in Euro zuzüglich Umsatzsteuer nur für Lieferungen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.

Bemerkung

Änderungen von technischer Ausstattung und Design sowie Irrtum vorbehalten.

**Besuchen Sie uns online,
um unsere umfassenden
Lösungen zu entdecken.**



miele-professional.de