

**Miele**



# **Erfolg ist handgemacht.** Nicht von Hand gespült.

Effektiv und automatisch Laborglas reinigen –  
mit unserer ExploreLine.



# Erfolg ist in Ihrem Labor entscheidend.

Durch den Wechsel von manueller zu automatischer Laborglasreinigung haben Sie die Hände für andere Aufgaben frei und können wertvolle Zeit und Ressourcen sparen. Gehen Sie mit unserer neuen ExploreLine den nächsten Schritt in Ihrem Labor – für eine einfache, sichere, nachhaltige und kosteneffiziente Laborglasreinigung.



Mehr erfahren zu “Manuelle  
vs. maschinelle Reinigung”  
[www.miele.de/pro/lab](http://www.miele.de/pro/lab)



**59% weniger Zeit<sup>1</sup>**

Bis zu 60 Laborgläser schonend  
in 24 Minuten reinigen

**EASYLOAD**

Flexibel, schnell und hocheffizient



Konsistent **analysenreine Ergebnisse**

dank standardisiertem Ablauf

**63%<sup>1</sup>**

weniger Wasserverbrauch



**Nachhaltig**

Ressourceneinsparung &  
weniger Glasbruch

**Intuitive** und **schnelle**  **Touch-Bedienung**

**150%<sup>1</sup>**

mehr Durchsatz

**Arbeitsaufwand reduzieren**

Zeit für andere Aufgaben



Erhöhen Sie die Sicherheit in Ihrem Labor auch für Ihre Mitarbeiter. Durch einen professionellen Laborspüler sinkt das Gesundheitsrisiko für Mitarbeitende, da das Einatmen von Aerosolen, der Kontakt mit Chemikalien und die Verletzungsgefahr deutlich reduziert werden. Somit sinkt das Risiko krankheits- und unfallbedingter Ausfälle im Labor.



Mehr zur  
ExploreLine  
[www.miele.de/  
pro/exploreline-lab](http://www.miele.de/pro/exploreline-lab)

<sup>1</sup> im Vergleich zur manuellen Reinigung, Ersparnisse mit PLW 8604, Heizung: 8,5 kW (3N AC 400 V 50 Hz), Anschluss an Kaltwasser und vollentsalztes Wasser (15 °C). Andere technische Rahmenbedingungen können abweichende Werte zur Folge haben.

# Im Handumdrehen **analytische Reinheit.**

Profitieren Sie von der intuitiven Bedienung und vielen weiteren Features, die Ihnen den Laboralltag erleichtern.

## **Einfach.**

Dank intuitiver Menüführung und dem übersichtlichen Touch-Display lässt sich unser ExploreLine Laborspüler einfach bedienen. Sie haben schnellen Zugriff auf vordefinierte Programme, können individuelle Einstellungen vornehmen und erhalten Informationen zum Programmstatus.

Und auch die Beladung ist einfach: dank unseres modularen Zubehörsystems EasyLoad lassen sich unterschiedlichste Glastypeen einfach und sicher platzieren – für maximale Flexibilität passend zu Ihren individuellen Anforderungen.

## **Kosteneffizient.**

Mit dem Einsatz eines Laborspülers lassen sich die Arbeitsabläufe im Labor wesentlich effizienter gestalten. So reinigen Sie maschinell bis zu 60 Laborgläser in 24 Minuten, das bedeutet eine Zeiterparnis von bis zu 59 % im Vergleich zur manuellen Reinigung. Das entlastet die Mitarbeitenden, die sich anderen Aufgaben widmen und so effizienter arbeiten können.

Zudem verlängert eine schonende Reinigung auch die Lebensdauer von teuren Gläsern sowie Laborutensilien und schützt somit Ihre Investition.

## **Sicher.**

Durch die maschinelle Reinigung mit unserem ExploreLine Laborspüler erhalten Sie konsistent analysenreine Ergebnisse – in jedem Programmablauf. Hier sinkt auch das Gesundheitsrisiko für das gesamte Team, da das Einatmen von Aerosolen, der Kontakt mit Chemikalien und die Verletzungsgefahr deutlich reduziert werden.

Und auch für Ihr Laborglas ist die automatische Reinigung sicher – zum einen gibt es weniger Glasbruch, zum anderen wird das Material geschont – für eine lange Lebensdauer Ihrer Laborgläser.

## **Nachhaltig.**

Die auf die Reinigungsprozesse exakt abgestimmten Programme ermöglichen die Einsparung wertvoller Ressourcen – im Vergleich zur manuellen Reinigung wird 63% weniger Wasser verbraucht und ExploreLine reinigt in der gleichen Zeit mehr Laborglas und -equipment. Hierdurch wird Energie eingespart und somit langfristig Kosten gesenkt.



Kurz 60°C	Mittel 65°C
Lang 70°C	Weitere Anwahlen

**Miele**

# Maschinell statt manuell.

**Der ExploreLine Laborspüler PLW 8604 ist Ihr  
Einstieg in die maschinelle Laborglasreinigung.**

ExploreLine ist die effektive und wirtschaftliche Lösung für Labore in Schulen, Hochschulen, mittelständischen Unternehmen sowie überall dort, wo einfache Lösungen benötigt werden.

## **Ihr Labor. Ihre Wahl.**

Damit Sie ExploreLine perfekt an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können, bieten wir eine Vielzahl unterschiedlicher Zubehöre und Reinigungsmittel.

Von Oberkorb bis Unterkorb, den verschiedensten Einsätzen, Injektormodulen bis hin zu ProCare Lab Reinigungsmitteln – wählen Sie Ihr Wunschpaket und erhalten Sie ein individuelles Angebot von uns.

Scannen Sie dafür einfach den QR-Code und beginnen Sie mit der Konfiguration.



Hier individuelles Paket konfigurieren  
[www.miele.de/pro/exploreline-lab](http://www.miele.de/pro/exploreline-lab)




## Miele 360PRO.

Für jedes Labor eine maßgeschneiderte Lösung.

### Präzision ist eine Verantwortung. Die uns antreibt.

Wir verstehen, dass Präzision eine zentrale Verantwortung für Labore aller Fachrichtungen ist. Um Sie darin bestmöglich zu unterstützen, bieten wir 360PRO. Unser ganzheitliches System mit perfekt aufeinander abgestimmten Lösungen aus einer Hand. Von der Beratung bis zur Nachhaltigkeit, vom Zubehör bis zur Vernetzung, von Reinigungsmitteln bis zur Wartung, einschließlich der optimalen Laborspüler: Wir sind für Sie da, damit Sie sich voll und ganz auf perfekte Ergebnisse fokussieren können.



Mehr zu  
Miele 360PRO  
[www.miele.de/pro/lab](http://www.miele.de/pro/lab)

## Damit Sie rundum geschützt sind.

Unser Service heißt PROtect und vereint umfassende Serviceleistungen, maximale Budgetkontrolle und eine reibungslose Ersatzteilversorgung. Wir beraten Sie transparent und branchenspezifisch, koordinieren Termine und garantieren die Verfügbarkeit passender Ersatzteile – auch 15 Jahre nach Serienauslauf.



Mehr zu PROtect  
[www.miele.de/pro/protect](http://www.miele.de/pro/protect)



**Miele**

# Nichts ersetzt einen **persönlichen Kontakt.**

Kontaktieren Sie uns gerne, um noch mehr über Ihren neuen Zeitsparer zu erfahren – ganz einfach per Telefon oder über das Kontaktformular auf unserer Webseite

**Telefon: 0800 22 44 644**

Mo.–Fr. 08:00–17:30 Uhr



Mehr zur Miele ExploreLine  
und zum Kontaktformular

[www.miele.de/  
pro/exploreline-lab](http://www.miele.de/pro/exploreline-lab)