

Miele

EasyLoad – hurtig fyldning og effektiv udnyttelse af rengøringskapaciteten.

Miele Professional. Immer Besser.




Det nye
fyldningssystem
til **rengøring af
laboratorieglass**

Fyldningsssystem til rengøring af laboratorieglass

- Nyt injektorsystem til alle gængse injektormoduler samt mange andre indsatser, kurve og vogne
- Optimal udnyttelse af fyldningshøjde
- Ultra hurtig og nem anbringelse af utensilierne
- Grundig indvendig rengøring af alle typer glas i forskellig størrelse
- Stabil placering og maksimal skånsom rengøring

NYHEDER



1 Moduler

Tekniske specifikationer


- Bedre udnyttelse af pladsen med ny placering af injektordyserne på modulerne
- Sikker fastgørelse af glas med firkantede gevind

Version med dyser

A 300/3

V.nr. 11116900


4 stk. A 840 og 4 stk. A 841



A 301/5

V.nr. 11116950


9 stk. 842 og 9 stk. 843



A 302/3

V.nr. 11116960

16 stk. 844 og 16 stk. 845



Uden bestykning, uden dyser

A 300/2

V.nr. 11056770

EasyLoad 2x4



A 301/4

V.nr. 11056780

EasyLoad 3x6



A 302/2

V.nr. 11056790


EasyLoad 4x8



2 Injektordyser

Tekniske specifikationer

Tre forskellige dyse-diametre:



Diameter	2.5mm		4mm		6mm	
Højde	80mm	125mm	90mm	185mm	130mm	210mm
Artikel	A 844	A 845	A 842	A 843	A 840	A 841
1 styk - vare nr.	11056600	11056670	11056330	11056440	11056100	11056190
5 styk - vare nr.	11115470	11116120	11113590	11113720	11112600	11113130
10 styk - vare nr.	11115500	11116130	11113630	11113730	11113160	11113140
20 styk - vare nr.	11115520	11116140	11113670	11113760	11113170	11113150

Nye plastik plastmuffer


- Reduceret slid på glas
- Optimale rengøringsresultater, selvom glassets bund hviler mod injektordysen



3 Holdere

Tekniske specifikationer

- De nye holdere er perfekte til ekstra fiksering af laboratorieglassene på modulerne
- Automatisk og central anbringelse af laboratorieglassene gør fyldningen hurtigere og lettere og sikrer perfekt behandling af glas og de bedste rengøringsresultater



Miele Professional. Immer Besser.

Miele

Miele Professional
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup

Telefon 4327 1510
Man-tors.: 08.00 - 16.00
Fre.: 08.00 - 15.30
E-mail: professional@miele.dk

miele-professional.dk