

Miele DataDiary Release Notes 1.3

Es obligatorio que el operador haya liberado o cancelado los informes grabados antes de instalar la nueva versión de la aplicación. Este paso es necesario para evitar la pérdida de datos.

Cambios:

- Válida para esterilizadores pequeños CUBE/CUBE X
- Soporte de hasta 9 máquinas a través de la WiFi local (software XKM versión 51.10 o superior)
- Activar la actualización del XKM a través de la aplicación DataDiary
- Solución de bugs y mejoras en la estabilidad