



Miele

Valitse oma Experttisi, saat uuden jäsenen tiimiisi.

Laboratoriolasit analyttisen puhtaiksi —
ExpertLine-koneillamme.



Vihdoinkin joustava tiimiläinen, joka hoitaa lasinpesun mielellään!

Koe ExpertLine-koneiden
kohokohdat itse.

Miele

Joka alalle ja jokaiseen
käyttötarkoitukseen

15 000

käyttötuntia varten testattu



Lasiluukku & kammion valaistus*



**Luotettavaa laatua:
täydellisiä tuloksia**

ExpertLine-laboratoriopesukoneemme varmistavat laboratoriolasien analyttisen puhtauden ja kuivauksen ja tuottavat jatkuvasti luotettavia puhdistustuloksia.

EASYLOAD

Joustava, nopea ja erittäin tehokas

Varaosia saatavissa jopa

15 vuotta

koneen valmistuksen päättymisen jälkeen.



**Ympäristöä
säästävä**

optimoitujen ohjelmien ansiosta

Intuiitiivinen ja nopea  **kosketusohjaus**



**Sopiva kuivaustoiminto
joka käyttökohteeseen**

Erilaisia vaihtoehtoja AutoOpen-toiminnosta DryPlus-kuumailma-kuivaukseen.

Digitaalisesti verkotettava, sen mahdollistaa



**Miele MOVE
Connect**

Ylivertainen puhdistusteho suurillakin täyttömäärillä

Pesupaine säätyy kulloistenkin vaatimusten mukaisesti: korkea paine helpottaa itsepintaisten tahrojen poistoa, matala paine puolestaan takaa, että kaikki laboratoriolasit kastuvat tasaisesti mahdollisimman pienellä veden- ja energiankulutuksella.



Lue lisää
ExpertLine-koneista
www.miele.fi/pro/expertline-lab

* valinnainen

Tehokas lisä tiimiisi.

Intuitiivinen käyttö värillisen kosketusnäytön ansiosta. Taloudellinen, paljon puhdistuskapasiteettia pienessä tilassa.

Intuitiivinen käyttö

Intuitiiviselta värilliseltä kosketusnäytöltä voit valita suosikkiohjelmasi nopeasti. Ohjelmiin voi tehdä yksilöllisiä asetuksia ja ohjelman tila näkyy näytössä selkeästi ja ymmärrettävästi.

Nopeasti käyttövalmis

Koneen käyttöönotto on optimoitu nopeaksi ja helpoksi. Ongelmien varalta ExpertLine on suunniteltu siten, että huolto käy nopeasti ja helposti, sillä kaikki keskeiset komponentit on sijoitettu älykkäästi niin, että niihin pääsee helposti käsiksi.

Erinomainen pesuteho

Nopeussäätöisen pumpun ansiosta pesupaine säätyy kulloistenkin vaatimusten mukaisesti: korkea paine helpottaa itsepintaisten tahrojen poistoa, matala paine puolestaan takaa, että kaikki laboratoriolasit kastuvat tasaisesti mahdollisimman pienellä veden- ja energiankulutuksella. Monet anturit valvovat suihkuvarsien toimintaa ja pesupainetta.

Hyvä näkyvyys

Valinnaisen lasiluukun ja kammion valaistuksen ansiosta pesuprosessia on vielä helpompi valvoa ja koneen täyttö ja tyhjennys sujuvat mukavasti.






Miele

Joustava lisä tiimiisi.

Joustavasta EasyLoad-varustejärjestelmästä löydät ratkaisut kaikkiin laboratoriolasien puhdistustarpeisiin, ja puhdistus käy niillä entistä nopeammin, helpommin ja tehokkaammin.

Kuivaukseenkin expertillämme on tarjota eri vaihtoehtoja, kuten AutoOpen-toiminto ja DryPlus-kuumailmakuivaus.



Kestävä ja ympäristöä säästävä lisä tiimiisi.

Meille pitkä käyttöikä ei ole pelkkää sanahelinää. Siksi olemme testanneet ExpertLine-koneet 15 000 käyttötuntia varten ja huoltojen mahdollistamiseksi niihin saa varaosia jopa 15 vuotta valmistuksen päättymisen jälkeen.

Taloudelliset, kulloiseenkin käyttötarkoitukseen suunnitellut ohjelmat, lyhyet ohjelma-ajat ja luonnonvaroja säästävä tekniikka, kaikki tämä auttaa sinua säästämään vettä, sähköä ja pesuainetta ja siten suojelemaan ympäristöä.

Kansainvälinen ja digitaalinen lisä tiimiisi.

Helppo kielenvaihto tekee ExpertLine-malleista kansainvälisen expertin tiimiisi. Näyttöön tulevat ohjeet varmistavat prosessien sujuvuuden.

Miele MOVE Connect -yhteyden ansiosta voit tarkastella koneen tietoja missä ja milloin vain ja optimoida prosesseja. Lisäksi saat sen kautta käyttöösi koneen päivityksiä sekä pesuprosessien analyyskejä. Suoraa asiakastukea varten siinä on käyttöliittymä, joka siirtää tärkeät tiedot suoraan huollolle, mikä säästää sinulta aikaa ja vaivaa.



Valitse oma Experttisi.

Kaikki ExpertLine-koneet ovat suuren kapasiteettinsa ja erinomaisen puhdistuskykynsä ansiosta erittäin tehokkaita ja taloudellisia. Tässä niiden keskeisiä kohokohtia:



Suuri, intuitiivinen
värillinen kosketusnäyttö



Nestemäisten kemikaalien annostus
ja valinnainen täyttömäärän tunnistus



Kattava
ohjelmapaketti



Verkotettava:
WiFi vakiona, LAN valinnaisena



Täyttöä helpottava kammion
valaistus



Skannaa QR-koodi
ja lue lisää ExpertLine-sarjasta.
www.miele.fi/pro/expertline-lab



**ExpertLine PLW 8683,
jossa EcoDry-tekniikka
ja valinnaisena lasiluukku**

EcoDry-tekniikkamme ominaisuuksiin kuuluu AutoOpen-toiminto, jonka ansiosta jäännöskosteus pääsee poistumaan koneesta ohjelman lopussa. Tämä nopeuttaa lasien kuivumista, jolloin ne voi tyhjentää koneesta mahdollisimman pian. Valinnaisen lasiluukun kautta voit seurata pesuprosessia helposti.

**ExpertLine PLW 8693,
jossa DryPlus-kuumailmakuivaus
parhaisiin kuivaustuloksiin**

DryPlus-kuumailmakuivauksemme takaa parhaat kuivaustulokset, myös kapeakaulaisilla lasilla. Koneen AutoOpen-toiminto poistaa jäännöskosteuden tehokkaasti ja siten omalta osaltaan nopeuttaa laboratoriolasien kuivumista.



**ExpertLine PLW 8683 CD
jossa säilytystilaa
kemikaalikanistereille ja lasiluukku
valinnaisena**

DryPlus-kuumailmakuivauksen ja AutoOpen-toiminnon lisäksi tässä koneessa on sivulla kaappi, joka tarjoaa kätevää säilytystilaa pesuaineille. Tähänkin koneeseen on valinnaisena saatavissa lasiluukku, jonka läpi voit seurata pesuprosessin etenemistä.



Miele 360PRO.

Räätälöitävä ratkaisu joka laboratorioon.

Tarkkuus on velvollisuus. Se inspiroi meitä.

Ymmärrämme, että tarkkuus on kaikkien laboratorioiden velvollisuus. Tukeaksemme sinua tässä, tarjoamme käyttöösi 360PROn. Se on kokonaisvaltainen järjestelmä, joka tarjoaa yhteensopivat ratkaisut yhdeltä ja samalta valmistajalta. Suunnittelusta vastuullisuuteen, varusteista verkotettavuuteen, pesuaineista huoltoon, ja tietenkin tarkoituksiisi parhaiten sopivat laboratoriopesukoneet: me palvelemme sinua, jotta voit keskittyä tuottamaan erinomaisia tuloksia.



Lue lisää Miele 360PROsta
www.miele.fi/pro/lab



Kattava suoja.

PROtect-palvelumme yhdistää kattavat palvelut, hallinnassa pysyvät kustannukset ja varaosien helpon saatavuuden. Tarjoamme avointa, oman alasi mukaista neuvontaa, huolehdimme toimenpiteiden aikataulutuksesta ja takaamme merkittävimpien varaosien saatavuuden, jopa 15 vuoden ajan kunkin konemallin valmistuksen päättymisen jälkeen.



Lue lisää PROtectista
www.miele.fi/pro/protect

Miele

Kestävyyden tavoittelua, palkittua muotoilua.

Hyvä asia tiimillesi. Vielä parempi planeetalle.

“Immer Besser” on ollut filosofiamme vuodesta 1899. Se ohjaa meitä tulemaan päivä päivältä paremmiksi. Se on moottori, joka vie meitä eteenpäin joka päivä ja saa meidät kehittämään yhä älykkäämpiä koneita. ExpertLine-koneemme asettavat uudet mittapuut kestäväälle kehitykselle. Koneiden käyttökustannuksia on pienennetty ja niiden ekologinen jalanjälki minimoitu varmistamalla koneiden erittäin pitkä käyttöikä. Tämä on toteutettu testaamalla koneet 15 000 käyttötuntia varten ja takaamalla niiden varaosien saatavuus 15 vuoden ajan päättymisen jälkeen. Uutuutena koneiden mukana toimitetaan digitaaliset käyttöohjeet, joten niistäkään ei synny jätettä.

Miele ExpertLine on ylpeä vuoden 2024 iF Design Award -palkinnon voittaja.

“Otamme tämän palkinnon jälleen kerran ilolla vastaan, sillä se osoittaa näkyvästi estetiikkamme ja muotoilumme korkean laadun.”

Andreas Enslin, Vice President Miele Design Centre



Mikään ei voita **henkilökohtaista palvelua.**

Ota meihin yhteyttä, niin saat tietää lisää tiimisi uudesta jäsenestä –
soita tai käytä verkkosivuiltamme löytyvää yhteydenottolomaketta.

Puh.: (09) 875 97 500

Ma-pe klo 8–16



Lisätietoja Miele ExpertLinestä
ja yhteydenottolomakkeen löydät osoitteesta
www.miele.fi/pro/expertline-lab