

**Miele**

Hygienian asiantuntijoilta.

Terveystenhoollon
asiantuntijoille.

ExpertLine: uusin tuotesarjamme instrumenttien
luotettavaan käsittelyyn.



Vastaamme turvallisuudesta.
Joka vastaanotolla.
ExpertLine-koneilla.

Miele



Lukuisille
erikoisaloille


Testattu

15 000

käyttötuntia varten



Lasiluukku ja sisävalo*



Luotettavaa laatua infektioiden torjuntaan.

Uusilla ExpertLine-koneilla saavutat erinomaisen hygieniatason, kiitos niiden innovatiivisen suunnittelun ja monipuolisten ohjelmien.

Varaosia saatavissa jopa

15 vuotta

koneen valmistuksen päättymisen jälkeen.



**Ympäristöä
säästävä**

älykkään luonnonvarojen käytön ja räätälöityjen ohjelmien ansiosta.

Intuiitiivinen ja nopea kosketusohjaus



Sopiva kuivaus-toiminto joka käyttökohteeseen:

Experttimme tarjoavat erilaisia vaihtoehtoja, kuten AutoOpen ja DryPlus-kuumailmakuivaus.

Digitaalisesti verkotettavissa



**Miele MOVE
Connect**

Suuri kapasiteetti ja erinomainen ja tehokas pesu ja desinfiointi.

Vedenpaine säätyy automaattisesti puhdistustarpeen mukaan: pinttyneen lian poistosta käsiteltyjen esineiden tasaiseen huuhteluun.



Tutustu ExpertLineen
[www.miele.fi/
pro/medical](http://www.miele.fi/pro/medical)

* valinnainen

Tehokkuutta joka tiimiin.

Tutustu tehokkaaseen instrumenttien käsittelyyn
ExpertLinen koneilla ja paranna hygieniaa vastaanotollasi.

Intuitiivinen käyttö

Intuitiiviselta värilliseltä kosketusnäytöltä voit
valita suosikkiohjelmasi nopeasti. Sillä voit myös
muokata asetuksia omien tarpeidesi mukaan ja
hakea näkyviin ohjelman tilan selkeästi ja helposti.

Täydellinen tuki

Tarvittaessa saat näkyviin toimi näin -ohjeita, jotka
opastavat esimerkiksi suodattimien vaihdossa tai
osien puhdistuksessa. Tämä lyhentää käyttökatkoja
ja sujuvoittaa toimintaasi.

Älykäs pesu ja desinfiointi

Pesualtaan saumattomuus pitää koneen sisätilan
hygieenisenä, kun likaa ei pääse kertymään
saumoihin. Monet anturit valvovat suihkuvarsien
toimintaa ja vedenpainetta. Monivaiheiset
suodattimet huolehtivat turvallisuudesta ja paljon
muuta – ExpertLine tarjoaa asiantuntijuutta
pienintä yksityiskohtaa myöten.

Valvovan silmän alla

Pesutilan valaistuksen ja valinnaisen lasiluukun
ansiosta voit valvoa pesu- ja desinfiointiprosessia
entistä helpommin ja koneen täyttö ja tyhjennys
sujuvat mukavasti.





Miele

Joustaa joka tarpeeseen.

Modulaarinen korirakenne joustaa kaikkiin tarpeisiin. Lääketieteen eri alojen käyttöön suunnitellut telineet ja korit mahdollistavat kaikenlaisten instrumenttien perusteellisen desinfiointin. ExpertLine tarjoaa vaihtoehtoja myös kuivaukseen, kuten AutoOpen ja DryPlus-kuumailmakuivaus.

Podologia



KNK



Gynekologia



Silmäkirurgia



Anestesia



Ympäristöä säästävä lisä tiimiisi.

Meille kestävyys ei ole pelkkä sana. Se on syy siihen, miksi ExpertLine on testattu **15 000 käyttötuntia varten**. Korjausten mahdollistamiseksi niihin saa varaosia **jopa 15 vuotta** valmistuksen päättymisen jälkeen.

Taloudelliset, kulloiseenkin käyttötarkoitukseen suunnitellut ohjelmat, lyhyet ohjelma-ajat ja luonnonvaroja säästävä tekniikka, kaikki tämä auttaa sinua säästämään vettä, sähköä ja prosessikemikaaleja ja siten suojelemaan ympäristöä.

Kansainvälinen ja digitaalinen voimavara.

Helppo kielenvalinta tekee ExpertLine-malleista tiimin kansainvälisen expertin. Näyttöön tulevat ohjeet varmistavat prosessien sujuvuuden.

Miele MOVE Connect -yhteyden ansiosta voit tarkastella koneen tietoja missä ja milloin vain ja optimoida prosesseja. Lisäksi saat sen kautta käyttöosi koneen päivityksiä sekä pesuprosessien analyysseja. Suoraa asiakastukea varten siinä on käyttöliittymä, joka siirtää tärkeät tiedot suoraan huollolle, mikä säästää sinulta aikaa ja vaivaa.



Saammeko esitellä hygieniaexpertit.

Kaikki ExpertLine-koneet ovat suuren kapasiteettinsa ja erinomaisen puhdistustehonsa ansiosta erittäin tehokkaita ja taloudellisia. Tässä niiden keskeisiä kohokohtia:



Suuri, intuitiivinen
värillinen kosketusnäyttö




Nestemäisten kemikaalien annostus
ja valinnainen täyttömäärän tunnistus



Kattava
ohjelmapaketti



Verkotettava: WiFi vakiona,
LAN valinnaisena



Täyttöä entisestään helpottava
pesutilan valaistus



Tutustu ExpertLineen
[www.miele.fi/
pro/medical](http://www.miele.fi/pro/medical)



ExpertLine PWD 8682
EcoDry-tekniikka
ja lasiluukku valinnaisena

EcoDry-tekniikkamme ominaisuuksiin kuuluu AutoOpen-toiminto, jonka ansiosta jäännöskosteus pääsee haihtumaan koneesta ohjelman lopussa. Tämä nopeuttaa instrumenttien jäähtymistä, jolloin ne voi tyhjentää koneesta mahdollisimman pian. Lasiluukullisessa vaihtoehdossa voit myös seurata pesu- ja desinfiointiprosessia helposti.

ExpertLine PWD 8692
DryPlus-kuumailmakuivaus,
parhaat kuivaustulokset

DryPlus-kuumailmakuivaus takaa parhaat kuivaustulokset. Koneen AutoOpen-toiminto poistaa jäännöskosteuden tehokkaasti ja nopeuttaa siten instrumenttien kuivumista.



ExpertLine PWD 8682 CD
jossa säilytystilaa kemikaalikanistereille
ja lasiluukku valinnaisena

DryPlus-kuumailmakuivauksen ja AutoOpen-toiminnon lisäksi tässä koneessa on sivulla kaappi, joka tarjoaa kätevää säilytystilaa prosessikemikaaleille. Lasiluukullisessa vaihtoehdossa voit lisäksi helposti seurata pesu- ja desinfiointiprosessin etenemistä.




Miele 360PRO.

Kattava järjestelmäratkaisu.

Tarkkuus on velvollisuus.

Se toimii motivaationamme.

Me tiedämme, että hygieniä on lääketieteessä keskeisessä osassa. Tukeaksemme sinua siinä, tarjoamme käyttöösi 360PROn. Kattava ja täydellisesti koordinoitu järjestelmä yhdeltä ja samalta toimittajalta. Suunnittelusta kestäviin ratkaisuihin, varusteista verkotukseen, kemikaaleista kunnossapitoon ja optimaalisiin koneisiin: me olemme aina käytettävissäsi, jotta voit rauhassa keskittyä potilaisiisi.



Lisätietoa
Miele 360PROsta
www.miele.fi/pro/medical



Tarjoaa sinulle täydellisen suojan.

Palvelumme nimi on PROtect ja se yhdistää kattavat palvelut, hallinnassa pysyvät kustannukset ja varaosien helpon saatavuuden. Tarjoamme avointa, oman alasi mukaista neuvontaa, huolehdimme toimenpiteiden aikataulutuksesta ja takaamme sopivien varaosien saatavuuden, jopa 15 vuoden ajan koneiden valmistuksen lopettamisen jälkeen.



Lisätietoja PROtectista
www.miele.fi/pro/protect

Miele

Kestävä lähestymistapa, palkittu muotoilu.

Hyvä asia tiimillesi. Vielä parempi planeetalle.

“Immer besser” (yhä paremmin) on ollut mottomme vuodesta 1899. Se ohjaa meitä tulemaan päivä päivältä paremmiksi. Se motivoi meitä joka päivä kehittämään parempia ja älykkämpiä ratkaisuja. ExpertLine asettaa uudet mittapuut myös kestäväälle kehitykselle. Koneisiin on esimerkiksi saatavissa varaosia 15 vuoden ajan niiden tuotannon päättymisen, niiden käyttökuiluja ja ekologista jalanjälkeä on pienennetty ja ne on testattu 15 000 käyttötuntia varten. ExpertLine-koneiden mukana toimitetaan digitaaliset käyttöohjeet, joten niistäkään ei synny jätettä.

Mielen ExpertLine on ylpeä vuoden 2024 iF Design Award -palkinnon voittaja.

“Otamme tämän palkinnon jälleen kerran iloisina vastaan, sillä se osoittaa näkyvästi estetiikkamme ja muotoilumme korkean laadun.”

Andreas Enslin, Vice President Miele Design Centre



**Miele**

Mikään ei voita **henkilökohtaista palvelua.**

Ota meihin yhteyttä, niin saat tietää lisää ExpertLinesta –
soita tai käytä verkkosivuiltamme löytyvää yhteydenottolomaketta.

Puhelin: 09 875 97 500

Ma–pe 8–16



Lisätietoja Miele ExpertLinesta
ja yhteydenottolomakkeen löydät osoitteesta
www.miele.fi/pro/medical