

Hammaslääkäriasemien ja -hoitoloiden toimiva välinehuolto

Miele Professional. Immer Besser.



Tarjoamme toimivan ratkaisun kaikenkokoisille välinehuoltoille

Turvallista puhtautta

Miele konserni tarjoaa kattavaa puhtautta hammashuollon instrumenteille. Vastaanotoilla käytettyjen instrumenttien järjestelmällinen puhdistus ja desinfiointi on keskeinen osa hygieniaprosessia, jolla pyritään välttämään sekä potilaiden että hammashuoltohenkilöstön infektiot. Riskit.

Instrumenttien koneellinen puhdistus ja sterilointi on välttämätön osa jokaisen hammaslääkäriaseman laadunvarmistusta. Tarjoamme joustavia järjestelmäratkaisuja lääketieteellisten instrumenttien ja tarvikkeiden koneelliseen puhdistukseen ja desinfiointiin. Yksilölliset lisävarusteet, räätälöidyt erikoisohjelmat sekä tehokas vedenpuhdistus takaavat perusteellisen, taloudellisen ja samalla hellävaraisen puhdistuksen hammaslääkäriasemien monimuotoisille instrumenteille. Ne myös kohtelevat materiaaleja hellävaraisesti ja tarjoavat siten monipuolisia toimintoja hammaslääkäriasemien tarpeisiin.

Steelco on nyt osa Miele Groupia. Tämän ansiosta tarjolla on entistä laajempi valikoima instrumenttien pesu- ja desinfiointikoneita. Lisäksi valikoimaan kuuluvat nyt myös Steelcon uudet keskisuuret autoklaavit ja kuivauskaapit.

Mielen pitkä kokemus lääkinnällisten laitteiden puhdistuksesta yhdistettynä Steelcon innovatiiviseen tuotekehitykseen, tuottaa asiakkaillemme yhä tehokkaampia, yksilöllisempiä ja monipuolisempia puhdistusratkaisuja.

Järjestelmällistä välinehuoltoa



Pesu- ja desinfiointikoneet Miele



Miele PG 8591 pesu- ja desinfiointikone

Tehokas pesu- ja desinfiointikone kaikenlaisten hammaslääketieteen instrumenttien pesuun, desinfiointiin ja kuivaukseen kuten rinnakkaismalli PG 8581. Mallissa PG 8591 on lisäksi integroitu, HEPA-suodattimella varustettu Dry Plus -kuumailmakuivaus onttojen instrumenttien tehokkaaseen sisäpuoliseen kuivaukseen.

Instrumenttien turvallinen ja hygieeninen puhdistus hellävaraisesti varmistaa kalliiden materiaalien arvon säilymisen. Siksi johtavat instrumenttien valmistajat suosittavat Miele-järjestelmien käyttämistä instrumenttiansa jälleenkäsittelyyn.

Miele PG 8581 pesu- ja desinfiointikone

Tehokas pesu- ja desinfiointikone kaikenlaisten hammaslääketieteen instrumenttien pesuun, desinfiointiin ja kuivaukseen. Täyttömäärä esimerkiksi 22 kulmakappaletta tai imuputkea ja muita hoitovälineitä. TouchControl-ohjaus, kolmirivinen näyttöruutu ohjauspaneelissa. Näytössä näkyy ohjelman nimi, tavoite/saavutettu lämpötila, jäljellä oleva ohjelma-aika sekä mahdolliset virheilmoitukset. AutoClose-toiminto ja sähköinen luukun lukitus takaavat käytön turvallisuuden.



Testaukseen Protein Check ja Sure

Pesutuloksen seurantaan ProCare Sure ja proteiiniäämien testaukseen ProCare Protein Check. Helppokäyttöiset testit jokapäiväiseen laadunvarmistukseen.



Pesu- ja desinfiointikoneet Steelco

Steelcon pesu- ja desinfiointikonemallit DS 600 ja 610 ovat edestä täytettäviä ja ergonomisella työkentelykorkeudella operoitavia laitteita. Ovien korkeuden ergonomia antaa käyttäjälle kätevän lastaus- ja purkutyön manuaalisen lastaus- ja purkuvaunun avulla.



Steelco DS 600 pesu- ja desinfiointikone

Steelco DS 600 pesu- ja desinfiointikone on suunniteltu vastaamaan suurten hammaslääkärien ja hammasklinikoiden puhdistustarpeisiin. Suorasuihkujärjestelmä ja kuumailmakuivaus kahdella tasolla. Yläosan pesulavetti voidaan sijoittaa kahteen eri korkeuteen, mikä lisää täytön joustavuutta. Kertatäyttökapasiteetti on 8 DIN-koria. Suodatettu ilmakuivausjärjestelmä, jolla on säädettävät aika- ja lämpötila-asetukset, auttaa varmistamaan kaikkien hammaslääketieteellisten instrumenttien, myös onttojen instrumenttien, täydellisen kuivumisen sekä sisä- että ulkopuolelta.

Steelco DS 610 pesu- ja desinfiointikone

Steelco DS 610 on saatavana sekä yksi- että kaksiovisena, lämpiantavana mallina. Siinä on integroitu HEPA-suodattimella varustettu integroitu kuumailmakuivaus. Koneeseen on mahdollisuus laittaa kaksi pesunesteannostelijaa. Saatavilla valikoima erilaisia pesutelineitä, mm. viisitasoinen irrotettavilla tasoilla oleva C879-pesuteline, joka tarjoaa helposti muunneltavan kokonaisuuden. Hammashuollon C860-pesutelineellä peset saman aikaisesti 48 käsikappaletta tai turbiinia.



Autoklaavit



Miele Cube ja Cube X

Uudet kompaktit höyryautoklaavit Cube ja Cube X tarjoavat lyhyet ohjelma-ajat, pidentävät instrumenttien käyttöikää ja tarjoavat vakuuttavia energiansäästöjä. EcoDry:n avulla kuivausajat säätyvät täyttömäärän mukaan. Suuri värillinen kosketusnäyttö ja intuitiivinen valikkorakenne tekevät päivittäisestä työskentelystä yksinkertaisempaa, nopeampaa ja tehokkaampaa.

Uusien autoklaavien ergonominen muotoilu tuo lisämukavuutta käyttökokemukseen. Kompaktin kokonsa ansiosta nämä sterilointilaitteet integroituvat hyvin kaiken tyyppisiin käyttökohteisiin.



Steelco VS 1 ja VS 2 -autoklaavit

Steelco VS 1- ja VS 2 -autoklaavien kauttaaltaan eristetty, korkealaatuisesta ruostumattomasta teräksestä (AISI 316L) valmistettu painekammio takaa erinomaisen suorituskyvyn sterilointisykliä aikana optimoimalla ja vähentämällä veden ja höyryn kulutusta. Luotettavalla turvatekniikalla varustettu pystysuoraan liukuva ovi valmistetaan samoin AISI 316L -teräksestä ilman hitsausaumoja.

Kuivauskaappi ja kuumasaamaajat

Steelco ID 300 kuivauskaappi

Instrumenttien erillinen kuivaaminen nopeuttaa instrumenttikiertoa ja parantaa välinehuollon kapasiteettia. Steelco ID 300 kuivauskaappiin mahtuu kerralla kuivattavaksi enemmän kuin kahden DS 600 -pesu- ja desinfiointikoneellisen pesukapasiteetti. Lasi-ovi mahdollistaa kuivauksen tarkastelun ovea avaamatta. Kaappia on saatavana myös kaksiovisena läpiantokaappina.



Steelco PS 100-200-300-400 kuumasaamaajat

Kuumasaamaajat takaavat kertakäyttöisten suljettavien pussien aseptisen tiiviyden saumaamalla ne kiinni uotettavasti.

Mallit noudattavat ISO 11607-2 ja uuden ISO / TS 16775 mukaisia validoitavia prosesseja lämpötilaa, kosketuspainetta ja tiivistysnopeutta valvomalla optimaalisen tiiviyden ikaansaamiseksi.

Steelco-kuumasaamaajat valmistettu kestävästä ruostumattomasta teräksestä. Tsasaiset pinnat on helppo pitää puhtaana. Niissä on energiansäästötoiminnot, mukaan lukien automaattinen valmiustila.



Miele Oy
Porttikaari 6
01200 Vantaa
(09) 875 97500
professional@miele.fi
www.miele.fi/professional

Immer besser

Perustamisvuodestaan 1899 lähtien perheyhtiö Miele on noudattanut selkeää filosofiaa: Immer besser - Yhä paremmin. Tämä yritysfilosofia on luonut vakaan pohjan kuuluisalle laadulle, kestäväälle kehitykselle ja innovaatiovoimalle "Made in Germany". Se on myös lupaus, joka antaa ammattikäyttäjälle varmuuden oikeasta hankinnasta.

Vertaansa vailla

Tuotteiden ja palveluiden varmuus on peruste, jonka vuoksi käyttäjät toistuvasti valitsevat Mielen parhaaksi ja luotettavimmaksi merkiksi. Myös toistuvasti myönnettyt kunniainninnat, kuten MX Award, iF ja reddot Design Awards sekä saksalainen kestävä kehityksen palkinto osoittavat, että Miele on onnistunut myös muotoilun, laadunvalvonnan ja luonnonvarojen järkevä käytön saralla.

Aitoa osaamista

Miele Professional on jo vuosikymmeniä kehittänyt ja valmistanut todella laaja-alaisesti korkealaatuisia pesulakoneita, astianpesukoneita, pesu- ja desinfiointikoneita sekä autoklaaveja. Huolellisesti valmistetut lisävarusteet, kattavat neuvontapalvelut ja laaja huoltoverkosto mahdollistavat, että hankkimasi laitteisto saavuttaa aina parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja taloudellisuuden.