

Miele



**Ειδικός στην ευελιξία.
Κάποιος χωρίς όρια.**



PLW 8636 — ο ειδικότερος από τους ειδικούς.

Miele Professional. Immer Besser.

ExpertLine

Ο νέος σας ειδικός σας περιμένει.

Όταν πρόκειται για την αναλυτική καθαρότητα των γυάλινων ειδών εργαστηρίου σας δεν πρέπει να κάνετε συμβιβασμούς. Με τα νέα και βιώσιμα πλυντήρια απολύμανσης για εργαστήρια ExpertLine, έχετε πλήρη ευελιξία και ισχυρή απόδοση που ανταποκρίνονται ακόμη και στις υψηλότερες απαιτήσεις. Με ατομικά προγράμματα, βέλτιστη εργονομία και απόλυτη άνεση για τον χρήστη.



Γνωρίστε τον νέο σας ειδικό στο
www.miele.gr/pro/plw8636



Δείτε το βίντεο
του προϊόντος τώρα



Ακρίβεια

- Πακέτο παρακολούθησης για παρακολούθηση διαδικασίας
- Έξυπνος έλεγχος ισχύος που παρέχει βελτιστοποίηση ισχύος ανάλογα με το φορτίο – σε κάθε κύκλο καθαρισμού
- Αξιοπίστος καθαρισμός ακόμη και στο μέγιστο φορτίο χάρη στην τέλεια αλληλεπίδραση των βελτιστοποιημένων βραχιόλων πλύσης και της ισχυρής αντλίας ανακύκλωσης νερού
- Ιδανική δοσομέτρηση και ακριβής παρακολούθηση της δοσομέτρησης χάρη στις αντλίες και τους αισθητήρες ακριβούς δοσομέτρησης
- Πρόσβαση σε ψηφιακά δεδομένα της συσκευής για πλήρη διαφάνεια



Άνεση

- ✓ Το βέλτιστο ύψος εργασίας και η εργονομία διευκολύνουν την ομάδα σας
- ✓ Έξυπνες επιλογές αποθήκευσης για τα απορρυπαντικά
- ✓ Βελτιωμένη προσβασιμότητα για ταχύτερη συντήρηση και μεγαλύτερη διαθεσιμότητα
- ✓ Μεγάλος αριθμός τυποποιημένων προγραμμάτων καθαρισμού περιλαμβάνεται ως στάνταρ

Ευελιξία

Διατηρήστε την εποπτεία ακόμη και όταν οι διαδικασίες είναι πολύπλοκες – χάρη στον ισχυρό προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή και τη μεγάλη έγχρωμη οθόνη αφής. Με διαισθητικό χειρισμό, μπορείτε εύκολα να επιλέξετε από τα υπάρχοντα προγράμματα ή να απολαύσετε την απόλυτη ελευθερία να δημιουργήσετε τα δικά σας προγράμματα χρήση παρέχοντας την απαραίτητη ευελιξία για την προσαρμογή στις εφαρμογές σας.

Θέλετε ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία; Με τις κατάλληλες μονάδες και τα ακροφύσια έγχυσης, το καινοτόμο σύστημα φόρτωσης EasyLoad μπορεί επίσης να προσαρμοστεί ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας με ευκολία.



Ισχύς

Επωφεληθείτε από την απίστευτα ισχυρή αντλία ανακύκλωσης νερού με ξεχωριστά ρυθμιζόμενη ταχύτητα και προσαρμόσιμες παραμέτρους προγράμματος για τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού. Χαρακτηρίζεται επίσης από την ανθεκτικότητά του – έχει δοκιμαστεί σε 15.000 κύκλους καθαρισμού. Η ισχυρή μονάδα στεγνώματος παρέχει επίσης εξαιρετικά αποτελέσματα στεγνώματος, ακόμη και για τα πιο σύνθετα γυάλινα είδη εργαστηρίου. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να προσθέσετε μόνοι σας ένα δοχείο ανακύκλωσης στη συσκευή, εξοικονομώντας νερό και προστατεύοντας το περιβάλλον.



Πλυντήριο απολύμανσης για εργαστήρια

PLW 8636

Ανεξάρτητη συσκευή, φαρδιά



Πλυντήριο απολύμανσης για εργαστήρια	PLW 8636 [LAB]/PLW 8636 [LAB MON]
Πλάτος [mm]	900
Ύψος [mm]	1430
Βάθος [mm]	700 + 100 διάκενο τοίχου
Καθαρό βάρος [kg]	200
Περιβλημα	Ανοξείδωτο ατσάλι
Ωφέλιμες διαστάσεις θαλάμου Υ/Π/Β [mm]	520/530/530
Γυάλινα σκεύη με στενό λαιμό ανά κύκλο [αριθμός]	128
Δοκιμαστικοί σωλήνες ανά κύκλο [αριθμός]	196
Εργαστηριακές φιάλες ανά κύκλο [αριθμός]	128
Πιπέτες ανά κύκλο [αριθμός]	98
Επιπλέον εργαστηριακά γυάλινα σκεύη	♦
Μικτό φορτίο δοκιμαστικών σωλήνων ή φιαλιδίων και πιπιτών ανά κύκλο [αριθμός]	130
Μικτό φορτίο εργαστηριακών γυάλινων σκευών και δοκιμαστικών σωλήνων ή φιαλιδίων ανά κύκλο [αριθμός]	260
Στέγνωμα	DryPlus
Ενσωματωμένη αντλία διανομής/μέγιστη δυνατότητα	2/4
Συρτάρι με χώρο για 3 x 5 l ή 2 x 10 l	♦
Ηλεκτρολογική σύνδεση: 3N AC 400 V 50 Hz	♦
Συνολικό ονομαστικό φορτίο [kW]	9,2

Προγράμματα, χρόνοι εκτέλεσης, Δεδομένα κατανάλωσης, Επισκόπηση έκδοσης

ExpertLine

PLW 8636

PLW 8636 [LAB] και PLW 8636 [LAB MON]	Καθαρισμός						Στέγνωμα			Σύνολο	
	CW	HW	DI	DK	Ενέργεια	Χρόνος	DK	Ενέργεια	Χρόνος	Ενέργεια	Χρόνος
	[l]	[l]	[l]	[l]	[kWh]	[min]	[l]	[kWh]	[min]	[kWh]	[min]
Mini	1	31	15	0	1,3	28	3	0,9	34	2,2	62
Mini Plus	1	37	18	0	1,4	29	3	1,1	39	2,4	68
Standard	9	37	17	0	1,9	37	8	0,9	38	2,9	76
Standard Plus	11	44	20	0	2,5	42	8	1,1	43	3,5	85
Universal	9	37	29	0	2,2	43	8	0,9	38	3,1	81
Universal Plus	11	44	35	0	2,6	47	8	1,1	43	3,7	90
Εντατικό	9	51	31	2	2,4	50	8	0,9	38	3,3	88
Εντατικό Plus	11	61	37	2	2,9	54	8	1,1	43	3,9	97
Ανόργανο	9	38	45	0	2,3	51	8	0,9	38	3,2	89
Ανόργανο Plus	11	45	54	0	2,6	55	8	1,1	43	3,7	98
Οργανικό	1	46	29	4	2,7	48	8	0,9	38	3,6	86
Οργανικό Plus	1	55	35	4	3,3	52	8	1,1	43	4,3	96
Λάδι	9	53	29	4	2,8	54	8	0,9	38	3,7	92
Λάδι Plus	11	63	35	4	3,3	59	8	1,1	43	4,4	102
Αγάρ	1	46	29	6	3,1	52	8	0,9	38	4,0	90
Αγάρ Plus	1	55	35	7	3,7	57	8	1,1	43	4,8	101
Πλαστικά	45	1	29	0	2,0	43	3	0,7	49	2,8	92
Πλαστικά Plus	54	1	35	0	2,5	47	3	0,7	49	3,2	97
Φιαλίδια	23	49	36	0	2,7	56	9	0,9	38	3,6	95
Φιαλίδια Plus	30	64	47	0	3,5	64	8	1,1	43	4,6	108
Πιπέτες	26	56	41	0	2,6	58	8	1,5	68	4,1	126
Υγιεινή	8	36	16	9	3,2	51	8	0,9	38	4,2	90
Υγιεινή plus	10	43	19	9	3,8	56	8	1,1	43	4,8	99
Παστερίωση	62	12	0	0	1,5	62	—	—	—	1,5	63
Θέρμανση: 7 kW (3N AC 400 V 50 Hz)											
Σύνδεση σε κρύο νερό CW (15°C), ζεστό νερό HW (60°C), πλήρως αφαλατωμένο νερό DI (15°C) και νερό για συμπτυκωτή υδρατμών DK (περίπου 15°C)											

Ονομασία	Περιβλημα	Πλάτος μηχανής	Ηλεκτρολογική σύνδεση	Κωδ. προϊόντος	Κωδ. είδους	EAN
PLW 8636 [LAB]	Ανοξείδωτο ατσάλι	900	3N AC 400 V 50 Hz	12637620	62863601EUP	4002516824367
PLW 8636 [LAB MON]	Ανοξείδωτο ατσάλι	900	3N AC 400 V 50 Hz	12637630	62863602EUP	4002516824374

Προσαρμόστε το πλυντήριο απολύμανσης για εργαστήρια με σετ μετατροπής

Σετ μετατροπής	Περιγραφή	Κωδ. προϊόντος	Κωδ. είδους	EAN
APLW 916	Σετ μετατροπής για αισθητήρα βραχίονα εκτόξευσης, για εγκατάσταση στο PLW 8636 [Εργαστήριο]	12760910	69691600D	4002516871606
APLW 880	Σετ μετατροπής για είσοδο ανακύκλωσης, τέταρτη είσοδος νερού, με αντλία booster για PLW 8636.	12426490	69688000D	4002516745532
APLW 881	Σετ μετατροπής για έξοδο ανακύκλωσης, πρόσθετη αποχέτευση νερού, με αντλία booster για PLW 8636.	12426550	69688100D	4002516738978
APLW 882	Σετ μετατροπής, επαφές χωρίς δυναμικό για την ενεργοποίηση εξωτ. δεκτών σήματος για PLW 8636.	12426880	69688200D	4002516744597
APLW 885	Σετ μετατροπής, πρόσθετη αντλία μεμβράνης και σωλήνας αναρρόφησης, εξωτερικά δοχεία 10-20 l για PLW 8636	12426770	69688500D	4002516745525
APLW 884	Σετ μετατροπής, πρόσθετη αντλία μεμβράνης και σωλήνας αναρρόφησης, εξωτερικά δοχεία 5-10 l για PLW 8636	12426740	69688400D	4002516745518
APLW 883	Σετ μετατροπής, πρόσθετη αντλία μεμβράνης και σωλήνας αναρρόφησης, εσωτερικά δοχεία 5-10 l για PLW 8636	12426680	69688300D	4002516744603
APLW 887	Σετ μετατροπής, πρόσθετος σωλήνας αναρρόφησης, για εξωτερικά δοχεία 10-20 l για PLW 8636	12426920	69688700D	4002516745082
APLW 886	Σετ μετατροπής για παρακολούθηση παροχής μέσω ογκομετρικού μετρητή, για τοποθέτηση στο PLW 8636.	12426910	69688600D	4002516745433

Τεχνικά χαρακτηριστικά

PLW 8636

ExpertLine

Επισκόπηση των εξαρτημάτων

PLW 8636

Πλυντήριο απολύμανσης για εργαστήρια	PLW 8636 [LAB]	PLW 8636 [LAB MON]
Πλυντήριο μπροστινής φόρτωσης με αρθρωτή πόρτα, χωρίς κάνιστρα	◆	◆
Ανεξάρτητη συσκευή με καπάκι	◆	◆
Σύστημα γλυκού νερού, μέγιστη θερμοκρασία 93°C	◆	◆
Αντλία κυκλοφορίας μεταβλητής ταχύτητας [Qmax. l/min]	600	600
Διακόπτες/προγράμματα		
PLC, ελεύθερα προγραμματιζόμενο, 24 βασικά προγράμματα, 50 ελεύθερα προγραμματιζόμενα προγράμματα πελάτη	◆	◆
Αισθητήρας βραχίονα πλύσης	◇	◆
Παρακολούθηση αγωγιμότητας	—	◆
Διεπαφή δικτύου για λογισμικό τεκμηρίωσης διεργασιών	◆	◆
Ηλεκτρικό κλείδωμα πόρτας	◆	◆
Επιλογές σύνδεσης		
Διασύνδεση ethernet	◆	◆
Διασύνδεση USB για το Miele Service	◆	◆
Παροχές νερού		
1 x κρύο νερό, συμπεριλαμβανομένου του νερού για τον συμπυκνωτή ατμού, πίεση ροής	(200-1000 kPa)	(200-1000 kPa)
1 x ζεστό νερό, πίεση ροής	(200-1000 kPa)	(200-1000 kPa)
1 x απιονισμένο νερό, πίεση ροής	(200-1000 kPa)	(200-1000 kPa)
Σύνδεση για εξωτερικό tank ανακύκλωσης (επιλογή)	◇	◇
3 εύκαμπτοι σωλήνες παροχής με σύνδεσμο με σπείρωμα 3/4", l = περ. 1,3 m	◆	◆
Αντλία αποστράγγισης Ø 22 mm, μέγιστο ύψος παροχής: 1,7 m	◆	◆
Αποχέτευση νερού για συμπυκνωτή ατμού (DN 22)	◆	◆
Σύστημα προστασίας κατά των διαρροών (WPS)	◆	◆
Ηλεκτρολογική σύνδεση		
3N AC 400 V 50 Hz, καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης περ. 2,7 m, 5 x 2,5 mm², βύσμα CEE 16 A	◆	◆
Θέρμανση [kW]	7	7
Συνολικό ονομαστικό φορτίο [kW]	9,2	9,2
Ασφάλεια [A]	3 x 16	3 x 16
Συστήματα δοσολογίας		
2 αντλίες μεμβράνης, συμπεριλαμβανομένου του σωλήνα αναρρόφησης με ανικνευτή στάθμης	◆	◆
Παρακολούθηση παροχής με οβάλ μετρητή τροκών	◇	◆
Επιλογές για την επέκταση του συστήματος δοσομέτρησης		
Μπορεί να εγκατασταθεί ως σετ μετατροπής από το Miele Service	2 αντλίες μεμβρανών 4 οβάλ μετρητές τροκών	2 αντλίες μεμβρανών 2 οβάλ μετρητές τροκών
Αποσκληρυντής νερού		
Για ζεστό και κρύο νερό, έως 65°C	◆	◆
Συμπυκνωτές ατμών		
Αερόλυμα	◆	◆
Μονάδα στεγνώματος/ακτινικός ανεμιστήρας		
Ανεμιστήρας [kW]	0,3	0,3
Θερμοπομπός [kW]	2,3	2,3
Συνολικό ονομαστικό φορτίο [kW]	2,6	2,6
Ροή αέρα [m³/h]	66	66
Επιλογή θερμοκρασίας σε βήματα του 1° [°C]	50-115	50-115
Επιλογή χρόνου σε βήματα του 1 λεπτού [min]	1-240	1-240
Προφίλτρο κατηγορίας G 4, απόδοση φιλτραρίσματος > 60%, διάρκεια ζωής φίλτρου 100 h	◆	◆
Φίλτρο σωματιδίων/φίλτρο HEPA H 14, απόδοση φιλτραρίσματος > 99,995% (DIN EN 1822), διάρκεια ζωής φίλτρου 500 h	◆	◆
Πιστοποιητικά δοκιμών		
Σήμανση CE/Οδηγία σχετικά με τα μηχανήματα 2006/42/EK	◆	◆
Οδηγία RoHS 2011/65/EE	◆	◆
EN 61326-1	◆	◆
VDE ραδιοκαταστολή, κλάση εξοπλισμού EMC (σύμφωνα με το DIN EN IEC 55011)	A	A
Κατηγορία προστασίας (σύμφωνα με το IEC 60529)	IP 21	IP 21
Βαθμός ρύπανσης (σύμφωνα με το IEC/EN 61010-1)	P2	P2
Κατηγορία υπέρτασης (σύμφωνα με το IEC 60664)	II	II
Επίπεδο ηχητικής πίεσης LpA κατά τον καθαρισμό και το στέγνωμα	< 65 dB(A) re 20 µPa	< 65 dB(A) re 20 µPa
Ηλεκτρική ασφάλεια VDE (IEC 61010-1, IEC 61010-2-040)	◆	◆
◆ = Βασικό, ◇ = Προαιρετικό, — = Μη διαθέσιμο		

Είδος	Περιγραφή	Κωδ. προϊόντος
Κάνιστρα		
A 100	Πάνω κάνιστρο, για μονάδες έγχυσης ή ένθετων	9862320
A 101	Πάνω κάνιστρο ρυθμιζόμενο ύψος, για ένθετα.	9862340
A 102	Πάνω κάνιστρο ρυθμιζόμενο ύψος, για ένθετα.	9862360
A 103	Πάνω κάνιστρο, για ένθετα.	9862370
A 150	Κάτω κάνιστρο, για μονάδες έγχυσης ή ένθετα.	9862400
A 151	Κάτω κάνιστρο, για διάφορους τυπικούς δικτυωτούς δίσκους DIN και ένθετα.	9862410
A 202	Κινητή μονάδα για δικτυωτούς δίσκους 4 DIN.	9862440
A 200	Κινητή μονάδα για 38 πιπέτες	9862420
EasyLoad		
A 300/3	Μονάδα έγχυσης, για γυάλινα σκεύη εργαστηρίου – εξοπλισμένη με 8 ακροφύσια.	11116900
A 301/5	Μονάδα έγχυσης, για γυάλινα σκεύη εργαστηρίου – εξοπλισμένη με 18 ακροφύσια.	11116950
A 302/3	Μονάδα έγχυσης, για γυάλινα σκεύη εργαστηρίου – εξοπλισμένη με 32 ακροφύσια.	11116960
A 860	Ράφι στήριξης, για μονάδα έγχυσης A 300/2 και A 300/3	11056800
A 861	Ράφι στήριξης, για μονάδα έγχυσης A 301/4 και A 301/5	11056810
A 862	Ράφι στήριξης, για μονάδα έγχυσης A 302/2 και A 302/3	11056820
A 300/2	Μονάδα έγχυσης, για γυάλινα σκεύη εργαστηρίου – μπορεί να εξοπλιστεί με 8 ακροφύσια.	11056770
A 301/4	Μονάδα έγχυσης, για γυάλινα σκεύη εργαστηρίου – μπορεί να εξοπλιστεί με 18 ακροφύσια.	11056780
A 302/2	Μονάδα έγχυσης, για γυάλινα σκεύη εργαστηρίου – μπορεί να εξοπλιστεί με 32 ακροφύσια.	11056790
A 840	Ακροφύσιο έγχυσης, με πλαστικό στηρίγματα, διάμετρος ακροφυσίου 6 mm, μήκος 130 mm, 1 τεμάχιο.	11056100
A 841	Ακροφύσιο έγχυσης, με πλαστικό στηρίγματα, διάμετρος ακροφυσίου 6 mm, μήκος 210 mm, 1 τεμάχιο.	11056190
A 842	Ακροφύσιο έγχυσης, με πλαστικό στηρίγματα, διάμετρος ακροφυσίου 4 mm, μήκος 90 mm, 1 τεμάχιο.	11056330
A 843	Ακροφύσιο έγχυσης, με πλαστικό στηρίγματα, διάμετρος ακροφυσίου 4 mm, μήκος 185 mm, 1 τεμάχιο.	11056440
A 844	Ακροφύσιο έγχυσης, με πλαστικό στηρίγματα, διάμετρος ακροφυσίου 2,5 mm, μήκος 80 mm, 1 τεμάχιο.	11056600
A 845	Ακροφύσιο έγχυσης, με πλαστικό στηρίγματα, διάμετρος ακροφυσίου 2,5 mm, μήκος 125 mm, 1 τεμάχιο.	11056670
A 303	Μονάδα έγχυσης, για έως 98 πιπέτες.	9862560
A 304	Μονάδα έγχυσης, για έως 98 φιαλίδια.	9862570
A 306/1	Μονάδα έγχυσης, για γυάλινα είδη εργαστηρίου μεγάλου όγκου.	11035210
A 313	Μονάδα έγχυσης, για επανепεξεργασία γυάλινων σκευών εργαστηρίου μεγάλου όγκου.	11055970
A 846	Μονάδα έγχυσης, με στήριγμα, για εργοστασιακές και σφαιρικές φιάλες.	11025590
A 847	Μονάδα έγχυσης, με στήριγμα, για φιάλες Erlenmeyer.	11025600
A 848	Μονάδα έγχυσης, με στήριγμα, για τον καθαρισμό των κυλίνδρων μέτρησης.	11025610
A 312	Μονάδα έγχυσης, για επανепεξεργασία ιξωδομέτρων.	11054470
APLW 870	Σετ μονάδων έγχυσης, με στηρίγματα, για τον καθαρισμό κώνων καθίζησης (Imhoff).	12151110
Ένθετα		
AK 12/1	Ένθετο, για διάφορα είδη	11131690
A 14/1	Καπάκι, για την ασφαλή συγκράτηση ευαίσθητων αντικειμένων	11131560
E 149	Ένθετο, για 80 δοκιμαστικούς σωλήνες, 16 x 105 mm.	3808800
A 13	Καπάκι, για την ασφαλή συγκράτηση ευαίσθητων αντικειμένων	3810200
E 103/1	Ένθετο, για δοκιμαστικούς σωλήνες, έως 12 x 75 mm.	6907630
E 104/1	Ένθετο, για δοκιμαστικούς σωλήνες, έως 12 x 105 mm.	6907640
E 105/1	Ένθετο, για δοκιμαστικούς σωλήνες, έως 12 x 165 mm.	6907650
E 139/1	Ένθετο, για δοκιμαστικούς σωλήνες, έως 12 x 200 mm.	6907660
E 106	Ένθετο, για γυάλινα είδη με φαρδύ λαϊμό, ογκομετρικούς κυλίνδρους, κ.λπ.	3808310

Είδος	Περιγραφή	Κωδ. προϊόντος
E 106/1	Ένθετο, για γυάλινα είδη με φαρδύ λαϊμό, ογκομετρικούς κυλίνδρους, κ.λπ.	3808320
E 106/2	Ένθετο, για γυάλινα είδη με φαρδύ λαϊμό, ογκομετρικούς κυλίνδρους, κ.λπ.	3808330
E 109	Ένθετο, για ποτήρια ζέσεως, έως 250 ml.	3808360
E 110	Ένθετο, για ποτήρια ζέσεως, 250-600 ml.	3808390
E 111	Ένθετο, για ποτήρια ζέσεως, 600-1000 ml.	3808420
E 144	Ένθετο, για 18 ποτήρια ζέσεως.	3808710
E 118	Ένθετο, για μισά τρυβλία Petri.	3830270
E 136	Ένθετο, για 56 μισά τρυβλία Petri.	3830280
E 137	Ένθετο, για 56 μισά τρυβλία Petri.	3830290
E 402	Ένθετο για έως 44 υάλους ωρολογίου.	3830420
E 403	Ένθετο για έως 105 υάλους ωρολογίου.	3830430
E 134	Ένθετο, για 210 πλάκες.	3808600
E 494	Ένθετο, για 5 πλάκες μικροτιποποίησης.	6570920
Επιπλέον εξαρτήματα		
A 2	Δίκτυ κάλυψης, για την ασφαλή συγκράτηση ευαίσθητων αντικειμένων.	3830460
A 3	Δίκτυ κάλυψης, για τη στερέωση του φορτίου σε ένθετα.	3830470
A 5	Κάλυμμα, για την ασφαλή συγκράτηση ευαίσθητων αντικειμένων.	5637190
A 11/2	Ένθετο, για ήπιο καθαρισμό ευαίσθητων ειδών με διακοπτόμενη δέσμη νερού.	11239130
A 12/2	Ένθετο, για ήπιο καθαρισμό ευαίσθητων ειδών με διακοπτόμενη δέσμη νερού.	11238030
E 319/4	Επιφανειακό φίλτρο, διατηρεί ετικέτες και θραύσματα γυαλιού.	11237950
A 838	Σετ εργαλείων, για τη ρύθμιση ύψους κανίστρου και την τοποθέτηση/αφαίρεση ακροφυσίων ψεκασμού.	11054290
E 336	Θήκη καταιονισμού, για πιπέτες/εργαλεία μικροεπεμβατικής χειρουργικής στις κινητές μονάδες έγχυσης.	3809390
E 351	Ακροφύσιο έγχυσης, για βέλτιστο καθαρισμό του φορτίου. Διαστάσεις: 4 x 160 mm.	3809500
E 352	Ακροφύσιο έγχυσης, για βέλτιστο καθαρισμό του φορτίου.	3809510
E 353	Κλιπ, ρυθμιζόμενου ύψους, για βέλτιστη τοποθέτηση γυάλινων σκευών εργαστηρίου στα ακροφύσια.	3809530
E 354	Κλιπ, ρυθμιζόμενου ύψους, για βέλτιστη τοποθέτηση γυάλινων σκευών εργαστηρίου στα ακροφύσια.	3809540
E 470	Ακροφύσιο έγχυσης, για κινητή μονάδα έγχυσης, Ø 2,5 x 90 mm.	5701580
ID 90	Ακροφύσιο έγχυσης, με πλαστικό στήριγμα, Ø 3 mm, μήκος 90 mm.	3810320
ID 110	Ακροφύσιο έγχυσης, με πλαστικό στήριγμα, Ø 3 mm, μήκος 110 mm.	3810330
ID 140	Ακροφύσιο έγχυσης, με πλαστικό στήριγμα, Ø 4 mm, μήκος 140 mm.	3810340
ID 160	Ακροφύσιο έγχυσης, με πλαστικό στήριγμα, Ø 4 mm, μήκος 160 mm.	3810350
ID 180	Ακροφύσιο έγχυσης, με πλαστικό στήριγμα, Ø 4 mm, μήκος 180 mm.	3810360
ID 200	Ακροφύσιο έγχυσης, με πλαστικό στήριγμα, Ø 6 mm, μήκος 200 mm.	3810380
ID 220	Ακροφύσιο έγχυσης, με πλαστικό στήριγμα, Ø 6 mm, μήκος 220 mm.	3810390
ID 240	Ακροφύσιο έγχυσης, με πλαστικό στήριγμα, Ø 6 mm, μήκος 240 mm.	3810400
SD-B	Ακροφύσιο έγχυσης για βουτυρόμετρα	3583540
E 362	Τυφλό πώμα, για τη σφράγιση συνδέσεων στα κάνιστρα.	3809630
A 802	Ακροφύσιο, για τον βέλτιστο καθαρισμό του δοσομετρητή.	9863070

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα εξαρτήματα στην ιστοσελίδα μας:



Πείτε ναι στις απεριόριστες δυνατότητες.



Γνωρίστε τον νέο σας ειδικό στο
www.miele.gr/pro/plw8636

