



Miele

Επιλέξτε έναν Expert.

Αποκτήστε ένα νέο Μέλος
στην Ομάδα σας.

Απόλυτη καθαριότητα των εργαστηριακών
γυάλινων ειδών σας – με την ExpertLine.



Επιτέλους, ένα ευέλικτο μέλος της ομάδας που λατρεύει την καθαριότητα!
Γνωρίστε από κοντά τα κύρια χαρακτηριστικά της ExpertLine.


Miele

**Για κάθε κλάδο
και εξειδίκευση**

15.000
ωφέλιμη διάρκεια ζωής σε ώρες λειτουργίας



Γυάλινη πόρτα & φωτισμός θαλάμου*



**Αξιόπιστη ποιότητα
για τέλεια αποτελέσματα**

Τα πλυντήρια απολύμανσης εργαστηριακών γυάλινων ειδών ExpertLine εξασφαλίζουν σχολαστικό καθαρισμό και στέγνωμα των γυάλινων ειδών εργαστηρίου σε κορυφαίο επίπεδο για αξιόπιστα αποτελέσματα κάθε φορά.

EASYLOAD

Ευελιξία, ταχύτητα και υψηλή απόδοση

Διαθέσιμα **ανταλλακτικά** για έως και


15 έτη

μετά τη διακοπή της παραγωγής της συσκευής.



Βιωσιμότητα
χάρη στα βελτιστοποιημένα προγράμματα

Έξυπνη και γρήγορη οθόνη αφής



**Επιλογές στεγνώματος
κατάλληλες για κάθε εφαρμογή**

Από τη λειτουργία AutoOpen έως το στέγνωμα με θερμό αέρα DryPlus, οι ειδικοί μας προσφέρουν διάφορες επιλογές.

Ψηφιακή δικτύωση χάρη στην εφαρμογή



**Miele MOVE
Connect**

Εξαιρετικός και αποτελεσματικός καθαρισμός με μεγάλη χωρητικότητα

Η πίεση πλύσης ρυθμίζεται ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις καθαρισμού – η υψηλή πίεση διευκολύνει την απομάκρυνση των επίμονων ρύπων, ενώ η χαμηλή πίεση εξασφαλίζει την ομοιόμορφη διαβροχή των γυάλινων ειδών εργαστηρίου, εξοικονομώντας παράλληλα πόρους.



Περισσότερα για την
ExpertLine
[www.miele.gr/
pro/expertline-lab](http://www.miele.gr/pro/expertline-lab)

*προαιρετικά

Το αποτελεσματικό μέλος της ομάδας σας.

Διαισθητικός χειρισμός χάρη στην έγχρωμη οθόνη αφής και οικονομική λειτουργία, μεταξύ άλλων για μεγάλη χωρητικότητα σε μικρές διαστάσεις.

Διαισθητικός χειρισμός

Η διαισθητική έγχρωμη οθόνη αφής παρέχει γρήγορη πρόσβαση στα αγαπημένα σας προγράμματα. Μπορούν να γίνουν μεμονωμένες ρυθμίσεις και η κατάσταση του προγράμματος είναι ευδιάκριτη και εύκολα κατανοητή.

Έτοιμο για χρήση γρήγορα

Η αρχική λειτουργία της συσκευής έχει βελτιστοποιηθεί ώστε να γίνεται γρήγορα και εύκολα. Και σε περίπτωση διακοπών, η ExpertLine έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει ότι οι εργασίες service μπορούν να εκτελούνται γρήγορα και εύκολα χάρη στην έξυπνη και βελτιστοποιημένη τοποθέτηση των βασικών εξαρτημάτων.

Κορυφαία απόδοση καθαρισμού

Με τη θερμαντική αντλία μεταβλητής ταχύτητας, η πίεση πλύσης ρυθμίζεται ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις καθαρισμού – η υψηλή πίεση διευκολύνει την απομάκρυνση των επίμονων ρύπων, ενώ η χαμηλή πίεση εξασφαλίζει την ομοιόμορφη διαβροχή των γυάλινων ειδών εργαστηρίου, εξοικονομώντας παράλληλα πόρους. Διάφοροι αισθητήρες παρακολουθούν τη σωστή λειτουργία των βραχιόνων πλύσης και την πίεση του νερού.

Τέλεια δυνατότητα παρακολούθησης

Χάρη στην προαιρετική γυάλινη πόρτα και τον φωτισμό θαλάμου, η διαδικασία καθαρισμού μπορεί να παρακολουθείται ακόμη πιο εύκολα και η φόρτωση της συσκευής μπορεί να γίνεται γρήγορα και άνετα.





Miele

Το ευέλικτο μέλος της ομάδας σας.



Για να ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις του καθαρισμού γυάλινων ειδών εργαστηρίου, το ευέλικτο σύστημα εξαρτημάτων EasyLoad καθιστά τον καθαρισμό σημαντικά ταχύτερο, απλούστερο και αποτελεσματικότερο.

Όσον αφορά το στέγνωμα, ο expert μας προσφέρει επιλογές όπως η λειτουργία AutoOpen και το στέγνωμα με θερμό αέρα DryPlus.



Το ανθεκτικό στον χρόνο και βιώσιμο μέλος της ομάδας σας.

Για εμάς, η ανθεκτικότητα δεν είναι απλώς μια λέξη. Για το λόγο αυτό, η ExpertLine δοκιμάζεται επίσης για 15.000 ώρες λειτουργίας και η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για έως και 15 χρόνια διασφαλίζει ότι οι επισκευές μπορούν να πραγματοποιηθούν πολύ καιρό μετά τη διακοπή της παραγωγής της συσκευής.

Οικονομικά προγράμματα σχεδιασμένα για την εκάστοτε εφαρμογή, σύντομοι χρόνοι λειτουργίας και τεχνολογίες εξοικονόμησης πόρων — όλα αυτά σας επιτρέπουν να εξοικονομείτε νερό, ηλεκτρική ενέργεια και απορρυπαντικά, και προστατεύουν το περιβάλλον.

Το διεθνές και ψηφιακό μέλος της ομάδας σας.

Η δυνατότητα εύκολης επιλογής γλώσσας καθιστά τα μοντέλα ExpertLine τους διεθνείς ειδικούς της ομάδας σας. Οι αναλυτικές οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη εξασφαλίζουν ομαλές διαδικασίες.

Χάρη στη σύνδεση με το Miele MOVE Connect, τα δεδομένα της συσκευής μπορούν να προβάλλονται ανά πάσα στιγμή, από οποιαδήποτε συσκευή, και οι ροές εργασίας μπορούν να βελτιστοποιούνται. Έχετε επίσης πρόσβαση σε ενημερώσεις της συσκευής και λαμβάνετε αναλύσεις της διαδικασίας καθαρισμού. Για την άμεση υποστήριξη service, υπάρχει επίσης μια διασύνδεση που διαβιβάζει σημαντικές πληροφορίες στο Miele Service, ώστε να εξοικονομείτε χρόνο και κόπο.



Επιλέξτε έναν Expert.

Όλοι οι expert προσφέρουν μέγιστη αποδοτικότητα χάρη στην υψηλή χωρητικότητα και την απόδοση καθαρισμού με εξοικονόμηση πόρων μέσα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:



Μεγάλη, διαισθητική
έγχρωμη οθόνη αφής



Δοσομέτρηση υγρού απορρυπαντικού
με προαιρετική ανίχνευση στάθμης πλήρωσης



Ολοκληρωμένο πακέτο
προγραμμάτων



Πλήρης συνδεσιμότητα:
WiFi ως βασικός εξοπλισμός, LAN
προαιρετικά



Φωτισμός θαλάμου για ακόμη
μεγαλύτερη ευκολία κατά τη
φόρτωση



Απλά σαρώστε τον κωδικό QR
και ανακαλύψτε την ExpertLine.
www.miele.gr/pro/expertline-lab



ExpertLine PLW 8683 με τεχνολογία EcoDry και προαιρετική γυάλινη πόρτα

Η τεχνολογία EcoDry διαθέτει τη λειτουργία AutoOpen, η οποία επιτρέπει την εξάτμιση της υπολειπόμενης υγρασίας στο τέλος του προγράμματος, επιτρέποντας στα εργαλεία να κρυσώσουν πιο γρήγορα και, άρα, να αφαιρεθούν άμεσα από τη συσκευή. Η παραλλαγή με γυάλινη πόρτα σας επιτρέπει επίσης να παρακολουθείτε εύκολα τη διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσης.

ExpertLine PLW 8693 με λειτουργία στεγνώματος με θερμό αέρα DryPlus για άριστα αποτελέσματα στεγνώματος

Το στέγνωμα με θερμό αέρα DryPlus εξασφαλίζει τα βέλτιστα αποτελέσματα στεγνώματος, ακόμη και σε στενά γυάλινα είδη. Εδώ η λειτουργία AutoOpen εξασφαλίζει καλύτερη απομάκρυνση της υπολειπόμενης υγρασίας και, άρα, πιο γρήγορη αποθέρμανση των γυάλινων ειδών εργαστηρίου.



ExpertLine PLW 8683 CD με πρόσθετο αποθηκευτικό χώρο για καθαριστικά μέσα και προαιρετική γυάλινη πόρτα

Εκτός από το στέγνωμα με θερμό αέρα DryPlus με τη λειτουργία AutoOpen, αυτή η συσκευή προσφέρει επίσης άνετο χώρο αποθήκευσης για τα απορρυπαντικά στην πλευρική μονάδα – και εδώ, η παραλλαγή με γυάλινη πόρτα σας επιτρέπει να παρακολουθείτε εύκολα τη διαδικασία καθαρισμού.




Miele 360PRO.

Μια εξατομικευμένη λύση για κάθε εργαστήριο.

Η ακρίβεια στη λειτουργία είναι ευθύνη. Αυτή μας εμπνέει.

Αντιλαμβανόμαστε ότι η ακρίβεια στη λειτουργία αποτελεί βασική ευθύνη για κάθε τύπο εργαστηρίου. Για να σας στηρίξουμε με τον καλύτερο τρόπο, προσφέρουμε το 360PRO. Το ολοκληρωμένο μας σύστημα με απόλυτα συντονισμένες λύσεις από έναν μόνο προμηθευτή. Από τον σχεδιασμό έως τη βιωσιμότητα, τα εξαρτήματα έως τη συνδεσιμότητα, τα απορρυπαντικά και τη συντήρηση, με τα κατάλληλα πλυντήρια απολύμανσης για εργαστήρια: είμαστε στην υπηρεσία σας ώστε να μπορείτε να επικεντρωθείτε στην επίτευξη άριστων αποτελεσμάτων.



Περισσότερα για το Miele 360PRO
www.miele.gr/pro/lab



Για ολοκληρωμένη προστασία.

Η υπηρεσία Miele PROtect συνδυάζει ολοκληρωμένες υπηρεσίες, μέγιστο έλεγχο του κόστους και εύκολη πρόσβαση σε ανταλλακτικά. Παρέχουμε συμβουλές με απόλυτη διαφάνεια ειδικά για τον κλάδο σας, συντονίζουμε τα ραντεβού και εγγυόμαστε τη διαθεσιμότητα κατάλληλων ανταλλακτικών – ακόμη και 15 έτη αφότου διακοπεί η παραγωγή της συσκευής.



Περισσότερα για το PROtect
www.miele.gr/p

Βιώσιμη προσέγγιση, βραβευμένος σχεδιασμός.

Καλό για την ομάδα σας. Ακόμα καλύτερο για τον πλανήτη.

Immer Besser. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας από το 1899. Είναι το κίνητρό μας για να είμαστε κάθε μέρα και καλύτεροι. Είναι το κίνητρό μας για να αναπτύσσουμε συνέχεια ακόμα πιο έξυπνες συσκευές. Η σειρά ExpertLine θέτει νέα πρότυπα βιωσιμότητας. Για παράδειγμα, το κόστος λειτουργίας μειώνεται και το οικολογικό αποτύπωμα ελαχιστοποιείται χάρη στη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για 15 χρόνια, ενώ οι δοκιμές για 15.000 ώρες λειτουργίας εξασφαλίζουν εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής. Επανασχεδιασμένο με ψηφιακές οδηγίες χρήσης ως εναλλακτική μηδενικών αποβλήτων.

Το Miele ExpertLine είναι ο περήφανος νικητής του βραβείου iF Design για το 2024.

«Είμαστε ευτυχείς που λαμβάνουμε αυτά τα βραβεία για άλλη μια φορά, καθώς αποδεικνύουν εμφανώς την κορυφαία ποιότητα της αισθητικής και του σχεδιασμού μας σε ολόκληρο τον κόσμο.»

Andreas Enslin, Αντιπρόεδρος Miele Design Center



Τίποτα δεν είναι καλύτερο από **την προσωπική επαφή.**

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα για τον νέο μέλος της ομάδας σας – απλά καλέστε μας ή χρησιμοποιήστε τη φόρμα επικοινωνίας στον ιστότοπό μας.

Τηλ.: 210 67 94 444 (εσωτ. 2)

Δευ.-Παρ. 8:00 πμ-5:00 μμ



Περισσότερες πληροφορίες για τη σειρά
Miele ExpertLine και για τη φόρμα επικοινωνίας
www.miele.gr/pro/expertline-lab