

A woman with brown hair tied back, wearing a white lab coat over a blue polo shirt, stands with her arms crossed in a modern kitchen. In the background, there is a Miele oven, a sink with a faucet, and a countertop with various items. A red Miele logo is at the top.

Miele

Από τους επαγγελματίες της υγιεινής.

Για τους επαγγελματίες
στον κλάδο της υγείας.

ExpertLine — η νέα σειρά προϊόντων μας
για την αξιόπιστη πλύση και απολύμανση των εργαλείων σας.



Κάνετε την Ασφάλεια Πράξη.
Σε Κάθε Ειδικότητα.
Με τη σειρά ExpertLine.

Miele




Για ένα ευρύ φάσμα
ειδικοτήτων

Προϊόντα δοκιμασμένα να αντέχουν για

15.000
ώρες λειτουργίας



Γυάλινη πόρτα με εσωτερικό φωτισμό*



Έλεγχος λοιμώξεων με αξιόπιστη ποιότητα.

Οι νέες συσκευές ExpertLine επιτυγχάνουν το υψηλότερο επίπεδο υγιεινής
χάρη στον σχεδιασμό και τα ευέλικτα προγράμματά τους.

Διαθέσιμα **ανταλλακτικά** για έως και

15 έτη

μετά τη διακοπή της παραγωγής της συσκευής.



Βιωσιμότητα

χάρη στην έξυπνη χρήση των πόρων και
των ευέλικτων προγραμμάτων.

Έξυπνη και γρήγορη οθόνη αφής



**Επιλογές στεγνώματος
κατάλληλες για
κάθε εφαρμογή:**

από τη λειτουργία AutoOpen
έως το στέγνωμα με θερμό
αέρα DryPlus, οι expert μας
προσφέρουν διάφορες επιλογές.

Ψηφιακή συνδεσιμότητα χάρη στην εφαρμογή



**Miele MOVE
Connect**

**Άριστη και αποτελεσματική απόδοση πλύσης και
απολύμανσης με υψηλή χωρητικότητα.**

Η πίεση ξεβγάλματος προσαρμόζεται αυτόματα στις διάφορες
απαιτήσεις καθαρισμού – από την απομάκρυνση επιμόνων
το ομοιόμορφο ξεβγάλμα των ειδών που έχουν πλυθεί και
απολυμανθεί.



Ανακαλύψτε τη σειρά
ExpertLine
[www.miele.gr/
pro/pwd86Med](http://www.miele.gr/pro/pwd86Med)

* προαιρετικά

Αποδοτικότητα για κάθε ομάδα.

Ανακαλύψτε την αποδοτικότητα της πλύσης και απολύμανσης εργαλείων με την ExpertLine και βελτιώστε την υγιεινή στο ιατρείο σας.

Διαισθητικός χειρισμός

Η διαισθητική έγχρωμη οθόνη αφής παρέχει γρήγορη πρόσβαση στα αγαπημένα προγράμματα. Σας επιτρέπει επίσης να προσαρμόζετε μεμονωμένες ρυθμίσεις και να εμφανίζετε την κατάσταση του προγράμματος με σαφή και φιλικό προς τον χρήστη τρόπο.

Τέλεια υποστήριξη

Εάν απαιτείται, οι αναλυτικές οδηγίες στην οθόνη παρέχουν διαισθητική υποστήριξη για εργασίες όπως αλλαγή φίλτρων ή καθαρισμό εξαρτημάτων. Αυτό μειώνει τον χρόνο διακοπής λειτουργίας και εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία.

Έξυπνη πλύση και απολύμανση

Ο θάλαμος πλύσης χωρίς ραφές συγκόλλησης εξασφαλίζει την υγιεινή στο εσωτερικό της συσκευής, αποτρέποντας τη συσσώρευση ρύπων. Διάφοροι αισθητήρες παρακολουθούν τη σωστή λειτουργία των βραχιόνων πλύσης και την πίεση του νερού. Φίλτρα πολλαπλών σταδίων για πρόσθετη ασφάλεια και πολλά άλλα – η σειρά ExpertLine προσφέρει τεχνογνωσία μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια.

Διατηρήστε τον απόλυτο έλεγχο

Χάρη στον φωτισμό του θαλάμου και την προαιρετική γυάλινη πόρτα, η διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσης μπορεί να παρακολουθείται ακόμη πιο εύκολα και η φόρτωση της συσκευής μπορεί να γίνεται γρήγορα και άνετα.





Miele

Ποδολογία



Ευελιξία για όλες τις ομάδες.

Η αρθρωτή φιλοσοφία των καλαθιών προσφέρει πλήρη ευελιξία για την κάλυψη των αναγκών σας. Τα ένθετα και τα καλάρια που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για διάφορους ιατρικούς κλάδους επιτρέπουν τη σχολαστική απολύμανση όλων των τύπων εργαλείων. Η ExpertLine προσφέρει επίσης μια σειρά επιλογών για το στέγνωμα, από τη λειτουργία AutoOpen έως το στέγνωμα με θερμό αέρα DryPlus.

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ



Γυναικολογία



Οφθαλμολογία



Αναισθησιολογία



Μια βιώσιμη προσθήκη στην ομάδα σας.

Για εμάς, η αντοχή δεν είναι απλώς μια λέξη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ExpertLine δοκιμάζεται επίσης για **15.000 ώρες λειτουργίας**. Η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών εξασφαλίζει επίσης επισκευές **έως και 15 χρόνια** μετά τη διακοπή της παραγωγής της σειράς.

Προγράμματα που είναι οικονομικά και σχεδιασμένα για διαφορετικές εφαρμογές, σύντομοι χρόνοι λειτουργίας και τεχνολογίες εξοικονόμησης πόρων – όλα αυτά σας επιτρέπουν να εξοικονομείτε νερό, ηλεκτρική ενέργεια και απορρυπαντικά, και προστατεύουν το περιβάλλον.

Ένα διεθνές και ψηφιακό εργαλείο.

Η απλή επιλογή γλώσσας καθιστά τα μοντέλα ExpertLine τους διεθνείς ειδικούς της ομάδας σας. Οι αναλυτικές οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη εξασφαλίζουν ομαλές διαδικασίες.

Χάρη στη σύνδεση με το Miele MOVE Connect, τα δεδομένα της συσκευής μπορούν να προβάλλονται ανά πάσα στιγμή, από οποιαδήποτε συσκευή, και οι ροές εργασίας μπορούν να βελτιστοποιούνται. Έχετε επίσης πρόσβαση σε ενημερώσεις της συσκευής και λαμβάνετε αξιολογήσεις της διαδικασίας καθαρισμού. Για την άμεση υποστήριξη service, υπάρχει επίσης μια διεπαφή που διαβιβάζει σημαντικές πληροφορίες στο Miele Service, ώστε να εξοικονομείτε χρόνο και κόπο.



Γνωρίστε τους επαγγελματίες της υγιεινής.

Όλοι οι experts προσφέρουν μέγιστη αποδοτικότητα χάρη στην υψηλή χωρητικότητα και την απόδοση καθαρισμού με εξοικονόμηση πόρων μέσα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:



Μεγάλη, διαισθητική
έγχρωμη οθόνη αφής




Δοσομέτρηση υγρού απορρυπαντικού με
προαιρετική ανίχνευση στάθμης πλήρωσης



Ολοκληρωμένο πακέτο
προγραμμάτων



Πλήρης συνδεσιμότητα: WLAN ως βασικός
εξοπλισμός, LAN ως προαιρετικός εξοπλισμός



Φωτισμός θαλάμου για ακόμα
πιο άνετη φόρτωση



Ανακαλύψτε τη σειρά ExpertLine
[www.miele.gr/
pro/pwd86Med](http://www.miele.gr/pro/pwd86Med)



ExpertLine PWD 8682 με στέγνωμα EcoDry και προαιρετική γυάλινη πόρτα

Το πρόγραμμα EcoDry διαθέτει τη λειτουργία AutoOpen, η οποία επιτρέπει την εξάτμιση της υπολειπόμενης υγρασίας στο τέλος του προγράμματος, επιτρέποντας στα εργαλεία να κρυσώσουν πιο γρήγορα και, άρα, να αφαιρεθούν άμεσα από τη συσκευή. Η προαιρετική γυάλινη πόρτα σας επιτρέπει επίσης να παρακολουθείτε εύκολα τη διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσης.

ExpertLine PWD 8692 με λειτουργία στεγνώματος με θερμό αέρα DryPlus για βέλτιστα αποτελέσματα στεγνώματος

Το στέγνωμα με θερμό αέρα DryPlus εξασφαλίζει τα βέλτιστα αποτελέσματα στεγνώματος. Εδώ η λειτουργία AutoOpen εξασφαλίζει καλύτερη απομάκρυνση της υπολειπόμενης υγρασίας και, άρα, πιο γρήγορη αποθέρμανση των ιατρικών εργαλείων.



ExpertLine PWD 8682 CD με πρόσθετο αποθηκευτικό χώρο για απορρυπαντικά και προαιρετική γυάλινη πόρτα


Αυτή η συσκευή δεν προσφέρει μόνο στέγνωμα με θερμό αέρα DryPlus με τη λειτουργία AutoOpen, αλλά και άνετο χώρο αποθήκευσης για τα απορρυπαντικά στο πλαϊνό ντουλάπι – εδώ η προαιρετική γυάλινη πόρτα σας επιτρέπει να παρακολουθείτε εύκολα τη διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσης.

Miele 360PRO.

Η ολοκληρωμένη λύση.

Η ακρίβεια στη λειτουργία είναι ευθύνη. Αυτή αποτελεί το κίνητρό μας.

Γνωρίζουμε ότι η υγιεινή κατέχει σημαντικό ρόλο στον ιατρικό τομέα. Για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή υποστήριξη, προσφέρουμε το 360PRO. Το ολοκληρωμένο σύστημά μας με άψογα συντονισμένες λύσεις από μία μόνο πηγή. Από τον σχεδιασμό έως τη βιωσιμότητα, από τα εξαρτήματα έως τη δικτύωση, από τα απορρυπαντικά έως τη συντήρηση, συμπεριλαμβανομένων των βέλτιστων συσκευών: είμαστε εκεί για εσάς, ώστε να μπορείτε να επικεντρωθείτε πλήρως στους ασθενείς σας.



Περισσότερα για το
Miele 360PRO
miele.gr/pro/med-dent



Έτσι ώστε να είστε πλήρως προστατευμένοι.

Η υπηρεσία μας ονομάζεται PROtect και συνδυάζει ολοκληρωμένες υπηρεσίες, μέγιστο έλεγχο των εξόδων και ομαλή προσφορά ανταλλακτικών. Παρέχουμε συμβουλές με απόλυτη διαφάνεια ειδικά για τον κλάδο σας, συντονίζουμε τα ραντεβού και εγγυόμαστε τη διαθεσιμότητα κατάλληλων ανταλλακτικών – ακόμη και 15 χρόνια αφότου διακοπεί η παραγωγή της συσκευής.



Περισσότερα για το PROtect
www.miele.gr/pro/protect

Miele

Βιώσιμη προσέγγιση, βραβευμένος σχεδιασμός.

Καλό για την ομάδα σας. Ακόμα καλύτερο για τον πλανήτη.

«Πάντα καλύτερα». Αυτή είναι η φιλοσοφία μας από το 1899. Είναι το κίνητρό μας για να είμαστε κάθε μέρα και καλύτεροι. Μας παρακινεί καθημερινά να αναπτύσσουμε καλύτερες και πιο έξυπνες συσκευές. Η ExpertLine θέτει επίσης νέα πρότυπα στη βιωσιμότητα. Για παράδειγμα, διαθέτοντας ανταλλακτικά έως και 15 χρόνια μετά τη διακοπή της παραγωγής της συσκευής, με μειωμένο λειτουργικό κόστος και οικολογικό αποτύπωμα, και χάρη στη διάρκεια ζωής που έχει δοκιμαστεί σε 15.000 ώρες λειτουργίας. Η σειρά ExpertLine διαθέτει επίσης ψηφιακό εγχειρίδιο λειτουργίας ως εναλλακτική λύση μηδενικών αποβλήτων.

Η ExpertLine της Miele είναι ο περήφανος νικητής του βραβείου iF Design για το 2024.

«Είμαστε ευτυχείς που λάβαμε αυτό το βραβείο για άλλη μια φορά, το οποίο αναδεικνύει περίτρανα τα κορυφαία πρότυπα αισθητικής και σχεδιασμού μας.»

Andreas Enslin, Αντιπρόεδρος Miele Design Center





Τίποτα δεν συγκρίνεται με **την προσωπική επαφή.**

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα για τη σειρά ExpertLine – απλά καλέστε μας ή χρησιμοποιήστε τη φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας.

Τηλέφωνο: 210 67 94 444 (εσωτ. 2)

Δευ.-Παρ. 08:00 πμ – 5:00 μμ



Περισσότερες πληροφορίες για τη σειρά
Miele ExpertLine και φόρμα επικοινωνίας
www.miele.gr/pro/pwd86Med