

Miele

EasyLoad – Caricamento rapido e uso altamente efficiente della vasca di lavaggio. Il nuovo sistema di carico per il lavaggio della vetreria di laboratorio.

Miele Professional. Immer Besser.



Nuovo:
Sistema
EasyLoad

Miele ha reinventato il caricamento: con EasyLoad

- Nuovo sistema a iniezione per tutti gli attuali moduli a iniezione e molti altri carrelli di carico
- Ottimo uso dello spazio verticale disponibile
- Posizionamento particolarmente veloce e semplice della vetreria
- Accurata pulizia interna della vetreria di tutte le forme e dimensioni
- Sostegno sicuro e massimo rispetto del materiale durante il ciclo di lavaggio

Figura: modulo di carico con griglia di sostegno



EasyLoad significa efficienza e comodità a tutto campo:

- Nuovi ugelli a iniezione (3 diametri, 6 lunghezze)
- Nuovi accoglimenti e supporti in plastica
- Nuovi moduli a iniezione (8-32 ugelli)
- Nuova griglia di sostegno (per 8-32 posizioni degli ugelli)
- Disponibile per PG 8583, PG 8583 CD e PG 8593

L'impiego dei nuovi supporti e ugelli a iniezione senza la griglia di sostegno è possibile in quasi tutti i carrelli di carico Miele.



Anche se la punta dell'ugello appoggia contro la base di un vetro, i nuovi ugelli a iniezione garantiscono comunque un accurato lavaggio interno. L'innovativo supporto circonda il listello a iniezione del modulo o del cesto, evitando movimenti laterali senza sprecare prezioso spazio in altezza.



Il nuovo telaio di supporto fornisce maggiore sostegno e stabilità alla vetreria. All'occorrenza può essere posizionato sopra il modulo a iniezione, bloccando in verticale, in modo sicuro ma delicato, anche la vetreria da laboratorio di grandi dimensioni.

EASYLOAD



System4Lab