

**Miele**

## **Sicurezza 360PRO**

Inserti per il ricondizionamento di sistemi per la sedazione cosciente

Miele Professional. Immer Besser.




# In buone **mani**



Così come i tuoi pazienti più timorosi si fidano della tua competenza, così tu puoi affidarti a Miele per il ricondizionamento di tutti i tuoi strumenti. Ora anche i tubi e le maschere utilizzate per la sedazione cosciente<sup>1</sup>. Miele ha, infatti, studiato un insieme di componenti che consentono di trattare in un unico ciclo all'interno del suo termodisinfettore PG 8581 o PG 8591 fino a 5 set di tubi per sedazione cosciente e le relative maschere. E in più rimane ancora spazio per altri strumenti solidi e a iniezione.

# Componenti per il ricondizionamento di sistemi dentali per la sedazione cosciente



## Sistema per sedazione cosciente

- Composto da:
  - 1 x cesto superiore A 105/1
  - 1 x APWD 325
  - 1 x E 146
  - Ev. 1 x APWD 328 e 1 x APWD 326
  - Altri accessori e accoglimenti, p. es. A 803
- Per sistemi di sedazione cosciente Biewer e Baldus

NB: vedere immagine di copertina per capire la capacità di carico della macchina in caso di trattamento dei tubi dei sistemi di sedazione cosciente



## APWD 325

### Inserto per il ricondizionamento di tubi dei sistemi di sedazione cosciente del settore dentale

- Trattamento contemporaneo di fino a 5 set doppi di tubi per la sedazione cosciente
- Con adattatori per il collegamento sicuro al sistema a iniezione
- Lavaggio e asciugatura interni/esterni affidabili dei tubi
- Possibile trattamento contemporaneo delle maschere dei pazienti nella bacinella E 146
- Ampio spazio per il trattamento di altri strumenti ad ogni carico
- H 132, L 323, P 379 mm



## APWD 328

### Inserto set di ampliamento per il ricondizionamento di sistemi di sedazione cosciente del settore dentale

- Aumento della capacità fino a 5 set di tubi doppi in totale
- 5 pz. piastre a clip e orientabili
- H 132, L 323, P 379 mm



## APWD 326

### Adattatore set integrativo con adattatori per tubi doppi di sistemi di sedazione cosciente del settore dentale

- Contiene 2 adattatori
- Set integrativo per APWD 325
- H 65, L 40, P 78 mm



## E 146

### Inserto per il ricondizionamento ottimale di diversi strumenti

- Per l'accoglimento di maschere per sedazione cosciente
- Ampiezza maglie base 3 mm, lati 1,7 mm, coperchio 8 mm
- Dotato di due maniglie oscillanti
- Per cesto superiore e inferiore
- H 55, L 150, P 225 mm

Articolo	Descrizione	Nr. mat.
APWD 325	Inserto per il ricondizionamento di tubi dei sistemi di sedazione cosciente	12036420
APWD 326	Adattatore set integrativo con adattatori per tubi doppi di sistemi di sedazione cosciente	12036440
APWD 328	Inserto set di ampliamento per il ricondizionamento di sistemi di sedazione cosciente	12036450
E 146	Inserto per il ricondizionamento ottimale di diversi strumenti	3346680

# Miele

**Miele Italia Srl**

Str. di Circonvallazione, 27  
39057 Appiano - S. Michele (BZ)

[professional@miele.it](mailto:professional@miele.it)  
[www.miele-professional.it](http://www.miele-professional.it)

**Contact Center Professional**

**tel. 0471 666 319**

lun-ven 8.00-20.00  
sab 9.00-17.00

**Dental BestPrice**

Sede Legale:  
Via Quarena, 145  
25085 Gavardo (BS)

[info@dentalbestprice.it](mailto:info@dentalbestprice.it)  
[www.dentalbestprice.it](http://www.dentalbestprice.it)

(+39) 320-6306874