

Miele

I nuovi prodotti chimici: ProCare Med

Per avere
la "giusta
chimica"

Miele Professional. Immer Besser.



60
ANNI

Tecnologia
medica e
di laboratorio

www.miele-professional.it

Un sistema - infiniti vantaggi

I prodotti chimici ProCare Med ampliano la gamma Miele per il trattamento igienico negli ambulatori medici.

SOLUZIONE DI SISTEMA



Connubio ormai noto di semplicità e affidabilità. I clienti dispongono di un partner di riferimento unico e possono accedere a un'offerta "senza pensieri".

MANTENIMENTO
DEL VALORE



La particolare combinazione di potenti apparecchiature per il lavaggio e la disinfezione, programmi speciali e prodotti chimici ProCare Med offre un trattamento accurato e nel contempo delicato degli strumenti.

OTTIMI RISULTATI DI
LAVAGGIO



La tecnologia delle macchine e i prodotti chimici sono combinati in modo perfetto per ottenere risultati eccezionali.

SICUREZZA &
RISPARMIO DI TEMPO



È garantito il presupposto per una sterilizzazione sicura dopo un test visivo e di funzionamento e la cura degli strumenti.

OTTIMO RAPPORTO
QUALITÀ-PREZZO



Massima efficienza grazie alla bassa concentrazione di dosaggio con ridotte quantità di acqua in tutti i blocchi programmi.

SOSTENIBILITÀ



Senza fosfati e forti agenti complessanti, quindi con sostanze biodegradabili. Gli imballaggi, compresi i sistemi di chiusura e le etichette, sono completamente riciclabili.

COMPATIBILITÀ TESTATA
DEI MATERIALI



pH neutro e alcalinità media – senza sostanze aggressive per un trattamento particolarmente delicato dei materiali.

Tutto per il trattamento igienico

Con i prodotti chimici della linea ProCare Med, Miele amplia il concetto, ormai affermato, del suo sistema a 360° nel trattamento degli strumenti medici. Le macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione e gli sterilizzatori vengono integrati in modo personalizzato con cesti e inserti in base alle esigenze, mentre le nostre soluzioni per la tracciabilità dei processi e l'assistenza garantiscono un funzionamento ineccepibile. Da subito questo pacchetto "senza pensieri" si amplia con prodotti chimici specifici per il trattamento di strumenti medici.

PER AVERE LA "GIUSTA CHIMICA"

Su misura per i processi quotidiani e per le esigenze specifiche degli strumenti medici: prodotti chimici ProCare Med. Dal pretrattamento al lavaggio e alla neutralizzazione fino al trattamento manuale, la gamma risponde a tutte le esigenze specifiche degli strumenti medici.

Medicina generale e chirurgia, medicina specialistica come ginecologia, dermatologia, urologia, oftalmologia oppure otorinolaringoiatria: in ogni settore i prodotti chimici ProCare Med contribuiscono al rispetto di elevati standard di igiene. E questo sempre conservando gli elevati livelli qualitativi e il valore dei materiali.



ABBIAMO PENSATO A TUTTO: IL NOSTRO SISTEMA A 360°

Miele è il partner ideale per tutti gli aspetti di interesse di un ambulatorio medico. Iniziando da lavaggio, disinfezione e sterilizzazione di strumenti medici, per passare al lavaggio igienico dell'abbigliamento indossato negli ambulatori fino al lavaggio rapido di stoviglie negli ambienti comuni per la pausa e alla purificazione sicura dell'aria nelle sale di attesa: Miele Professional è in grado di offrire per ogni settore valide soluzioni che semplificano la routine lavorativa quotidiana.

60 ANNI DI ESPERIENZA

Miele è leader in molti paesi per quanto riguarda il trattamento degli strumenti. Grazie allo sviluppo di innovazioni, come i programmi VarioTD, OXIVARIO e ORTHOVARIO, abbiamo dettato gli standard nel trattamento di dispositivi medici. Produttori leader di strumenti consigliano le soluzioni di trattamento Miele e una fitta rete di esperti di vendita e assistenza accompagna i clienti nella scelta dei prodotti e nel loro impiego.

60 ANNI Tecnologia medica e di laboratorio



Scopri la linea ProCare Med!

La gamma dei prodotti chimici ProCare Med offre una soluzione ideale per ogni applicazione ed esigenza.



ProCare Med 64 LUB

Lubrificante da spruzzare per la cura manuale degli strumenti. Protegge da usura, corrosione, ruggine, formazione di macchie sugli strumenti.



ProCare Med 13 PRE

Schiuma di pretrattamento enzimatica, mediamente alcalina, per il pretrattamento manuale. Riduce il fissaggio delle impurità.



ProCare Med 40

Additivo per il risciacquo finale, biocompatibile, per abbreviare la durata di asciugatura con una ridotta formazione di macchie.



ProCare Med 30 P

Neutralizzante forte, senza tensioattivi, a base di acidi inorganici.

ProCare Med 30 C

Neutralizzante delicato, senza tensioattivi, a base di acidi organici per la rimozione di residui alcalini.



ProCare Med 10 A

Detergente universale alcalino per il trattamento in macchina di strumenti e utensili con eccezionale efficacia di lavaggio.




ProCare Med 10 PRE

Il prodotto ecologico per il pretrattamento manuale. Con sostanze biodegradabili.




ProCare Med 10 MA

Detersivo universale, mediamente alcalino, per il trattamento in macchina di strumenti chirurgici. Efficace e allo stesso tempo delicato sui materiali.



Esperti in ogni settore

Miele offre per ambulatori medici e sale operatorie mobili la soluzione ideale e personalizzata che risponde alle rispettive particolarità ed esigenze. Risultati di lavaggio ottimi ottenuti con concentrazioni ridotte di dosaggio e durate brevi dei programmi. Gli utenti possono quindi godere di un significativo risparmio di tempo e denaro nella routine quotidiana.



Denominazione prodotto	Confezione / Capacità	Nr. mat.
Pretrattamento		
ProCare Med 13 PRE Schiuma di pretrattamento enzimatica, mediamente alcalina	Flacone spray da 500 ml	11847560
ProCare Med 10 PRE Detersivo a mano, ecologico	Bottiglia da 1 l con beccuccio Tanica da 5 l	11847280 11847400
Lavaggio		
ProCare Med 10 MA Detergente universale, mediamente alcalino, per il trattamento in macchina	Bottiglia da 1 l con collo largo Tanica da 5 l	11847720 11847730
ProCare Med 10 A Detersivo universale alcalino per il trattamento in macchina	Tanica da 5 l	11847660
Neutralizzazione		
ProCare Med 30 C Neutralizzante a base di acidi organici	Bottiglia da 1 l con beccuccio Bottiglia da 1 l con collo largo Tanica da 5 l	11847780 11847790 11847800
ProCare Med 30 P Neutralizzante a base di acidi inorganici	Bottiglia da 1 l con beccuccio Bottiglia da 1 l con collo largo Tanica da 5 l	11847890 11847900 11847910
Risciacquo finale		
ProCare Med 40 Additivo per il risciacquo finale, biocompatibile	Bottiglia da 1 l con beccuccio	11848250
Cura degli strumenti		
ProCare Med 64 LUB Prodotto lubrificante per la cura manuale degli strumenti	Flacone spray da 200 ml	11848680

I prodotti chimici Miele possono essere acquistati presso i rivenditori specializzati, i centri assistenza tecnica oppure ordinati comodamente e rapidamente sullo shop online Miele.

Vieni a trovarci:

www.mieleprofessionalclick.it/

Vantaggi dello shop online:

nessun ordine minimo, shop aperto 24 h su 24

Miele Italia S.r.l.

Str. di Circonvallazione, 27
39057 Appiano - S. Michele (BZ)
professional@miele.it
www.miele-professional.it

Online shop

www.mieleprofessionalclick.it

Contact Center Professional

tel. 0471 666 319
lun-ven 8.00-20.00
sab 09.00-12.00 / 14.00-18.00

Immer Besser

Dal 1899 Miele opera come azienda a conduzione familiare in base a una filosofia precisa: Immer Besser. Questa ambizione è la base per la proverbiale qualità, la sostenibilità e la forza innovatrice di un marchio "Made in Germany". Una promessa che conferisce ai professionisti la consapevolezza di essersi decisi per il prodotto giusto.

Eccellenza premiata

Affidabilità senza compromessi in termini di prodotti e servizio di assistenza è il motivo per cui Miele regolarmente viene premiata come miglior marchio in cui il cliente ripone maggiore fiducia. Riconoscimenti prestigiosi di design come MX Award, iF, reddot e il premio tedesco per la sostenibilità comprovano la prominenza di Miele in materia di design, gestione della qualità e tutela delle risorse.

Competenza

Da decenni Miele Professional sviluppa e produce con un elevato grado di integrazione verticale pregiate macchine da lavanderia, lavastoviglie, apparecchiature per il lavaggio e la disinfezione e sterilizzatori. Accessori specifici, un servizio di consulenze completo e il veloce servizio di assistenza tecnica Miele consentono di ottenere da queste macchine sempre il massimo in termini di prestazioni e redditività.