

Miele DataDiary Release Notes 1.3

Het is absoluut noodzakelijk dat, voor de installatie van de appversie, de operator de al vastgelegde protocollen vrijgeeft of annuleert. Dit is nodig om dataverlies te voorkomen.

Wijzigingen:

- Ondersteuning van de Cube / Cube X tafelsterilisatoren
- Gelijktijdige ondersteuning van maximaal negen machines via het lokale wifinetwerk (XKM softwareversie 51.10 of hoger)
- XKM-update triggeren via DataDiary-app
- Bugfixes