

Miele DataDiary App

W codziennej praktyce wielu gabinetów aplikacja Miele DataDiary pozwala oszczędzać czas podczas tworzenia dokumentacji procesowej mycia, dezynfekcji i sterylizacji narzędzi. Teraz również nowe sterylizatory Cube mogą transferować bezprzewodowo dane procesu do tabletu. Aplikacja automatycznie pobiera dane procesowe z myjni dezynfektorów PG 858x / PG 859x oraz małych sterylizatorów CUBE / CUBE X i umożliwia tworzenie raportu z przeprowadzonego procesu bezpośrednio na tablecie – bez kabli, nośników danych USB ani innych elementów pośrednich. Aplikacja DataDiary obsługuje teraz do dziewięciu urządzeń Miele za pośrednictwem sieci WLAN w jednym gabinecie.

DataDiary oferuje:

- Łatwa w użyciu rozwiązanie Plug & Play dla myjni dezynfektorów PG 858x / PG859x oraz małych sterylizatorów Cube / Cube X
- Plug & Play: automatyczne rozpoznawanie urządzenia w sieci
- Łatwa obsługa: pulpit nawigacyjny z jasnymi wskazówkami dla użytkownika
- Zabezpieczony transfer danych w sieci WLAN (WPA2) pomiędzy urządzeniem Miele i tabletem
- Łatwe do skonfigurowania połączenie WLAN dzięki SSID (Service Set Identifier) i hasłu
- Generowanie raportów w formacie PDF
- Autoryzacja użytkownika za pomocą kart NFC lub przez podanie nazwy użytkownika i hasła
- Nowoczesny interfejs użytkownika dla urządzeń z systemem Android od 7-calowego wyświetlacza (min. 1280 x 800 pikseli)
- Android 10 i nowsze

Uprawnienia

Aplikacja ma pozwolenie na:

Lokalizacja

- przybliżona lokalizacja (na podstawie sieci)
- dokładna lokalizacja (na podstawie sygnału GPS i sieci)

Zdjęcia, multimedia i pliki

- odczytywanie zawartości pamięci USB
- modyfikowanie i usuwanie zawartości pamięci USB

Miele DataDiary App

Pamięć

- odczytywanie zawartości pamięci USB
- modyfikowanie i usuwanie zawartości pamięci USB

Informacje o połączeniu Wi-Fi

- wyświetlanie połączeń Wi-Fi

Inny problem

- łączenie się i rozłączanie z siecią Wi-Fi
- pełny dostęp do sieci
- kontrolowanie łączności Near Field Communication
- zapobieganie przechodzeniu urządzenia w tryb uśpienia