

Miele DataDiary Release Notes 1.3

Przed zainstalowaniem nowej wersji aplikacji obowiązkowe jest zapisanie lub anulowanie pobranych przez użytkownika raportów! Jest to konieczne, aby uniknąć utraty danych.

Zmiany:

- Obsługa małych sterylizatorów Cube/Cube X
- Jednoczesna obsługa do 9 urządzeń za pośrednictwem lokalnej sieci WLAN (oprogramowania XKM w wersji 51.10 lub wyższej)
- Wyzwalanie aktualizacji XKM za pomocą aplikacji DataDiary
- Poprawki błędów