

Miele

Solução Miele para
a sua clínica dentária.

Miele Professional. Immer Besser.

360 PRO



A sua clínica. Os seus pacientes. Os seus recursos.

A nossa solução 360PRO.

360PRO é uma solução completa para o reprocessamento profissional de instrumentos que atende às mais altas exigências. O ciclo de reprocessamento compreende quatro fases a partir de um único fornecedor. Máquinas de alto desempenho, produtos químicos à medida, software moderno e assistência técnica de excelência para uma otimização do ciclo de instrumentos, resultando em elevados standards de higiene e conservação dos instrumentos.



1.

Tudo começa na cadeira do paciente, sentir segurança e confiança em processos seguros e higiénicos.



2.

Instrumentos com elevado valor de investimento requerem cuidados adicionais e uma conservação adequada.



3.

O reprocessamento mecânico oferece soluções flexíveis de uma forma segura e que preserva o material.



Vario
TD 93

4.

Processos automatizados e em conformidade com a norma EN-15883 para uma limpeza correta de elevado rendimento e que permita otimizar o tempo de trabalho dos assistentes.



5.

Esterilização fiável que contribui para a rápida disponibilidade dos instrumentos.



6.

Instrumentos embalados e prontos a serem utilizados novamente com o próximo paciente.



Assistência Técnica

Uma vasta rede de técnicos especializados devidamente habilitados e formados pela marca, asseguram um serviço rápido no local e uma taxa de resolução de mais de 90% das incidências logo na primeira visita.

Instalação, Colocação em funcionamento, Manutenção, Reparação, Peças de substituição.

Solução Miele enquadrada no Processo



Componentes

Ampla variedade de cestos e complementos para um elevado rendimento e tratamento suave dos materiais.



Máquina de lavar e desinfetar PG8581

Solução completa de lavagem, desinfecção e secagem ativa. Reprocessamento perfeito de até 44 instrumentos ocios e até 160 conjuntos de instrumentos por ciclo.



Produtos químicos ProCare

A combinação perfeita para um reprocessamento adequado dos seus instrumentos.



Esterilizador Cube

Imbatível graças a diferentes tamanhos de cuba, ciclos curtos, excelente poupança de energia e operação conveniente.



Documentação do processo

Adaptado aos seus processos e máquinas para transparência total e segurança com Miele MOVE, DataDiary ou SegoSoft Miele Edition.



Aproveite as condições especiais da nossa promoção.

Saiba mais. Siga o link no QR Code.

Miele Portuguesa, Lda
MIELE Experience Center
Av. do Forte, 5
2790-073 Carnaxide

+351 21 42 48 425
backoffice.professional@miele.pt



www.miele.pt/professional

Immer Besser

Como empresa familiar, a Miele atua desde 1899 em conformidade com uma filosofia simples: Immer Besser (Sempre melhor). Esta pretensão ampla serve de base para a qualidade proverbial, sustentabilidade e para a capacidade de inovação de uma marca «Made in Germany». Uma promessa que oferece aos utilizadores profissionais a certeza de terem escolhido o produto certo.

Distinguida

A fiabilidade inquestionável no que respeita a produtos e serviços é o motivo pelo qual a Miele é regularmente escolhida pelos utilizadores como a melhor e mais fiável marca. As prestigiadas distinções, como o MX Award, os iF e reddot Design Awards e o prémio alemão de sustentabilidade vêm confirmar a posição de destaque da Miele também em matéria de design, gestão da qualidade e preservação de recursos.

Competente

Há décadas que a Miele Professional tem vindo a desenvolver e a produzir, com grande capacidade de produção, máquinas de lavandaria, máquinas de lavar louça, máquinas de lavar e desinfetar, assim como esterilizadores de alta qualidade. Os componentes cuidadosamente ponderados, os abrangentes serviços de consultoria e o eficaz serviço de assistência pós-venda da Miele permitem que as máquinas ofereçam a máxima excelência em termos de desempenho e de rentabilidade.

Miele Professional na Internet

- Informações detalhadas sobre os dados técnicos, equipamentos e componentes
- Brochuras sobre todos os grupos de produtos e áreas do utilizador para download
- Apresentações ilustrativas, instruções e apresentações de produtos no canal YouTube