

Miele

Os novos produtos químicos: ProCare Med

A química certa.

Miele Professional. Immer Besser.



Um sistema – várias vantagens

Os produtos químicos ProCare Med completam a gama de produtos Miele no âmbito do reprocessamento higiénico em consultórios médicos.

SOLUÇÃO DE SISTEMA



Interação comprovada entre simplicidade e fiabilidade. Os clientes têm um fornecedor único e podem ter acesso a uma oferta completa sem preocupações.

RETENÇÃO DE VALOR



A combinação especial entre potentes máquinas de lavar e desinfetar, programas especiais e produtos químicos ProCare Med oferece um reprocessamento minucioso mas delicado dos instrumentos.

RESULTADOS DE LIMPEZA EFICAZES



A tecnologia dos aparelhos e os produtos químicos estão coordenados para alcançar resultados de reprocessamento de alta qualidade.

SEGURANÇA E POUPANÇA DE TEMPO



Está garantido o pré-requisito para uma esterilização segura após um teste visual e funcional e manutenção dos instrumentos.

EXCELENTE RELAÇÃO PREÇO-DESEMPENHO



Alta eficiência devido a baixas concentrações de dosagem com pequenas quantidades de água em todos os blocos de programas.

SUSTENTABILIDADE



Sem fosfatos e agentes fortemente complexantes, mas com ingredientes degradáveis. As unidades de embalagem, incluindo os fechos e etiquetas, são totalmente recicláveis.

COMPATIBILIDADE DE MATERIAL COMPROVADA



pH-neutro e ligeiramente alcalino: sem ingredientes corrosivos para a máxima proteção do material.

Tudo para o reprocessamento higiênico

Com os produtos químicos ProCare Med, a Miele Professional está a expandir o seu conceito 360° para o reprocessamento de instrumentos médicos. As nossas máquinas de lavar e desinfetar e esterilizados são complementados individualmente com cestos e complementos para o reprocessamento com base nas necessidades, enquanto as nossas soluções sobre a documentação de processos e assistência asseguram um funcionamento sem problemas. Este pacote totalmente simplificado é agora completado por produtos químicos especiais para o reprocessamento de instrumentos médicos.

A QUÍMICA CERTA

Os produtos químicos ProCare Med são feitos sob medida para os processos diários e requisitos específicos dos instrumentos médicos. Desde o pré-tratamento, a limpeza e neutralização, até ao cuidado manual, a gama cobre todos os requisitos específicos de instrumentos médicos de alta qualidade.

Quer se trate de medicina geral e cirurgia, especialidades médicas como ginecologia, dermatologia, urologia, oftalmologia, ou otorrinolaringologia: em todas as áreas, os produtos químicos ProCare Med contribuem para manter elevados padrões de higiene. E sempre mantendo um alto nível de qualidade e valor material.



PENSÁMOS EM TUDO: O NOSSO CONCEITO DE SISTEMA 360°

A Miele é o parceiro holístico para todas as necessidades de um consultório médico. Começando com a limpeza, desinfecção e esterilização de instrumentos médicos, a lavagem higienicamente perfeita de vestuário de consultório, até à lavagem rápida de pratos na sala dos colaboradores e a purificação de ar em segurança na sala de espera: a Miele Professional oferece valiosos suplementos em todas as áreas, que simplificam o trabalho diário.

60 ANOS DE EXPERIÊNCIA

A Miele é líder no reprocessamento de instrumentos em muitos países. Através do desenvolvimento de inovações, tais como os programas VarioTD, OXIVARIO e ORTHOVARIO, foram estabelecidos padrões no reprocessamento de dispositivos médicos. Os principais fabricantes de instrumentos recomendam as soluções de reprocessamento Miele, e uma grande rede internacional de especialistas em vendas e serviços altamente qualificados aconselha os clientes na seleção de produtos e respetiva aplicação.

60 ANOS Técnica de Medicina e Laboratório



Descubra o ProCare Med!

O portefólio de produtos químicos ProCare Med apresenta uma solução adequada para cada aplicação e cada necessidade.



ProCare Med 64 LUB

Produto para tratamento manual de instrumentos, para pulverizar. Protege contra o desgaste, corrosão, ferrugem e formação de manchas nos instrumentos.



ProCare Med 13 PRE

Espuma de pré-tratamento enzimática ligeiramente alcalina, para pré-tratamento manual. Reduz a aderência de contaminantes.



ProCare Med 40

Neutralizante biocompatível para encurtar o tempo de secagem com redução da formação de manchas.

ENXAGUAMENTO FINAL

CONSERVAÇÃO

REPROCESSAMENTO
COMPLETO DE INSTRUMENTOS
MÉDICOS

PRÉ-TRATAMENTO



ProCare Med 10 PRE

Detergente ecológico para utilização manual. Com componentes facilmente biodegradáveis.



ProCare Med 30 P

Agente neutralizante potente e sem tensoativos à base de ácido inorgânico.

NEUTRALIZAÇÃO

LAVAGEM



ProCare Med 10 MA

Detergente multiusos ligeiramente alcalino, para o reprocessamento mecânico de instrumentos cirúrgicos. Potente e, ao mesmo tempo, conservador do material.

ProCare Med 30 C

Agente neutralizante suave e sem tensoativos à base de ácido orgânico, para a remoção de resíduos alcalinos.




ProCare Med 10 A

Detergente multiusos alcalino para o reprocessamento mecânico de instrumentos e utensílios com um excelente desempenho de limpeza.

Especialistas em todas as áreas

Oferecemos aos consultórios médicos e centros de cirurgia ambulatória a solução apropriada e individual, que corresponde precisamente às suas particularidades e requisitos especiais. Irá beneficiar de excelentes resultados de limpeza alcançados com baixas concentrações de dosagem e curtos tempos de execução do programa. Isso permite aos utilizadores atingirem uma economia significativa de tempo e dinheiro na gestão diária dos seus consultórios.



Designação do produto	Dimensão da embalagem	N.º de mat.
Pré-tratamento		
ProCare Med 13 PRE Espuma de pré-tratamento enzimática ligeiramente alcalina	Vaporizador de 500 ml	11847580
ProCare Med 10 PRE Detergente ecológico para utilização manual	Frasco de 1 l com bocal Recipiente de 5 l	11847510 11847520
Lavagem		
ProCare Med 10 MA Detergente multiusos ligeiramente alcalino para o reprocessamento mecânico	Frasco de 1 l de bocal largo Recipiente de 5 l	11847760 11847770
ProCare Med 10 A Detergente multiusos alcalino para o reprocessamento mecânico	Recipiente de 5 l	11847690
Neutralização		
ProCare Med 30 C Agente neutralizante à base de ácido orgânico	Frasco de 1 l com bocal Frasco de 1 l de bocal largo Recipiente de 5 l	11847850 11847860 11847880
ProCare Med 30 P Agente neutralizante à base de ácido inorgânico	Frasco de 1 l com bocal Frasco de 1 l de bocal largo Recipiente de 5 l	11847950 11847960 11847970
Enxaguamento final		
ProCare Med 40 Neutralizante biocompatível	Frasco de 1 l com bocal	11848310
Conservação		
ProCare Med 64 LUB Produto para tratamento manual de instrumentos	Pulverizador de 200 ml	11848940

Pode comprar produtos químicos de limpeza Miele junto dos nossos parceiros oficiais ou contactando-nos diretamente.

Visite-nos em
miele.pt/professional/

Mais informações:
estamos disponíveis através do número de telefone 966405837 de segunda a sexta das 8h30 às 17h30

Miele Portuguesa, Lda

MIELE Experience Center
Av. do Forte, 5
2790-073 Carnaxide

Contactos:

Tlf.: 214 248 425

professional@miele.pt

www.miele-professional.pt

Immer Besser

Como empresa familiar, a Miele atua desde 1899 em conformidade com uma filosofia simples: Immer Besser. Esta pretensão ampla serve de base para a qualidade proverbial, sustentabilidade e para a capacidade de inovação de uma marca «Made in Germany». Uma promessa que proporciona aos utilizadores profissionais a certeza de terem escolhido o produto certo.

Distinguida

A fiabilidade inquestionável no que respeita a produtos e serviços é o motivo pelo qual o utilizador opta regularmente pela Miele como sendo a melhor marca e a mais fiável. As prestigiadas distinções, como MX Award, iF e reddot Design Awards, assim como o prémio alemão de sustentabilidade vêm confirmar a posição de destaque da Miele também em matéria de design, gestão da qualidade e preservação de recursos.

Competente

Há décadas que a Miele Professional tem vindo a desenvolver e a produzir, com grande capacidade de produção, máquinas para lavandarias, máquinas de lavar louça, de lavar e desinfetar, assim como esterilizadores. Os acessórios cuidadosamente coordenados, os abrangentes serviços de consultoria e o eficaz serviço de assistência técnica da Miele permitem que as máquinas ofereçam um desempenho e rentabilidade de excelência.