

ExpertLine

PLW 8683, PLW 8693, PLW 8683 CD konfigurationsexempel

Laboratedisklösningen för högsta standard på rengöring, användarkomfort och flexibilitet.



Mer om ExpertLine
www.miele.se/p



Basic



Hög prestanda



Stora laboratorieglas



Mätcylindrar



Pipetter och andra laboratorieglas



Sedimentationskärl



Flaskor



Petriskålar



Viskosimeter

Antal	Materialnummer	Artikel
Basic		
1	12645590	A 101 överkorg med spolarm
2	11131690	AK 12/1 insats
1	12666330	A 150 underkorg
1	11116900	A 300/3 injektormodul utrustad med 8 dysor
1	12665410	A 860 hållargaller för A 300/3
1	11116950	A 301/5 injektormodul utrustad med 18 dysor
1	12665440	A 861 hållargaller för A 301/5
Hög prestanda		
1	12642640	A 100 överkorg
2	11131690	A 302/3 injektormodul utrustad med 32 dysor
2	12665480	A 862 hållargaller för A 302/3
1	12666330	A 150 underkorg
2	11116950	A 301/5 injektormodul utrustad med 18 dysor
2	12665440	A 861 hållargaller för A 301/5
Stora laboratorieglas		
1	12666330	A 150 underkorg
2	11055970	A 313 injektormodul för rengöring av laboratorieglass i stora volymer
4	12665100	A 846 injektordysa, med stöd, för rengöring av laboratorieflaskor och rundkolvar
Mätcylindrar		
1	12666330	A 150 underkorg
2	12683100	A 306/1 injektormodul, idealisk för laboratorieglass med stora volymer
Pipetter och andra laboratorieglas		
1	12666330	A 150 underkorg
1	12669220	A 303 modul, för upp till max 98 pipetter
1	11116950	A 301/5 injektormodul utrustad med 18 dysor
1	12665440	A 861 hållargaller för A 301/5

Antal	Materialnummer	Artikel
Sedimentationskärl		
1	12666330	A 150 underkorg
2	12668780	A 300/2 injektormodul för optimal placering av laboratorieglass
2	12151110	Sats med Injektordysor, med stöd, för rengöring av sedimenteringskärl (Imhoff)
Flaskor		
1	12642640	A 100 överkorg
1	11116960	A 302/3 injektormodul utrustad med 32 dysor
1	12665480	A 862 hållargaller för A 302/3
2	12669230	A 304 injektormodul för optimal placering av diskgodis för upp till 98 pipetter
1	12666330	A 150 underkorg
1	11116950	A 301/5 injektormodul utrustad med 18 dysor
1	12665440	A 861 hållargaller för A 301/5
Petriskålar		
1	12645600	A 102 överkorg, justerbar i höjddled
1	3830270	E 118 insats, för halva petriskålar
1	12666340	A 151 underkorg
1	3830280	E 136 insats, för 56 halva petriskålar
1	3830290	E 137 insats, för 56 halva petriskålar
Viskosimeter		
1	12666330	A 150 underkorg
1	11116900	A 300/3 injektormodul utrustad med 8 dysor
1	12665410	A 860 hållargaller för A 300/3
1	11054470	A 312 injektormodul för rengöring av viskosimetrar
Två A 312 moduler kan också placeras bredvid varandra i en A 150 underkorg.		



ProCare Lab –

skräddarsydd diskmedel för bästa resultat, maximalt skonsamt mot materialet och ekonomisk dosering. För mer info besök www.miele.se/p

