



Miele

Från experterna på hygien.

För experter
inom hälso- och sjukvård.

ExpertLine – vår nya produktlinje
för tillförlitlig instrumentrengöring.

Möt experterna på hygien.



Den intuitiva touchdisplayen i färg ger direktåtkomst till favoritprogrammen, inställningarna kan anpassas och programstatusen visas tydligt i ett användarvänligt format.

Pumpen med variabelt varvtal är central: sköljtrycket anpassas automatiskt till olika rengöringskrav – från avlägsnande av envis smuts till enhetlig sköljning av föremål som ska rengöras.

När det gäller torkning erbjuder våra experter alternativen AutoOpen-funktionen och DryPlus-varmluftstorkning.



Upptäck ExpertLine
www.miele.se/p



För ett brett utbud av
specialområden

Testad för


15000

drifttimmar.

Reservdelar finns tillgängliga i upp till

15 år

efter att modellserien har utgått.



Hållbar

tack vare en smart användning av
resurser och anpassade program.



Miele MOVE
Connect

Tack vare Miele MOVE Connect kan produktdata visas när som helst, från vilken enhet som helst, och arbetsflödena kan optimeras. Du har tillgång till uppdateringar av produktcyklerna och full transparens när det gäller processdata – så att du får en perfekt överblick.