



Miele

Från experterna på hygien.

För experterna
inom hälso- och sjukvård.

ExpertLine – vår nya produktserie
för tillförlitlig instrumentrengöring.

Miele Professional. Immer Besser.

ExpertLine



Omsätt säkerhet
i praktiken.
I varje mottagning.
Med ExpertLine.




För ett brett utbud av
specialområden

Testad för

15000
drifttimmar



Glaslucka med invändig belysning*



Infektionskontroll med tillförlitlig kvalitet.

De nya ExpertLine-produkterna uppnår högsta möjliga nivå av hygien tack vare sin design och sina mångsidiga program.

Reservdelar finns tillgängliga i upp till

15 år


efter att modellserien har utgått.



Hållbar

tack vare en smart användning av
resurser och anpassade program.

Intuitiv och  **snabb touchstyrning**



**torkalternativ som passar för
alla tillämpningar:**

från AutoOpen-funktionen till
DryPlus-varmluftstorkning – våra
experter erbjuder olika alternativ.

Digital uppkoppling tack vare



**Miele MOVE
Connect**

**Utmärkt och effektiv rengörings- och desinfektionsprestanda
med hög kapacitet.**

Sköljtrycket anpassas automatiskt till olika rengöringskrav – från
avlägsnande av envis smuts till enhetlig sköljning av föremål som
ska rengöras.



Upptäck ExpertLine
www.miele.se/p

Effektivitet för varje team.

Upptäck effektiviteten i instrumentrengöring med ExpertLine och förbättra hygienen på din mottagning.

Intuitiv användning

Den intuitiva touchdisplayen i färg ger direktåtkomst till favoritprogram. Den gör det också möjligt att justera individuella inställningar och displayen visar programstatus på ett tydligt och användarvänligt sätt.

Perfekt support

Vid behov ger instruktionssekvenser på displayen intuitivt stöd för uppgifter som byte av filter eller rengöring av delar. Detta minskar stilleståndstiden och säkerställer en smidig användning.

Smart rengöring och desinfektion

Det osvetsade diskutrymmet ger en hygienisk interiör och förhindrar att smuts ansamlas. Olika sensorer övervakar att spolarmarna fungerar som de ska och att vattentrycket är korrekt. Flerstegsfilter för ökad säkerhet och mycket mer – ExpertLine erbjuder expertis in i minsta detalj.

Håll ett öga på allt

Tack vare belysningen i diskutrymmet och glasluckan (tillval) kan rengörings- och desinfektionsprocessen övervakas ännu enklare och diskgodset kan placeras snabbt och bekvämt.



Programmi		
Vario TD	4x	Vario TD
HNO		Instr 4 S
0:41 Std		0:40 Std
Vario TD		Vario TD
GYN		MIC
0:54 Std		0:40 Std

Miele



Ett hållbart tillskott till ditt team.

För oss är hållbarhet inte bara ett ord. Därför är ExpertLine också testad **för 15000 driftstimmar**.
Tillgången på reservdelar säkerställer också reparationer **upp till 15 år** efter att modellserien har utgått.

Ekonomiska program som är utformade för olika tillämpningar, korta drifttider och resursbesparande teknik – allt detta gör att du kan spara vatten, el och processkemikalier och skydda miljön.

Podologi



Flexibilitet för alla team.

Det modulära konceptet med korgar ger full flexibilitet för att möta dina behov. Insatser och korgar som utvecklats specifikt för olika medicinska discipliner möjliggör noggrann desinfektion av alla typer av instrument. ExpertLine erbjuder också en rad olika alternativ för torkning, från AutoOpen-funktionen till DryPlus-varmluftstorkning.

ENT



Gynekologi



Oftalmologi



Anestesi



En internationell och digital tillgång.

Det enkla valet av språk gör ExpertLine-modellerna till dina internationella experter i teamet. Instruktionssekvenser som visas på displayen säkerställer smidiga processer.

Tack vare anslutningen till Miele MOVE Connect kan produktdata visas när som helst, från vilken enhet som helst, och arbetsflödena kan optimeras. Du har också tillgång till produktuppdateringar och får utvärderingar av rengöringsprocessen. För direkt servicesupport finns det också ett gränssnitt som överför viktig information till kundtjänst så att du kan spara tid och ansträngning.



Möt **experterna** på hygien.

Alla experter erbjuder maximal effektivitet tack vare hög kapacitet och resursbesparande rengöringsprestanda med följande höjdpunkter:



Stor, intuitiv
touchdisplay i färg




Dosering av flytande medel
med nivåindikering som tillval



Omfattande
programpaket



Fullständig anslutningsmöjlighet:
wifi som standard, LAN som alternativ



Belysning i diskutrymmet för
ännu bekvämare placering av
diskgoods



Upptäck ExpertLine
www.miele.se/p





**ExpertLine PWD 8682
med EcoDry-teknik för torkning och alternativ
med glaslucka**

Vår EcoDry-teknik har AutoOpen-funktion, som gör att restfuktigheten avdunstar i programslutet, vilket gör att instrumenten svalnar snabbare och därför snabbt kan plockas ut. Alternativet med glaslucka gör det också enkelt att övervaka rengörings- och desinfektionsprocessen.

**ExpertLine PWD 8692
med DryPlus-varmluftstorkning för bästa tork-
resultat**

Vår DryPlus-varmluftstorkning ger bästa möjliga torkresultat. Här säkerställer AutoOpen-funktionen bättre avfuktning av restfuktighet och därmed snabbare kylning av medicinska instrument.



**ExpertLine PWD 8682 CD
med extra förvaringsutrymme för rengörings-
medel och alternativ med glaslucka**


Denna produkt erbjuder inte bara DryPlus-varmluftstorkning med AutoOpen-funktionen, utan också bekvämt förvaringsutrymme för rengöringsmedel i sidoskåp – här gör alternativet med glaslucka att du enkelt kan övervaka rengörings- och desinfektionsprocessen.

Miele 360PRO.

Den heltäckande systemlösningen.

Precision är ett ansvar. Det är det som driver oss.

Vi vet att hygien spelar en viktig roll inom vårdbranschen. För att ge dig bästa möjliga support erbjuder vi 360PRO. I vårt heltäckande system med perfekt samordnade lösningar kommer allt från samma källa. Från planering till hållbarhet, från komponenter till nätverk, från rengöringskemikalier till underhåll, inklusive de optimala produkterna: vi finns där för dig så att du kan koncentrera dig helt på dina patienter.



Mer om
Miele ExpertLine
www.miele.se/p



Så att du är **helt skyddad.**

Vår service kallas PROtect och kombinerar omfattande service-tjänster, maximal budgetkontroll och en friktionslös reservdelsförsörjning. Vi ger dig en tydlig och branschspecifik rådgivning, samordnar servicebesök och garanterar att passande reservdelar finns tillgängliga – upp till 15 år efter att modellserien har utgått.



Mer om PROtect
www.miele.se/pro/protect



Hållbart tillvägagångssätt, prisbelönt design.

Bra för ditt team. Ännu bättre för planeten.

Immer Besser – det är vårt motto sedan 1899. Det driver oss att vara bättre imorgon, än vi var igår. Varje dag motiverar det oss att utveckla bättre och smartare lösningar. ExpertLine sätter också nya standarder inom hållbarhet. Till exempel genom att ha reservdelar tillgängliga upp till 15 år efter att modellserien har utgått, med lägre driftskostnader och ekologiskt fotavtryck, och tack vare en livslängd som testats för 15000 drifttimmar. ExpertLine är också utrustad med en digital bruksanvisning som ett avfallsfritt alternativ.

Miele's ExpertLine är den stolta vinnaren av iF Design Award 2024.

“Vi är mycket glada över att återigen få denna utmärkelse, som tydligt visar på vår höga standard när det gäller estetik och design.”

Andreas Enslin, vice VD Miele Design Center



Det finns inget som motsvarar en **personlig kontakt.**

Du är välkommen att kontakta oss för att få veta mer om ExpertLine –
ring oss eller använd kontaktformuläret på vår hemsida.

Miele AB

professional@miele.se

Telefon: 08 562 29 800



Mer om Miele ExpertLine
och kontaktformulär
www.miele.se/p