

## Miele DataDiary App

Mieles app DataDiary hjälper många mottagningar att spara tid för dokumentering av rengöringsprocessen. Nu kan också de nya Cube-autoklaverna överföra sina data trådlöst till surfplattor. Appen tar automatiskt emot processdata från diskdesinfektorerna PG 858x och PG 859x samt autoklaverna CUBE och CUBE X och möjliggör ett protokoll via appen på en surfplatta. Detta helt utan sladd, USB-sticka eller andra mellansteg. Den här praktiska lösningen stödjer nu upp till nio Miele-maskiner över ett wifi-nätverk på mottagningarna.

### Detta är DataDiarys fördelar:

Lättförståelig Plug & Play-lösning för diskdesinfektorerna PG 858x och PG 859x och autoklaverna CUBE och CUBE X.

- Plug & Play: automatisk maskinigenkänning i nätverket
- Enkelt handhavande: dashboard med tydlig användarhandledning
- Säker sladdlös dataöverföring med wifi (WPA2) mellan en Miele-maskin och en surfplatta
- Anslutningen är enkel att upprätta med SSID (Service Set Identifier) och wifi-lösenord
- Protokollställning im PDF-Format Protokoll i Pdf-format
- Användarautentisering med NFC-tag eller användar-ID/lösenord
- Modernt användargränssnitt för Android slutenheter från 7" displaystorlek (minst 1280 x 800 pixel)
- Android 10 och senare

### Behörigheter

Den här appen har åtkomst till:

#### Plats

- ungefärlig position (nätverksbaserad)
- exakt plats (GPS- och nätverksbaserad)

#### Foton/media/filer

- läsa innehåll på USB-enheten
- ändra eller ta bort innehåll på USB-enheten

## Miele DataDiary App

### Lagringsutrymme

- läsa innehåll på USB-enheten
- ändra eller ta bort innehåll på USB-enheten

### Information om wifi-anslutning

- visa wifi-anslutningar

### Övrigt

- anslut och koppla från wifi
- fullständig nätverksåtkomst
- kontrollera NFC
- hindra aktivering av viloläge