

Miele DataDiary Release Notes 1.3

Innan den nya versionen av appen installeras krävs det att redan loggade protokoll frisläpps eller återförs. Det är nödvändigt för att förhindra att data förloras.

Ändringar:

- Cube / Cube X-autoklaver
- Stödjer samtidigt upp till 9 maskiner via ett lokalt wifi-nätverk (XKM-mjukvaruversion 51.10 eller högre)
- Utlösa XKM-uppdatering via DataDiary-appen
- Åtgärdande av buggar