

Miele & Cie. KG  
www.miele.com.tr/p/

## Immer Besser

1899 yılında kurulan aile şirketi Miele, “Immer Besser” (Daima Daha İyi) şirket felsefesinden asla ödün vermiyor. Aile şirketinin bu kapsamlı iddiası, Alman üretimi olan markası kalitesinin, sürdürülebilirliğin ve yenilikçiliğinin sözünü veriyor. Bu marka taahhüdü, profesyonel kullanıcıların doğru ürünü tercih ettiklerinden emin olmalarını sağlıyor.

## Ödüller

Kullanıcıların Miele'yi en iyi ve güvenilir marka olarak seçmelerinin nedeni, ürünlerdeki ve servis hizmeti anlayışındaki mutlak güvenilirlik olgusudur. MX Award, iF ve redden Design Awards ve Deutsche Nachhaltigkeitspreis (Alman Sürdürülebilirlik Ödülü) gibi değerli ödüller, Miele'nin tasarım, kalite yönetimi ve kaynakların korunması alanlarındaki mükemmel konumunu da kanıtıyor.

## Yetkin

Miele Professional, onlarca yıldır oldukça gelişmiş imalat yöntemleri ile yüksek kalitede çamaşırhane makineleri, bulaşık makineleri ve yıkama-dezenfeksiyon makineleri geliştirerek üretiyor. Özenle tasarlanmış aksesuarlar, kapsamlı danışmanlık hizmetleri ve talepleri kısa sürede karşılayan Miele Teknik Müşteri Hizmetleri Departmanı, kullanılan makineler ile daima en iyi performansın ve maddi tasarrufun elde edilmesini sağlıyor.

## Miele Professional Online

- Teknik veriler, donanımlar ve aksesuarlar ile ilgili ayrıntılı bilgiler
- Tüm ürün grupları ve kullanım alanlarına ilişkin, indirilebilir broşürler
- Ayrıntılı bilgiler, kılavuzlar ve YouTube kanalında ürün sunumları



miele.com.tr/p/

**Miele**

360°  
Sistem konsepti

Maksimum kalite:  
Kliniğiniz için 360° çözümlerimiz

**Miele Professional. Immer Besser.**





## Pek çok disiplinde uzman

Doktorlar, kendilerini hastalarının sađlığına adanmış insanlardır ve toplumun güvenini kazanmışlardır. Klinikteki günlük çalışmalarında, tedavi hizmetlerine ek olarak yüksek düzeyde hijyen sağlamak da bu sektörün öncelikli görevlerinden biridir.

Miele Professional kapsamlı çözümleri ile her zaman yanınızdadır. Miele'nin sistem çözümleri, kalitesi ve deneyimiyle güven duyulan ürünlerdir. Cihazlarımızın uzun ömrü, su, enerji ve işlem kimyasallarının dikkatli kullanımı sayesinde, klinik uygulamalarında daha fazla sürdürülebilirlik için önemli bir adım atmış olursunuz.

İster tıbbi aletlerin güvenli bir şekilde temizlenmesi, ister klinik kıyafetlerinin yıkanması ve kurutulması veya mutfaktaki bulaşıkların yıkanması olsun, Miele Professional'ın yüksek kaliteli ürünleriyle birinci sınıf temizliği her alanda elde edebilirsiniz.

Miele Professional'ın yıkama ve dezenfeksiyon makineleri, kliniklerde günlük kullanım için geliştirilmiştir. Kliniğe uygun yöntemler, KBB'den jinekoloji ve oftalmolojiye kadar uzmanlık alanınıza özel aletleri hijyenik şekilde temizler.

Çok yönlü donanım seçenekleri, cihazların hızlı bir şekilde temizlenmesi için yüksek performansa sahiptir. Temizlik, enfeksiyonu önlemek için kapsamlı bir şekilde gerçekleştirilir. Aletlerin değerini uzun süre korumak için malzemelere en ufak bir zarar bile gelmemesi sağlanır.

Miele Professional cihazları, kliniğinizde mükemmel tasarruf sağlar. Derinlemesine temizleyen bu makineler az bakım gerektirir ve son derece uzun ömürlüdür. Yatırım değeri uzun süre korunur. Su ve kimyasalların kaynak tasarrufu sağlayacak ve verimli bir şekilde kullanılması; işletme maliyetlerinizin azaltılmasına ve sürdürülebilir uygulamalara önemli bir katkı sağlar.

Sizin için hazırladığımız broşürümüzü okumaktan keyif alacağınızı umuyor ve kendi klinik konseptiniz için size ilham olabileceğini diliyoruz.

*Markus Miele*

**Dr. Markus Miele**  
Miele & Cie. KG  
Partner

*Reinhard Zinkann*

**Dr. Reinhard Zinkann**  
Miele & Cie. KG  
Partner

## 360° medikal sistem çözümümüz



Uygulama alanlarınız için hedef kitle odaklı çözümler



CERRAHİ



DERMATOLOJİ



JİNEKOLOJİ



KULAK-BURUN-BOĞAZ



OFTALMOLOJİ



PODOLOJİ



ÜROLOJİ




VETERİNERLİK



DİĞER TIP ALANLARI




medikal **60**  
teknolojide **YIL**




#### TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON ODASI

TIBBİ ALETLER,  
İŞLEM DOKÜMANTASYONU VE KONTROL  
SİSTEMLERİ



#### TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON ODASI

KLİNİK KIYAFETLERİ



#### BEKLEME ODASI

HAVA TEMİZLİĞİ



#### DİNLENME ODASI

BARDAKLAR VE BULAŞIKLAR  
VE ÇATAL-BIÇAK TAKIMLARI



#### SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK




#### SERVİS

**Kapsamlı çözümlerimizi keşfetmek için web sitemizi ziyaret edin.**



[miele.com.tr/p/](http://miele.com.tr/p/)

## Kurulumdan yedek parça tedarikine kadar en üst kalitede servis hizmetleri



“Immer Besser” (Daima Daha İyi) felsefesine sadık olarak, en yüksek kalite ve ürün standartlarının güvence altına alınmasına Miele’de her zaman büyük önem verilmektedir. Bu durum, ürünlerin teslimatından cihazların bakım ve onarımına kadar sürecin tüm aşamalarında kendini belli etmektedir.

Dünya çapında yaklaşık 1.000 profesyonel teknisyenden oluşan kapsamlı müşteri servisi ekibi, gerektiğinde hızlı bir şekilde adresinize ulaşır ve size destek sunar. Hatta daha makinelerin teslim edildiği gün uzmanlardan oluşan bir ekip, cihazların en uygun şekilde kurulması için gerekli desteği sunmaktadır. Düzenli kontroller ve bakımın yanı sıra profesyonel servis de maksimum çalışma güvenliği sağlar ve ci-

hazların performansını garanti eder. Miele komple servis paketi; bakım, servis ve ön-görülen performans testi ile üç servis adımının tümünü içerir. Bu sayede kapsamlı bir paket sunar. Miele’nin “Made in Germany” ürünlerinin kalitesi sayesinde müşterilerimiz, makineleri uzun yıllar boyunca kullanırlar. Cihazlar ürün yelpazesinde artık yer almıyor olsa bile yedek parçaları 15 yıl sonra bile tedarik edebilirler.



### 360° servis

Teknik ve Genel Müşteri Hizmetleri,  
montaj, kurulum, bakım, onarım, yedek parça

- + **İşletime alma** Miele tıbbi ürün teknisyenlerimiz, kurulumdan sonra cihazınızı ücretsiz şekilde devreye alır ve nasıl kullanılacağı konusunda sizi bilgilendirir.
- + **Bakım** Bakım kapsamında, cihaz arızalarını önlemek için aşınan parçalar değiştirilir. Ayrıca, cihazların düzenli olarak kontrol edilmesi ve bakımının yapılması, yatırım değerinin korunmasına yardımcı olur.
- + **Servis** Miele Professional bakım sözleşmesi, düzenli bakıma ek olarak olası diğer onarımların maliyetlerini de kapsar.
- + **Performans kalifikasyonu** Performans kalifikasyonu hizmeti; temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını sağlamak için prosedürlerin doğrulanmasını içerir.
- + **Hijyen kontrolü** Teknisyenlerimiz temizliğin, klinikte her zaman gerekli hijyen standartlarını karşılamasını sağlar.

## Klinikler için 360° çözümlerimiz

Bütünsel tasarlanmış sistem çözümleri ile klinikteki günlük çalışmalarınızı her alanda ileri taşıyabilirsiniz. Aletlerin temizlenmesindeki sirkülasyondan klinik kıyafetlerinin hijyenine ve bulaşıkların yıkanmasına kadar her alanda çözümlerimiz mevcut. Miele cihazları, zaman tasarrufu sağlar ve kliniğinizin verimliliğini artırır. Portföyümüze, Steelco'nun hastanelerde merkezi

alet temizliği için sunduğu kapsamlı çözümler de dahildir.

Miele'nin başarısını kanıtlamış servisinden yararlanabilirsiniz. Servis teknisyenlerimiz 24 saat içinde size ulaşır ve yerinde servis hizmeti sunmak için randevu oluşturur. Planlamadan bakıma kadar güvenilir iş ortağınız olarak her aşamada yanınızdayız.

## Her şey tek elden

Miele Professional 360PROMed ile kliniğiniz tüm seviyeleri kapsayan üç aşamalı bir sistem çözümünden yararlanır. Yüksek performanslı cihazlar, modern yazılım ve hizmet kalitesi; alet sirkülasyonunu ideal

düzeğe taşıyarak zaman ve maliyet tasarrufu sağlar. Profesyonel alet temizliği için 360PROMed, alet sirkülasyonunu eksiksiz hale getirmek için en yüksek gereklilikleri karşılar.

### + Temizlik ve dezenfeksiyon

Tüm aletlerin hızlı ve güvenli bir şekilde temizlenmesi için isteğe göre seçilebilen donanımlara sahip inovatif yıkama ve dezenfeksiyon makineleri

### + İşlem kimyasalları

Tüm aletlerde derinlemesine ve koruyucu temizlik için özel olarak tasarlanmış işlem kimyasalları

### + Test sistemleri ve proses verileri dokümantasyonu

Her zaman tamamen izlenebilir süreçler ve sonuçlar için akıllı rutin test sistemleri ve dokümantasyon yazılımı

### + Servis

Danışmanlık, bakım, servis ve validasyonda da en yüksek Miele kalitesi

Önde gelen alet üreticileri, cihazlarının Miele Professional sistemleri ile temizlenmesini önermektedir. Onlar üstün performans ve kaliteyi tercih ediyor. Her gün tüm beklentileri güvenilir bir şekilde karşılayan yüksek kaliteli cihazlar, profesyonel kullanıcıların duyduğu büyük güveninin nedenidir ve müşterilerin\* % 97'si Miele'den, başka bir cihaz daha satın almaktadır.

**B|BRAUN**  
SHARING EXPERTISE

**Geuder**  
Precision made in Germany

**KLS martin**  
GROUP

**OLYMPUS**

**RICHARD WOLF**

**STORZ**  
KARL STORZ—ENDOSKOPE

Tecrübe fark yaratır. Miele, 60 yıldır medikal teknoloji ve laboratuvar teknolojisi söz konusu olduğunda güvenilir iş ortağınızdır. Bu nedenle sektöre özgü gereklilikleri en ince ayrıntısına kadar biliyoruz. Bu doğrultuda 360PROMed'i geliştirdik.




**Güçlü** yardımcılar:  
**Yıkama ve dezenfeksiyon makinelerimiz**



Miele Professional, her kurulum ve alet sayısına yönelik doğru yıkama ve dezenfeksiyon makinelerini sunuyor.



# İşletmenizi bir adım öteye taşıyan yıkama ve dezenfeksiyon makineleri



**MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ**  
TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON


Çalışmalarınıza değer katan yıkama ve dezenfeksiyon makineleri, aletlerin temizlenmesi ile ilgili tüm beklentileri karşılıyor. Bu amaçla Miele Professional, her türlü kurulum ve alet sayısına uygun doğru yıkama ve dezenfeksiyon makinelerini sunuyor.

Miele Professional yıkama ve dezenfeksiyon makineleri, tıbbi aletlerin temizlenmesi ve dezenfekte edilmesinde; performansları, verimlilikleri ve güvenlikleri ile etkileyici sonuçlar ortaya koyar. Farklı sepet ve aksesuar kombinasyonları, her yıkama döngüsünden maksimum verim almanızı sağlar. Yıkama mekaniği, işlem kimyasalları ve Vario TD aletleri gibi özel temizlik programlarının uyumu, mükemmel sonuçlar ortaya koyar. HEPA filtreli DryPlus aktif sıcak hava kurutma sistemi, farklı yüzey yapılarındaki aletleri bile tamamen kurutur.

“Çok yönlü” PG 8582 modeli, yaygın kullanılan aletlerin genel temizliğine ihtiyaç duyan tüm klinikler için idealdir. İşlem kimyasallarını cihazın içinde saklamak istiyorsanız, “komple çözüm” sunan PG 8582 CD kurutmalı modeli de iyi bir seçimdir. 90 cm genişliğe sahip cihaz, maksimum güvenlik için tam donanımıyla

aletlerin temizlenmesi için ideal çözüm sunar. Özel PG 8592 modeli, kanıtlanmış performans, kurutma, verimlilik ve işlem güvenliği ile birlikte donanım açısından en yüksek talepleri karşılamaktadır.

Miele Professional yıkama ve dezenfeksiyon makineleri maksimum verimlilik için tasarlanmıştır. Olağanüstü temizlik sonuçlarını ortaya koyarken değerli kaynakları ve işlem kimyasallarını ekonomik şekilde kullanır. Temizlik işlemi, tıbbi uygulamalara uygun işlem kimyasalları ile yapılır. Miele yıkama ve dezenfeksiyon makineleri, tüm temizlik ve dezenfeksiyon aşamalarına göre titizlikle tasarlanmıştır ve mükemmel bir temizlik yaparken aletlere asla zarar vermez.




## Merkezi sterilizasyon ünitesi

Çeşitli uygulamalar için tıbbi aletler



**Çok yönlü ve esnek –**  
farklı disiplinlere uygun  
çözümler



## Her ihtiyaca ve uzmanlık alanına uygun olarak tasarlandı

Çok sayıda farklı uzmanlık alanları olduğu için aletler de o denli farklılık göstermektedir. Bu bakımdan, hijyenik temizlikte her zaman çok iyi sonuçlar elde etmek için aşılması gereken spesifik engeller vardır. Miele Professional'ın sistem çözümü, temizlik ve dezenfeksiyondan proses dokümantasyonuna kadar medikal kurumlarda aletlerin güvenli ve etkili şekilde temizlenmesi için gereken her çözümü sunar.

Cihazlarımız kulak, burun ve boğazdan jinekoloji ve cerrahiye kadar kliniklerdeki çok çeşitli aletleri en iyi şekilde temizleyebilmek için tasarlanmıştır. Tıbbi aletlerinizin her zaman en iyi durumda olmasını sağlamak için derinlemesine temizlenmesi ve temizlerken zarar verilmemesi önemlidir.

Temizlik sonucunu etkileyebilecek birçok değişken vardır: sıcaklık, su sertliği ve işlem kimyasalları. Miele yıkama ve dezenfeksiyon makinesi, aksesuar ve işlem kimyasallarının etkileşimi ile aletlerin temizliğinde yüksek bir hijyen seviyesine ulaşmanıza ve bunu korumanıza yardımcı olur. Su arıtma ve proses dokümantasyonu için ek aksesuarlar sisteme destek sunar ve alet sirkülasyonunu teknik ve ekonomik bakımdan ideal düzeye getirir.

### Jinekoloji

Jinekolojik tedaviler, spekulum gibi özel aletler gerektirir. Bu tip aletlerin hijyenik şekilde temizlenmesi zorlu bir görevdir. Miele Professional ile bu zorlukların kolay-

lıkla üstesinden gelebilirsiniz. E 416 gibi aksesuarlar, bu özel aletleri tamamen temizlemek ve dezenfekte etmek için tasarlanmıştır. Vario TD GYN programı, temizlik esnasında malzemeye özgü gereksinimleri dikkate alır. Yıkama ve dezenfeksiyon makineleri, 48 spekuluma kadar kapasitesiyle verimli şekilde çalışır.

### Kulak burun boğaz

Vario TD HNO, Vario TD HNO Optik ve Vario TD HNO+ programları ile aletlerdeki salgı ve kalıntıları gidermek ve bir sonraki kullanıma hazırlamak için üç temizleme programına sahip olursunuz. Bu da size malzemeye ve kontaminasyona özgü temizlik seçenekleri sunar. Ayrıca E 803 aksesuarı, burun ve kulak spekulumlarını yerleştirmek için özel olarak tasarlanmıştır. Böylece hijyenik ve güvenilir bir temizlik sağlarken E 373 aksesuarı, kulak hunileri ve diğer KBB aletlerinin temizliğinde güvenli bir alan sunar.



Cerrahi



Dermatoloji



Jinekoloji



Kulak burun boğaz



Oftalmoloji



Podoloji



Üroloji



Veterinerlik



Diğer tıp alanları



### **Podoloji**

Medikal ayak bakımında kullanılan aletlerde, tırnak makasları için veya törpü ve cımbız gibi aletler için aksesuarlar mevcuttur. Böylece güçlü ve hassas aletler temizlik sürecinde kapsamlı bir şekilde kullanıma yeniden hazırlanabilir.

### **Oftalmoloji**

Lümenli oftalmoloji aletlerinin temizliği için A 207 mobil enjektör ünitesine bağlantı için entegre yıkama çubuğuna sahip A 314 sepeti mevcuttur. Bu kombinasyon, aletlerin setler halinde temizlenmesini sağlar. Hassas oftalmoloji aletleri ve hassas göz dokusu üzerindeki tıbbi işlemler,

temizlik konusunda yüksek gereklilikler doğurur. Bu nedenle özel olarak geliştirilmiş oftalmoloji programları size güvenebileceğiniz bir **sistem çözümü** sağlar.

### **Cerrahi**

Cerrahi aletler ve anestezi ekipmanı, tekrarlanabilir sonuçlarla güvenilir bir temizlik gerektirir. MIC aletleri için A 203 mobil enjektör ünitesi veya solunum tüpleri ve entübasyon malzemeleri için A 201 ile hijyen hedeflerinize ulaştığınızdan emin olabilirsiniz. A 307 aksesuarı, ameliyathane terlikleri için kullanılır.



**Veterinerlik**

Veterinerlik aletleri, geometrik yapılarına göre tasarlanmış sistem bileşenlerinde güvenli şekilde temizlenebilir. Özel temizlik programları organik kontaminasyonu (kan, mukoza zarlari), zoonotik patojenleri, durulama solüsyonlarını ve hayvan tüylelerini kolayca temizleyebilir.

**Dermatoloji**

Dermatolojik aletler için de çözüm sunuyoruz. Sepetler, aksesuarlar ve proses teknolojisinin kombinasyonu, aletlerin güvenli şekilde temizlenmesini sağlar.

**Üroloji**

Lümenli aletler, optikler ve bunların farklı malzeme kombinasyonları, hijyenik temizlik konusunda yüksek talepler doğurmaktadır. İlgili enjektörlere ve yükleme sistemlerine sahip aksesuarlar, üroloji alanındaki aletlerin hassas ve güvenli bir şekilde temizlenmesini ve dezenfekte edilmesini sağlar.

**Diğer medikal alanlar**

Medikal alanda, çeşitli tedavileri gerçekleştirmek için çok çeşitli aletler kullanılmaktadır. Modüler aksesuar portföyü sayesinde Miele yıkama ve dezenfeksiyon makinenizi özel ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde bir araya getirebilir ve aletlerinizi gerektiği şekilde yeniden kullanıma hazır hale getirebilirsiniz. Uygulama alanına göre düzenlenmiş aksesuarlarla ideal temizlik sonuçları elde edersiniz. Tüm modeller optimum bir kurutma gerçekleştirir. Kolay kullanım için dokunmatik renkli ekranlarla donatılmıştır. Herhangi bir ağa kolayca entegre edilebilir.





## Aletleriniz ve işlemlerinizle uyumlu **proses** **dokümantasyonu**



Görev başında: uygulama tabanlı tak-çalıştır çözümü DataDiary ile kapsamlı proses kontrolü ve dokümantasyonu mümkün.

## Kontrol sistemleri ve işlem dokümantasyonu

**MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ**  
KONTROL SİSTEMLERİ VE İŞLEM DOKÜMANTASYONU



Rutin kontrollerle gerçekleştirilen temizlik işlemlerimiz, günlük uygulamalarınızda ekstra güvenlik sağlar. Çözümlerimiz, belirlenen kriterlerin karşılanıp karşılanmadığının hızlı bir şekilde değerlendirilmesine ve temizlenen aletlerin görsel olarak kontrol edilmesine olanak tanır. Protein kalıntıları boyanır.

ProCare Protein Check hızlı protein testi ile yapılan düzenli rutin kontroller, klinikte temizliğin maksimum kalite seviyesini korur. EN 867-5 uyarınca buhar penetrasyon testi gibi düzenli performans kontrolleri, sterilizasyon için önemli bir kalite göstergesidir. Böylece mükemmel temizlik sonuçlarını kendiniz görebilirsiniz.

360PROMed'in en pratik avantajlarından biri, Miele cihazları ile proses dokümantasyonu yapılacak tablet veya masaüstü bilgisayar arasında doğrudan iletişim ve veri aktarımıdır. Bu, "DataDiary" uygulaması ile mümkün olmaktadır. Protokoller PDF dokümanı olarak dışa aktarılabilirdiği gibi doğrudan hasta yönetim sistemine

Dokümantasyon standardını korurken çalışanlar için muazzam bir zaman tasarrufu sağlar.

NetBox.2, donanım ve önceden yapılandırılmış yazılımdan oluşan eksiksiz bir dokümantasyon sistemidir. Bu sistem, bir arabirim üzerinden yıkama ve dezenfeksiyon makinesine bağlanır ve güncel program çalışmasının önemli tüm verilerini toplar.

Dokümantasyon işlemi, normal çalışma sırasında hiçbir kullanıcı müdahalesi gerektirmeden otomatik olarak yapılır. NetBox.2 kapsamlı olarak kullanıcı hatalarına karşı korunduğundan dolayı çalışma güvenliği artar.



### Dokümantasyon

Uygulama tabanlı tak-çalıştır çözümü:  
DataDiary ve yazılım çözümleri



### Test sistemleri

# UZUN YILLARA DAYANAN DENEYİMİN ÜRÜNÜ



Deneyim en iyi tavsiyedir: Podolog Ramona Fallegger, Miele Professional medikal çözümlerinin avantajlarıyla ilk kez 2017 yılında tanıştı. Bugün, İsviçre'nin Stans kentindeki kendi podoloji merkezinde, o ve meslektaşları Miele'nin meşhur kalitesini tercih ediyor.



## ” Miele'yi sektördeki meslektaşlarıma gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim.

Podolog Ramona Fallegger 2020 yılında iki meslektaşıyla birlikte kendi kliniğini açtı.

### Hangi işlemler günlük işlerinizin bir parçası?

RAMONA FALLEGGER Her yaşta müşterilerimizi tedavi ediyor ve hem tıbbi hem de kozmetik podoloji tedavileri sunuyoruz. Her tedaviden sonra aletler laboratuvarımızda temizleniyor. Miele Professional PG 8592 yıkama ve dezenfeksiyon makinesini kullanıyorum.

### Miele ürünlerini neden tercih ediyorsunuz?

RAMONA FALLEGGER 2017 yılında henüz başka bir klinikte çalışırken, tıbbi aletlerin temizlenmesine yönelik Miele çözümleri hakkında bilgi edindim. Kullanım ve temizlik sonuçlarından o kadar etkilendim ki, 2020'de kendi kliniğimi kurarken doğal olarak Miele'yi seçtim.




### Cihaz satın alırken zaman ve maliyet arasındaki ilişki nasıl bir rol oynuyor?

RAMONA FALLEGGER Miele'nin temizlik ve dezenfeksiyon çözümlerinden yararlanırken, aletlerin temizliğindeki kalite düzeyi sayesinde tedavileri güvenli şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Aynı zamanda, aletlerin temizlenmesi ve dezenfekte edilmesinde zaman tasarrufu sağlayarak

klinikteki diğer çalışmalara daha fazla vakit ayırabiliyoruz.

### Muayenehanenizdeki mevcut durumdan memnun musunuz?

RAMONA FALLEGGER Cihazların kalitesine ek olarak, Miele ile kurduğumuz yetkin iş birliğini ve güvenilir servis hizmetlerini de takdir ediyorum. Bu nedenle Miele çözümlerini podoloji sektöründeki meslektaşlarıma içtenlikle tavsiye edebilirim.






## Küçük boyutlu, **yüksek performanslı** **Küçük Devler**



Küçük Devler serisinden, ev aletleri ile aynı alan gereksinimlerine sahip bir sistem çözümü olarak profesyonel çamaşır makinesi ve kurutma makinesi.

## Klinikteki çamaşırların hijyen güvenliği

### MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ




Klinik kıyafetleri yıkanırken de yüksek bir hijyen standardı sağlanmalıdır. Temiz iş kıyafetleri, bu standartlara uyulduğunu hastaların da görmesini sağlar ve kontaminasyon riskini en aza indirir. Miele Küçük Devler, çamaşır temizliğinde bu standartları tavizsiz şekilde uygular.

Kliniklerdeki doktorlar ve çalışanlar, sadece hastalar üzerinde bıraktığı ilk izlenim nedeniyle değil, ekstra yüksek hijyen standartları nedeniyle de iş kıyafetlerinin her zaman temiz ve hijyenik olmasına dikkat eder. Bu nedenle, çamaşırların güvenli bir şekilde temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi söz konusu olduğunda çamaşır makinelerinin temizlik performansı ve hijyen programları önem kazanır.

Miele'nin Küçük Devleri, kapalı bir şirket içi sistemde basit lojistik sağlar. Böylece tekstil ürünlerinin açıkta taşınması nedeniyle herhangi bir kontaminasyon

meydana gelmez. Buna ek olarak, özel dezenfekte edici yıkama işlemleri, iş kıyafetlerinin yönetmeliklere uygun temizliğine katkıda bulunur.

Etkili yıkama ve kurutma programları, giysileri günlük uygulamada kullanılmak üzere hızlı bir şekilde temizleyerek hazır hale getirir. Ayrıca, hijyenik açıdan kusursuz temizlik ve dezenfeksiyon sonuçlarının her zaman elde edilmesini sağlamak için dezenfeksiyon işlemi sürekli olarak izlenir. Miele'nin Küçük Devleri, az miktarda çamaşırı da düşük tüketimle en iyi şekilde temizler.



### Klinik kıyafetleri

Gömlek, önlük, tunik, pantolon




**Hijyenden ödün vermeden sadece 17 dakikada** mükemmel performans



Miele Professional ProfiLine serisindeki bulaşık makineleri, solo veya tezgahaltı modellerinde mutfak ünitesine tamamen entegre edilebilir.

## Mutfakta da pırıl pırıl temizlik

DİNLENME ODASI



Yüksek hijyen standartları sadece klinikte geçerli değildir. Arka plandaki herkes için de kusursuz bir temizlik sağlanmalıdır. Ancak çalışanlar bulaşıklarını elde yıkamak için gün içinde her zaman yeterli vakti olmayabilir.

Miele Professional bulaşık makineleri, sizin ve personelinizin çalışmalarınıza tamamen konsantre olmanızı sağlar. ProfiLine bulaşık makinelerindeki kısa programlar ile hızlı bir şekilde olağanüstü sonuçlar elde edebilirsiniz. Optimize edilmiş yıkama döngüleri, su ve enerji gibi değerli kaynakların kullanımını minimuma indirerek muayenehanenizin kazancını artırır. Personelinizin sağlığı için yüksek düzeyde hijyen kritik öneme sahiptir. "Hijyen" programında, yıkama ve durulama aşamasındaki yüksek sıcaklıklar ideal sonuçlar sağlar. Patentli Perfect GlassCare teknolojisi, bardakların kalitesini ve görünümünü uzun yıllar boyunca defalarca korur.

Temiz su bağlantılı bulaşık makineleri ile kapsamlı hijyen yeni bir düzeye taşınır. Her yıkama aşamasından sonra su değişim özelliğine sahip özel bulaşık makinelerimiz, özellikle tabak ve çatal bıçakların güvenli bir şekilde temizlenmesi için mümkün olan en iyi koşulları yaratır.



### Mutfak

Bardaklar, Kahve servisleri



### Dinlenme odası

Yemek takımları, Çatal-bıçaklar




## **Sürdürülebilirlikte sektör lideri olma **gayretindeyiz****

Miele Professional, sizler, hastalar, tedarikçiler ve bayiler için güvenilir bir iş ortağıdır. Çevrenin korunması ve insanlara adil davranılması tüm faaliyetlerde önemli bir rol oynamaktadır.

## Sürdürülebilir ve verimli

### SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK



Cihazların sürdürülebilirliğe odaklanarak geliştirilmesi ve üretilmesi, Miele'nin kurumsal felsefesinin uzun zamandır bir parçası haline gelmiştir. Bu aynı zamanda kliniklerdeki zorlu koşullar için yüksek kaliteli, güçlü ve verimli tıbbi çözümler için de geçerlidir.

Doktorlar ve alet üreticileri ile yakın işbirliği ve yılların deneyimi sayesinde Miele, kliniklerinde günlük kullanıma yönelik ürünlerin üretiminde nelerin önemli olduğunu ilk elden bilir. Bu sadece yüksek hijyen standartlarına uygun temizlik sonuçları için kliniğe uygun cihazların kalitesi ve performansı için geçerli değildir. Ayrıca, değerli tıbbi aletlerin ve kaynakların dikkatli ve verimli kullanımı için sürdürülebilir teknolojilerin ve süreçlerin geliştirilmesini de kapsamaktadır. Bütünlüklü 360PRO-Med çözümümüz işte bunları bir araya getiriyor.

Sürdürülebilirlik konseptini hayata geçirmek için üretimde yüksek kaliteli, geri dönüştürülebilir malzemeler kullanıyoruz. Böylelikle cihazların kullanım ömrünü

uzatıyor ve ham maddelerin ileride geri dönüştürülmesini sağlıyoruz. Öte yandan, su ve enerji gereksinimleri ideal hale getirilmiş cihazlar, kaynakların verimli ve tasarruflu şekilde kullanılmasına yardımcı oluyor. Bütün bu tasarruf tedbirleri sonucunda ayrıca kliniğin işletme maliyetlerini de düşürür.

Sürdürülebilirlik anlayışımız çevreyi korumaktan ibaret değildir. Üretim sürecinin tüm aşamalarındaki katılımcılara adil davranmayı da kapsamaktadır. Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve bayilerimiz ile güven ve iş birliğine dayalı çalışmalarını önemsiyoruz. Bu şekilde, Miele Professional ürün ve hizmetlerindeki yüksek kalitenin her zaman güvence altına alınmasını sağlıyoruz.



### Sürdürülebilirlik




**Uzman ekip:** Dünya çapında 1.000 teknisyenimiz, size destek olmak için her zaman hazır.

### Her yönüyle kusursuz:

#### Kapsamlı Miele servis portföyü

Miele, devreye alma işleminden komple paketlere kadar çeşitli servis paketleri sunar.



#### Servis paketlerine ve üreticilere genel bakış

Teknisyenlerimiz gerekli eğitimi almışlardır ve yedek parçalar Miele'den kolayca temin edilebilir. Ayrıca Miele, diğer üreticiler için de performans kalifikasyonu sunmaktadır.



\* Avusturya için geçerli değildir