

**Miele**

EasyLoad – hızlı yükleme ve etkin yıkama kabini kullanımı.  
Laboratuvar cam malzemeleri temizliğinde yeni yükleme sistemi.

**Miele Professional. Immer Besser.**



**EASYLOAD**

## Miele yükleme işlemini yeniden tanımlıyor

- Tüm standart enjektör modülleri için yeni enjektör sistemi
- Mevcut kabin yüksekliğinin en uygun şekilde kullanımı
- Yeni yük taşıyıcılarında çeşitlilik
- Yıkanacak malzemenin son derece hızlı ve kolayca yerleştirilebilmesi
- Birbirinden farklı şekil ve boyutlardaki cam malzemenin iç kısımlarının derinlemesine temizliği
- Yıkama esnasında malzemelerin sabit bir şekilde tutulması ve en iyi şekilde korunması

Şekil: Tutucu kafes takılı cam malzeme modülü



EasyLoad demek, sistemde verimliliğin ve konforun sağlanması demek:

- Yeni enjektör uçları (3 farklı çap, 6 farklı uzunlukta)
- Yeni plastik tutucu ve destek donanımları
- Yeni enjektör modülleri (8-32 enjektör)
- Yeni tutucular (8-32 enjektör pozisyonu için)
- PG 8583, PG 8583 CD ve PG 8593 için mevcut

Enjektör uçları ve destek donanımları, tutucular olmadan da hemen hemen tüm Miele laboratuvar yük taşıyıcılarında kullanılabilir.



Yeni enjektör uçları, laboratuvar cam malzemelerinin enjektör ucu üzerinde duran tabanlarında da derinlemesine temizliği mümkün kılıyor. Modül ve sepetin enjektör çubuğunu saran yeni destek donanımı, yıkanan malzemenin yanlara doğru hareketini azaltır.



Yeni tutucular daha fazla sağlamlık sağlar. Gerekliğinde taşıyıcı modül üzerine yerleştirilerek özellikle de büyük boyutlardaki laboratuvar cam malzemelerinin dik ve malzemeye zarar vermeyen bir pozisyonda tutulmasını mümkün kılar.

## EASYLOAD

## 360 PRO