



Miele

Uzmanınızı seçin. Yeni bir ekip üyesi kazanın.

ExpertLine ile laboratuvar cam malzemelerinizin analitik temizliği.



Her branş ve
uzmanlık alanı için

15.000
Test edilmiş çalışma süresi



Cam kapak ve kabin aydınlatması*



Mükemmel sonuçlar için
güvenilir kalite

ExpertLine laboratuvar tipi yıkama makinelerimiz, her zaman güvenilir sonuçlar için laboratuvar cam malzemelerinin en üst kalitede temizlenmesini ve kurutulmasını garanti eder.

EASYLOAD

Esnek, hızlı ve son derece verimli

Yedek parçalar makinenin üretimi durdurulduktan sonra

15 yıl

boyunca temin edilebilir.



Optimize programları ile

Sürdürülebilir

Sezgisel ve hızlı  dokunmatik kullanım



Her uygulama için
uygun kurutma
seçenekleri

Uzmanımız, AutoOpen fonksiyonundan DryPlus sıcak havalı kurutmaya kadar çeşitli seçenekler sunuyor.

Dijital ağ bağlantısı



Miele MOVE
Connect

Yüksek kapasitelerde üstün ve etkili temizleme performansı Yıkama basıncı mevcut temizlik gerekliliklerine göre ayarlanır. Yüksek basınç inatçı kirlerin giderilmesini sağlarken, düşük basınç laboratuvar cam malzemelerinin eşit bir şekilde ıslatılmasını sağlar.

ExpertLine hakkında
daha fazla bilgi için:



Verimli ekip üyeniz.

Renkli dokunmatik ekran sayesinde sezgisel kullanım ve kompakt bir alanda yüksek kapasitelerde bile ekonomik işletim.

Etkili temizleme performansı

Değişken devir sayılı ısı pompası sayesinde yıkama basıncı mevcut temizlik gerekliliklerine göre ayarlanır. Yüksek basınç inatçı kirlerin giderilmesini sağlarken, düşük basınç laboratuvar cam malzemelerinin eşit bir şekilde ve kaynaklardan tasarruf edilerek ısıtılmasını sağlar. Çeşitli sensörler de püskürtme kollarının düzgün işleyişini ve yıkama basıncını izler.

Sezgisel kullanım

Sezgisel renkli dokunmatik ekran, favori programlarınıza hızlı erişim sağlar. Bireysel ayarlar yapılabilir. Program durumu net bir şekilde görüntülenir.

Yeniden kullanıma hızlıca hazır

Cihazların işleme alma işlemleri de hızlı ve kolayca mümkün olacak şekilde optimize edilmiştir. Ayrıca bileşenlerinin akıllı ve optimum konumları ile servis çalışmalarının hızlı ve kolay gerçekleştirilmesi için tasarlanmıştır.

Optimum görünürlük

Opsiyonel cam kapak ve kabin aydınlatması sayesinde temizlik süreci daha kolay izlenebilir. Laboratuvar cam malzemeleri hızlı ve kolay bir şekilde doldurulabilir.





Miele

Çok yönlü ekip üyeniz.

Esnek EasyLoad aksesuar sistemi, laboratuvar cam malzemelerinin temizliğinde tüm gereklilikleri karşılamanızda size destek olur. Temizliği önemli ölçüde daha hızlı, kolay ve verimli hale getirir.

Kurutma söz konusu olduğunda, uzmanımız AutoOpen fonksiyonu ve DryPlus sıcak havalı kurutma gibi seçenekler sunar.



Uzun ömürlü ve sürdürülebilir ekip üyeniz.

Bizim için uzun kullanım ömrü sadece kelimelerden ibaret değildir. Bu nedenle ExpertLine ayrıca 15.000 çalışma saati için test edilir ve 15 yıla kadar yedek parça temini, serinin üretimi durdurulduktan sonra bile onarımları mümkün kılar.

İlgili uygulamaya göre tasarlanmış ekonomik programlar, kısa çalışma süreleri ve kaynak tasarrufu sağlayan teknolojiler; düşük su, elektrik ve deterjan tüketimini mümkün kılar ve çevreyi korur.

Uluslararası ve dijital ekip üyeniz.

Dilin kolayca seçilebilmesi ExpertLine modellerini ekibinizin uluslararası uzmanları haline getirir. Ekranda gösterilen işlem talimatları, sorunsuz bir süreç için destek sunar.

Miele MOVE Connect bağlantısı sayesinde, cihaz verileri her zaman her yerden görüntülenebilir ve işlemler optimize edilebilir. Ayrıca cihaz güncellemelerine erişebilir ve temizlik sürecinin analizlerini alabilirsiniz. Doğrudan bir servis desteği için zaman-dan tasarruf etmek ve iş yükünü hafifletmek üzere müşteri hizmetlerine önemli bilgileri ileten bir arayüz bulunur.



Uzmanınızı seçin.

Tüm uzmanlarımız, yüksek kapasiteleri ve kaynak tasarrufu sağlayan temizlik performansları sayesinde aşağıdaki özellikleri ile size maksimum verimlilik sunar:



Geniş, sezgisel renkli dokunmatik ekran



Opsiyonel dolum seviyesi algılama ile sıvı dozajlaması



Kapsamlı program paketi



Eksiksiz bağlantı: Wi-Fi standart olarak, LAN isteğe bağlı



Makineyi daha kolay doldurmak için kabin aydınlatması



Karekodu okutun ve ExpertLine'i keşfedin.



ExpertLine PLW 8683: EcoDry kurutma ve cam kapak seçeneği ile

EcoDry kurutma sistemimiz, programın sonunda kalan nemin dışarı çıkmasını, cam malzemelerin daha hızlı soğumasını ve böylece makinenin hemen boşaltılabilmesini mümkün kılan AutoOpen işlevine sahiptir. Cam kapaklı model ayrıca temizlik sürecinin kolayca izlenebilmesini sağlar.

ExpertLine PLW 8693: DryPlus sıcak havalı kurutma ile en iyi kurutma sonuçları

DryPlus sıcak havalı kurutma sistemimiz, dar boyunlu cam eşyalarda bile en iyi kurutma sonuçlarını sağlar. AutoOpen fonksiyonu; kalan nemin daha iyi dışarı atılmasını ve böylece cam malzemelerin daha hızlı soğumasını sağlar.



ExpertLine PLW 8683 CD: deter-janlar için ekstra saklama alanı ve cam kapak seçeneği

AutoOpen fonksiyonu ve DryPlus sıcak havalı kurutmaya ek olarak, ExpertLine yan dolabının içinde temizlik sölüsyonları için kullanışlı bir saklama alanı sunar. Cam kapaklı yapısı temizlik sürecini kolayca izlemenizi sağlar.



Miele 360PRO.


Her laboratuvar için
en uygun çözüm.

Hassasiyet bir sorumluluktur.

Ve bu sorumluluk bizi motive ediyor.

Hassasiyetin tüm branşlardaki laboratuvarlar için temel bir sorumluluk olduğunun farkındayız. Size bu konuda mümkün olan en iyi desteği sağlamak için 360PRO'yu sunuyoruz. Birbiriyle mükemmel uyumlu çözümleri tek elden sunan kapsamlı bir sistem. Laboratuvar tipi yıkama makineleri de dahil olmak üzere, planlamadan sürdürülebilirliğe, aksesuarlardan ağ bağlantısına, temizlik maddelerinden bakıma tüm çözümlerimizle yanınızdayız.

Miele 360PRO hakkında
daha fazla bilgi için:



Sürdürülebilir hedef, mükemmel tasarım.

Ekibiniz açısından ideal. Gezegenimiz açısından çok daha ideal. 1899'dan beri felsefemiz Daima Daha İyi anlamına gelen "Immer Besser". Bu felsefe bizi her geçen gün bir öncekinden daha iyi olmaya teşvik ediyor. Her gün daha iyi, daha akıllı cihazlar geliştirmek için bizi motive ediyor. ExpertLine serimiz de sürdürülebilirlik alanında yeni standartlar belirliyor. Örneğin 15 yıl boyunca stoklanan yedek parçalar sayesinde işletme maliyetleri azaltılıp ekolojik ayak izi en aza indirilirken, 15.000 çalışma saati için yapılan testler olağanüstü uzun bir kullanım ömrü sağlar. Atıksız bir alternatif olarak yeni dijital kullanım kılavuzu ile donatılmıştır.

Miele ExpertLine ile iF Tasarım Ödülü 2024'ü almış olmaktan gurur duyuyoruz.

"Estetik ve tasarım açısından üstün standartlarımızı taçlandıran bu ödülleri bir kez daha almış olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz."

Andreas Enslin, Vice President Miele Design Center



Kapsamlı koruma için.

PROtect adlı servisimiz, kapsamlı hizmetleri, maksimum bütçe kontrolünü ve sorunsuz yedek parça teminini bir araya getirir. Size şeffaf ve sektöre özel tavsiyeler sunar, teslim tarihlerini koordine eder ve seri üretimin sona ermesinden 15 yıl sonra bile uygun yedek parçaların bulunmasını garanti ederiz.

PROtect hakkında
daha fazla bilgi için:



Miele
PROtect



Miele

Hiçbir şey **birebir** **iletişimin** yerini tutamaz.

Yeni ekip üyeniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için internet sitemizde bulunan iletişim formunu doldurarak veya çağrı merkezimizi arayarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Telefon: 444 11 22
Ptesi-Cuma: 09:00-18:00

