

Miele

Medikal Teknoloji

Doktor muayenehaneleri ve klinikler için çözümler

Miele Professional. Immer Besser.

Baskı 1 | Ocak 2024

125
Years



En güvenilir ve en sürdürülebilir çözümlerle her zaman yanınızdayız.



Miele Professional ile kaliteli, uzun ömürlü makineleri ve güvenilir çözümleri tercih etmiş olursunuz.

Dördüncü kuşak tarafından yönetilen bir aile şirketi olarak Miele; ürünleri, süreçleri, çalışanları, iş ortakları ve doğal kaynakları korumak için sorumluluk taşımaktadır. Bu sorumluluğumuz makinelerimizin geliştirilmesi ve üretiminde olduğu kadar kullanılan malzemelerin seçiminde de kendini ortaya koymaktadır. Müşterilerimiz, sektöre yön veren “Made in Germany” kalitesindeki inovasyon, ergonomi ve işlev açısından pek çok ödül kazanan ürün tasarımından ve düşük tüketim ile işletme maliyetleri gibi avantajlardan yararlanmaktadır.

Miele Professional, müşterilerimize ilham veren, iş akışlarını basitleştiren ve hedef kitleye göre tasarlanmış özel çözümler geliştirir. “Immer Besser” - “Daima Daha İyi” yaklaşımımız, 125 yıldır size tüm çözümlerde güven ve kalite sağlamak için kurumsal felsefemiz olmuştur.

Markus Miele Reinhard Zinkann

Dr. Markus Miele
Executive Director and Co-Proprietor
Miele Cie. KG

Dr. Reinhard Zinkann
Executive Director and Co-Proprietor
Miele Cie. KG

1899 — **125** Years — 2024

Çözümlerimizi keşfedin

Önsöz	2
Sürdürülebilirlik	3
360PRO çözümleri	4
Hijyen odası – Montaj örnekleri	5

Yıkama ve dezenfeksiyon makineleri

PG 8582, PG 8592 ve PG 8582 CD	8–13
--	------

Yıkama ve dezenfeksiyon makineleri için aksesuarlar

Genel bakış	14
PG 8582, PG 8592 ve PG 8582 CD aksesuarları	26–38
Genel kapsamlı aksesuarlar	39–46

Dijital çözümler

İşlem dokümantasyonu için diğer bileşenler	51
İletişim modülleri	52






Tüm bilgilere şuradan ulaşabilirsiniz:
www.miele.com.tr/p/

Gelecek için hedeflerimiz

Ortak yuvamızı kurtarmak zamana karşı bir yarış haline geldi. Bu nedenle iddialı hedeflerimizi sürekli geliştiriyor ve taahhüdümüzü genişletiyoruz.

Bu sözlerle, seçtiğimiz yolda ilerlemeye devam etmek istiyoruz:



Sürdürülebilirliğin her düzeyde gerçekleştirilmesi

Sürdürülebilirliği, konutlarda ve işletmelerde değer zinciri boyunca ve özellikle müşterilerimiz tarafından kullanım aşamasında olmak üzere, ürün yaşam döngüsünün her aşamasında önemli bir bileşen haline getirmek için sürekli çalışıyoruz.



% 100 CO₂ nötr hedefimize ulaşmak amacıyla iz bırakmayan cihazlar üretmek

Amacımız, çevre üzerinde mümkün olan en düşük etkiye sahip en iyi ürün ve hizmetleri % 100 CO₂ nötr şekilde geliştirmektir.



Gereksiz atıkları önlemek için eski makinelere yeni bir hayat veriyoruz

Geride hiçbir atık bırakmayan dögüsel bir ekonomiye bağılıyız ve tüm malzemeler kullanım ömürlerinin sonunda geri dönüşüme gönderilmektedir.

Yıkama ve dezenfeksiyon makineleri ve dokümantasyon için mükemmel çözümler

360 PRO



En yüksek beklentiler için önerilir

Sektörde lider medikal alet üreticileri Miele markasına güveniyor

Miele Professional, aletlerin güvenli ve hijyenik açıdan kusursuz şekilde temizlenmesi anlamında gelir. Aynı zamanda temizlenen aletlerin korunmasını ve değerlerinin kaybedilmemesini sağlar. Bu nedenle sektörün lider alet üreticileri, Miele sistemleri ile temizliği tavsiye ediyor.

B BRAUN
SHARING EXPERTISE

OLYMPUS

KAVO
Dental Excellence

Geuder
Precision made in Germany

RICHARD WOLF
spirit of excellence

W&H

STORZ
KARL STORZ - ENDOSKOPE

INTUITIVE
SURGICAL®

KLS martin
GROUP

Kendini kanıtlamış temizlik programı Vario TD

Miele tarafından geliştirilen Vario TD programında, kan kalıntılarının denatüre olmaması için ön temizlik düşük sıcaklıklarda gerçekleştirilir. Yoğun bir ana temizlik ve ara durulama aşamasından sonra, > 90 °C ve 5 dakikalık sıcaklık muhafaza süresi ile termal dezenfeksiyon gerçekleştirilir. Cerrahi aletlerin en iyi şekilde korunması için son durulama işlemi tam demineralize su ile gerçekleştirilir. Bu program, tüm termostabil ekipmanlarda DIN EN ISO 15883 standardına göre rutin temizlik için uygundur ve malzemeleri tamamen korur.

Tezgaha kurulum örnekleri



Alan ölçüsü: yakl. 250 x 250 cm (uzunluk x genişlik)

L şeklinde çalışma bloklı hijyen odası

L şeklinde hijyen odası, daha fazla hareket özgürlüğü ve depolama alanı sunar. Lavabo ve yıkama ve dezenfeksiyon makinesinin yer aldığı kirli taraf, açılı tasarım sayesinde sterilizatörün, dokümantasyonun ve etiket yazıcısının bulunduğu temiz taraftan belirgin bir şekilde ayrılır.



Alan ölçüsü: yakl. 300 x 200 cm (uzunluk x genişlik)

2 ayrı çalışma bloklı hijyen odası

Geniş bir mekanın söz konusu olduğu ve birden çok doktorun çalıştığı muayenelerde bu tasarım ideal çözümdür. Lavabo ve yıkama ve dezenfeksiyon makinesinin yer aldığı kirli taraf, sterilizatörün, dokümantasyonun ve etiket yazıcısının bulunduğu temiz taraftan yapısal olarak ayrılır. Her iki tarafta da bulunan kurulum ve muhafaza dolapları, çalışma alanlarında mekan özgürlüğü sağlar ve kontaminasyon riskini azaltır.



Alan ölçüsü: yakl. 300 x 150 cm (uzunluk x genişlik)

Uçtan uca çalışma bloklı hijyen odası

Bu düzende aletlerin temizlenmesi, çalışma bloğunda uçtan uca gerçekleşir. Kirli tarafta lavabo ve yıkama ve dezenfeksiyon makinesi bulunur. Cihaz tipine bağlı olarak, temizlik kimyasalları lavabo altındaki dolapta, entegre tankta veya Miele dozajlama maddesi dolabında tutulabilir. Küçük sterilizatörün, süreç dokümantasyonunun ve steril malzeme etiketi yazıcısının bulunduğu temiz taraf, kirli taraftan cam bir levhayla ayrılır.





Yıkama ve dezenfeksiyon makineleri

Cihazlar

PG 8582, PG 8592, PG 8582 CD

Bileşenler

Yükleme örnekleri

Sepetler ve mobil yükleme üniteleri

Aksesuarlar, modüller ve diğer bileşenler

Su arıtma sistemleri

İşlem kimyasallarının dozajlanması için bileşenler

Bazalar

Dönüştürme setleri

Taşıma araçları

Yıkama ve dezenfeksiyon makineleri

Solo cihaz, ankastre özellikli
PG 8582, PG 8592, PG 8582 CD



Yıkama ve dezenfeksiyon makinesi (ön tarafta soldan sağa doğru)	PG 8582	PG 8592	PG 8582 CD
Yapı genişliği	600	600	900
Tezgahaltı makine, Yükseklik, Derinlik [mm]	820, 600	820, 600	820, 600
Solo cihaz, Yükseklik, Derinlik [mm]	835, 600	835, 600	835, 700**
En kısa program çalışma süresi [dk.]	22*	22*	22*
Döngü kapasitesi			
DIN sepetler/cerrahi alet sepetleri	8	8	8
Luer kilidi bağlantıları aracılığıyla DIN sepetler/cerrahi alet sepetleri /lümenli aletler	8/6	8/6	8/6
Başka aletlerin yanı sıra lümenli KBB aletleri	44	44	44
AN setleri	2-3	2-3	2-3
Minimal invaziv cerrahi setleri	1-2	1-2	1-2
GYN-Spekula	42	42	42
Kurutma			
Kurutma	EcoDry	DryPlus	DryPlus
İletkenlik takibi	-	Opsiyonel	◆
Entegre dozaj pompası (varyasyona bağlı)	1/2	1	2
Bidonlar için çekmece (3 x 5 l veya 2 x 10 l)	-	-	◆
Elektrik bağlantısı 3 N AC 400 V, 50 Hz	◆	◆	◆
Toplam bağlı güç [kW]	9,3	9,3	9,3

* VARIO TD HNO Optik, yıkama ve dezenfeksiyon, ** Üst panel, teslimat kapsamına dahil değildir.

Sertifika:

PG 8582, PG 8592 ve PG 8582 CD, AB 2017/45 (MDR) yönetmeliğine uygundur.

Yıkama ve dezenfeksiyon makinelerinizi şunlarla donatabilirsiniz:

- Sepetler ve aksesuarlar sayfa 26 ve devamı
- İşlem dokümantasyonu sayfa 50 ve devamı

Teknik veriler

PG 8582, PG 8592, PG 8582 CD

Yıkama ve dezenfeksiyon makinesi	PG 8582	PG 8592	PG 8582 CD
Üst panelli solo cihaz/üst panelsiz tezgahaltı cihaz	◆/–	◆/–	–/◆
Sirkülasyon pompası [Qmax. l/dk.]	500	500	500
Kumanda/Programlar			
Program sayısı (+ 2 boş program yeri)	18	19	19
TouchControl	◆	◆	◆
AutoClose – Otomatik kapak kilidi	◆	◆	◆
Program bitiminde sesli uyarı	◆	◆	◆
Ethernet modülü/RS232 modülü/proses dokümantasyonu için DataDiary	Opsiyon	Opsiyon	Opsiyon
Dijital ürünler ile ağ bağlantısı için Ethernet/WiFi iletişim modülü	◆	◆	◆
Su bağlantıları			
1 adet soğuk su, 2,0–10 bar akış basıncı (200–1.000 kPa) (EN 1717 uyarınca geri çekiş emniyetli)	◆	◆	◆
Buhar kondenseri için 1 adet soğuk su, 2,0–10 bar akış basıncı (200–1.000 kPa) (EN 1717 uyarınca geri çekiş emniyetli)	◆	◆	◆
1 adet demineralize su, 2,0–10 bar akış basıncı (200–1.000 kPa) (EN 1717 uyarınca geri çekiş emniyetli)	◆	◆	◆
1 adet sıcak su, 2,0–10 bar akış basıncı (200–1.000 kPa) (EN 1717 uyarınca geri çekiş emniyetli)	◆	◆	◆
3/4" rakor bağlantılı 1/2" besleme hortumu sayısı, U = yakl. 1,7 m	4	4	4
Tahliye pompası Ø 22, pompalama yüksekliği maks. 100 cm	◆	◆	◆
Su koruma sistemi (WPS)	◆	◆	◆
Elektrik bağlantısı			
3 N AC 400 V 50 Hz, AC 230 V 50 Hz değerine dönüştürülebilir, bağlantı kablosu yakl. 2,0 m, 5 x 2,5 mm ² , CEE fiş dahil	◆	◆	◆
Isıtma [kW]	8,5	8,5	8,5
Sirkülasyon pompası [kW]	0,8	0,8	0,8
Toplam güç [kW]	9,3	9,3	9,3
Sigorta [A]	3 x 16	3 x 16	3 x 16
Dozaj donanımları			
Parlatıcı için 1 adet dozaj cihazı/kapak	◆	◆	◆
Toz deterjan için 1 adet dozaj cihazı/kapak	◆/–	–	–
Sıvı deterjan için 1 adet dozaj pompası (emiş borusu uzunluğu: 217 mm)	–/◆	◆	◆
Nötralizasyon maddesi için 1 adet dozaj pompası (çekiş borusu uzunluğu: 217 mm)	◆	–	◆
Sıvı maddeler için üçüncü bir dahili dozaj pompası ekleme seçeneği (4. pompa mümkün değildir.)	–	–	◆
İşlem kimyasallarını koymak için çekmece (3 x 5 l veya 2 x 10 l)	–	–	◆
Bağlantı seçenekleri			
DOS K 85 flex veya sıvı maddeler için DOS K 85/1 flex	2/1	2	–
Su yumuşatıcı			
Soğuk ve 65 °C'ye kadar sıcak su için	◆	◆	◆
Buhar kondenseri			
Aerosol	◆	◆	◆
Kurutma ünitesi/radyal fan			
Fan	–	0,3	0,3
Isıtıcı rezistans [kW]	–	2,2	2,2
Toplam güç [kW]	–	2,5	2,5
Hava performansı [m ³ /saat]	–	60	60
1 °C adımlar halinde sıcaklık ayarı [°C]	–	50–115	50–115
1 dakika adımlar halinde zaman ayarı [dk.]	–	0–120	0–120
Ön filtre/ayırıştırma derecesi (DIN EN 1822)/çalışma ömrü			G 4/> % 90/100 saat
Asılı madde filtresi/HEPA filtre/ayırıştırma derecesi (DIN EN 1822), çalışma ömrü	–	H 13/> % 99,95/200 saat	H 14/> % 99,995/500 saat
Ölçüler, ağırlık			
Dış ölçüler Y/G/D (üst panel ile 835/900/700 mm) [mm]	835/600/600	835/600/600	820/900/600
Yıkama kabini ölçüleri Y/G/D [mm]	522/536/O = 518, U = 523	522/536/O = 518, U = 523	522/536/O = 518, U = 523
Ağırlık [kg]	74	78	97,7
İsteğe bağlı dış kaplama			
Beyaz gövde, metal (AW)	◆	–	–
Paslanmaz çelik (AE)	◆	◆	◆
Standartlara uygunluk			
DIN EN ISO 15883-1/2/6, EN 61010-2-40, EN 61326-1	◆	◆	◆
Test işaretleri ve semboller			
VDE, VDE-EMV, IP 21	◆	◆	◆
CE 0297	◆	◆	◆
AB 2017/745 (MDR)	◆	◆	◆

Yenilikçi temizleme programları



Müşterilerin çok yönlü gereksinimlerini karşılamak için yıkama ve dezenfeksiyon makineleri uygulamaya özel çeşitli programlarla donatılmıştır.

VARIOTD

Vario TD

Özel zorluk derecesi olmayan, organik kirlerin (kan, salgı) kalıntısız şekilde çıkarıldığı rutin araç-gereç temizliği ve dezenfeksiyonu için standart program.

Termal dezenfeksiyon işlemi > 90 °C sıcaklıkta ve 5 dakika bekleme süresi ile gerçekleştirilir. Verimlilik ve yüksek yıkama performansı için 4, 6 veya 8 DIN sepeti/cerrahi alet sepeti için çeşitli Vario TD programları mevcuttur.

4, 6 ve 8 DIN sepeti/cerrahi alet sepeti arasındaki fark, ilgili programla sadece 4 DIN sepeti/cerrahi alet sepeti temizlerken yaklaşık 10–14 dakika daha az çalışma süresini ve 25 litreye kadar su tasarrufunu sağlar.

Ayrıca MIC ve jinekoloji alanlarının yanı sıra ameliyathane terliklerinin, servis gereçlerinin ve biberonların temizliğine yönelik ek programlar da bulunmaktadır.

Vario TD HNO Optik


Vario TD HNO Optik programı, hafif kirli KBB optiklerinin temizlenmesi için kullanılır ve sadece yaklaşık 20 dakikalık kısa bir program süresine sahiptir. Ayrıca PG 8582, PG 8582 CD ve PG 8592 cihaz tiplerinin her biri müşteriye özel olarak kullanılacak 2 boş program alanına sahiptir.

Vario TD HNO+

Özel Vario TD HNO+ programı, 44 adede kadar lümenli alet ve diğer KBB aletlerinin temizlenmesini sağlar.

Oftalmoloji

Yıkama ve dezenfeksiyon makineleri ayrıca oftalmolojik uygulamaların ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış özel oftalmoloji programlarına sahiptir. Tam demineralize su ile yapılan son durulama işlemi ile program, kimyasal madde kalıntılarını en aza indirir. Bu özellik, proses kimyasalları kalıntıları örneğin gözlerin tahriş olması gibi ciddi komplikasyonlara yol açabileceğinden dolayı oldukça önemlidir. Entegre iletkenlik ölçümü (modele bağlı olarak), durulama işleminin hassas bir şekilde kontrol edilmesini ve otomatik olarak tekrarlanmasını sağlar.



1. Ön durulama
2. Yıkama
3. Nötralizasyon
4. Ara durulama
5. Dezenfeksiyon
6. Kurutma

VARIO TD



Programlar, çalışma süreleri, tüketim verileri

PG 8582, PG 8592, PG 8582 CD

PG 8582	Yıkama/Dezenfeksiyon					Kurutma	
	Çalışma süresi [dk.]	KW*	WW	AD	Enerji [kWh]	Çalışma süresi [dk.]	Enerji [kWh]
Vario TD alet 4 DIN sepeti	40	17,4	18,2	9,0	2,1	8	–
Vario TD alet 6 DIN sepeti	51	25,2	27,3	13,0	2,8	8	–
Vario TD alet 8 DIN sepeti	55	26,6	27,9	13	3,0	6	–
Vario TD MIC	41	18,6	12,5	16,0	2,3	7	–
Vario TD AN	53	25,9	29,6	14,0	2,5	4,5	–
Vario TD GYN	47	17,4	28,2	7,5	1,8	6	–
Oftalmoloji	41	13,8	21,7	17,5	2,0	7	–
Oftalmoloji tepsisi	65	11	–	53	2,6	6	–
Vario TD HNO	42	17,4	18,2	9,0	2,3	7	–
Vario TD HNO Optik	22	10,0	–	9,0	1,6	6	–
Vario TD HNO+	49	22,8	26,7	13,0	2,9	5	–
Biberonlar	38	17,4	21,2	7,5	2,3	6	–
Hastane araç-gereçleri	30	17,4	12,2	7,5	1,6	4,5	–
Ameliyathane terlikleri	28	17,1	12,5	8,5	1,6	3,5	–
Üniversal	34	4,5	31,5	18,5	1,7	3	–
Özel 93 °C-10'	52	11,9	29,6	14,0	3,3	3	–
Durulama	4	10,0	–	–	0,01	–	–

PG 8592, PG 8582 CD	Yıkama/Dezenfeksiyon					Kurutma	
	Çalışma süresi [dk.]	KW*	WW	AD	Enerji [kWh]	Çalışma süresi [dk.]	Enerji [kWh]
Vario TD alet 4 DIN sepeti	40	17,4	18,2	9,0	2,1	47	0,8
Vario TD alet 6 DIN sepeti	51	25,2	27,3	13,0	2,8	55	1,0
Vario TD alet 8 DIN sepeti	55	26,6	27,9	13	3,0	67	1,1
Vario TD MIC	41	18,6	12,5	16,0	2,3	42	0,7
Vario TD AN	53	25,9	29,6	14,0	2,5	94	1,7
Vario TD GYN	47	17,4	28,2	7,5	1,8	37	0,6
Oftalmoloji	41	13,8	21,7	17,5	2,0	57	0,9
Oftalmoloji tepsisi	65	11	–	53	2,6	91	1,4
Vario TD HNO	42	17,4	18,2	9,0	2,3	52	0,8
Vario TD HNO Optik	22	10,0	–	9,0	1,6	32	0,5
Vario TD HNO+	47	22,8	26,7	13,0	2,9	52	0,8
Biberonlar	38	17,4	21,2	7,5	2,3	62	1,2
Hastane araç-gereçleri	30	17,4	12,2	7,5	1,6	39	0,5
Ameliyathane terlikleri	28	17,1	12,5	8,5	1,6	44	0,5
Üniversal	34	4,5	31,5	18,5	1,7	37	0,7
Özel 93 °C-10'	52	11,9	29,6	14,0	3,0	79	1,4
Durulama	4	10,0	–	–	0,01	–	–
Kurutma	–	–	–	–	–	40	0,7

Isıtma: 8,5 kW (3 N AC 400 V, 50 Hz), soğuk su (15 °C), sıcak su (65 °C), demineralize su (15 °C) bağlantısı

*Buhar kondenseri su tüketimi eklenir.

Modellere genel bakış

PG 8582

Ürün adı	Dış kaplama	Cihaz genişliği	Elektrik bağlantısı	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
PG 8582 [WW AD PD]	AE	600 mm	3 N AC 400 V 50 HZ	10124540	62858203TR	4002515580318
Bileşenler	Tanım			Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
DE-CS6-85	Makineyi üstten kapatmak için üst panel, D 60 cm, G 90 cm yan dolap ile birlikte.			10101450	69216010D	4002515604380

Modellere genel bakış

PG 8592, PG 8582 CD

Ürün adı	Dış kaplama	Cihaz genişliği	Elektrik bağlantısı	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
PG 8592 [AE WW AD]	AE	600 mm	3 N AC 400 V 50 HZ	10846690	62859201TR	4002515976791

Bileşenler	Tanım	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
DE-CS6-85	Makineyi üstten kapatmak için üst panel, D 60 cm, G 90 cm yan dolap ile birlikte.	10101450	69216010D	4002515604380

Ürün adı	Dış kaplama	Cihaz genişliği	Elektrik bağlantısı	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
PG 8582 CD [WW AD CM]	AE	900 mm	3 N AC 400 V 50 HZ	10226990	62858250TR	4002515632864

Bileşenler	Tanım	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
DE-CS7-85	Makineyi üstten kapatmak için cihaz üst paneli, D 70 cm, G 90 cm yan dolap ile birlikte.	10222780	69216011D	4002515648155

Yıkama ve dezenfeksiyon makineleri için aksesuarlar



PG 8582, PG 8592 ve PG 8582 CD için



PG 8582, PG 8592, PG 8582 CD tezgahaltı makineler için yenilikçi yük taşıyıcı sistemi

Tıbbi ürünleri güvenilir ve değerlerini koruyan bir şekilde temizlemek için Miele Professional; üst ve alt sepetler, mobil raf üniteleri ve çok çeşitli araç-gereçler için aksesuarlar içeren çok yönlü geniş bir yük taşıyıcı ürün yelpazesi sunuyor. Yük taşıyıcı sistemi, PG 85 serisi yıkama ve dezenfeksiyon makinelerinin piyasaya sürülmesi ile tamamen revize ve optimize edildi.


Daha fazla verim

Yeni yük taşıyıcıları, yıkama kabının hacmini daha iyi kullanmakta ve böylece döngülerde daha fazla medikal araç-gereç temizlenerek kullanıma hazırlanabilmektedir. Geliştirilmiş su ve hava devresinin diğer bir avantajı: yıkama maddesi ve kurutma havası, etkilerini en iyi şekilde gösterebilmeleri için püskürtme kollarına ve enjektör sistemlerine en kısa yoldan ve asgari basınç kaybı ile ulaştırılır. Ayrıca optimum basınç koşullarına, kullanılmadıklarında bağlantı valflerinin otomatik olarak kapatılması da katkı sağlamaktadır.

Tıbbi uygulamalar için donanım örnekleri/Tavsiye edilen yıkama ve dezenfeksiyon makineleri	PG 8582	PG 8592	PG 8582 CD
Donanım örneği: 8 adet DIN sepeti 1 adet mobil raf ünitesi A 208, 8 adet DIN sepeti E 142	◆	◆	◆
Donanım örneği: Minimal invaziv cerrahi aletleri 1 adet mobil raf ünitesi A 203	—	◆	◆
Donanım örneği: Minimal invaziv cerrahi aletleri 1 adet üst raf A 104, 1 adet alt raf A 151	—	◆	◆
Donanım örneği: Anestezi 1 adet mobil raf ünitesi A 201	—	◆	◆
Donanım örneği: Oftalmoloji 1 adet mobil raf ünitesi A 207, 8 adet oftalmoloji sepeti A 314, 8 adet DIN sepeti E 197	◆	◆	◆
Donanım örneği: Ameliyathane terliği 1 adet üst raf A 103, 1 adet terlik ek sepeti A 308, 1 adet alt raf A 151, 1 adet terlik sepeti A 307	◆	—	—
Donanım örneği: Jinekoloji 1 adet üst raf A 102, 1 adet alt raf A 151, 7 adet E 416, 1 adet E 378	◆	◆	◆

Donanım örnekleri

PG 8582, PG 8592, PG 8582 CD



8 DIN sepeti

- A 208: 8 DIN tepsisini en iyi şekilde yerleřtirmek için mobil raf ünitesi.
- E 142 (A 208 modelinde 8 adet): Çeřitli aletleri yerleřtirmek için sepet.



MIC

- A 203: MIC aletlerini en iyi şekilde yerleřtirmek için mobil raf ünitesi.



MIC ve cerrahi alet sepetleri

- A 104: MIC, artroskopi ve üroloji aletlerini en iyi şekilde yerleřtirmek için üst raf.
- A 151: Standart DIN sepetlerinin ve çeřitli eklenti donanımlarının yerleřtirilmesi için alt raf.
- E 142: Çeřitli aletleri yerleřtirmek için aksesuar.
- E 379: Çeřitli aletleri yerleřtirmek için aksesuar.



Anestezi

- A 201: Anestezi setlerini en iyi şekilde yerleřtirmek için mobil raf ünitesi.



Oftalmoloji ve opsiyonel bileřenler

- A 207: Mikro aletleri en iyi şekilde yerleřtirmek için mobil raf ünitesi.
- A 314: (A 207 modelinde 8 adet) lümenli oftalmoloji aletlerinin optimal olarak tekrar kullanıma hazırlanması için cerrahi alet sepeti
- E 197: (A 207 modelinde 8 adet) çeřitli aletleri en iyi şekilde yerleřtirmek için sepet.




Ameliyathane terlikleri

- A 101: Sepetleri en iyi şekilde yerleřtirmek için yükseklięi ayarlanabilir üst raf.
- A 310: 8 adet ameliyathane terliklerini en iyi şekilde yerleřtirmek için sepet.
- A 151: Standart DIN sepeti ve çeřitli aksesuarların yerleřtirilmesi için alt raf.
- A 307: 48 numaraya kadar 20 adet ameliyathane terlięini en iyi şekilde yerleřtirmek için sepet.

Donanım örneği: Jinekoloji


PG 8582, PG 8592, PG 8582 CD



Aksesuarlar	Tanım	Malzeme no.
A 210 Set GYN	Jinekoloji aletlerinin hijyenik ve kolay bir şekilde temizlenmesi için jinekoloji seti.	11613660
A 102	Sepetleri en iyi şekilde yerleştirmek için yüksekliği ayarlanabilir üst raf.	9862360
A 151	Standart DIN sepetlerinin ve çeşitli aksesuarların yerleştirilmesi için alt raf.	9862410
E 416 (A 102 modelinde 4 adet)	6 adet bir ve iki parçalı spekulumu en iyi şekilde yerleştirmek için sepet.	3888650
E 379	Çeşitli aletleri yerleştirmek için sepet.	3203500

Cerrahi donanım örneği

PG 8582, PG 8592, PG 8582 CD



Bileşenler	Tanım	Malzeme no.
A 211 Set SUR	Cerrahi aletlerin hijyenik bir şekilde ve kolayca temizlenmesi için cerrahi set.	10129240
A 103	Sepetlerin en iyi şekilde yerleştirilmesi için üst raf.	9862370
A 202	4 DIN sepeti tel örgü tepsiyi en iyi şekilde yerleştirmek için mobil raf ünitesi.	9862440
E 142 (A 202 ve A 103 modelinde 6 adet)	Çeşitli aletleri yerleştirmek için sepet.	3830300

Üst ve alt raflar



PG 8582, PG 8592, PG 8582 CD



A 101

Aksesuarları en iyi şekilde yerleştirmek için yüksekliği ayarlanabilir üst raf.



- Doldurma yüks. 160 +/-30 mm, genişliği 475 mm, derinliği 443 mm
- Takılı püskürtme kolu ile
- Y 206, G 528, D 527 mm



A 102

Aksesuarları en iyi şekilde yerleştirmek için yüksekliği ayarlanabilir üst raf.



- Doldurma yüks. 205 +/-30 mm, genişliği 475 mm, derinliği 443 mm
- Takılı püskürtme kolu ile
- Ön tarafı açık
- Y 206, G 528, D 527 mm



A 103

Aksesuarları en iyi şekilde yerleştirilmesi için üst raf.



- Doldurma yüksekliği: 95 mm, genişliği 505 mm, derinliği 472 mm
- Özellikle DIN sepetlerini ve cerrahi alet sepetlerini yıkamak için uygundur.
- Malzeme yüksekliği düşük olan başka uygulamalar için de uygundur.
- A 202 mobil raf üniteleri ile kombine edilerek kullanılabilir.
- Takılı püskürtme kolu ile
- Y 133, G 528, D 528 mm



A 104

MIC, artroskopi ve üroloji aletlerini en iyi şekilde yerleştirmek için üst raf.

- Sağ taraf 11 adet lümenli alet yerleştirmek için
- Adapte edilmiş aletlerin maksimum uzunluğu: 430 mm
- Lümenli aletler için ilave Luer kilidi bağlantı yeri
- Sol taraf, aksesuarların yerleştirilmesi için açıktır (maks. doldurma yüksekliği Y 310, G 240, D 455 mm).
- Püskürtme kolu ile: Cerrahi alet sepetleri alt taşıyıcıda ayarlanabilir.
- Teslimat kapsamına ek olarak dahil olanlar:
 - 2 adet E 448 bağlantı
 - 2 adet E 442 yıkama ucu
 - 1 adet E 452 enjektör ucu
 - 1 adet E 453 enjektör ucu
 - 1 adet E 454 enjektör ucu
- Y 332, G 528, D 526 mm



A 105/1

Çeşitli aletleri yerleştirmek için yüksekliği ayarlanabilir, enjektör kapasiteli üst raf.

- Sağ taraf: 22 adet enjektör kapasitesi
- Sol taraf, aksesuarların yerleştirilmesi için kullanılır.
- Lümenli aletlerin iç kısımlarının etkin bir şekilde yıkanması ve kurutulması
- Dental piyasemen ve angulruvaların içlerinin etkin bir şekilde yıkanması ve kurutulması
- Boru filtre A 800, her iki enjektör modülünde kullanılabilir. (Teslimat kapsamına dahil değildir.)
- Monte edilmiş püskürtme kolu
- Doldurma ölçüsü Y 225 +/-30, G 360, D 445 mm (sol tarafta, 215 mm genişlik ve 460 mm derinlik mevcut)
- Y 202, G 528, D 528 mm

Aksesuar seti:


- A 838 anahtar takımı [Adet]: 1



A151

Standart DIN sepetlerinin ve çeşitli aksesuarların yerleştirilmesi için alt raf.

- Doldurma yüksekliği seçilen üst sepete bağlıdır.
- Aşağıdaki belirtilenler ile birlikte doldurma yüksekliği:
 - A 101 Y 275 ±30 mm
 - A 102 Y 230 ±30 mm
 - A 103 Y 305 mm
 - A 104 Y 145 mm
 - A 105 veya A 105/1 Y 210 mm
- Yerleştirme genişliği: 490 mm, derinliği: 498 mm
- Y 88, G 529, D 522 mm



Ürün	Tanım	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
A 101	Aksesuarları en iyi şekilde yerleştirmek için yüksekliği ayarlanabilir üst raf.	9862340	69610100D	4002515460627
A 102	Aksesuarları en iyi şekilde yerleştirmek için yüksekliği ayarlanabilir üst raf.	9862360	69610200D	4002515460634
A 103	Aksesuarları en iyi şekilde yerleştirmek için üst raf.	9862370	69610300D	4002515460641
A 104	MIC, artroskopi ve üroloji aletlerini en iyi şekilde yerleştirmek için üst raf.	9862380	69610400D	4002515460658
A 105/1	Çeşitli aletleri yerleştirmek için yüksekliği ayarlanabilir, enjektör kapasiteli üst raf.	10777260	69610501D	4002515941157
A 151	Standart DIN sepetlerin ve de çeşitli aksesuarların yerleştirilmesi için alt raf.	9862410	69615100D	4002515460689

Modül, modül enjektörleri ve filtre

PG 8582, PG 8592, PG 8582 CD




A 315

Kapasitenin artırılması ve lümenli dental aletlerin temizlenmesi için modül.

- Enjektör kapasitesinin 22 adetten 44 adete artırılması
- Piyasadaki mevcut tüm A 151 ürünleri ile geriye doğru uyumlu
- Tüm standart dental/KBB adaptörleri ve aksesuarlar kullanılabilir.
- Enjektör uçları birlikte teslim edilmemektedir.
- Dental piyasemen ve anguldruvaların içlerinin etkin bir şekilde kurutulması
- Boru filtre A 800 , her iki enjektör modülünde kullanılabilir. (Teslimat kapsamına dahil değildir.)
- A 151 alt sepette kullanım ve A 105/1 üst sepetin aynı anda kullanımı için doldurma ölçüleri Y 210 +/-30, G 383, D 479 mm
- Üst sepet kullanımında enjektör modülü doldurma yüksekliği A 105/1 135 mm +/-30
- Y 145, G 492, D 542 mm

Aksesuar seti:

- A 838 anahtar takımı [Adet]: 1



A 836

Diş hekimliği alanından lümenli aletlerin temizlenmesi için ideal enjektör ucu seti.

- A 105/1 üst sepetin veya A 315 modülünün doldurulması için
- 22 adet A 833 dental enjektör ucu içeren ambalaj



A 837

KBB alanından lümenli aletlerin temizlenmesi için irigasyon ucu seti.

- A 105/1 üst sepetin ve A 315 modülünün doldurulması için
- Kapak ve sabitleme kelepçesi ile birlikte
- 22 adet A 817 irigasyon ucu içeren ambalaj



A 800

Lümenli aletleri güvenli ve ekonomik bir şekilde temizlemek için boru filtre.

- Mobil üniteler için Plymesh paslanmaz çelik dokulu filtre
- Ağ gözü genişliği 63 µm
- Temizlik fırçası A 804 ile temizlenebilir.
- A 105/1 üst rafta ve A 315 modülde kullanım için
- Y 405, G 22,5, D 22,5 mm



A 804


A 800 boru filtreyi en iyi şekilde temizlemek için temizlik fırçası.

- A 800 boru filtreyi temizlemek için uygundur.
- Bükümlü telden sapı olan spiral fırça
- Halkalı sap ucu
- Uzunluk 500 mm, fırça uzunluğu 100 mm
- Y 500, G 20 , D 20 mm

Ürün	Tanım	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
A 315	Kapasitenin artırılması ve lümenli dental aletlerin temizlenmesi için modül.	11055980	69631500D	4002516087861
A 836	Diş hekimliği alanından lümenli aletlerin temizlenmesi için ideal enjektör ucu seti.	11054660	69783600D	4002516204091
A 837	KBB alanından lümenli aletlerin temizlenmesi için yıkama irigasyon ucu.	11054690	69783700D	4002516204107
A 800	Lümenli aletleri güvenli ve ekonomik bir şekilde temizlemek için boru filtre.	9960680	68680000D	4002515538081
A 804	A 800 boru filtreyi en iyi şekilde temizlemek için temizlik fırçası.	9960720	68680400D	4002515527238

Mobil yükleme ünitesi


PG 8582, PG 8592, PG 8582 CD



A 201

Anestezi setlerini en iyi şekilde yerleştirmek için mobil raf ünitesi.

- 8 uçlu, yaylı altlıklı, maks.1,5 m uzunlukta solunum tüpü için
 - Helezon üzerine yerleştirme
 - İntübasyon materyali için 15 adet enjektör ucu
 - Y 434, G 531, D 546 mm
- Aksesuar seti:
- E 430/1 1/3 sepeti [Adet]: 1
 - E 431 Körük için enjektör ucu, Ø 8 x 193 mm [Adet]: 1
 - E 432 Katlanır solunum hortumları için tutucu [Adet]: 1
 - E 433 Silikon solunum hortumları için tutucu [Adet]: 2
 - E 434 Çocuk solunum hortumları için tutucu [Adet]: 1
 - E 466 Enjektör ucu 8 x 333 mm, solunum torbası için [Adet]: 6
 - E 496 Enjektör ucu 4 x 120 mm [Adet]: 15



A 202

4 adet DIN sepetini en iyi şekilde yerleştirmek için mobil raf ünitesi.

- 2 kademede 4 adet DIN sepeti için uygundur.
- A 103 üst sepet eklenebilir.
- Tutucu çerçeve: daha yüksek malzeme yerleştirmek için çıkartılabilir.
- Luer kilidi bağlantısı aracılığıyla lümenli aletler için 6 adet ek bağlantı seçeneği (üretici firma tarafından altı adet E 362 dişli tapa ile kapatılmıştır.)
- Takılı püskürtme kolu ile
- Farklı seviyelerin doldurma ölçüleri farklıdır.
- Alttan itibaren doldurma ölçüleri: Seviye 1: Tutucu çerçeve ile Y 95, G 516, D 498 mm, tutucu çerçevesiz Y 135, G 490, D 498 mm
- Seviye 2: Y 135, G 516, D 498 mm
- Y 223, G 529, D 542 mm



A 208

8 DIN sepetini en iyi şekilde yerleştirmek için mobil raf ünitesi.

- Yüksek kapasite: 8 DIN sepetini aynı anda hazırlama
- Lümenli aletler için 4 ek bağlantı seçeneği
- Çıkartılabilir kademe, gerekirse doldurma yüksekliğini artırır.
- Aşağıdan yukarı doğru doldurma ölçüleri:
Seviye 1: Y 60, G 516, D 490 mm (tutucu çerçeve var)
Seviye 1: Y 100, G 490, D 490 mm (tutucu çerçeve yok)
Seviye 2: Y 55, G 510, D 500 mm
Seviye 2: Y 200, G 510, D 470 mm (seviye 3 yok)
Seviye 3: Y 130, G 404, D 470 mm
Seviye 4: Y 75, G 510, D 500 mm
- Y 397, G 529, D 546 mm



A 203

MIC aletlerini en iyi şekilde yerleştirmek için mobil raf ünitesi.

- E 451, E 457, E 460, E 473, E 444 yerleştirmek için uygundur.
- 2 raf kullanılır.
- Y 520, G 529, D 542 mm

Aksesuar seti:

- E 336 Yıkama ucu MIBO, Ø 11 mm, uzunluk 121 mm [Adet]: 3
- E 362 Kör vida [Adet]: 2
- E 442 Yıkama ucu, Ø 11 mm, uzunluk 121 mm, Ø 6 mm başlıklı [Adet]: 15


- E 443 Yıkama ucu, Ø 11 mm, uzunluk 121 mm, Ø 10 mm başlıklı [Adet]: 5
- E 445 – Yıkama ucu E 442 için 12 adet başlık, Ø 6 mm açıklıklı [Adet]: 1
- E 446 – Yıkama ucu E 443 için 12 adet başlık, Ø 10 mm açıklıklı [Adet]: 1
- E 447 Adaptör dişi, Luer-Lock erkek için [Adet]: 3
- E 448 Dişi Luer-Lock adaptörlü silikon hortum [Adet]: 6
- E 449 Adaptör erkek, Luer-Lock dişi için [Adet]: 5
- E 451 1/6, tel örgü sepeti [Adet]: 1
- E 452 Enjektör ucu 2,5 x 60 mm [Adet]: 3

- E 453 Tutucu kısıklı enjektör ucu 4 x 110 mm [Adet]: 8
- E 454 Trokar ucu 10–15 mm için enjektör ucu [Adet]: 6
- E 456 MIC aletleri için açma yayı [Adet]: 4
- Enjektör ucu E 454 için E 464 yuva [Adet]: 3

Ürün	Tanım	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
A 201	Anestezi setlerini en iyi şekilde yerleştirmek için mobil raf ünitesi.	9862430	69620100D	4002515460702
A 202	4 adet DIN sepeti en iyi şekilde yerleştirmek için mobil raf ünitesi.	9862440	69620200D	4002515460719
A 208	8 adet DIN sepeti en iyi şekilde yerleştirmek için mobil raf ünitesi.	10616030	69620800D	4002515809242
A 203	MIC aletlerini en iyi şekilde yerleştirmek için mobil raf ünitesi.	9862450	69620300D	4002515460726

Mobil yükleme ünitesi

PG 8582, PG 8592, PG 8582 CD



A 204

Mikro aletleri en iyi şekilde yerleştirmek için mobil raf ünitesi.

- Seviye 1: Eklentileri yerleştirmek için uygundur.
- Seviye 2 sağ: Lümenli aletler için 22 bağlantı
- Seviye 2 sol: 10 Luer kilidi adaptörü, erkek, 10 adet Luer kilidi adaptörü, dişi), yatay hortum
- Takılı püskürtme kolu ile
- A 800 tipi boru filtre üç enjektör modülünün tümünde kullanılabilir.
- Y 365, G 529, D 535 mm

Aksesuar seti:

- E 476 tutucu, paket (50 adet) [Adet]: 1
- E 477 tutucu, paket (20 adet) [Adet]: 1
- E 790 geçiş parçası Luer kilidi, dişi/Luer kilidi, dişi [Adet]: 6
- E 791 geçiş parçası Luer kilidi, dişi/Luer kilidi, erkek [Adet]: 5
- Erkek Luer kilidi için silikon hortumlar, Luer kilidi adaptörü için dişi, uzunluk 160 mm [Adet]: 11



A 314

Lümenli oftalmoloji aletlerinin optimal bir şekilde tekrar kullanıma hazırlanması için sepet.

- Oftalmoloji aletlerinin bağlanması için 1 yıkama çubuğu dahildir.
- Çıkarılabilir kapaklı sepet
- Özellikle de A 207 mobil raf ünitesi için uygundur.
- Y 38,1, G 223, D 151 mm

Ürün	Tanım	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
A 204	Mikro aletleri en iyi şekilde yerleştirmek için mobil raf ünitesi.	9862460	69620400D	4002515460733
A 314	Lümenli oftalmoloji aletlerinin optimal bir şekilde tekrar kullanıma hazırlanması için DIN sepeti.	10979670	69631400D	4002516321262

Ameliyathane terlikleri için sepetler

PG 8582, PG 8592, PG 8582 CD



A 307

48 numaraya kadar 20 adet ameliyathane terliğini en iyi şekilde yerleştirmek için sepet.

- 20 adet ameliyathane terliği için uygun
- 265 mm uzunluğunda tutucular ile
- alt raf A 151'de kullanım için
- 48 numaraya kadar ameliyathane terliklerini temizlemek mümkündür.
- A 101 ile birlikte kullanıldığında 42 numaraya kadar ameliyathane terliklerini temizlemek mümkündür.
- Y 279, G 390, D 360 mm



A 308

Ameliyathane terlikleri için 34 iç tabanı en iyi şekilde yerleştirmek için sepet.

- En fazla 34 terlik iç tabanı için uygundur.
- Üst ve alt raflarda kullanım için
- Y 71, G 475, D 445 mm



A 310

8 adet ameliyathane terliğini en iyi şekilde yerleştirmek için sepet.

- Üst sepetlerde kullanım için
- 41 numaraya kadar 8 adet ameliyathane terliğini yerleştirmek için
- A 101 ve A 102 üst raflarda kullanılabilir.
- Y 75, G 405, D 435 mm

Ürün	Tanım	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
A 307	48 numaraya kadar 20 adet ameliyathane terliğini en iyi şekilde yerleştirmek için sepet.	9862590	69630700D	4002515460856
A 308	Ameliyathane terlikleri için 34 iç tabanı en iyi şekilde yerleştirmek için sepet.	9862600	69630800D	4002515460863
A 310	8 adet ameliyathane terliğini en iyi şekilde yerleştirmek için sepet.	10632610	69631000D	4002515816349

Su arıtma sistemleri

PG 8582, PG 8592, PG 8582 CD



PG 8595

İki demineralizasyon kartuşunu yerleştirmek için paslanmaz çelik Aqua Purificator.

- VE P 2800 ve VE P 2000 için uygundur.
- İletkenlik Ölçer/CM/1 takılabilir
- Dış ölçüler: Y 835 (820 üst panelsiz), G 300, D 600 mm
- Y 835, G 300, D 600 mm



PG 8595

İki demineralizasyon kartuşunu yerleştirmek için beyaz Aqua Purificator.

- VE P 2800 ve VE P 2000 için uygundur.
- İletkenlik Ölçer/CM/1 takılabilir
- Dış ölçüler: Y 835 (820 üst panelsiz), G 300, D 600 mm
- Y 835, G 300, D 600 mm



CM/1

İletkenliği ölçen ve kartuş değişimini gösteren İletkenlik Ölçer.

- Tam demineralizasyon kartuşları için uygundur.
- Kartuş değişimi için sesli ve optik gösterge
- 0–199,9 $\mu\text{S}/\text{cm}$ ölçüm aralığında 10 tetikleme noktası
- Tek satırlı ekran, harici LED bağlantısı mümkündür.
- Duvar braketi ve güç kaynağı dahil
- Y 110, G 125, D 52 mm



LP 2800

Tek kullanımlık reçinelerin manuel olarak doldurulması için demineralizasyon kartuşu.

- Maksimum debi miktarı: 800 l/saat
- Maks. su giriş sıcaklığı 40 °C – basınç dayanıklılığı 0,5–10 bar
- Reçine kapasitesi 19 litre
- Y 570, G 230, D 230 mm



E 315

Tam demineralizasyon kartuşlarının rejenerasyonu için tek kullanımlık reçine

- LP 2800 boş kartuşta kullanım için
- 20 litre homojen karışimli reçine
- Her biri 10 litrelik 2 torba içeren karton
- Sızdırmaz şekilde plastik torbalara vakumlanmıştır.
- Değiştirmek için filtre torbası ile birlikte



E 316

Tek kullanımlık reçineleri doldurmak için plastik bidon

- Tek kullanımlık reçineler için kapak ve huni
- Kapak ve huni ile donatılmıştır.
- 30 litreye kadar doldurma seti
- Tek kullanımlık reçineler için doldurma seti (30 litre)

Ürün	Tanım	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
PG 8595	İki adet tam veya kısmi demineralizasyon kartuşunu tutmak için paslanmaz çelik Aqua Purificator.	10087320	69859502D	4002515558102
PG 8595	İki adet tam veya kısmi demineralizasyon kartuşunu tutmak için beyaz Aqua Purificator.	10087310	69859501D	4002515558096
CM/1	İletkenliği ölçen ve kartuş değişimini gösteren İletkenlik Ölçer.	10889920	69450002D	4002516057420
LP 2800	Tek kullanımlık reçinelerin manuel olarak doldurulması için demineralizasyon kartuşu.	9782590	69431805D	4002515411728
E 315	Tam demineralizasyon kartuşlarının rejenerasyonu için tek kullanımlık reçine	3830350	69431501D	4002511115293
E 316	Tek kullanımlık reçineleri doldurmak için plastik bidon	3830360	69431601D	4002511115309

Su arıtma sistemleri

PG 8582, PG 8592, PG 8582 CD



SK

Demineralizasyon kartuşlarının kolay ve rahat bir şekilde değiştirilmesi için hızlı bağlantı.

- 2 adet VA geçmeli bağlantı 3/4", 2 adet hızlı kuplaj 3/4"
- Mevcut hortum seti için contalar dahil.



UFZ

İkinci bir tam/kısmi demineralizasyon kartuşuna hızlı geçiş için ikinci kartuşa yönelik dönüştürme kiti.

- İki kartuşa montaj için 2 adet VA geçmeli bağlantı 3/4"

Ürün	Tanım	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
SK	Demineralizasyon kartuşlarının kolay ve rahat bir şekilde değiştirilmesi için hızlı bağlantı.	9782600	69431901D	4002515411735
UFZ	İkinci bir tam/kısmi demineralizasyon kartuşuna hızlı geçiş için ikinci kartuşa yönelik dönüştürme kiti.	10020100	69431905D	4002515552834

Su arıtma sistemleri

PG 8582, PG 8592, PG 8582 CD



VE P 2800

İdeal su arıtma için tam demineralizasyon kartuşu.

- Maksimum debi miktarı: 800 l/saat
- Doluluk oranı iletkenlik ölçer CM/1 ile ölçülebilir.
- Maks. su giriş sıcaklığı 40 °C – basınç dayanıklılığı 0,5–10 bar
- Reçine kapasitesi 19 litre
- Y 570, G 230, D 230 mm



VE P 2000

İdeal su arıtma için tam demineralizasyon kartuşu.

- Maksimum debi miktarı: 450 l/saat
- Doluluk oranı iletkenlik ölçer CM/1 ile ölçülebilir.
- Maks. su giriş sıcaklığı 40 °C – basınç dayanıklılığı 0,5–10 bar
- Reçine kapasitesi 12,5 litre
- Y 410, G 230, D 230 mm



E 313

Demineralize suyun manuel olarak alınması için duvar armatürü.

- 10 bar'a kadar basınca dayanıklı
- Komple basınç hortumu 150 cm ile



PG 8597

40 °dH'ye kadar daimi yumuşak su alımı için çift tanklı su yumuşatıcı.

- Performans: Sürekli 19 l/dk., maksimum 30 l/dk.
- Tekerlekli solo makine, üstten doldurulabilir.
- 1 adet 20 kg tuz haznesi, 2 adet 4,5 litre reçine haznesi
- Miktar kontrollü iki bölmeli sistem, elektriksiz işletim
- Y 570, G 360, D 360 mm

Ürün	Tanım	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
VE P 2800	İdeal su arıtma için tam demineralizasyon kartuşu.	9782560	69431005D	4002515411711
VE P 2000	İdeal su arıtma için tam demineralizasyon kartuşu.	9773410	69431101D	4002515405307
E 313	Demineralize suyun manuel olarak alınması için duvar armatürü.	3830330	69431301D	4002511115279
PG 8597	40 °dH'ye kadar daimi yumuşak su alımı için çift tanklı su yumuşatıcı.	6943120	69859701D	4002514256283

İşlem kimyasallarının dozajlanması için aksesuarlar

PG 8582, PG 8592, PG 8582 CD



PG 8596

İşlem kimyasallarını ve dozlama modüllerini koymak için paslanmaz çelik dozaj dolabı.

- 2 dışarı çekilebilir çekmece, 3 x 5 l bidon için
- İç ölçüler: Y 285–690 , G 250, D 425–555 mm
- Dozaj modülleri için her seviyede 2 yükleme seçeneği
- Her seviyede, dozaj modülleri için 2 yerleştirme imkanı
- Taban teknesi, bidonlarda kalanların daha iyi boşaltılmasını sağlar.
- Y 835, G 300, D 600 mm



PG 8596

İşlem kimyasallarını ve dozaj modüllerini koymak için beyaz dozaj dolabı.

- 2 dışarı çekilebilir çekmece, 3 x 5 l bidon için
- İç ölçüler: Y 285–690 , G 250, D 425–555 mm
- Dozaj modülleri için her seviyede 2 yükleme seçeneği
- Her seviyede, dozaj modülleri için 2 yerleştirme imkanı
- Taban teknesi, bidonlarda kalanların daha iyi boşaltılmasını sağlar.
- Y 835, G 300, D 600 mm



DOS K 85/1 flex

Sıvı maddelerin otomatik dozajı için, boş seviye göstergeli 5 l bidon dozaj modülü.

- Dozaj denetimi – DIN EN ISO 15883'e göre yüksek proses güvenliği
- Sıvı deterjan/nötralizasyon maddesi dozajı için
- 214 mm emiş borusu, 5 l bidon için, esnek kapaklı
- Emiş borusu dönüştürme seti, 10–30 l bidon (servis aracılığıyla temin edilebilir)



DOS K 85 flex

Sıvı maddelerin otomatik dozajı için, boş seviye göstergeli 5–10 l bidon dozaj modülü.

- Dozaj denetimi – DIN EN ISO 15883'e göre yüksek proses güvenliği
- Sıvı deterjan/nötralizasyon maddesi dozajı için
- 352 mm emiş borusu, 5–10 l bidon için, esnek kapaklı
- Emiş borusu dönüştürme seti, 10–30 l bidon (servis aracılığıyla temin edilebilir)

Ürün	Tanım	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
PG 8596	İşlem kimyasallarını ve dozaj modüllerini koymak için paslanmaz çelik dozaj dolabı.	10087340	69859602D	4002515558324
PG 8596	İşlem kimyasallarını ve dozaj modüllerini koymak için beyaz dozaj dolabı.	10087330	69859601D	4002515558317
DOS K 85/1 flex	Sıvı maddelerin otomatik dozajı için, boş seviye göstergeli 5 l bidon dozaj modülü.	11498920	69747053D	4002516365297
DOS K 85 flex	Sıvı maddelerin otomatik dozajı için, boş seviye göstergeli 5–10 l bidon dozaj modülü.	11498880	69747052D	4002516357438

Bazalar

PG 8582, PG 8592, PG 8582 CD



UG 30-60/60-85

Makineyi yükseltmek için kapalı baza, 60 cm derinlik, 60 cm genişlik.

- G ve D 60 cm olan tüm cihazlar için uygundur.
- Y 317, G 600, D 600 mm



UG 30-90/60-85

Makineyi yükseltmek için yan dolap dahil kapalı baza, 60 cm derinlik, 90 cm genişlik.

- Aqua Purificator PG 8595 ve DOS dolabı PG 8596 için kullanılabilir.
- Y 300, G 897, D 542 mm



UG 30-90/70-85


Makineyi yükseltmek için kapalı baza, 70 cm derinlik, 90 cm genişlik.

- G 90, D 70 cm olan tüm cihazlar için uygundur.
- Y 317, G 900, D 700 mm

Ürün	Tanım	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
UG 30-60/60-85	Makineyi yükseltmek için kapalı baza, 60 cm derinlik, 60 cm genişlik.	10087350	69306001D	4002515558331
UG 30-90/60-85	Makineyi yükseltmek için yan dolap dahil kapalı baza, 60 cm derinlik, 90 cm genişlik.	10087360	69309001D	4002515558348
UG 30-90/70-85	Makineyi yükseltmek için kapalı baza, 70 cm derinlik, 90 cm genişlik.	10210600	69309002D	4002515622506

Dönüştürme setleri

PG 8582, PG 8592, PG 8582 CD



UBS 1

G 78 serisi seçili yük taşıyıcıları PG 85 serisinde kullanmak için dönüştürme seti.

- Kurutma bağlantısı olan eski yük taşıyıcılar için



UBS 3

G 78 serisi seçili üst sepetleri PG 85 serisinde kullanmak için dönüştürme seti.

- Kurutma bağlantısı olmayan eski yük taşıyıcılar için
- Kaynaklı su beslemesi olan eski yük taşıyıcılar için

Ürün	Tanım	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
UBS 1	G 78 serisi seçili yük taşıyıcıları PG 85 serisinde kullanmak için dönüştürme seti.	10131090	69215014D	4002515588970
UBS 3	G 78 serisi seçili üst sepetleri PG 85 serisinde kullanmak için dönüştürme seti.	10131110	69215016D	4002515588994

Üst ve alt raflar için aksesuarlar

PG 8582, PG 8592, PG 8582 CD



E 131/1

5 adet sepet ve böbrek tepsisini en iyi şekilde yerleştirmek için aksesuar.

- 5 adet sepet veya böbrek tepsisi için uygundur.
- 6 tutucu ile donatılmıştır, yükseklik: 160 mm, mesafe: 80 mm
- Alt raf için
- E 363 sepetinin yerleştirilmesi için
- Y 168, G 180, D 495 mm



E 800

3 adet sepet ve böbrek tepsisini en iyi şekilde yerleştirmek için aksesuar.

- 3 tutucuyla donatılmıştır, Y 165 mm, mesafe yakl. 68 mm
- Üst ve alt raflara yerleştirilebilir.
- Y 165, G 140, D 290 mm



E 492

Böbrek tepsilerini en iyi şekilde yerleştirmek için aksesuar.

- 9 tutucu ile donatılmıştır, yükseklik: 86 mm, mesafe: 49 mm
- Alt rafta kullanılabilir.
- Y 120, G 256, D 474 mm



E 430/1

Çeşitli aletleri en iyi şekilde yerleştirmek için sepet.

- 5 mm göz genişliğine sahip tel örgüden oluşur.
- Y 40, G 150, D 445 mm



E 468

Çeşitli gereçleri en iyi şekilde yerleştirmek için sepet.

- Kaynak ızgarası/paslanmaz çelik, kapak ve alt bölmeli
- Göz genişliği 5 x 5 x 1 mm
- Bölme çıkarıldıktan sonra cerrahi motorları temizlemek için
- Lütfen üreticinin temizleme uyarılarını dikkate alınız.
- E 198 ile kullanılmamaktadır.
- Y 76, G 250, D 170 mm



E 146

Çeşitli aletleri en iyi şekilde yerleştirmek için sepet.

- Göz genişliği taban 3 mm, kenarlar 1,7 mm, kapak 8 mm
- 2 açılır kapanır taşıma sapı ile donatılmıştır.
- Üst ve alt rafa yerleştirilebilir.
- Y 55, G 150, D 225 mm

Ürün	Tanım	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
E 131/1	5 cerrahi alet sepetini ve böbrek tepsisini en iyi şekilde yerleştirmek için aksesuar.	5771030	69513102D	4002513317336
E 800	3 cerrahi alet sepetini veya böbrek tepsisini en iyi şekilde yerleştirmek için aksesuar.	4637720	69580001D	4002512087773
E 492	Böbrek tepsisini en iyi şekilde yerleştirmek için aksesuar.	5771140	69549201D	4002513317343
E 430/1	Çeşitli aletleri en iyi şekilde yerleştirmek için sepet.	6643200	69743003D	4002513984422
E 468	Çeşitli gereçleri en iyi şekilde yerleştirmek için sepet.	5043640	69546801D	4002512277280
E 146	Çeşitli aletleri en iyi şekilde yerleştirmek için sepet.	3346680	69514601D	4002511116009

Üst ve alt raflar için aksesuarlar

PG 8582, PG 8592, PG 8582 CD



E 197

Çeşitli aletleri en iyi şekilde yerleştirmek için sepet.


- Göz genişliği taban 3 mm, kenarlar 1,7 mm, kapak 8 mm
- 121 °C/134 °C'de buharla sterilize edilebilir.
- Y 42, G 150, D 225 mm



E 363

Jinekoloji ve KBB aletlerini en iyi şekilde yerleştirmek için sepet.

- Göz genişliği 1 mm
- Bir kapak ile donatılmıştır.
- Üst ve alt rafa yerleştirilebilir.
- Y 55, G 150, D 225 mm



E 328

Aletleri dik olarak en iyi şekilde yerleştirmek için yerleştirme parçası.


- Aletler, sepete dik olarak yerleştirilebilir.
- E 146/E 363 için



E 373

KBB aletlerini en iyi şekilde yerleştirmek için sepet.

- Göz genişliği taban 3 mm, kenarlar 1,7 mm, kapak 3 mm
- 28 adet dikey tutucu çubuk ile donatılmıştır.
- 2 açılır kapanır taşıma sapı ile donatılmıştır.
- Üst ve alt rafa yerleştirilebilir.
- Y 55, G 150, D 225 mm



E 417/1

30 adet kulak ve burun spekulumunu en iyi şekilde yerleştirmek için sepet.

- Yakl. 30 kulak ve burun spekulumu yerleştirmek için uygundur.
- 280 adet bölme, yaklaşık 13 x 13 mm
- Tabandaki göz genişliği 4 mm'dir
- Üst ve alt rafa yerleştirilebilir.
- Y 80, G 220, D 435 mm



E 374

KBB aletlerini en iyi şekilde yerleştirmek için, örn. inhalasyon bağlantıları için sepet.

- 24 bölme yakl. 45 x 45 mm, 27 bölme yakl. 12 x 12 mm
- Taban göz genişliği: 1,7 mm
- Üst ve alt rafa yerleştirilebilir.
- Y 63, G 173, D 445 mm

Ürün	Tanım	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
E 197	Çeşitli aletleri en iyi şekilde yerleştirmek için sepet.	7984090	68519701D	4002514953380
E 363	Jinekoloji ve KBB aletlerini en iyi şekilde yerleştirmek için sepet.	3149790	69536301D	4002511116283
E 328	Aletleri dik olarak en iyi şekilde yerleştirmek için yerleştirme parçası.	2795940	69732801D	4002511117051
E 373	KBB aletlerini en iyi şekilde yerleştirmek için sepet.	3809790	69537301D	4002511116405
E 417/1	30 adet kulak ve burun spekulumunu en iyi şekilde yerleştirmek için sepet.	9033260	69541702D	4002514984605
E 374	KBB aletlerini en iyi şekilde yerleştirmek için, örn. inhalasyon bağlantıları için sepet.	3809800	69537401D	4002511116412

Üst ve alt raflar için aksesuarlar

PG 8582, PG 8592, PG 8582 CD



E 416

6 adet bir ve iki parçalı spekulumu en iyi şekilde yerleştirmek için aksesuar.

- 6 adet bir ve iki parçalı spekulum yerleştirmek için uygundur.
- 7 tutucu, 40 mm mesafe
- Üst (sadece tek prç.spekulum ile) ve alt rafa yerleştirilebilir.
- Y 157, G 178, D 279 mm



E 130

10 tepsiyi en iyi şekilde yerleştirmek için aksesuar.

- 11 tutucu ile donatılmıştır, yükseklik 170 mm – mesafe 35 mm
- Alt rafta kullanılabilir.
- Y 180, G 180, D 445 mm



E 806/1

8 yarım tepsiyi en iyi şekilde yerleştirmek için aksesuar.

- 9 tutucu (8 bölme), G 295, mesafe 37 mm
- Maks. tepsi boyutu 290 x 30 mm
- Y 114, G 305, D 348 mm



E 339/1

En fazla 12 tepsi alt parçasını ve tepsiyi en iyi şekilde yerleştirmek için aksesuar.

- 12 tepsi alt parçası veya tepsi için uygundur.
- 13 tutucu ile donatılmıştır (12 bölme).
- Azami tepsi boyutu 290 x 30 mm
- Y 115, G 305, D 498 mm



E 441/1

Mikro aletleri en iyi şekilde yerleştirmek için sepet.

- Tabanın göz genişliği 1,7 mm'dir
- Yanlar kapalıdır, istiflenebilir.
- Korumalı depolama için 6 ayarlanabilir ayırıcıya sahip iç bölmeler
- 121 °C/134 °C'de buharla sterilize edilebilir.
- Y 60, G 183, D 284 mm



E 337/1

Dik duran aletleri en iyi şekilde yerleştirmek için sepet.

- Sonda, cımbız veya ağız aynalarını yerleştirmek için uygundur.
- 4 plastik tutucu ile donatılmıştır.
- 12 bölme yakl. 22 x 28 mm genişlik
- 4 bölme yakl. 25 x 28 mm genişlik
- 48 bölme yakl. 13 x 14 mm genişlik
- Y 148, G 173, D 445 mm

Ürün	Tanım	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
E 416	6 adet bir ve iki parçalı spekulumu en iyi şekilde yerleştirmek için aksesuar.	3888650	69541601D	4002511803824
E 130	10 tepsiyi en iyi şekilde yerleştirmek için aksesuar.	2648950	69513001D	4002511129375
E 806/1	8 yarım tepsiyi en iyi şekilde yerleştirmek için aksesuar.	9013220	69580603D	4002514969718
E 339/1	En fazla 12 tepsi alt parçasını ve tepsiyi en iyi şekilde yerleştirmek için aksesuar.	9233840	69533902D	4002515094860
E 441/1	Mikro aletleri en iyi şekilde yerleştirmek için sepet.	5988240	69544102D	4002513460476
E 337/1	Dik duran aletleri en iyi şekilde yerleştirmek için sepet.	7984130	69533702D	4002514953397

Üst ve alt raflar için aksesuarlar

PG 8582, PG 8592, PG 8582 CD



E 142

Çeşitli aletleri yerleştirmek için sepet.

- 1 mm tel örgü, 5 mm göz genişliği, 5 mm çerçeve
- 2 açılır kapanır taşıma sapı ile donatılmıştır.
- Maks. taşıma kapasitesi 10 kg
- Y 55, G 255, D 480 mm



E 143

Çeşitli aletleri en iyi şekilde yerleştirmek için sepet.

- 1 mm tel örgü, 5 mm göz genişliği, 5 mm çerçeve
- 2 açılır kapanır taşıma sapı ile donatılmıştır.
- Maks. taşıma kapasitesi 5 kg
- Y 55, G 265, D 230 mm



E 378

Çeşitli aletleri yerleştirmek için sepet.

- 0,8 mm tel örgü, 1,7 mm göz genişliği, 5 mm çerçeve
- 2 adet taşıma sapı ile donatılmıştır.
- Alt rafta kullanılabilir.
- Y 110, G 460, D 460 mm



E 473/2

Kapaklı, çeşitli çok küçük parçalar için uygun cerrahi alet kabı

- Kolayca açılır kapak kilidi ile
- Y 88,4, G 66, D 66 mm



E 379

Çeşitli aletleri yerleştirmek için sepet.

- 0,8 mm tel örgü, 1,7 mm göz genişliği, 5 mm çerçeve
- 2 adet taşıma sapı ile donatılmıştır.
- Üst ve alt rafa yerleştirilebilir.
- Y 110, G 180, D 445 mm



E 451

Çeşitli aletleri en iyi şekilde yerleştirmek için cerrahi alet sepeti.

- Küçük parçalar için kapaklı cerrahi alet sepeti
- Tel örgü: 1 mm taban, 0,8 mm kenarlar, 1 mm kapak
- Göz genişlikleri: 3 mm taban, 1,7 mm kenarlar, 3 mm kapak
- İç bölme parçası çıkarılabilir.
- Y 55, G 160, D 240 mm

Ürün	Tanım	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
E 142	Çeşitli aletleri yerleştirmek için sepet.	3830300	69514201D	4002511115972
E 143	Çeşitli aletleri en iyi şekilde yerleştirmek için sepet.	3830310	69514301D	4002511115989
E 378	Çeşitli aletleri yerleştirmek için sepet.	3203530	69537801D	4002511116443
E 473/2	Kapaklı, çeşitli çok küçük parçalar için uygun cerrahi alet kabı.	10623720	69547303D	4002515811962
E 379	Çeşitli aletleri yerleştirmek için sepet.	3203500	69537901D	4002511116450
E 451	Çeşitli aletleri en iyi şekilde yerleştirmek için cerrahi alet sepeti.	4203910	69545101D	4002511908154

File örtüler ve kapaklar


PG 8582, PG 8592, PG 8582 CD



A 810

Hassas malzemelerin en iyi şekilde sabitlenmesi için file örtü.


- Plastik file gerdirilmiş paslanmaz çelik çerçeve, boyut 445 x 215 mm
- Son derece dayanıklı ve uzun ömürlü
- File değiştirilebilir, paslanmaz çelik tekrar kullanılabilir.
- Ayrıca oftalmoloji için de uygundur.



A 810/1

Hassas malzemelerin en iyi şekilde sabitlenmesi için file örtü.


- Plastik file gerdirilmiş paslanmaz çelik çerçeve, boyut 206 x 215 mm
- Son derece dayanıklı ve uzun ömürlü
- File değiştirilebilir, paslanmaz çelik tekrar kullanılabilir.
- Ayrıca oftalmoloji için de uygundur.



A 811

A 810 filesini değiştirmek için yedek file


- File kolayca değiştirilebilir.
- Son derece dayanıklı ve uzun ömürlü
- G 215, D 445 mm



A 811/1

A 810/1 filesini değiştirmek için yedek file


- File kolayca değiştirilebilir.
- Son derece dayanıklı ve uzun ömürlü
- G 215, D 206 mm



A 16

Hassas malzemelerin sabitlenmesi için kapak.

- 1 mm tel örgü, 5 mm göz genişliği, 4 mm çerçeve
- E 142 sepeti için
- Y 0, G 230, D 215 mm



A 18

Hassas malzemelerin sabitlenmesi için kapak.

- 1 mm tel örgü, 5 mm göz genişliği, 4 mm çerçeve
- E 484 sepeti için
- 1/1 kapatma olarak E 142 sepeti için
- Y 20, G 230, D 430 mm


Ürün	Tanım	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
A 810	Hassas malzemelerin en iyi şekilde sabitlenmesi için file örtü.	10283650	69501700D	4002515676783
A 810/1	Hassas malzemelerin en iyi şekilde sabitlenmesi için file örtü.	10283670	69501800D	4002515671764
A 811	A 810 filesini değiştirmek için yedek file	10283680	69501900D	4002515676790
A 811/1	A 810/1 filesini değiştirmek için yedek file	10283690	69502000D	4002515676493
A 16	Hassas malzemelerin sabitlenmesi için kapak.	3981990	69745004D	4002511860971
A 18	Hassas malzemelerin sabitlenmesi için kapak.	5631080	69745006D	4002513118124

İnfüzyon şişeleri için aksesuarlar

PG 8582, PG 8592, PG 8582 CD

Tanım


- Sepetler ve aksesuarlar, sadece infüzyon şişelerinin yıkanması için uygundur.
- İç taraftan doğrudan püskürtme gerçekleşmez ve GMP standardı uyarınca 2"li püskürtme sistemi yoktur.



E 125

İnfüzyon şişelerini en iyi şekilde yerleştirmek için sepet. Yüzey ölçüsü 125 x 125 mm.


- 9 bölme, yüzey ölçüsü: 125 x 125 mm (şişe), 55 x 55 mm (boyun)
- 2.000 ml şişeler için
- Alt rafta kullanılabilir.
- Y 224, G 460, D 460 mm



E 124

İnfüzyon şişelerini en iyi şekilde yerleştirmek için sepet. Yüzey ölçüsü 100 x 100 mm.


- 16 bölme, yüzey ölçüsü: 100 x 100 mm (şişe), 48 x 48 mm (boyun)
- 1.000 ml şişeler için
- Alt rafta kullanılabilir.
- Y 148, G 460, D 460 mm



E 129

İnfüzyon şişelerini en iyi şekilde yerleştirmek için sepet. Yüzey ölçüsü 84 x 84 mm.


- 20 bölme, yüzey ölçüsü: 84 x 84 mm (şişe), 46 x 46 mm (boyun)
- 500 ml şişeler için
- Y 113, G 445, D 445 mm



E 128

İnfüzyon şişelerini en iyi şekilde yerleştirmek için sepet. Yüzey ölçüsü 71 x 71 mm.


- 24 bölme, yüzey ölçüsü: 71 x 71 mm (şişe), 46 x 46 mm (boyun)
- 250 ml şişeler için
- Y 103, G 445, D 445 mm



E 127

İnfüzyon şişelerini en iyi şekilde yerleştirmek için sepet. Yüzey ölçüsü 57 x 57 mm.

- 20 bölme, yüzey ölçüsü: 57 x 57 mm (şişe), 46 x 46 mm (boyun)
- 100 ml şişeler için
- Y 102, G 445, D 445 mm



E 126

İnfüzyon şişelerini en iyi şekilde yerleştirmek için sepet. Yüzey ölçüsü 45 x 45 mm.

- 48 bölme, yüzey ölçüsü: 45 x 45 mm (şişe), 28 x 28 mm (boyun)
- 50 ml şişeler için
- Y 83, G 445, D 445 mm

Ürün	Tanım	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
E 125	İnfüzyon şişelerini en iyi şekilde yerleştirmek için sepet. Yüzey ölçüsü 125 x 125 mm.	3808510	69512501D	4002511115828
E 124	İnfüzyon şişelerini en iyi şekilde yerleştirmek için sepet. Yüzey ölçüsü 100 x 100 mm.	3808500	69512401D	4002511115811
E 129	İnfüzyon şişelerini en iyi şekilde yerleştirmek için sepet. Yüzey ölçüsü 84 x 84 mm.	3808550	69512901D	4002511115866
E 128	İnfüzyon şişelerini en iyi şekilde yerleştirmek için sepet. Yüzey ölçüsü 71 x 71 mm.	3808540	69512801D	4002511115859
E 127	İnfüzyon şişelerini en iyi şekilde yerleştirmek için sepet. Yüzey ölçüsü 57 x 57 mm.	3808530	69512701D	4002511115842
E 126	İnfüzyon şişelerini en iyi şekilde yerleştirmek için sepet. Yüzey ölçüsü 45 x 45 mm.	3808520	69512601D	4002511115835

Üst ve alt raflar için E 484 ve ek aksesuarları Donanım örnekleri

PG 8582, PG 8592, PG 8582 CD



E 484

Çeşitli gereçleri yerleştirmek için sepet.


- Tel örgü 1,4 mm, göz genişliği 8 mm
- Aşağıda belirtilen tutucular ile donatılabilir
4 adet E 485; 9 adet böbrek tepsisi için veya
4 adet E 486; 4 adet kap için veya
4 adet E 487; 16 adet ameliyathane terliği için veya
3 adet E 488; 9 adet solunum maskesi için veya
11 adet E 489 üniversal tutucu;
örneğin iç tabanlıklar için
- Y 100, G 470, D 480 mm



E 485

3 adet böbrek tepsisi en iyi şekilde yerleştirmek için tutucu.


- Kaynak ızgarası/paslanmaz çelik, kapak ve alt bölme
- Göz genişliği 5 x 5 x 1 mm
- Y 195, G 80, D 464 mm



E 486

Kaseleri en iyi şekilde yerleştirmek için tutucu.

- 1 kap yerleştirmek için uygundur.
- Y 275, G 464, D 10 mm



E 488

Solunum maskelerini en iyi şekilde yerleştirmek için tutucu.

- 3 solunum maskesi için uygundur.
- Y 31, G 240, D 210 mm

Ürün	Tanım	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
E 484	Çeşitli gereçleri yerleştirmek için sepet.	5109190	69548401D	4002512398718
E 485		5109210	69548501D	4002512398725
E 486	Kaseleri en iyi şekilde yerleştirmek için tutucu.	5109230	69548601D	4002512398732
E 488	Solunum maskelerini en iyi şekilde yerleştirmek için tutucu.	5109260	69548801D	4002512398756

Minimal invaziv cerrahi aletleri için ek aksesuarlar

PG 8582, PG 8592, PG 8582 CD



E 451

Çeşitli aletleri en iyi şekilde yerleştirmek için cerrahi alet sepeti.

- Küçük parçalar için kapaklı cerrahi alet sepeti
- Tel örgü: 1 mm taban, 0,8 mm kenarlar, 1 mm kapak
- Göz genişlikleri: 3 mm taban, 1,7 mm kenarlar, 3 mm kapak
- İç bölme parçası çıkarılabilir.
- Y 55, G 160, D 240 mm



E 908/1

Parçalarına ayrılabilir MIC aletleri/işlem parçalarını veya fiber optikleri yerleştirmek için sepet.

- Göz genişliği 8 x 1 mm (taban), yanlar kapalı
- İç bölümlendirme 4 ayrıncı ile bireysel ayarlanabilir.
- E 906/1'e asmak için kanca
- Y 130, G 460, D 36 mm



E 142

Çeşitli aletleri yerleştirmek için sepet.


- 1 mm tel örgü, 5 mm göz genişliği, 5 mm çerçeve
- 2 açılır kapanır taşıma sapı ile donatılmıştır.
- Maks. taşıma kapasitesi 10 kg
- Y 55, G 255, D 480 mm



E 473/2

Kapaklı, çeşitli çok küçük parçalar için uygun cerrahi alet kabı.

- Kolayca açılır kapak kilidi ile
- Y 88,4, G 66, D 66 mm



E 444

Soğuk ışık kablolarını ve çekiş hortumlarını en iyi şekilde yerleştirmek için aksesuar.

- Kablolar/hortumlar spiral biçiminde tamburun çevresine sarılır.
- Y 202 mm, katlanır askılı 214 mm; Ø 145 mm
- Y 202, G 138, D 112 mm

Ürün	Tanım	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
E 451	Çeşitli aletleri en iyi şekilde yerleştirmek için cerrahi alet sepeti.	4203910	69545101D	4002511908154
E 908/1	Parçalarına ayrılabilir MIC aletleri/işlem bileşenlerin veya fiber optikleri yerleştirmek için sepet.	5704010	69590802D	4002513252286
E 142	Çeşitli aletleri yerleştirmek için sepet.	3830300	69514201D	4002511115972
E 473/2	Kapaklı, çeşitli çok küçük parçalar için uygun cerrahi alet kabı.	10623720	69547303D	4002515811962
E 444	Soğuk ışık kablolarını ve çekiş hortumlarını en iyi şekilde yerleştirmek için aksesuar.	4637700	69544401D	4002512083966

Minimal invaziv cerrahi aletleri için ek aksesuarlar

PG 8582, PG 8592, PG 8582 CD



E 457

Parçalarına ayrılabilir MIC aletlerini en iyi şekilde yerleştirmek için sepet.

- Örn. 12 tutma kolu ve ek işlem elemanları için uygundur.
- 3 mm göz genişliğine sahip tel örgü taban, yanlar kapalı
- 8-12 tutma kolu için kaynaklı tutucu, değişken bölümlendirme
- Depolama ve kilitleme için 3 ayırıcı ile donatılmıştır.
- Y 62, G 192, D 490 mm



E 460

Çeşitli MIC aletlerini en iyi şekilde yerleştirmek için sepet.

- Farklı uzunluklarda rijit fiber optikler için uygundur.
- Göz genişliği taban 8 x 1 mm, yanlar/kapak 7 x 7 x 3 mm
- 2 rijit fiber optik yerleştirmek için 3 tutucu ile donatılmıştır.
- Y 53, G 100, D 430 mm



E 478/1

4 dar lümenli kanülü (Sautter kanülü) en iyi şekilde temizlemek için tutucu.

- Paslanmaz çelik filtre plakası ile donatılmıştır (FP-ED).



E 441/1

Mikro aletleri en iyi şekilde yerleştirmek için sepet.

- Tabanın göz genişliği 1,7 mm'dir
- Yanlar kapalıdır, istiflenebilir.
- Korumalı depolama için 6 ayarlanabilir ayırıcıya sahip iç bölmeler
- 121 °C/134 °C'de buharla sterilize edilebilir.
- Y 60, G 183, D 284 mm

Ürün	Tanım	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
E 457	Parçalarına ayrılabilir MIC aletlerini en iyi şekilde yerleştirmek için sepet.	4618030	69545702D	4002512067331
E 460	Çeşitli MIC aletlerini en iyi şekilde yerleştirmek için sepet.	4861390	69546001D	4002512183383
E 478/1	4 dar lümenli kanülü (Sautter kanülü) en iyi şekilde temizlemek için tutucu.	7292920	69747802D	4002514496948
E 441/1	Mikro aletleri en iyi şekilde yerleştirmek için sepet.	5988240	69544102D	4002513460476

Minimal invaziv cerrahi aletler için ek aksesuarlar

PG 8582, PG 8592, PG 8582 CD



E 476

Ø 4–8 mm mikro aletler için tutucu.

- 5 mm göz genişliği olan tel örgü sepetlerde kullanılabilir.
- Paket içeriği 50 adet
- E 468 tel örgü sepetinde cerrahi motorlarını sabitlemek için de kullanılır.



E 479

Maks. Ø 4 mm mikro aletler için tutucu.

- 5 mm göz genişliği olan tel örgü sepetlerde kullanılabilir.
- Paket içeriği 50 adet



E 477

Mikro aletler için tutucu.

- 5 mm göz genişliği olan tel örgü sepetlerde kullanılabilir.
- Paket içeriği 20 adet

Ürün	Tanım	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
E 476	Ø 4–8 mm mikro aletler için tutucu.	5692400	69747601D	4002513239454
E 479	Maks. Ø 4 mm mikro aletler için tutucu.	6553750	69747901D	4002513918175
E 477	Mikro aletler için tutucu.	5692390	69747701D	4002513239119

Genel kapsamlı aksesuarlar

PG 8582, PG 8592, PG 8582 CD



E 336

Mobil enjektör ünitesine pipetlerin/MIC aletlerinin en iyi şekilde yerleştirilmesi için yıkama ucu.

- Maks. 445 mm uzunluğunda pipetler yerleştirilebilir.
- Plastik, vidalanabilir.
- Y 121, G 11, D 11 mm



E 442

MIC aletlerini en iyi şekilde temizlemek için yıkama ucu.

- Ø 4–8 mm MIC aletleri için uygundur, vidalanabilir.
- Uzunluk 121 mm, Ø 6 mm
- Kapak, açıklık Ø 6 mm
- Sabitleme kelepçesi (Malz. no. 4174850)
- Y 121, G 11, D 11 mm



E 443

MIC aletlerini en iyi şekilde temizlemek için yıkama ucu.

- Ø 8–8,5 mm MIC aletleri için uygundur, vidalanabilir.
- Uzunluk 121 mm, Ø 10 mm
- Sabitleme kelepçesi (Malz. no. 4174850)
- Y 121, G 11, D 11 mm



A 817

Örn. KBB aletlerinin en iyi şekilde temizlenebilmesi için yıkama ucu.

- Enjektör üniteleri ve sepetleri için uygun, vidalanabilir.
- Kapak ve sabitleme kelepçesi ile birlikte
- Uzunluk 65 mm, çap 11 mm
- Başlık, açıklık çapı Ø 6 mm (Malz. no. 4174960)
- Sabitleme kelepçesi (Malz. no. 4174850)
- Y 65, G 11, D 11 mm



E 445

Yıkama ucu kullanıldığında aletleri en iyi şekilde sabitlemek için yıkama ucu başlığı.

- Yıkama ucu için 12 adet başlık
- Açıklık Ø 6 mm



E 446

Yıkama ucu kullanıldığında aletleri en iyi şekilde sabitlemek için yıkama ucu başlığı.

- Yıkama ucu için 12 adet başlık
- Açıklık Ø 10 mm

Ürün	Tanım	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası	
E 336	Mobil enjektör ünitesine pipetlerin/MIC aletlerinin en iyi şekilde yerleştirilmesi için yıkama ucu.	3809390	69733601D	4002511117068	
E 442	MIC aletlerini en iyi şekilde temizlemek için yıkama ucu.	4203830	69744201D	4002511908208	
E 443	MIC aletlerini en iyi şekilde temizlemek için yıkama ucu.	4203840	69744301D	4002511908192	
A 817	Örn. KBB aletlerinin en iyi şekilde temizlenebilmesi için yıkama ucu.	10706260	69681700D	4002515880593	
E 445	Yıkama ucu kullanıldığında aletleri en iyi şekilde sabitlemek için yıkama ucu başlığı.	4203850	69744501D	4002511908185	83
E 446	Yıkama ucu kullanıldığında aletleri en iyi şekilde sabitlemek için yıkama ucu başlığı.	4203860	69744601D	4002511908178	77

Genel kapsamlı aksesuarlar

PG 8582, PG 8592, PG 8582 CD



A 818

Yıkama ucu kullanıldığında aletleri en iyi şekilde sabitlemek için yıkama ucu başlığı.

- Ambalaj içeriği: 12 kapak
- Kullanım durumuna göre ayarlanabilir açıklık
- Y 20, G 20, D 20 mm



E 452

Çeşitli malzemeleri en iyi şekilde temizlemek için enjektör ucu.

- Mobil enjektör üniteleri için uygun, vidalanabilir.
- Y 60 mm, G 2,5, D 2,5 mm



E 453

Çeşitli malzemeleri en iyi şekilde temizlemek için enjektör ucu.

- Bir tutucu kıskaç ile donatılmıştır.
- Mobil enjektör üniteleri için uygun, vidalanabilir.
- Y 110, G 4, D 4 mm



E 464

E 454 Ø 13 x 65 mm enjektör ucu için tutucu.

- Yükseklik ayarı için bir yay ile donatılmıştır (Malz. no. 4692440).



E 454

Çeşitli malzemeleri, örn. trokar manşonlarını en iyi şekilde temizlemek için enjektör ucu.

- Trokar manşonları için uygundur, Ø 10–15 mm, 8 x 150 mm
- Yükseklik ayarı için bir yay ile donatılmıştır.
- Y 150, G 8, D 8 mm



E 454/1

Çeşitli malzemeleri, özellikle rektoskopları en iyi şekilde temizlemek için enjektör ucu.

- Rektoskoplar için uygundur. Trokar manşonları ve diğer malzemeler
- Y 300, G 8, D 8 mm

Ürün	Tanım	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
A 818	Yıkama ucu kullanıldığında aletleri en iyi şekilde sabitlemek için yıkama ucu başlığı.	10706620	69681800D	4002516100119
E 452	Çeşitli malzemeleri en iyi şekilde temizlemek için enjektör ucu.	4203920	69745201D	4002511908499
E 453	Çeşitli malzemeleri en iyi şekilde temizlemek için enjektör ucu.	4203930	69745301D	4002511908505
E 464	E 454 Ø 13 x 65 mm enjektör ucu için tutucu.	4837600	69746401D	4002512173018
E 454	Çeşitli malzemeleri, örn. trokar manşonlarını en iyi şekilde temizlemek için enjektör ucu.	4203940	69745401D	4002511908512
E 454/1	Çeşitli malzemeleri, özellikle rektoskopları en iyi şekilde temizlemek için enjektör ucu.	10342490	69745402D	4002515722954

Genel kapsamlı aksesuarlar

PG 8582, PG 8592, PG 8582 CD



E 471

Ø 2,5 mm enjektör uçları için yaylı kısıkaç.

- E 452 için



E 472

Ø 4 mm enjektör uçları için yaylı kısıkaç.

- E 351, E 453 için



A 832

Çeşitli malzemeleri en iyi şekilde temizlemek için enjektör ucu.

- Mobil enjektör üniteleri için uygun, vidalanabilir.
- Yan delikler sayesinde en iyi temizleme sonuçları
- Y 60, G 2,5, D 2,5 mm



A 833

Çeşitli malzemeleri en iyi şekilde temizlemek için enjektör ucu.

- Mobil enjektör üniteleri için uygun, vidalanabilir.
- Yan delikler sayesinde en iyi temizleme sonuçları için
- Y 110, G 4, D 4 mm



A 834

Çeşitli malzemeleri, özellikle rektoskoplari en iyi şekilde temizlemek için enjektör ucu.

- Rektoskoplari, trokar manşonları ve diğer malzemeler için uygundur.
- Yükseklik ayarı için bir yay ile donatılmıştır.
- Yan delikler sayesinde en iyi temizleme sonuçları için
- Y 150, G 8, D 8 mm



A 816

Çeşitli malzemeleri en iyi şekilde temizlemek için enjektör ucu.

- Enjektör üniteleri ve sepetleri için uygun, vidalanabilir.
- Yan delikler sayesinde en iyi temizleme sonuçları için
- Y 90, G 2,5, D 2,5 mm

Ürün	Tanım	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
E 471	Ø 2,5 mm enjektör uçları için yaylı kısıkaç.	4451930	69747101D	4002512008464
E 472	Ø 4 mm enjektör uçları için yaylı kısıkaç.	4451960	69747201D	4002512008457
A 832	Çeşitli malzemeleri en iyi şekilde temizlemek için enjektör ucu.	10635440	69745202D	4002515817711
A 833	Çeşitli malzemeleri en iyi şekilde temizlemek için enjektör ucu.	10635480	69745302D	4002515941225
A 834	Çeşitli malzemeleri, özellikle rektoskoplari en iyi şekilde temizlemek için enjektör ucu.	10635650	69745403D	4002515940709
A 816	Çeşitli malzemeleri en iyi şekilde temizlemek için enjektör ucu.	10635660	69681600D	4002515978849

Genel kapsamlı aksesuarlar


PG 8582, PG 8592, PG 8582 CD



E 499

Emme, yıkama ve Verres kanüllerini en iyi şekilde yerleştirmek için yıkama donanımı.

- Emme ve yıkama kanüllerinde farklı bağlantı şekilleri mümkündür
- Enjektör uçlu mobil raf üniteleri ile uyumludur.



E 456

MIC aletlerini açık durumda ideal bir şekilde sabitlemek için açma yayı.



E 447

Erkek Luer kilidi bağlantılarını bağlamak için adaptör.

- Luer kilidi için, erkek, vidalanabilir.
- E 450/1, O 176, O 183 için



E 517

Dişi bir Luer kilidi adaptörü bağlamak için adaptör.

- Luer kilidi için uygun, dişi, vidalanabilir.
- E 450/1, O 176, O 183 için



E 449

Dişi Luer kilidi bağlantılarını bağlamak için adaptör.

- Luer kilidi için, dişi, vidalanabilir.
- E 450/1, O 176, O 183 için

E 531 (görsel yok)

Luer-Lock kapağı, dişi.

- Luer-Lock bağlantılarını kapatmak için

Ürün	Tanım	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
E 499	Emme, yıkama ve Verres kanüllerini en iyi şekilde yerleştirmek için yıkama donanımı.	7759500	69549901D	4002514811482
E 456	MIC aletlerini açık durumda ideal bir şekilde sabitlemek için açma yayı.	4203960	69745601D	4002511908536
E 447	Erkek Luer kilidi bağlantılarını bağlamak için adaptör.	4203870	69744701D	4002511908468
E 517	Dişi bir Luer kilidi adaptörü bağlamak için adaptör.	7790040	69751701D	4002514827575
E 449	Dişi Luer kilidi bağlantılarını bağlamak için adaptör.	4203890	69744901D	4002511908482
E 531	Luer-Lock kapağı, dişi.	11095490	69753100D	4002516313236

Genel kapsamlı aksesuarlar

PG 8582, PG 8592, PG 8582 CD



A 854

Yıkanacak malzemenin kısıtlı doldurma yüksekliğine sahip taşıyıcılara bağlanması için açılı adaptör.

- Luer kilitli hortumların bağlanması için uygundur.
- Ayrıca uçların bağlanması için uygundur.
- Dişli 8 x 1 mm



E 518

Yıkanacak malzemenin bağlanması için silikon hortum, uzunluk 300 mm.

- Ambalaj içeriği: 4 adet silikon hortum
- Açık hortum ucu



A 855

Yıkanacak malzemenin bağlanması için silikon hortum, uzunluk 160 mm.

- Döner yataklı bağlantı hortumu
- Dişli 8 x 1 mm
- Çap 5 mm



A 856

Yıkanacak malzemenin bağlanması için silikon hortum, uzunluk 300 mm.

- Döner yataklı bağlantı hortumu
- Dişli 8 x 1 mm
- Çap 5 mm

Ürün	Tanım	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
A 854	Yıkanacak malzemenin kısıtlı doldurma yüksekliğine sahip taşıyıcılara bağlanması için açılı adaptör.	11035420	69785400D	4002516212348
E 518	Yıkanacak malzemenin bağlanması için silikon hortum, uzunluk 300 mm.	11015260	69751800D	4002516087076
A 855	Yıkanacak malzemenin bağlanması için silikon hortum, uzunluk 160 mm.	11035460	69785500D	4002516138396
A 856	Yıkanacak malzemenin bağlanması için silikon hortum, uzunluk 300 mm.	11131010	69785600D	4002516208136

Biberonlar için temizlik ve taşıma sistemi

PG 8582, PG 8592, PG 8582 CD



Biberonlar, normal şartlarda doğrudan bebek biriminde temizlenir. Yapısal çözüm olarak, 820 mm yükseklikleri (kapaksız) ile çalışma tezgahının altına monte edilebilen PG 8592 ve PG 8582 CD Miele yıkama ve dezenfeksiyon makinelerinin kullanılması önerilir. Miele, biberonların taşınması, alınması ve yerleştirilmesi, yıkanması ve dezenfekte edilmesi için oldukça kullanışlı bir kafes sepet sistemi geliştirmiştir. Kafes sepetler, standart tüm biberon ölçüleri için uygundur. Temizlik için üst ve alt rafa 2'şer adet kafes sepet yerleştirilebilir. Her bir döngüde 76 adet biberon yıkanır ve dezenfekte edilir. Biberon uçları ve vidalı bağlantı parçaları ilgili sepetlere yerleştirilir.



1. Kullanılmış boş biberonları, ağızları yukarı bakacak şekilde E 135 kafes sepete yerleştirilir.
2. Kafes sepet bir kapak (tel örgü) ile kapatılır. Kafes sepet, 180° döndürülerek (biberon ağız aşağı bakar) dezenfeksiyon makinesine yerleştirilir.
3. Yıkama ve dezenfeksiyon işlemi tamamlandıktan sonra kapak tekrar çıkarılır ve kafes sepette kutuda yer alan biberonlar tekrar doldurulabilir.
4. Biberonlar, doldurulduktan sonra kapalı şekilde kafes sepette saklanabilir.

Biberonlar için aksesuarlar

PG 8582, PG 8592, PG 8582 CD



E 135

250 ml'ye kadar olan 19 biberonu en iyi şekilde yerleştirmek için sepet.

- Her biri 250 ml olan 19 biberon için uygundur.
- Boyut 56 x 56 mm, boyun: 49 x 49 mm biberonlar için uygundur.
- Üst raf A 102 ve alt raf A 151 için
- Y 194, G 192, D 447 mm



E 135/1

110 ml'ye kadar olan 19 biberonu en iyi şekilde yerleştirmek için sepet.

- Her biri 110 ml olan 19 biberon için uygundur.
- Boyut 51 x 51 mm, boyun: 45 x 45 mm biberonlar için uygundur.
- Üst raf A 102 ve alt raf A 151 için
- Y 135, G 192, D 447 mm



E 135/2

90 ml'ye kadar olan 19 biberonu en iyi şekilde yerleştirmek için sepet.


- Her biri 90 ml olan 19 biberon için uygundur.
- Boyut 51 x 51 mm, boyun: 42 x 42 mm biberonlar için uygundur.
- Üst raf A 102 ve alt raf A 151 için
- Y 125, G 192, D 447 mm



E 135/3

120 ml'ye kadar olan 19 biberonu en iyi şekilde yerleştirmek için sepet.

- Her biri 120 ml olan 19 biberon için uygundur.
- Boyut 56 x 56 mm, boyun: 49 x 49 mm biberonlar için uygundur.
- Üst raf A 102 ve alt raf A 151 için
- Y 135, G 192, D 447 mm



E 458

Vidalı kapaklı biberon emziğini en iyi şekilde yerleştirmek için sepet.

- 36 vidalı kapaklı biberon emziği için uygundur.
- Katlanabilir ve kilitlenebilir bir kapak ile donatılmıştır.
- Bölmeler: 29 x 29 mm
- Y 63, G 215, D 445 mm



AK 12/1

Çeşitli araç-gereçlerin yerleştirilmesi için sepet.

- Örneğin beher kapları, huniler ve anne sütü pompaları için uygundur.
- Esnek tutma kolu
- Y 122, G 224, D 434 mm

Ürün	Tanım	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
E 135	250 ml'ye kadar olan 19 biberonu en iyi şekilde yerleştirmek için sepet.	3808630	69513501D	4002511115903
E 135/1	110 ml'ye kadar olan 19 biberonu en iyi şekilde yerleştirmek için sepet.	3808640	69513502D	4002511115910
E 135/2	90 ml'ye kadar olan 19 biberonu en iyi şekilde yerleştirmek için sepet.	3808650	69513503D	4002511115927
E 135/3	120 ml'ye kadar olan 19 biberonu en iyi şekilde yerleştirmek için sepet.	3808670	69513504D	4002511115934
E 458	Vidalı kapaklı biberon emziğini en iyi şekilde yerleştirmek için sepet.	4235200	69545801D	4002511919358
AK 12/1	Çeşitli araç-gereçlerin yerleştirilmesi için sepet.	11131690	69501204D	4002516343714

Biberonlar için aksesuarlar


PG 8582, PG 8592, PG 8582 CD



AK 12

Çeşitli araç-gereçlerin yerleştirilmesi için sepet.


- Örneğin anne sütü pompaları, beher kapları ve huniler için uygundur.
- Y 122, G 224, D 434 mm



A 14/1

Hassas malzemelerin sabitlenmesi için kapak.

- Paslanmaz çelik kapak
- 8 x 8 mm delik, 3 mm kanal
- AK 12/1 sepetinin yarısını kapatır.
- Y 19, G 19, D 22,40 cm



A 14

Hassas malzemelerin sabitlenmesi için kapak.

- Paslanmaz çelik kapak
- 7 x 7 mm delik, 3 mm kanal
- AK 12 sepeti için
- Y 20, G 21, D 21 cm

Ürün	Tanım	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
AK 12	Çeşitli araç-gereçlerin yerleştirilmesi için sepet.	3830510	69501201D	4002511115620
A 14/1	Hassas malzemelerin sabitlenmesi için kapak.	11131560	69746003D	4002516340126
A 14	Hassas malzemelerin sabitlenmesi için kapak.	3981970	69745002D	4002511860995





Dijital çözümler

İşlem dokümantasyonu için diğer bileşenler

İletişim modülleri



İşlem dokümantasyonu için diğer bileşenler



APH 510 PRT 110

İşlem protokollerinin çıktısı için protokol yazıcısı.

- Mürekkep şeritli, nokta vuruşlu yazıcı
- PG 8536 hariç tüm Miele yıkama ve dezenfeksiyon makineleri ile uyumludur.
- Y 157, G 160, D 239 mm



APH 530

Yazıcıya kesintisiz bir bağlantı için bağlantı kablosu.

- APH 510 PRT110 protokol yazıcısıyla uyumlu
- Uzunluk: 10 m
- Y 0, G 0, D 10 mm



APH 592

APH 510 PRT110 protokol yazıcısı için mürekkep transfer şeridi.

- Nokta vuruşlu yazıcı için mürekkep şeridi



APH APH 591

APH 510 PRT110 protokol yazıcısı için rulo kağıt.

- Her bir ambalaj biriminde 5 rulo kağıt
- Genişlik: 76 mm
- Y 79, G 76, D 79 mm

Ürün	Tanım	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
APH 510 PRT 110	İşlem protokollerinin çıktısı için protokol yazıcısı.	11053310	68817004D	8809166679332
APH 530	Yazıcıya kesintisiz bir bağlantı için bağlantı kablosu.	6095260	68817201D	4002513532609
APH 592	APH 510, PRT100 protokol yazıcısı için mürekkep transfer şeridi.	11053500	68817005D	8809166675907
APH 591	APH 510 PRT110 protokol yazıcısı için rulo kağıt.	9063410	68817003D	4002515000038

İletişim modülleri

Cihaz ağı bağlantısı ve işlem dokümantasyonu



XKM 3200 WL LMD

Dokümantasyon yazılımlarına bağlamak için iletişim modülü.

- En gelişmiş teknik özellikler ile Miele Cloud Service bağlantısı
- Şifreli Wi-Fi veya Ethernet üzerinden güvenli aktarım
- Verilerin JSON formatında sunulması için REST arayüzü
- Yerel ağda esnek kullanım
- Cihaza en fazla 30 prosel protokolü kaydedilir.
- Bağlantı kablosu uzunluğu: 1,5 m; kablo uzatması mümkündür.
- Bu modül DataDiary ile uyumlu değildir.
- Y 39, G 88, D 110 mm

XKM 3000 L Med

Bir ağı sistemine bağlantı için Ethernet arayüzü içeren iletişim modülü.

- Maks. 30 işlem protokolü ve 2 grafik protokolü için halka arabellek
- Doğrudan bağlantı/ağı bağlantısı için ek bileşenler gerekli değildir.
- Otomatik ağı parametreleri ayarı için DHCP desteği
- Aktarım hızı: 10/100 Mbit/s
- Bağlantı kablosu uzunluğu: 1,5 m; kablo uzatması mümkündür.
- Y 39, G 88, D 110 mm

XKM RS 232 10 Med

Bir yazıcının bağlanması için seri arayüze (RS232) sahip iletişim modülü.

- Maks. 25 işlem protokolü için halka arabellek
- Kısa ve uzun protokol farkı
- Aktarım hızı: maks. 38 kBit/s
- Bağlantı kablosu uzunluğu: 1,5 m; 15 m'ye kadar uzatmak mümkündür.
- Y 39, G 88, D 110 mm

Ürün	Tanım	Malzeme numarası	Ürün numarası	EAN numarası
XKM 3200 WL LMD	Başka dokümantasyon yazılımına bağlamak için iletişim modülü.	11795280	68822103D	4002516567226
XKM 3000 L Med	Bir ağı sistemine bağlantı için Ethernet arayüzü içeren iletişim modülü.	10440980	68822102D	4002515727218
XKM RS 232 10 Med	Bir yazıcının bağlanması için seri arayüze (RS232) sahip iletişim modülü.	10444420	68822002D	4002515832394

İşlem dokümantasyonu

Her şey göz önünde

Miele MOVE ile işlem dokümantasyonu

Bununla ilgili daha fazla bilgiye 91. sayfadan ulaşabilirsiniz.

İşlem dokümantasyonu							
		Bilgisayara ve cihaza doğrudan bağlantı		Klinik ağı üzerinden bağlantı			Yazıcı
		Opsiyon 1:	Opsiyon 2:	Opsiyon 3:	Opsiyon 4:	Opsiyon 5:	
		Seri arayüzlü bir cihaza bilgisayar ile bağlanma	İletişim modülü (Ethernet, Wi-Fi) cihaza bilgisayar ile bağlanma	Seri arayüzlü cihaza ağ bağlantısı	Cihaz ağ arayüzü (Ethernet, Wi-Fi) bulunan cihaza ağ bağlantısı	XKM 3200 WL LMD veya XKM 3000 L Med iletişim modüllü cihaza ağ bağlantısı	
		Örn. Miele PWD 853x yıkama ve dezenfeksiyon makinesi	Örn. Miele PG 858x/9x yıkama ve dezenfeksiyon makinesi (XKM 3200 WL LMD veya XKM 3000 L Med donanımlı)	Örn. Miele PWD 853x yıkama ve dezenfeksiyon makinesi	Örn. Miele PG 8535, PG 8536 yıkama ve dezenfeksiyon makinesi	Örn. Miele PG 858x/9x yıkama ve dezenfeksiyon makinesi	Örn. Miele PG 858x/9x yıkama ve dezenfeksiyon makinesi (XKM RS232 10 Med)
dijitalleştirme çözümü		Malzeme no.					
PG 858x/9x (XKM 3200 WL LMD) ve	11835020 11835030 12188710				X	X	
DataDiary uygulaması		Malzeme no.					
DataDiary – PG 858x/9x için	10689630				X (Wi-Fi ile bağlanma)		

Ürün ve kısaltma dizini

Ürün adı	Sayfa
U 874/2	40
UBS 1	39
UBS 3	39
UfZ	35
UG 30-60/60-85	38
UG 30-90/60-85	38
UG 30-90/70-85	38
UG 70-60/80	38
UTS	55
VE P 2000	36
VE P 2800	36
XKM 3000 L Med	100
XKM 3200 WL LMD	100
XKM RS 232 10 Med	100
ZS 150-1	88

Tıbbi kısaltmaların açıklamaları	
AD	Deminerale su (Aqua Destillata) için bağlantı
AD	Pedal ile otomatik kapak açma/kapatma sistemi
ADP	Basıncısız deminerale su için besleme pompası
AE	Paslanmaz çelik dış kaplama
AW	Beyaz dış kaplama
BW	Beyaz
CLST	Paslanmaz çelik
CM	Conductivity Meter (iletkenlik ölçüm modülü)
DOS	Dozaj
DP	Tahliye pompası
DRY	Kurutma
DSN	Dozaj pompası
DV	Tahliye valfi
DWC	Tam deminerale su için bağlantı
EL	Elektrikli ısıtıcı
HLR	Körük dozaj pompalı model
HP	Isı pompası
i	Ankastre
IMS	Independent Monitoring System (IMS için hazırlandı)
IR	Kızılötesi
LCD	LCD ekran
LD	Sıvı dozaj
LFM	İletkenlik ölçüm modülü
LW	Beyaz
MD	Kapak kulpu ile manuel kapak açma/kapatma
OIL	Gres ve yağa dayanıklı contalı model
OXI/ ORTHOVARIO	OXIVARIO ve ORTHOVARIO yöntemi ile uygulama
PA	Panel
PD	Toz dozajlama
SAD	Yarı otomatik kapak açma/kapatma sistemi
SCi	3D çatal bıçak çekmecesi+/3D-Multiflex çekmece donanımlı ankastre bulaşık makinesi
SCVi	3D çatal bıçak çekmecesi+/3D-Multiflex çekmece donanımlı tam entegre bulaşık makinesi
LAN seti	Set: LAN modüllü cihaz (Ethernet modülü)
Wi-Fi seti	Set: Wi-Fi modüllü set (DataDiary)
SST	Seri arayüz
SST	Paslanmaz çelik
U	Tezgahaltı altı cihaz
WB	Beyaz/siyah dış kaplama
WF	Ön panelsiz
WS	Su yumuşatıcı
WW	Sıcak su bağlantısı
XXL	Ekstra büyük yıkama kabini

Miele

Miele Elektrikli Aletler Dış. Tic. ve Paz. Lti. Şti.
www.miele.com.tr/professional/