

Ersatzteile Wäschepflege  
Flusensieb  
zum Filtern von Flusen im Wäschetrockner

EAN-Nr.: 4002511409422 / Materialnummer: 01548306 / Alte Materialnummer:



- Kunststoffrahmen mit Siebgewebe
- zum Reinigen herausnehmbar
- für den Einsatz in der Türöffnung
- rechts und links einsetzbar
- Lieferumfang: 1 Stück
- für T3xx, T4xx, T5xx, T1xxx, T5xxx
- bitte die Komponente mit dem abgebildeten Ersatzteil vergleichen