

E 130

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von 10 Tablett.



- Ausgestattet mit 11 Halterungen, Höhe 170 mm – Abstand 35 mm
- Einsetzbar im Unterkorb

EAN-Nr.: 4002511129375 / Materialnummer: 02648950 / Alte Materialnummer: 69513001D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz für Trays/Tabletts	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Strebenabstand in mm	35
Strebenhöhe in mm	170
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Trays/Tabletts	•
<b>Kapazität</b>	
Trays/Tabletts [Anzahl]	10
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	180
Außenmaß, Nettobreite in mm	180
Außenmaß, Nettotiefe in mm	445
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	210
Außenmaß, Bruttobreite in mm	210
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	470
Nettogewicht in kg	0,70
Bruttogewicht in kg	0,90