


E 328

Einlegesteg

zur optimalen Aufnahme der Instrumente in stehender Form.



- Der Einsatz kann das Instrumentarium in stehender Form aufnehmen

EAN-Nr.: 4002511117051 / Materialnummer: 02795940 /
Alte Materialnummer: 69732801D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungsgerät, klein, Dental	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Sonstiges Zubehör	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	15
Außenmaß, Nettobreite in mm	34
Außenmaß, Nettotiefe in mm	145
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	12
Außenmaß, Bruttobreite in mm	80
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	120
Nettogewicht in kg	0,07
Bruttogewicht in kg	0,07