

E 146

Einsatz

zur optimalen Aufnahme diverser Instrumente.



- Maschenweite Boden 3 mm, Seiten 1,7 mm, Deckel 8 mm
- Ausgestattet mit 2 schwenkbaren Tragegriffen
- Einsetzbar in Ober- und Unterkorb

EAN-Nr.: 4002511116009 / Materialnummer: 03346680 / Alte Materialnummer: 69514601D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Siebschale	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Aufbereitung von OP-Instrumenten	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	55
Außenmaß, Nettobreite in mm	150
Außenmaß, Nettotiefe in mm	225
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	75
Außenmaß, Bruttobreite in mm	165
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	245
Nettogewicht in kg	0,61
Bruttogewicht in kg	0,70