


O 175

Oberkorb

zur optimalen Aufnahme von Laborglas.



- Geeignet für die Aufnahme von Enghals- und Laborglas
- Bestückungshöhe: 170 mm mm\*
- Ausgestattet mit einem Anschluss für Heißlufttrocknung
- Pulverdosierung nicht möglich

\* Abhängig vom Laborglas kann die max. Bestückungshöhe kleiner sein

EAN-Nr.: 4002511114876 / Materialnummer: 03807410 /  
Alte Materialnummer: 69117501D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz/Modul für Enghalsgläser	•
Injektorkorb	•
Oberkorb	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Maximale Bestückungshöhe in mm	170
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Kapazität</b>	
Enghalsgläser [Anzahl]	33
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	412
Außenmaß, Nettobreite in mm	475
Außenmaß, Nettotiefe in mm	531
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	270
Außenmaß, Bruttobreite in mm	525
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	540
Nettogewicht in kg	6,30
Bruttogewicht in kg	7,20
<b>Beipack</b>	
E 351 Injektordüse Ø 4 mm, Länge 160 mm [Anzahl]	33
E 353 Arretierung für Injektordüse E 351 [Anzahl]	33