


## O176 InjektorTA Instr.MIC

### Oberkorb

zur optimalen Aufnahme von MIC-, Arthroskopie- und Urologie-Instrumentarium.



- Ausgestattet mit 14 Injektordüsen/ Trichtern
- Links Einsätze, rechts Hohlkörperinstrumente (bis 500 mm)
- Die Bestückungshöhe links beträgt 360 +/- 20 mm
- Pulverdosierung nicht möglich
- Kein Sprüharm, mit Anschluss für Heißlufttrocknung

EAN-Nr.: 4002511114890 / Materialnummer: 03807420 /

Alte Materialnummer: 69117601D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Produktkategorie</b>	
Injektorkorb	•
Oberkorb	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
<b>Kapazität</b>	
Hohlkörperinstrumente [Anzahl]	10
<b>Standard Elektroanschluss</b>	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	409
Außenmaß, Nettobreite in mm	475
Außenmaß, Nettotiefe in mm	531
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	545
Außenmaß, Bruttobreite in mm	400
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	530
Nettogewicht in kg	4,80
Bruttogewicht in kg	6,50
<b>Beipack</b>	
E 442 Spülhülse, Ø 11 mm, Länge 121 mm, mit Kappe Ø 6 mm [Anzahl]	2
E 448 Silikonschlauch mit Luer-Lock-Adapter weiblich [Anzahl]	2
E 452 Injektordüse 2,5 x 60 mm [Anzahl]	1
E 453 Injektordüse 4 x 110 mm mit Halteklammer [Anzahl]	1
E 454 Injektordüse für Trokarhülsen 10-15 mm [Anzahl]	1
Sprühdüse Ø 2,5 mm [Anzahl]	2
Sprühdüse Ø 4 mm [Anzahl]	4
Trichter [Anzahl]	4