


O 183

Oberkorb

zur optimalen Aufnahme von MIC-, Arthroskopie- und Urologie-Instrumentarium.



- Linke Seite: 10 Injektordüsen oder freie Aufnahme von Einsätzen
- Rechte Seite: 14 Injektordüsen/ Trichter für Hohlkörperinstrumente
- Bestückungshöhe 285 +/- 30mm; Hohlkörperinstrumente 370 +/- 30mm
- Pulverdosierung nicht möglich

EAN-Nr.: 4002511114920 / Materialnummer: 03807470 / Alte Materialnummer: 69118301D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategorie	
Injektorkorb	•
Oberkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von MIC-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
Kapazität	
Hohlkörperinstrumente [Anzahl]	14
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	270
Außenmaß, Nettobreite in mm	475
Außenmaß, Nettotiefe in mm	530
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	410
Außenmaß, Bruttobreite in mm	540
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	555
Nettogewicht in kg	4,00
Bruttogewicht in kg	4,80